

Invacare® **Action<sup>®3</sup>** **NG** CE  
**Lagervariante**  
 IV-Leistungsnr: 20.108.004  
 Benutzergewicht: **max. 125 kg**  
**Grundpreis: 1.190,00 CHF**

Kunden-Nr:  
 Ansprechpartner:  
 Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	CHF
		Invacare® <b>Action<sup>®3</sup></b> <b>Lagervariante</b>	<b>1.190,00</b>
		<b>Basisausstattung:</b> Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar; 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwenkbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwenkbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.	

**VARIANTENÜBERSICHT**

Action <sup>®3</sup> NG Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	CHF
	Standardbremse	380 mm	BZI548406-A3		
	405 mm	BZI534922-A3			
	430 mm	BZI534923-A3			
	455 mm	BZI534924-A3			
	480 mm	BZI534925-A3			
	505 mm	BZI534926-A3			
Trommelbremse	380 mm	BZI534910-A3		2.383,00	
	405 mm	BZI534911-A3			
	430 mm	BZI534912-A3			
	455 mm	BZI534913-A3			
	480 mm	BZI534914-A3			
	505 mm	BZI534915-A3			

**ZUBEHÖR**

Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts	594,00	 1430
Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links	594,00	
Sitzkissen	76,00	
Beckengurt mit Klippverschluss	◆	
Kippschutz, Paar	◆	
Passive Beleuchtung	◆	
Stockhalter	◆	

Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

Summe		