

Invacare® **Action®<sup>4</sup>** <sub>NG</sub> **CE**

IV-Leistungsnr: 20.108.007  
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

**Grundpreis: 2.287,00 CHF**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	CHF
CKB0026	Invacare® <b>Action®<sup>4</sup></b> <sub>NG</sub>	<b>2.287,00</b>
CKBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage

**ALBER ZUSATZANTRIEBE**

Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.

CKB0070	Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Standard, Verstärkt oder Leichtgewicht und Standard-Greifreifenantrieb), (NC: SH 385 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage, Hemi-Armlehnen, pannensichere Bereifung, feste Hinterradachse, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen, Transportbefestigungshaken /-Kit, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflasche)	648,00
CKB0080	Halterung Alber Viamobil V25 (nur mit Standard-Greifreifenantrieb), (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, abklappbare Rücken, Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Kopfstütze, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflasche)	648,00
CKB0090	Halterung Alber Viamobil Eco V14 (120kg) (nur mit Standard-Greifreifenantrieb), (NC: Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Kopfstütze, faltbare Rückenstrebe, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfen, Halter für Sauerstoffflasche)	648,00

**ANTRIEBSVERSION**

CKB0100	Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0113	Doppelgreifreifen rechts, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, Hemi-Armlehne rechts, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse links, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Stockhalter)	710,00
CKB0114	Doppelgreifreifen links, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, Hemi-Armlehne links, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse rechts, Trommelbremse mit Einhandbremse, Stockhalter)	710,00
CKB0115	Einhandhebelantrieb rechts, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch rechts)	954,00
CKB0116	Einhandhebelantrieb links, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch links)	965,00




**SITZ**

**SITZBREITEN**

CKB0120	380 mm Sitzbreite (NC: einstellbare Sitztiefe 450 - 500 mm, Laguna-Rückenausführungen)	<input type="checkbox"/>
---------	--	--------------------------



CKB0345	Winkelverstellbar 0° bis 30° über Gasdruckfeder; Rückenhöhe 390/410/430 mm, inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare® <b>Matrix</b> ®-Rücken, Standard-Rückenpolster)		606,00																																																																										
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG: FÜR LAGUNA POSITIONIERUNGS-RÜCKENSCHALE (winkeleinstellbare Rücken nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)</b>																																																																													
CKB0313	Fest 7°, Höhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter, Invacare® <b>Matrix</b> ®-Rücken)		130,00																																																																										
CKB0344	Winkelverstellbar 0° bis 30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare® <b>Matrix</b> ®-Rücken, Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter)		527,00																																																																										
<b>INVACARE MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (-20mm Sitztiefe bei wvst. Rücken über Gasdruckfeder)</b>																																																																													
<b>NC: Armlehnen Nr. 4, Rückenstreben</b>																																																																													
CKB0321	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		894,00																																																																										
CKB0322	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		894,00																																																																										
CKB0323	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		894,00																																																																										
CKB0324	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		894,00																																																																										
CKB0325	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		894,00																																																																										
CKB0351	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		894,00																																																																										
CKB0352	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		894,00																																																																										
CKB0326	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		894,00																																																																										
CKB0327	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		1.095,00																																																																										
CKB0328	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		1.095,00																																																																										
CKB0329	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		1.095,00																																																																										
CKB0336	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		1.095,00																																																																										
CKB0337	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		1.095,00																																																																										
CKB0353	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		1.095,00																																																																										
CKB0354	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		1.095,00																																																																										
CKB0338	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		1.095,00																																																																										
<b>RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN</b>																																																																													
CKB0355	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○																																																																										
CKB0356	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																																																																										
CKB0357	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																																																																										
CKB0358	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																																																																										
CKB0359	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																																																																										
CKB0361	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○																																																																										
CKB0362	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Sitzbreite in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>mm</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Invacare Matrix Rückenbreite</th> <th>360</th> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>380</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>410</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>430</th> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>460</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>480</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			Sitzbreite in mm								mm	380	405	430	455	480	505	Invacare Matrix Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓		
		Sitzbreite in mm																																																																											
		mm	380	405	430	455	480	505																																																																					
Invacare Matrix Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																																																																					
	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																					
	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																																																					
	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																																					
	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																																																					
	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																																					
	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																																																					
<b>RÜCKENPOLSTER</b>																																																																													
CKB0360	Standard, fest (Jemima)		◆																																																																										
CKB0364	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		○																																																																										
CKB0365	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Standard-Überwurf		○																																																																										
CKB0367	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CKB0317/CKB0318)		143,00																																																																										
CKB0368	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		143,00																																																																										
CKB0369	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		117,00																																																																										

CKB0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB 0780 Rückenstrebe)		197,00	 
CKB0375	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		222,00	
CKB0372	Positionierungsrücken Laguna (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), nur mit Sitzkissen Standard, Kopfstütze Dartex (NC: Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter)		269,00	
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>				
<b>Ohne Beinstütze</b>				
CKB0380	Rechts		○	
CKB0430	Links		○	
<b>Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern</b>				
CKB0390/0490	Rechts		◆	
CKB0440/0510	Links		◆	
<b>Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)</b>				
CKB0400/0490	Rechts		297,00	 
CKB0450/0510	Links		297,00	
<b>Amputationsbeinstütze</b>				
CKB0420	Rechts		298,00	 
CKB0470	Links		298,00	
<b>EINTEILIGE FUSSAUFLAGE</b>				
CKB0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: Einschubrohr lang, Höhenadapter für kurze UL)		328,00	 
<b>ARMLEHNEN / SEITENTEILE</b>				
<b>Armlehnen Nr. 1 „RIO“, Paar, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz</b>				
CKB0520/0580	Desk (NC: Therapietische)		○	
CKB0530/0590	Lang		○	
<b>Armlehne Nr. 1 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz</b>				
CKB0531	Rechts (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		35,00	
CKB0591	Links (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		35,00	
<b>Armlehne Nr. 1 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)</b>				
CKB0532	Rechts (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		339,00	
CKB0592	Links (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		339,00	
<b>Armlehnen Nr.2, Paar, abschwenkbar, abnehmbar, in Schwarz</b>				
CKB0537/0597	Desk (NC: Therapietische, aktive Hinterradposition)		◆	
CKB0538/0598	Lang (NC: Aktive Hinterradposition)		○	
<b>Armlehnen Nr. 3, Paar, abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm, in Schwarz</b>				
CKB0539/0599	Desk (NC: Therapietische, aktive Hinterradposition)		228,00	
CKB0540/0600	Lang (NC: halbseitige Therapietische, aktive Hinterradposition)		228,00	
<b>Armlehne Nr. 3 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm, in Schwarz</b>				
CKB0542/0602	langes Polster (NC: Therapietische, Aktive Hinterradposition)		240,00	
CKB0543/0603	kurzes Polster (NC: Therapietische, Aktive Hinterradposition)		240,00	
<b>Armlehne Nr. 3 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, abnehmbar, höhenverstellbar 170 - 295 mm, abschwenkbar, tiefeinstellbar, in Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)</b>				
CKB0544	Rechts (NC: aktive Hinterradposition, Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		506,00	
CKB0604	Links (NC: aktive Hinterradposition, Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		506,00	
<b>Armlehnen Nr. 4, Paar, abnehmbar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz</b>				
CKB0533/0593	Desk (NC: Invacare® <b>Matrix</b> ®-Rücken, Therapietische)		228,00	
CKB0536/0596	Lang (NC: Invacare® <b>Matrix</b> ®-Rücken, halbseitige Therapietische)		228,00	
<b>Armlehne Nr. 4 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höheneinstellbar, in Schwarz</b>				
CKB0534/0594	langes Polster (NC: Therapietische)		240,00	

CKB0535/0595	kurzes Polster (NC: Therapietische)		240,00		
<b>Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, in Schwarz</b>					
CKB0555	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		343,00	 0555 / 0615  0564/0624  0562/0622  0566/0626	
CKB0615	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		343,00		
<b>Form der Hemi-Handauflage rechts für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3</b>					
CKB0562	Flach		98,00		
CKB0564	Gewölbt		98,00		
CKB0566	Anatomisch geformt		98,00		
<b>Form der Hemi-Handauflage links für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3</b>					
CKB0622	Flach		98,00		
CKB0624	Gewölbt		98,00		
CKB0626	Anatomisch geformt		98,00		
<b>INVACARE SITZKISSEN</b> <b>(bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)</b>					
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		73,00	 0654 0659 0681  0693	
CKB0659	Invacare® <b>Matrx® Flo-tech® Lite</b> Sitzkissen, Höhe 78 mm		183,00		
CKB0681	Invacare® <b>Matrx® Contour Visco NG</b> Sitzkissen, Höhe 100 mm		435,00		
CKB0693	Invacare® <b>Matrx® Libra</b> Sitzkissen, Höhe 89 mm		712,00		
<b>SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN</b>					
CKB0701	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>		
CKB0702	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>		
CKB0703	Sitztiefe 500 mm (NC: Invacare® <b>Matrx® Flo-tech</b> Sitzkissen)		<input type="radio"/>		
<b>WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN</b>					
CKB0716	Nackenzstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		104,00	 0716  0717  0718  0719  0760	
CKB0717	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		329,00		
CKB0718	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), mit Kinnunterstützung, inkl. Rückenstrebe		329,00		
CKB0719	Kopfstütze Invacare® <b>Matrx®</b> , multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare® <b>Matrx®</b> -Rücken, nicht mit Rückenstrebe und faltbarer Rückenstrebe)		473,00		
CKB0760	Einstellbares Wadenband		<input type="radio"/>		
CKB0770	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		33,00		
CKB0771	Höhenadapter für kurze Unterschenklängen, Paar, ermöglicht UL 230 mm - 430 mm, Auslieferung mit Standard-Fußplatte		125,00		
CKB0780	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+I und 7+I Klettbänder)		114,00		
CKB0782	Faltbare Rückenstrebe		114,00		
CKB0785	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>		
<b>Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>					
<b>RAHMENFARBEN</b>					
CKB0801	Schiefergrau		<input checked="" type="radio"/>		
CKB0804	Perlweiß		<input type="radio"/>		
CKB0806	Grün-Metallic		<input type="radio"/>		
CKB0807	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>		
CKB0811	Rot-Matt		<input type="radio"/>		
CKB0815	Türkis-Blau		<input type="radio"/>		
CKB0816	Marineblau		<input type="radio"/>		
CKB0817	Violett		<input type="radio"/>		
CKB0820	Schwarz-Metallic		<input type="radio"/>		
CKB0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage		
<b>VORDERRÄDER</b>					
CKB0845	8" x 1 1/4" Luftbereifung, Schwarz		<input type="radio"/>	 0845 0850 / 0870 / 0890  0895 0905 0925	
CKB0850	8" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		
CKB0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		
CKB0890	6" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		


CKB0895	6" x 1 ¼" pannensicher mittelhart, Schwarz		○	
CKB0905	5 ½" x 1 ¾" pannensicher mittelhart, Schwarz		○	
CKB0925	5" x 1" pannensicher, Schwarz		○	
<b>VORDERRADGABELN</b>				
CKB0930	Höhen- und winkelverstellbare Vorderradgabelaufnahme (3 Positionen)		◆	
<b>HINTERRÄDER</b>				
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>				
CKB0946	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)		○	
CKB0948	24"		◆	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>				
CKB0961	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: feste Hinterradachse)		◆	
CKB0962	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		171,00	
CKB0963	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
CKB0965	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, 1" Maxxis Alpha ProtectBereifung, feste Hinterradachse, Hand- und Speichenschutz, Stockhalter)		○	
CKB0966	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen), (NC: feste Hinterradachse, Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)		171,00	
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>				
CKB0972	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
CKB0974	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
CKB0978	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
CKB0982	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für 24" Hinterrad Leichtgewicht		○	
<b>GREIFREIFEN</b>				
CKBI020	Greifreifen Aluminium		◆	
CKBI030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		160,00	
<b>HINTERRADACHSE</b>				
CKBI040	Feste Achse		○	
CKBI050	Steckachse		◆	
<b>HINTERRADPOSITION</b>				
CKBI055	Aktive Hinterradposition, 8 Positionen (NC: Trommelbremsen, Halter für Sauerstoff-Flasche)		○	
CKBI060	Standard Hinterradposition, 2 Positionen (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆	
CKBI070	Radstandsverlängerung, 2 Positionen		○	
CKBI075	Amputationsposition, 8 Positionen (NC: Ziehbremse, Trommelbremsen)		○	
<b>RADSTURZ</b>				
CKB01077	Radsturz 0°		◆	
<b>LUFTPUMPE</b>				
CKBI090	Luftpumpe mit Halter		21,00	
<b>EXTRAS</b>				
CKBI110	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24" Hinterräder		239,00	
CKBI111	Hand- und Speichenschutz, Transparent für 22" & 24" Hinterräder		239,00	
<b>BREMSEN</b>				
CKBI120	Druckbremse		◆	
CKBI125	Ziehbremse		48,00	
CKBI130	Trommelbremse für Begleitperson		394,00	
CKBI150	Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		194,00	
CKBI160	Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		194,00	
CKBI161	Trommelbremse mit Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		376,00	
CKBI162	Trommelbremse mit Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		376,00	
<b>ZUBEHÖR</b>				
CKBI175	Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		46,00	
CKBI176	Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt (NC: Armlehnen Nr. 2 und Nr. 3, Halter für Sauerstoff-Flasche)		59,00	




0972 0974 0978



0982



1055 1060



1070 1075



1120



1175 & 1176

CKBI190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		39,00	
CKBI189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		129,00	 1189 / 1192
CKBI192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		139,00	
CKBI193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		166,00	 1193 / 1194
CKBI194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		174,00	
CKBI195	Anti-Kipprad einfach, rechts montiert (NC: Ankipphilfe rechts)		76,00	 1195
CKBI196	Anti-Kippräder einfach, Paar (NC: Ankipphilfe)		160,00	
CKBI200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		206,00	 1200
CKBI210	Passive Beleuchtung		◆	
CKBI220	Bremshebelverlängerung (Paar)		58,00	 1210
CKBI240	Stockhalter		○	
CKBI241	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)			 1220
CKBI245	Ankipphilfe, rechts		56,00	
CKBI246	Ankipphilfe, links		56,00	 1241
CKBI252	Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)		156,00	
CKBI270	Therapietisch, aufschiebbar		183,00	 1270
CKBI271	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, rechts		262,00	
CKBI272	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, links		262,00	 1252
CKBI273	Polster für halbseitigen Therapietisch		63,00	
<b>Summe</b>				
				 1271 / 1272