

Einfacher Transfer vom Wannenrand auf den Lifter

- Reduzierte Hautreibung durch leichtgängigen Drehteller
- Extra große Sitzfläche
- Weiche, hautfreundliche Beschichtung: pflegeleicht, einfach abwischbar
- Für die Verwendung mit *Aquatec Orca*, *Kogia* und *Beluga* geeignet
- In den Farben grau oder blau erhältlich
- Belastbarkeit bis 140 kg


Aquatec® *Disk* - Drehhilfe



Reduzierte Hautreibung durch leichtgängige, transferunterstützende Disk

- Extra große Sitzfläche, dreht ganz leicht
- Weiche, hautfreundliche Beschichtung: pflegeleicht, einfach abwischbar
- In den Farben grau oder blau erhältlich
- Belastbarkeit bis 140 kg

Aquatec® *Step* - Einstieghilfe



Barrieren reduzieren durch ein sicheres Medizinprodukt

- Extrem rutschfest und sicher
- Sehr hohe Kippstabilität
- Vielseitig verwendbar
- Waschbarer Bezug
- Belastbarkeit bis 150 kg

Technische Daten

Bestellnummern	<i>Aquatec® Trans</i>	<i>Aquatec® Disk</i>	<i>Aquatec® Step</i>
Dreh- und Übersetzhilfe, Blau	4.03.002		
Dreh- und Übersetzhilfe, Grau	4.03.008		
Drehscheibe, Blau		4.02.002	
Drehscheibe, Grau		4.02.008	
Einstieghilfe, Blau			3.00.002
Hilfsmittelverzeichnisnummer	22.29.01.0011	22.29.01.0010	
Weiteres			
Gewicht	2,2 kg	1,6 kg	1,5 kg
Belastbarkeit	140 kg	140 kg	150 kg