



KompasTM

SUPER LÉGER | COMPACT | CONVENABLE



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	SeHauteur d'assise ▼	Dimensions de pliage ▼	Largeur hors-tout ▼	Longueur hors-tout ▼	Hauteur hors-tout ▼
Kompas 460mm	420mm	520mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm

Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼	Batteries ▼	Poids des batteries ▼	Moteurs ▼	Rayon de giration ▼	Garde au sol ▼
Kompas 20.9kg batteries non compris	115kg	24 volt/11.4ah batteries lithium-ion	2.1kg	DC24V,70 watt	825mm	30mm

Pente max. de stabilité ▼	Autonomie ▼	Vitesse ▼	Diamètre du pneu ▼	Taille des roulettes ▼
Kompas 6°	11 km	6.4 km/h	8" pneumatique	7" PU

Coloris des carénages ▼



Noir et Gris

Revêtement ▼



Noir

Tél.: 061 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Invacare AG
Benkenstr. 260
4108 Witterswil



Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.
Kompas - CH - 11/2020

Yes, you can.®