

Classic Visco



La simplicité au service de l'efficacité



Yes, you can.

Le coussin **Classic Visco** est entièrement composé d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme d'une densité d'environ 85 kg/m³. D'une hauteur de 75 mm et entièrement plat, ce coussin n'a pas d'envers et peut être utilisé dans les deux sens. Pratique pour ne pas se tromper ! Il a été conçu pour aider à la prévention des escarres chez les patients de risque moyen à élevé.

- **100% en mousse viscoélastique**
- **Coussin plat, réversible haut/bas, supprimant ainsi tout risque de se tromper de sens !**
- **Housse respirante, bi-extensible, imperméable et équipée d'une poignée**
- **Disponible en 4 dimensions**

Utilisable dans les deux sens !

Le **Classic Visco** est un coussin plat. Par conséquent, quelles que soient ses dimensions, il peut être utilisé dans le sens de la largeur ou de la profondeur, sans distinction haut/bas.

Une housse extérieure fonctionnelle

Sa housse est respirante, bi-extensible et permet ainsi de limiter le cisaillement. Sa matière est imperméable pour offrir une bonne étanchéité du coussin.

Une poignée de préhension est incluse dans un des coins, sous le coussin : pratique en toute discrétion !

Le coussin est fourni avec deux housses noires.

Caractéristiques




Housse bi-extensible et imperméable

Lavable à 90°.



Poignée de préhension

Située dans un angle, cette poignée est pratique et discrète !



Deux fermetés de mousse, 4 tailles de coussins

Ferme ou très ferme selon la taille choisie.

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.


	Dimensions*	Hauteur	Poids total	Poids max. utilisateur	Revêtement extérieur lavable en machine
Classic Visco	375 x 400 mm 405 x 400 mm 430 x 430 mm 455 x 400 mm	75 mm	A partir de 0,950 kg	50 kg 100 kg 100 kg 100 kg	à 90°

* Le coussin peut être mis dans les deux sens, selon les besoins largeur / profondeur



Coloris du revêtement

Revêtement noir bi-extensible et imperméable



Codes

- 1627253 **Classic Visco** 375 x 400 mm (portance ferme)
- 1627254 **Classic Visco** 405 x 400 mm (portance très ferme)
- 1627255 **Classic Visco** 430 x 430 mm (portance très ferme)
- 1627256 **Classic Visco** 455 x 400 mm (portance très ferme)