

Colibri[®]



reddot award 2014
winner

Une balade colorée sans
effort, en toute sécurité !



Yes, you can.®

Le micro scooter *Invacare Colibri* est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.

Grâce à l'inédit système breveté *Invacare LiteLock™*, le **Colibri** est démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.



Options et caractéristiques



Démontage facile

Moins d'une minute est le temps nécessaire pour démonter le **Colibri** pour le transport. Il en est de même pour l'assemblage.

Grandes roues et grandes batteries

Améliore l'autonomie et le franchissement du scooter. Disponible en option.

Plus de confort

L'assise rembourrée assure à l'utilisateur une conduite relaxante tout en douceur. Elle est également pivotante sur 360°.


Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur siège/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids max utilisateur
<i>Invacare Colibri</i>	465 mm	400 mm	390 - 430 mm	385 mm	505 mm	1010 mm	44 kg ¹ (Batt. 12Ah) 49 kg ¹ (Batt. 18Ah)	136 kg
	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Pente max sécurité	Puissance moteurs	Autonomie	Vitesse	
<i>Invacare Colibri</i>	2 x 12 Ah 2 X 18 Ah	2200 mm	45 mm ² 50 mm ³	6° / 10.5%	200 W	11 km (Batt. 12Ah) 25 km (Batt. 18Ah)	8 km/h	BANDAGE NON MARQUANT

Coloris

Bleu électrique Rouge passion Vert python Blanc givré Gris Argenté



1. Poids de l'élément le plus lourd : 15,6 kg (partie avant)
2. avec petites roues (200x50mm)
3. avec grandes roues (210x65mm)

Système de démontage breveté LiteLock™