

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____
 indirizzo _____
 email _____
 numero di telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____

DCA0012 **KÜSCHALL COMPACT**
 Configurazione Std comprensiva di **Ruote Active e spondine estraibile in plastica**

Prezzo al pubblico
€ 1.910

 **Mykuschall (costruzione speciale) - Completare il modulo scaricabile dal sito internet**

quotazione su richiesta

Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TUV. **Nr. Repertorio DM 1940556/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA
SCEGLI COMPACT CON PORTAPEDANE FISSE O PORTAPEDANE ESTRAIBILI

<input type="checkbox"/> DCA1100	Portapedane estraibili	◆
<input type="checkbox"/> DCA1110	Portapedane FISSE 70° (angolo aperto)	€ 60
<input type="checkbox"/> DCA1120	Portapedane FISSE 80° (angolo chiuso)	€ 60
<input type="checkbox"/> DCA1130	Portapedane FISSE con adduzione 70°	€ 100
<input type="checkbox"/> DCA1140	Portapedane FISSE con adduzione 80°	€ 100

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

<input type="checkbox"/> DCA1300	280 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1330	400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DCA1305	300 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1335	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1310	320 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1340	440 mm	doppia crociera ○
<input type="checkbox"/> DCA1315	340 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1345	460 mm	doppia crociera ○
<input type="checkbox"/> DCA1320	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1350	480 mm	doppia crociera € 50
<input type="checkbox"/> DCA1325	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1355	500 mm	doppia crociera € 50

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

<input type="checkbox"/> DCA1400	320 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1445	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1405	340 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1460	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1415	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1470	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1425	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1480	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1435	400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DCA1490	500 mm	○

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

<input type="checkbox"/> DCA1615	300 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1655	420 mm	◆
<input type="checkbox"/> DCA1620	315 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1660	435 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1625	330 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1665	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1630	345 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1670	465 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1635	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1675	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1640	375 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1680	495 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1645	390 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1685	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1650	405 mm	○			

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

<input type="checkbox"/> DCA1700	370 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1745	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1705	380 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1750	470 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1710	390 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1755	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1715	400 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1760	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1720	410 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1765	500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DCA1725	420 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1770	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1730	430 mm - solo pedane estraibili	○	<input type="checkbox"/> DCA1775	520 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1735	440 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1780	530 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1740	450 mm	○			

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

<input type="checkbox"/> DCA1805	370 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1840	440 mm	◆
<input type="checkbox"/> DCA1810	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1845	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1815	390 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1850	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DCA1820	400 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DCA1825	410 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DCA1830	420 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DCA1835	430 mm	○	<input type="checkbox"/> DCA1870	500 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○

one order. one delivery. onesolution


Kuschall matrix Bodypoint

Leggere sempre le note a fianco

Le misure della nuova **COMPACT 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Con telaio 80°, la differenza tra altezza anteriore e altezza posteriore deve essere di almeno 30 mm

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"



Telaio "Hemi" per altezza seduta anteriore da 370 a 430 mm per Compact con portapedane estraibili.

HEMI FRAME CONDITIONS :

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 380	Hemi			
FSTF 390	Hemi			
FSTF 400	Hemi			
FSTF 410	Hemi	Hemi		
FSTF 420	Hemi	Hemi		
FSTF 430	Hemi	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 450	Std	Hemi	Hemi	Hemi
FSTF 460	Std	Hemi	Hemi	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 500	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 510	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std
FSTF 540				
FSTF 550				

RSTF da 360 e 370mm solo con pedane estraibili e ruote da 22"

RSTF / Dimensioni ruote posteriori

22" : 360-470 mm
 24" : 390-490 mm
 25" : 420-500 mm
 26" : 420-500 mm

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

<input type="checkbox"/>	DCA1900	200mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1932	360 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1902	210 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1934	370 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1904	220 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1936	380 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1906	230 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1938	390 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1908	240 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1940	400 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1910	250 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1942	410 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1912	260 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1944	420 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1914	270 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1946	430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DCA1916	280 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1948	440 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1918	290 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1950	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1920	300 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1952	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1922	310 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1954	470 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1924	320 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1956	480 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1926	330 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1958	490 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1928	340 mm	○	<input type="checkbox"/>	DCA1960	500 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1930	350 mm	○	<input type="checkbox"/>	DCA1962	510 mm	○

ATTENZIONE: a seconda della configurazione il poggiatesta potrebbe essere montato alto

LLL / FSTF : Portapedane estraibili

70° :
LLL max. = "FSTF - 20 mm"
80° :
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

LLL / FSTF : Portapedane fisse

70° :
LLL max. = "FSTF - 20 mm"
80° :
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

SCHIENALE

TIPO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DCA2110	Saldato con tubi dritti	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2120	Saldato con tubi piegati Lumbal 7°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2130	Regolabile in inclinazione (selezionare angolo) con altezza schienale >330mm	€ 190
<input type="checkbox"/>	DCA2140	Abbattibile e regolabile in inclinazione (selezionare angolo)	€ 270

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/>	DCA2155	82°	○	<input type="checkbox"/>	DCA2170	94°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2160	86°	○	<input type="checkbox"/>	DCA2175	98°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2165	90°	◆	<input type="checkbox"/>	DCA2180	102°	○

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DCA2200	Standard	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2210	Fissa Light Back, traspirante ed imbottita sui lati	€ 135
<input type="checkbox"/>	DCA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
<input type="checkbox"/>	DCA2240	Senza tela schienale	○

SCHIENALI MATRIX

<input type="checkbox"/>	DCA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DCA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DCA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX

<input type="checkbox"/>	DCA2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2366	430 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2368	460 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2370	480 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2372	510 MM	○

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DCA2400	Senza manopole di spinta	○
<input type="checkbox"/>	DCA2410	Fisse, corte	○
<input type="checkbox"/>	DCA2420	Fisse, lunghe	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
<input type="checkbox"/>	DCA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
<input type="checkbox"/>	DCA2450	Pieghevoli	€ 165

POGGIANUCA

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Tela Light Back non possibile con larghezza seduta <320 mm, > di 500 mm e altezza schienale < di 360mm

matrix.
SMART POSTURE MANAGEMENT



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopole pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

□ DCA2490 Poggiatesta con alette laterali € 190

BARRA STABILIZZATRICE

□ DCA2595 Tubo tensore estraibile e ribaltabile € 110

SEDUTA

TELA SEDUTA

□ DCA2610 Telino seduta con strap centrale (femmina) ◆

□ DCA2620 Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio) € 35

OPTIONAL SEDUTA

□ DCA2700 Cuscino seduta standard, 60 mm in materiale visco € 50

□ DCA2710 Cuscino Matrix Flo-Tech Lite € 135

□ DCA2720 Cuscino LIBRA € 629

□ DCA2730 Cuscino Matrix VI € 629

□ DCA2740 CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM € 80

□ DCA2742 CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM € 80

□ DCA2744 CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM € 80

□ DCA2746 CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM € 80

□ DCA2800 Marsupio anteriore rimuovibile completo di cinturino con clip di fissaggio € 85

□ DCA2910 Astuccio grande sotto la seduta € 40

PORTAPEDANA DESTRA

□ DCA3000 70° angolo aperto ◆

□ DCA3010 80° angolo chiuso ○

□ DCA3020 Per amputato ○

□ DCA3030 Elevabili € 75

□ DCA3040 Senza portapedana (solo telaio fisso) ○

PORTAPEDANA SINISTRA

□ DCA3100 70° angolo aperto ◆

□ DCA3110 80° angolo chiuso ○

□ DCA3120 Per amputato ○

□ DCA3130 Elevabili € 75

□ DCA3140 Senza portapedana (solo telaio fisso) ○

POGGIAPIEDI

□ DCA3260 Doppio in plastica ◆

□ DCA3270 Doppio in CARBONIO regolabile in inclinazione e profondità € 225

□ DCA3280 Unico in CARBONIO, ribaltabile lateralmente e regolabile in inclinazione e profondità € 225

POGGIAPOLPACCI

□ DCA3300 Striscia poggipolpaccio sul telaio € 25

□ DCA3305 Striscia poggipolpaccio sui supporti € 25

□ DCA3310 Poggiatallone ○

SPONDINE

□ DCA3400 Spondine Paraabiti fisse in plastica ○

□ DCA3410 Spondine Paraabiti fisse in CARBONIO € 55

□ DCA3425 Spondine Parafango fisse in plastica ○

□ DCA3430 Spondine Parafango fisse in CARBONIO € 160

□ DCA3440 Spondine Parafango estraibile reg. in H in CARBONIO € 215

□ DCA3450 Spondine Parafango estraibile reg. in H in plastica ◆

BRACCIOLO

DESTRO

□ DCA3500 Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO € 95

□ DCA3510 Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO € 95

□ DCA3520 Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida € 100

□ DCA3530 Bracciolo Rehab € 105

□ DCA3540 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea) € 115

SINISTRO

□ DCA3600 Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO € 95

□ DCA3610 Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO € 95

□ DCA3620 Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida € 100

□ DCA3630 Bracciolo Rehab € 105

□ DCA3640 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea) € 105

COLORE TELAIO DI SERIE

□ DCA4000 Nero spaziale ○ □ DCA4030 Rosso Carminio ○

□ DCA4010 Grigio antracite ○ □ DCA4040 Azzurro ○

□ DCA4020 Bianco candido ○



Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm

Cuscino Matrix VI non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm

Astuccio grande non disponibile con larghezza seduta < di 340 mm

LLL / FSTF : Portapedana elevabile :

Posizione iniziale a 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Seconda posizione a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

Poggiatesta doppio in plastica non possibile con larghezza seduta < 340mm, lunghezza gambe < 260mm, telaio abdotto con larghezza seduta < 380 mm.

Poggiatesta unico in carbonio non possibile con larghezza seduta < 380 mm.

Parafango fisse in carbonio non possibili con altezza seduta anteriore < 410 mm

Braccioli tubolari non possibili con schienale abbattibile

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta

COLORE TELAIO SPECIAL

<input type="checkbox"/>	DCA4060	Giallo Fluo	€ 300	<input type="checkbox"/>	DCA4100	Nero lucido	€ 300
<input type="checkbox"/>	DCA4130	Grigio argento	€ 300	<input type="checkbox"/>	DCA4170	Arancione dinamite	€ 300
<input type="checkbox"/>	DCA4145	Pearl Night Blue	€ 300	<input type="checkbox"/>	DCA4180	Verde foresta	€ 300
<input type="checkbox"/>	DCA4150	Rosso rubino	€ 300	<input type="checkbox"/>	DCA4050	Personale, su richiesta	Preventivo
<input type="checkbox"/>	DCA4070	Viola atomico	€ 300				

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. (+ 10 giorni tempi di consegna)

STILE

<input type="checkbox"/>	DCA4190	Decalcomania	○	<input type="checkbox"/>	DCA4195	Etichetta	◆
<input type="checkbox"/>	DCA4197	Senza etichetta o decalcomania					○

COLORE DECALCOMANIA

<input type="checkbox"/>	DCA4200	Nero	€ 150	<input type="checkbox"/>	DCA4230	Rosso	€ 150
<input type="checkbox"/>	DCA4210	Grigio scuro	€ 150	<input type="checkbox"/>	DCA4240	Blu	€ 150
<input type="checkbox"/>	DCA4220	Grigio chiaro	€ 150	<input type="checkbox"/>	DCA4250	Oro	€ 150

COLORE ETICHETTA

<input type="checkbox"/>	DCA4300	Nera	○	<input type="checkbox"/>	DCA4310	Rossa	◆
--------------------------	---------	------	---	--------------------------	---------	-------	---

RUOTE

RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	DCA5050	4" Everyday, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DCA5400	5" Starec cerchio nero	€ 110
<input type="checkbox"/>	DCA5100	4" Comfort, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DCA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110
<input type="checkbox"/>	DCA5150	4" Starec cerchio nero	€ 110	<input type="checkbox"/>	DCA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110
<input type="checkbox"/>	DCA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110	<input type="checkbox"/>	DCA5550	6" Comfort, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DCA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110	<input type="checkbox"/>	DCA5600	6" Pneumatica	€ 60
<input type="checkbox"/>	DCA5300	5" Everyday, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DCA5650	7" Comfort, gomma nera	€ 60
<input type="checkbox"/>	DCA5350	5" Comfort, gomma nera	◆				

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"

RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	DCA6000	Monocomando DX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio)				€ 400
<input type="checkbox"/>	DCA6010	Monocomando SX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio)				€ 400

FISSAGGIO RUOTE

<input type="checkbox"/>	DCA6020	Fissaggio standard				◆
<input type="checkbox"/>	DCA6040	Prolunga per amputato ruote posteriori				€ 80

POSIZIONE RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	DCA6100	1a posizione				○
<input type="checkbox"/>	DCA6110	2a posizione				○
<input type="checkbox"/>	DCA6120	3a posizione				◆
<input type="checkbox"/>	DCA6130	4a posizione				○
<input type="checkbox"/>	DCA6140	5a posizione solo con prolunga				○
<input type="checkbox"/>	DCA6150	6a posizione solo con prolunga				○

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG

PERNO TETRA CLIP

<input type="checkbox"/>	DCA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip				€ 125
--------------------------	---------	---	--	--	--	-------

Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	DCA6400	22"				○
<input type="checkbox"/>	DCA6410	24"				◆
<input type="checkbox"/>	DCA6420	25"				€ 50
<input type="checkbox"/>	DCA6430	26"				€ 170

TIPO RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	DCA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero				◆
<input type="checkbox"/>	DCA6510	22" - 24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero				€ 110
<input type="checkbox"/>	DCA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero				€ 290
<input type="checkbox"/>	DCA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero				€ 650
<input type="checkbox"/>	DCA6580	22" - 24" - 26" Con freni a tamburo				€ 250

Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio a 6 punti e non compatibili con copriraggi. Vari tipi di copertoni disponibili

COPERTONI

<input type="checkbox"/>	DCA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche				◆
<input type="checkbox"/>	DCA6625	22"-24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato				€ 85
<input type="checkbox"/>	DCA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio				€ 95
<input type="checkbox"/>	DCA6660	24" scolpito, pieno, nero				€ 60

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.

CORRIMANO

<input type="checkbox"/>	DCA6700	22" - 24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm				€ 150
<input type="checkbox"/>	DCA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm				€ 100
<input type="checkbox"/>	DCA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm				€ 220

KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

□ DCA6740	24" - 25" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
□ DCA6750	24" - 25" Carbolife Gekko S , a 30 mm	€ 340
□ DCA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
□ DCA6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm	€ 340
□ DCA6780	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
□ DCA6790	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120
CAMPANATURA RUOTE POSTERIORI		
□ DCA6820	Campanatura 0°	◆
□ DCA6840	Campanatura 3°	○
COPRIRAGGI		
□ DCA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100
□ DCA6910	22" - 24" - 26" Neri	€ 100

SICUREZZA & ACCESSORI

FRENI		
□ DCA7200	Freno a trazione, leva piegata	◆
□ DCA7210	Freno a spinta, leva piegata	○
□ DCA7220	Freno a spinta, leva dritta	○
□ DCA7230	Freno Performance	€ 80
□ DCA7240	Freno Active	€ 80
□ DCA7250	Freno Light Active	€ 210
PROLUNGA FRENO		
□ DCA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
ANTIRIBALTAMENTO		
□ DCA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
□ DCA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
□ DCA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
KIT DI TRASPORTO		
□ DCA7600	Kit per il trasporto della persona in auto (stickers)	€ 90
CINTURE		
□ DCA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
□ DCA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
□ DCA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
□ DCA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
ACCESSORI		
□ DCA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
□ DCA8000	Protezioni posteriori del telaio (2 pezzi)	€ 55
□ DCA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 55
□ DCA8100	Aiutoribaltamento, DX	€ 85
□ DCA8110	Aiutoribaltamento, SX	€ 85
□ DCA8120	Aiutoribaltamento doppio	€ 120
□ DCA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
□ DCA8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
□ DCA8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 210
□ DCA8450	Tavolino	€ 200
□ DCA8650	Borsa per ruote	€ 90
□ DCA8680	Ruote Mountain Bike da 24" complete di corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 460
□ DCA8800	Poggiapolpaccio Bodypoint	€ 60
□ DCA8850	Borsa da viaggio Bodypoint	€ 105


ATTENZIONE! A seconda della configurazione il freno a spinta può andare in collisione con il poggiagambe.

Prolunga freno solo con freno a spinta

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone

BP Bodypoint






onesolution.
one order. one delivery. onesolution


Küschall matix BP Bodypoint

3D VISUALIZER

1 | Frame color



2 | Decal



3 | Decal color



