

küschall[®]
designed for life



**SEMPLICEMENTE
KÜSCHALL**



KÜSCHALL COMPACT*attract*




KÜSCHALL COMPACT *attract*

Küschall Compact attract risponde alle tue esigenze offrendoti nella praticità di un telaio pieghevole, tutta l'affidabilità e le regolazioni necessarie per una postura corretta ed una guida scorrevole.

Confortevole, pratica e precisa, küschall Compact attract è disponibile nella versione telaio swing-away ideale per i trasferimenti. I quattro colori della linea attract daranno alla tua Compact un look irresistibile.



Dati Tecnici

 Larghezza seduta: 360 - 500 mm a passi di 20 mm	 Profondità seduta: 360 - 500 mm a passi di 20 mm	 Altezza seduta: anteriore: 430 - 520 mm posteriore: 400 - 490 mm a passi di 10 mm
 Lunghezza gambe: 380 - 460 mm a passi di 10 mm	 Altezza schienale: 330 - 495 mm a passi di 15 mm	 Angolo schienale: 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°
 Pendenza massima: 7°	 Raggio curvatura: 920 - 1125 mm	 Ingombro: 70°: ca. 985 mm 90°: ca. 895 mm senza pedane: 690 mm
 Larghezza totale: SB +180 mm	 Larghezza totale piegata: ca. 300 mm	 Peso totale senza accessori: ca. 11.3 kg
 Peso senza ruote posteriori: ca. 8.7 kg	 Peso max utente: 130 kg	 Crash test superato Soddisfa i requisiti ISO 1176-19

Maggiori informazioni nel nostro sito

Cliente:

Invacare Mecc San s.r.l. | Via dei Pini, 62 |
36016 - THIENE (VI) | Tel.: +39 0445 380059 |
Fax: +39 0445 380034 | www.invacare.it |
www.kuschall.it | e-mail: italia@invacare.com