

UNIQUE

Designed by you. Built by us.



C A T A L O G O 2 0 2 5

UNICA COME TE

Poiché ogni personalità è UNICA, abbiamo pensato ad nuova gamma di opzioni personalizzate UNIQUE.

Un team dedicato di esperti è a disposizione per dar sfogo alla vostra fantasia proponendo un'ampia scelta personalizzazioni: finitura anodizzata, colori telaio (monocolore, bicolore, tricolore), stampe sullo schienale, ricami personalizzati, cuciture di diversi colori, e molto altro.



Di seguito troverai solo alcuni esempi di ciò che UNIQUE può offrirti, ma c'è molto di più!

Nessun limite alla tua fantasia

Esprimi la tua personalità attraverso la tua carrozzina e adotta lo stile che fa per te!



TIPO DI TELAIO



KSL 2.0 CON TELAIO PIEGHEVOLE SK

codice UN1673799

Disponibile su KSL 2.0
Peso aggiuntivo: + 600 gr

BARRA DI TRASFERIMENTO RIMOVIBILE

codice UN1676319

Rimovibile
Peso aggiuntivo: +350gr



BARRA DI TRASFERIMENTO SALDATA

codice
da DE260697 a DE260703

Saldato sotto il telaio
Peso aggiuntivo: +180gr

CUSCINETTI IN CERAMICA

RUOTE ANTERIORI



codice XXA_5510

Cuscinetti in ceramica
Solo per ruote anteriori **Froglegs** 4 e 5 pollici

RUOTE POSTERIORI



codice XXA_6579

Cuscinetti in ceramica delle ruote posteriori
Solo con ruote **Spinergy**

RUOTE POSTERIORI SPINERGY



SPINERGY LITE EXTREME LX

codice XXA_6551

- 12 raggi
- 680 g per ruota
- Colore cerchio, mozzo, raggi personalizzabili
- Disponibile opzione cuscinetto in ceramica



SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX

codice XXA_6552

- 12 raggi
- 660 g per ruota
- Colore cerchio, mozzo, raggi personalizzabili
- Disponibile opzione cuscinetto in ceramica

RUOTE POSTERIORI SPINERGY



SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX
codice XXA_6553

- 24 raggi
- 757 g per ruota
- Colore cerchio, mozzo, raggi personalizzabili
- Disponibile opzione cuscinetto in ceramica



24", 25" SPINERGY CLX
codice XXA_6554

- 18 raggi e cerchio in fibra di carbonio
- 570 g per ruota
- Colore cerchio, mozzo, raggi personalizzabili
- Disponibile opzione cuscinetto in ceramica

PERSONALIZZAZIONE RUOTE POSTERIORI SPINERGY



Colore del cerchio, anodizzato
(codici da XXA_6557 a XXA_6562)



Colore del mozzo, anodizzato
(codici da XXA_6563 a XXA_6569)

Colori disponibili: - Blu - Oro - Verde - Arancione
- Rosso - Viola

Colore dei raggi
(codici da XXA_6570 a XXA_6577).


Colori disponibili:

Blu
Verde
Arancione
Rosa
Rosso
Viola
Bianco
Giallo



UNIQUE

ESTETICA TELA SCHIENALE E SEDILE



CUCITURE

codici:

da XXA_2241 a XXA_2245

da XXA_2602 a XXA_2606

- Colori cucitura rivestimento schienale e/o seduta personalizzata:

Giallo neon

Rosa neon

Blu

Bianco

Rosso

Colore personalizzato



STAMPA per schienale AERO-BACK

codici:

da XXA_2253 a XXA_2259

Dimensioni stampa 280x400mm

Soggetti:

Faccina Emoticon Smile

Viaggiatore

Fiori di ciliegio

Cactus

Logo KUSCHALL

Ricamo personalizzato



UNIQUE

ESTETICA TELA SCHIENALE E SEDILE



RICAMO per schienale AERO - BACK

codici:
XXA_2246 a XXA_2251



- Dimensioni ricamo 250x250 mm



- Soggetti:
Faccina Emoticon Smile
Viaggiatore
Fiori di ciliegio
Cactus
Logo KUSCHALL
Ricamo personalizzato



UNIQUE

NUOVI COLORI



VERNICIATURA SPECIALE PREMIUM

codici XXA_4101 a XXA_4105



5 colori UNICI:
Lucido a specchio
Verde pastello
Blu cielo
Viola prugna
Salmone
RAL a richiesta



UNIQUE

FINITURE PERSONALIZZATE

BICOLOR



codice UN1673626

Colore tecnico. Indicare il RAL/Pantone desiderato

VERNICE EFFETTO SMALTO



codice XXA_4066

Verniciatura di alta qualità per colori Premium

FINITURE PERSONALIZZATE



VERNICE TERMOCROMICA

UN1673612

- Il colore cambia tonalità al variare della temperatura tra 26°C e 31°C
- Scelta del colore di base (sottostante) e scelta del colore fotocromatico

HYDRODIPPING

UN1673547

- Si aggiunge al colore telaio il disegno desiderato mediante dipittura



FINITURA A SPECCHIO SCHIENALE

codice XXA_4101

DECALCOMANIE

DECALCOMANIE FLUORESCENTI

codice da XXA_4252 a XXA_4256

- colori disponibili:
Giallo neon
Verde neon
Arancione neon
Rosa neon
Rosso neon
RAL a richiesta



SPONDINE LATERALI



SPONDINE DRITTE FLUO

codice da XXA_3422 a XXA_3426



colori disponibili:

Trasparente

Blu trasparente

Giallo neon

Arancione neon

Rosso neon

Colore personalizzato



Spessore: 3 mm



SPONDINE CON DISEGNO PERSONALIZZATO

codice XXA_0007

- Scegli il disegno (invia file in formato .eps)
- Spessore: 3 mm

POGGIAPIEDI

COPRIPEDANA PERSONALIZZATO

UN1673625

Scegli il disegno che vuoi stampare (invia file in formato .eps)



TUBO POGGIAPIEDI COLORATO

Disponibile nel kit **UNIQUE 3**
(k Serie/KSL)

codice

XXA_6962+XXA_6963 a 6972

colori disponibili:

Rosso

Viola

Rame

Verde

Arancione

Oro

Champagne

Rosa

Blu

Finitura a specchio lucido

RUOTE ANTERIORI



RUOTE ANTERIORI FROGLEGS

codice
da XXA_550 a XXA_5509

Ruota da 4" (XXA_5200)
Ruota da 5" (XXA_5450)

colori disponibili:

Rosa
Arancione
Blu
Viola
Rosso
Oro

Disponibili anche cuscinetti in ceramica

FORCELLE MONOBRACCIO

codice UN1673619



UNIQUE

CORRIMANO ANODIZZATO



Disponibile anche su **KIT UNIQUE 2-3**
(XXA_6961) (XXA_6962) per Serie K e KSL

CORRIMANO ANODIZZATO

UN1673612

colori disponibili:

Rosso

Viola

Rame

Blu

Verde

Arancione

Oro

Champagne

Lucido a specchio



CORRIMANO CARBOLIFE ANODIZZATO

UN1676320

Possibile con i corrimano:

Gekko / Gekko S

Curve / Curve L

colori disponibili:

Rosso, Viola, Rame, Blu, Verde,

Arancione, Oro, Champagne, Lucido a

specchio

KIT UNIQUE

KIT UNIQUE N°1 Forcella anodizzata

codice da XXA_6960 + XXA_6963 a XXA_6972



colori disponibili:

Rosso
Viola
Rame
Blu
Verde
Arancione
Oro
Champagne
Lucido a specchio

KIT UNIQUE

KIT UNIQUE N°2

Forcelle, corrimano, piastrina schienale anodizzate
codice XXA_6961 + XXA_6963 a XXA_6972



colori disponibili:

Rosso
Viola
Rame
Blu
Verde
Arancione
Oro
Champagne
Lucido a specchio

KIT UNIQUE N°3

Forcelle, corrimano, piastrine schienale, tubo poggiapiedi
codice da XXA_6962 + XXA_6963 a XXA_6972

colori disponibili:

Rosso
Viola
Rame
Blu
Verde
Arancione
Oro
Champagne
Lucido a specchio



UNIQUE

ANELLI CORRIMANO



**CORRIMANO
CARBOLIFE GEKKO S COLORE ARGENTO**
codice UN1673775

Misura **Small**
24"
Colore Argento



CORRIMANO SURGE LT 24"
codice UN1673802



ALTRI MATERIALI

Diversi materiali
Diversi colori

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Alcuni esempi di personalizzazione KÜSCHALL




UNIQUE

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Alcuni esempi di personalizzazione KÜSCHALL



UNIQUE

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Alcuni esempi di personalizzazione KÜSCHALL



UNIQUE

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

ALTRI MODELLI



Küschall



JUNIOR



Action[®] NG Family



rea
Confidence in posture solutions

[Guarda il video](#)

UNIQUE

Designed by you. Built by us.



UNIQUE

Personalise your wheelchair 



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Gli ordini per opzioni speciali UNIQUE comportano un tempo di consegna aggiuntivo. I codici che iniziano con USA_XXXX / UHA_XXXX / UCA_XXX / UKA_XXX sono disponibili al prezzo riportato in scheda ordine Küschall. I codici che iniziano con UN_XXXXXXXX richiedono una produzione speciale e quindi soggetti a quotazione. Si prega di contattare il nostro servizio clienti. Si presuppone che tutte le informazioni siano corrette al momento della produzione. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del contenuto senza preavviso.

UNIQUE