

A man with short brown hair, wearing a blue hoodie and jeans, is sitting in a black and white wheelchair. He is leaning his back against a wall covered in colorful graffiti. The wheelchair has the 'VICAIR' logo on the backrest. The background shows a modern building with large glass windows and a concrete ramp with graffiti. The overall scene is bright and urban.

VICAIR®

Ny rammeavtale for sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper

Prisforhandlet sortiment



Vi kan puter

DHCare har lang erfaring med å tilby rullestolbrukere sitteputer av høy kvalitet - som alltid er tilpasset brukerens individuelle behov.

I denne katalogen får du en samlet oversikt over sitteputene DHCare har med i gjeldende rammeavtale* for sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper. Her vil du også finne komplette størrelsestabeller, samt HMS- og artikkelnumre til alle putene.

Spørsmål?

Kontakt vår kundeservice på tlf **22 57 95 00** eller norway@dhcare.com.

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre lokale selgere, klikk på vår ansattoversikt her eller gå inn på www.dhcare.no

Innholdsfortegnelse

Hvorfor Vicair	s. 3
Vicair Adjuster O2	s. 4
Adjuster 6 og 10	s. 5
Størrelsestabeller med HMS- og artikkelnumre	s. 6
Teknisk data	s. 8
Vicair Vector O2	s. 9
Vector 6 og 10 cm	s. 10
Junior Vector O2	s. 11
Størrelsestabeller med HMS- og artikkelnumre	s. 12
Teknisk data	s. 14

2. plass i delkontrakt 5 (6 cm)
5. plass i delkontrakt 6 (10 cm)

1. plass i delkontrakt 8 (10 cm)
3.plass i delkontrakt 5 (6 cm)
4. plass i delkontrakt 6 (10 cm)

Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#theperfectpackage!**

Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppsformen. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinensstrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.





Adjuster O2

Den optimale puten for rullestolbrukere med kroppsasymmetri



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Vicair Adjuster O2

På anbud med NAV

Vicair Adjuster O2 (6 og 10 cm) består av 5 individuelle kamre, og er designet for å tilpasse seg kroppens konturer under belastning; derav navnet Adjuster. Hvert kammer er utformet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet. Vicair Adjuster O2 oppnår med det en unik balanse mellom å beskytte huden og underliggende vev rundt sitteknutene, halebeinet og trochanter, i tillegg til at puten gir optimal posisjonering og støtte av bekken og lårbein. For individuell tilpasning og ved spesielle behov kan fyllingen av hvert kammer enkelt justeres. Puten gir med andre ord muligheten til å endre tettheten i hvert kammer, noe som kan være hensiktsmessig for brukere som (1) trenger justering av en mild til alvorlig fast bekkenskjevhet eller korrigering av en fleksibel bekkenskjevhet; (2) drar nytte av ekstra støtte av lårene, for eksempel brukere med amputasjon over kneet.

2. plass i delkontrakt 5 (6 cm)
5. plass i delkontrakt 6 (10 cm)

- ✓ Tilpasser seg automatisk skjevheter (opp til 4 cm)
- ✓ Minimerer glidning og shear
- ✓ Følger kroppens konturer for jevn og optimal trykkfordeling

› Det avlange kammeret foran sitteknutene **hindrer fremoverglidning** | Konverterer skjær til normalkrefter

› **Følger kroppens konturer** for lik trykkfordeling | Gir støtte for og rundt halebeinet | håndterer bekkenasymmetri

› Gir god støtte til lårene


› Medium høy glidelåslukking for enkel justering når brukeren sitter | **Puten holder på fasongen** og gir brukeren bedre hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Størrelsesoversikt

Vicair Adjuster O2 6

	Bredde i cm							
	35	38	40	43	45	48	50	
35	245326	245331	245337	245345	245353			HMS-nummer
	OAD6/TP/3535	OAD6/TP/3835	OAD6/TP/4035	OAD6/TP/4335	OAD6/TP/4535			
38	245327	245332	245338	245346	245354	245354		Artikkelnummer Invacare
	OAD6/TP/3538	OAD6/TP/3838	OAD6/TP/4038	OAD6/TP/4338	OAD6/TP/4538	OAD6/TP/4538		
40	245328	245333	245339	245347	245355	245362	245368	245374
	OAD6/TP/3540	OAD6/TP/3840	OAD6/TP/4040	OAD6/TP/4340	OAD6/TP/4540	OAD6/TP/4840	OAD6/TP/5040	
43	245329	245334	245340	245348	245356	245363	245369	245375
	OAD6/TP/3543	OAD6/TP/3843	OAD6/TP/4043	OAD6/TP/4343	OAD6/TP/4543	OAD6/TP/4843	OAD6/TP/5043	OAD6/TP/5343
45	245330	245335	245341	245349	245357	245364	245370	245376
	OAD6/TP/3545	OAD6/TP/3845	OAD6/TP/4045	OAD6/TP/4345	OAD6/TP/4545	OAD6/TP/4845	OAD6/TP/5045	OAD6/TP/5345
48		245336	245342	245350	245358	245365	245371	245377
		OAD6/TP/3848	OAD6/TP/4048	OAD6/TP/4348	OAD6/TP/4548	OAD6/TP/4848	OAD6/TP/5048	OAD6/TP/5348
50			245343	245351	245359	245366	245372	245378
			OAD6/TP/4050	OAD6/TP/4350	OAD6/TP/4550	OAD6/TP/4850	OAD6/TP/5050	OAD6/TP/5350
53			245344	245352	245360	245367	245373	245379
			OAD6/TP/4053	OAD6/TP/4353	OAD6/TP/4553	OAD6/TP/4853	OAD6/TP/5053	OAD6/TP/5353

Vicair Adjuster O2 10

	Bredde i cm											
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
35	245525	245530	245536	245544	245554							HMS-nummer
	OAD10/TP/3535	OAD10/TP/3835	OAD10/TP/4035	OAD10/TP/4335	OAD10/TP/4535							
38	245526	245531	245537	245545	245555	245555						Artikkelnummer Invacare
	OAD10/TP/3538	OAD10/TP/3838	OAD10/TP/4038	OAD10/TP/4338	OAD10/TP/4538	OAD10/TP/4538						
40	245527	245532	245538	245546	245556	245566	245575	245584				245590
	OAD10/TP/3540	OAD10/TP/3840	OAD10/TP/4040	OAD10/TP/4340	OAD10/TP/4540	OAD10/TP/4840	OAD10/TP/5040	OAD10/TP/5340				
43	245528	245533	245539	245547	245557	245567	245576	245585	245593	245601		245606
	OAD10/TP/3543	OAD10/TP/3843	OAD10/TP/4043	OAD10/TP/4343	OAD10/TP/4543	OAD10/TP/4843	OAD10/TP/5043	OAD10/TP/5343	OAD10/TP/5543	OAD10/TP/5843		
45	245529	245534	245540	245548	245558	245568	245577	245586	245594	245602	245609	245614
	OAD10/TP/3545	OAD10/TP/3845	OAD10/TP/4045	OAD10/TP/4345	OAD10/TP/4545	OAD10/TP/4845	OAD10/TP/5045	OAD10/TP/5345	OAD10/TP/5545	OAD10/TP/5845	OAD10/TP/6045	
48		245535	245541	245549	245559	245569	245578	245587	245595	245603	245610	245616
		OAD10/TP/3848	OAD10/TP/4048	OAD10/TP/4348	OAD10/TP/4548	OAD10/TP/4848	OAD10/TP/5048	OAD10/TP/5348	OAD10/TP/5548	OAD10/TP/5848	OAD10/TP/6048	
50			245542	245550	245560	245570	245579	245588	245596	245604	245611	245617
			OAD10/TP/4050	OAD10/TP/4350	OAD10/TP/4550	OAD10/TP/4850	OAD10/TP/5050	OAD10/TP/5350	OAD10/TP/5550	OAD10/TP/5850	OAD10/TP/6050	
53			245543	245551	245561	245571	245580	245589	245597	245605	245612	245618
			OAD10/TP/4053	OAD10/TP/4353	OAD10/TP/4553	OAD10/TP/4853	OAD10/TP/5053	OAD10/TP/5353	OAD10/TP/5553	OAD10/TP/5853	OAD10/TP/6053	
55				245552	245562	245572	245581	245590	245598	245606	245613	245619
				OAD10/TP/4355	OAD10/TP/4555	OAD10/TP/4855	OAD10/TP/5055	OAD10/TP/5355	OAD10/TP/5555	OAD10/TP/5855	OAD10/TP/6055	
58				245553	245563	245573	245582	245591	245599	245607	245614	245620
				OAD10/TP/4358	OAD10/TP/4558	OAD10/TP/4858	OAD10/TP/5058	OAD10/TP/5358	OAD10/TP/5558	OAD10/TP/5858	OAD10/TP/6058	
60					245564	245574	245583	245592	245600	245608	245615	245621
					OAD10/TP/4560	OAD10/TP/4860	OAD10/TP/5060	OAD10/TP/5360	OAD10/TP/5560	OAD10/TP/5860	OAD10/TP/6060	

Vicair Adjuster O2 12

Bredde i cm												
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
35	300640	300645	300651	300659	300669							HMS-nummer
	OAD12/TP/3535	OAD12/TP/3835	OAD12/TP/4035	OAD12/TP/4335	OAD12/TP/4535							
38	300641	300646	300652	300660	300670	300670						Artikkelnummer Invacare
	OAD12/TP/3538	OAD12/TP/3838	OAD12/TP/4038	OAD12/TP/4338	OAD12/TP/4538	OAD12/TP/4538						
40	300642	300647	300653	300661	300671	300681	300690	300699				245700
	OAD12/TP/3540	OAD12/TP/3840	OAD12/TP/4040	OAD12/TP/4340	OAD12/TP/4540	OAD12/TP/4840	OAD12/TP/5040	OAD12/TP/5340				
43	300643	300648	300654	300662	300672	300682	300691	300700	300708	300716		245706
	OAD12/TP/3543	OAD12/TP/3843	OAD12/TP/4043	OAD12/TP/4343	OAD12/TP/4543	OAD12/TP/4843	OAD12/TP/5043	OAD12/TP/5343	OAD12/TP/5543	OAD12/TP/5843		
45	300644	300649	300655	300663	300673	300683	300692	300701	300709	300717	300724	245710
	OAD12/TP/3545	OAD12/TP/3845	OAD12/TP/4045	OAD12/TP/4345	OAD12/TP/4545	OAD12/TP/4845	OAD12/TP/5045	OAD12/TP/5345	OAD12/TP/5545	OAD12/TP/5845	OAD12/TP/6045	
48		300650	300656	300664	300674	300684	300693	300702	300710	300718	300725	245716
		OAD12/TP/3848	OAD12/TP/4048	OAD12/TP/4348	OAD12/TP/4548	OAD12/TP/4848	OAD12/TP/5048	OAD12/TP/5348	OAD12/TP/5548	OAD12/TP/5848	OAD12/TP/6048	
50			300657	300665	300675	300685	300694	300703	300711	300719	300726	245722
			OAD12/TP/4050	OAD12/TP/4350	OAD12/TP/4550	OAD12/TP/4850	OAD12/TP/5050	OAD12/TP/5350	OAD12/TP/5550	OAD12/TP/5850	OAD12/TP/6050	
53			300658	300666	300676	300686	300695	300704	300712	300720	300727	245728
			OAD12/TP/4053	OAD12/TP/4353	OAD12/TP/4553	OAD12/TP/4853	OAD12/TP/5053	OAD12/TP/5353	OAD12/TP/5553	OAD12/TP/5853	OAD12/TP/6053	
55				300667	300677	300687	300696	300705	300713	300721	300728	245734
				OAD12/TP/4355	OAD12/TP/4555	OAD12/TP/4855	OAD12/TP/5055	OAD12/TP/5355	OAD12/TP/5555	OAD12/TP/5855	OAD12/TP/6055	
58				300668	300678	300688	300697	300706	300714	300722	300729	245740
				OAD12/TP/4358	OAD12/TP/4558	OAD12/TP/4858	OAD12/TP/5058	OAD12/TP/5358	OAD12/TP/5558	OAD12/TP/5858	OAD12/TP/6058	
60					300679	300689	300698	300707	300715	300723	300730	245746
					OAD12/TP/4560	OAD12/TP/4860	OAD12/TP/5060	OAD12/TP/5360	OAD12/TP/5560	OAD12/TP/5860	OAD12/TP/6060	

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettside vår finner du derfor et **visuelt og enkelt skjema** som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.

Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Adjuster O2

- Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)
- På forespørsel

Inch	CM	bredde											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35												
15	38												
16	40												
17	43												
18	45												
19	48												
20	50												
21	53												
22	55												
23	58												
24	60												

Putestørrelser Adjuster O2 12

- Standard
- På forespørsel
- Tilpasset størrelse

Inch	CM	bredde											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35												
15	38												
16	40												
17	43												
18	45												
19	48												
20	50												
21	53												
22	55												
23	58												
24	60												



Vector O2

Vår mest stabile pute for rullestolbrukere



Tekniske data ▼

Størrelse ▼	Høyde ▼	Maks brukervekt ▼	Vekt ▼	Maskinvask ▼	Trekk ▼
Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder	6, 10 og 12 cm	250 kg	534-900 g (avhengig av putens høyde og størrelse)	Maks 60°C	Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinenstrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Vicair Vector O2

På anbud med NAV

Vicair Vector O2 er en forhåndsformet pute bestående av 9 individuelle kamre. Hvert kammer er designet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet, og puten gir med det en unik balanse mellom å bevare huden rundt sitteknutene og halebeinet, omfordele trykket, stabilisere bekkenet og oppnå en hensiktsmessig plassering av lårbeina.

For individuell tilpasning og ved spesifikke behov kan fyllingen av de ni kamrene enkelt justeres. Dette kan være en fordel for brukere som: (1) trenger korrigerende eller tilpasning av bekkenskjevhet, (2) Ønsker (delvis) avlastning av sitteknuter og halebeinsområdet eller (3) Trenger korrigerende eller tilpasning for bedre posisjonering av lårene (f.eks. abduksjon eller ved ensidig fotfremdrift).

- 1. plass i delkontrakt 8 (10 cm)
- 3.plass i delkontrakt 5 (6 cm)
- 4. plass i delkontrakt 6 (10 cm)

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Vicair Vector Junior

På anbud med NAV

Vicair Vector Junior er velegnet for barn, og gir god komfort samtidig som den reduserer risikoen for trykksår. Sitteputen er delt opp i 6 individuelle kamre med hundrevis av luftfylte SmartCells for god individuell tilpasning. Puten gir gode justeringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov og ønske om optimal trykkavlastning.

- 3. plass i delkontrakt 8

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

Størrelsesoversikt

Vicair Vector O2 6

	Bredde i cm							
	35	38	40	43	45	48	50	53
35	245277	245277	245283	245291	245299			
	OVR6/ TP/3535	OVR6/ TP/3835	OVR6/ TP/4035	OVR6/ TP/4335	OVR6/ TP/4535			
38	245278	245278	245284	245292	245300	245300		
	OVR6/ TP/3538	OVR6/ TP/3838	OVR6/ TP/4038	OVR6/ TP/4338	OVR6/ TP/4538	OVR6/ TP/4538		
40	245279	245279	245285	245293	245301	245308	245314	245320
	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/4040	OVR6/ TP/4340	OVR6/ TP/4540	OVR6/ TP/4840	OVR6/ TP/5040	OVR6/ TP/5340
43	245280	245280	245286	245294	245302	245309	245315	245321
	OVR6/ TP/3543	OVR6/ TP/3843	OVR6/ TP/4043	OVR6/ TP/4343	OVR6/ TP/4543	OVR6/ TP/4843	OVR6/ TP/5043	OVR6/ TP/5343
45	245281	245281	245287	245295	245303	245310	245316	245322
	OVR6/ TP/3545	OVR6/ TP/3845	OVR6/ TP/4045	OVR6/ TP/4345	OVR6/ TP/4545	OVR6/ TP/4845	OVR6/ TP/5045	OVR6/ TP/5345
48		245282	245288	245296	245304	245311	245317	245323
		OVR6/ TP/3848	OVR6/ TP/4048	OVR6/ TP/4348	OVR6/ TP/4548	OVR6/ TP/4848	OVR6/ TP/5048	OVR6/ TP/5348
50			245289	245297	245305	245312	245318	245324
			OVR6/ TP/4050	OVR6/ TP/4350	OVR6/ TP/4550	OVR6/ TP/4850	OVR6/ TP/5050	OVR6/ TP/5350
53			245290	245298	245306	245313	245319	245325
			OVR6/ TP/4053	OVR6/ TP/4353	OVR6/ TP/4553	OVR6/ TP/4853	OVR6/ TP/5053	OVR6/ TP/5353

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Vicair Vector Junior

	Bredde i cm		
	25	30	35
25	335456		
	OJVR/ TP/2525		
30		335457	
		OJVR/ TP/3030	
35			335458
			OJVR/ TP/3535



Vicair Vector O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35		245439	245439	245445	245453	245463						
		OVR10/ TP/3535	OVR10/ TP/3835	OVR10/ TP/4035	OVR10/ TP/4335	OVR10/ TP/4535						
38		245440	245440	245446	245454	245464	245464					
		OVR10/ TP/3538	OVR10/ TP/3838	OVR10/ TP/4038	OVR10/ TP/4338	OVR10/ TP/4538	OVR10/ TP/4538					
40		245441	245441	245447	245455	245465	245475	245484	245493			
		OVR10/ TP/3540	OVR10/ TP/3840	OVR10/ TP/4040	OVR10/ TP/4340	OVR10/ TP/4540	OVR10/ TP/4840	OVR10/ TP/5040	OVR10/ TP/5340			
43		245442	245442	245448	245456	245466	245476	245485	245494	245502	245510	
		OVR10/ TP/3543	OVR10/ TP/3843	OVR10/ TP/4043	OVR10/ TP/4343	OVR10/ TP/4543	OVR10/ TP/4843	OVR10/ TP/5043	OVR10/ TP/5343	OVR10/ TP/5543	OVR10/ TP/5843	
45		245443	245443	245449	245457	245467	245477	245486	245495	245503	245511	245518
		OVR10/ TP/3545	OVR10/ TP/3845	OVR10/ TP/4045	OVR10/ TP/4345	OVR10/ TP/4545	OVR10/ TP/4845	OVR10/ TP/5045	OVR10/ TP/5345	OVR10/ TP/5545	OVR10/ TP/5845	OVR10/ TP/6045
48			245444	245450	245458	245468	245478	245487	245496	245504	245512	245519
			OVR10/ TP/3848	OVR10/ TP/4048	OVR10/ TP/4348	OVR10/ TP/4548	OVR10/ TP/4848	OVR10/ TP/5048	OVR10/ TP/5348	OVR10/ TP/5548	OVR10/ TP/5848	OVR10/ TP/6048
50				245451	245459	245469	245479	245488	245497	245505	245513	245520
				OVR10/ TP/4050	OVR10/ TP/4350	OVR10/ TP/4550	OVR10/ TP/4850	OVR10/ TP/5050	OVR10/ TP/5350	OVR10/ TP/5550	OVR10/ TP/5850	OVR10/ TP/6050
53				245452	245460	245470	245480	245489	245498	245506	245514	245521
				OVR10/ TP/4053	OVR10/ TP/4353	OVR10/ TP/4553	OVR10/ TP/4853	OVR10/ TP/5053	OVR10/ TP/5353	OVR10/ TP/5553	OVR10/ TP/5853	OVR10/ TP/6053
55					245461	245471	245481	245490	245499	245507	245515	245522
					OVR10/ TP/4355	OVR10/ TP/4555	OVR10/ TP/4855	OVR10/ TP/5055	OVR10/ TP/5355	OVR10/ TP/5555	OVR10/ TP/5855	OVR10/ TP/6055
58					245462	245472	245482	245491	245500	245508	245516	245523
					OVR10/ TP/4358	OVR10/ TP/4558	OVR10/ TP/4858	OVR10/ TP/5058	OVR10/ TP/5358	OVR10/ TP/5558	OVR10/ TP/5858	OVR10/ TP/6058
60						245473	245483	245492	245501	245509	245517	245524
						OVR10/ TP/4560	OVR10/ TP/4860	OVR10/ TP/5060	OVR10/ TP/5360	OVR10/ TP/5560	OVR10/ TP/5860	OVR10/ TP/6060

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettside vår finner du derfor et **visuelt og enkelt skjema** som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Vector O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	CM	14	15	16	17	18	19	20	21	22	bredde	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35											
15	38											
16	40											
17	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

dybde

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6 og 10 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

725 g
(vil variere noe ut i fra putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topttrekk (standard), komforttrekk, inkontinensstrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



DHCare Norge AS
Brynsveien 16, PB. 6230 Etterstad
0603 Oslo
www.dhcare.no

