

Het unieke horizontale vouwsysteem zorgt ervoor dat de **küschall Champion** één van de meest compacte rolstoelen is om mee te reizen. Met slechts één enkele beweging kunnen de rolstoel en de rugsteun in gevouwen positie gebracht worden. Daarnaast zorgt de frameopbouw en de ingenieuze constructie voor het uiterlijk van een vastframe rolstoel.

# LIVE WITHOUT BORDERS

18

# CHAMPION




Een vastframe rolstoel die vouwt



Transport afmeting met standaard frame




Uniek horizontaal vouwmechanisme



Vouwbaar voorframe - optioneel



Het kleinste pakketje ter wereld



Vooranzicht van een ingevouwen küschall Champion SK

# UT



## TECHNISCHE GEGEVENS CHAMPION



### Framehoek

75°/85°

recht of toelopend



### Zithoogte

voor: 450 – 540 mm

achter: 390 – 490 mm

traploos instelbaar



### Veilige hellingshoek

7°



### Gewicht

ca. 9,2 kg



### Zitbreedte

360 – 480 mm

in stappen van 20 mm



### Onderbeenlengte

320 – 500 mm

traploos instelbaar



### Draaicirkel

920 – 1230 mm



### Transportgewicht

(zonder achterwielen)

ca. 6,7 kg



### Zitdiepte

340 – 480 mm

in stappen van 20 mm



### Totale breedte (dichtgevouwen)

ca. 285 mm



### Totale breedte

ZB + 160 mm



### Max. gebruikersgewicht

125 kg



### Rughoogte

300 – 465 mm

in stappen van 15 mm



### Rughoek

76°/80.5°/85°/89.5°/94°



### Totale lengte

75°: ca. 930 mm

85°: ca. 850 mm