



Invacare®

Check O2 Plus

O analisador de oxigénio

Trusted Solutions,
Passionate People



O analisador de oxigénio *Invacare Check O₂ Plus* é um instrumento de medição que permite efetuar as verificações todas necessárias para confirmar o bom funcionamento do concentrador de oxigénio.

O analisador *Invacare Check O₂ Plus* é um 3 em 1, que mede a concentração de oxigénio, o o valor do débito (fluxo) e a pressão à saída do aparelho.

É de fácil uso, tem a grande vantagem de não necessitar de calibração nem de substituição da célula de combustível.

Características

- Mede os 3 parâmetros importantes, sem haver necessidade de recorrer a outro aparelho de medição : pureza do oxigénio, a taxa de fluxo e a pressão
- Mede com precisão a pureza de oxigénio do concentrador portátil *Invacare XPO₂*
- Muito fácil de uso, através de apenas dois botões
- Duas pilhas AA fornecem mais de 16 mil leituras
- Desliga-se automaticamente para ampliar a vida útil da bateria
- Não requer calibração em campo
- Auto-diagnóstico
- Inclui o tubo de ligação e uma capa de proteção



Dados técnicos

Para informação mais detalhada sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare - www.invacare.pt.

	Peso	Quantity Per Case	Oxygen Flow	Pureza do oxigénio	O2 purity	Volume débito pulsado	Limited Warranty
Check O2	 Weight: 185 g	 Quantidade por caixa : 1	 Fluxo de oxigénio 0-10 l/min ± 0,2 l/min	 Intervalo da Pressão 0,5-50 PSI ± 0,5%	 Intervalo de Oxigénio 21%-95,6% ±1,5%	 Temperatura tolerável 15°-40°C	 Garantia 2 anos