

FRMP



Pour une version avec les vérins électriques, retrouver le Clematis Pro E-tilt sur sa fiche dédiée

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)



Informations client

Date :



Référence d'achat :



Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	0° à 25° ou -3 à +22° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
Coloris	Beige Nacré
Poids total	A partir de 30 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Motorisations <i>alber</i>	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35 , Viamobil V25 et Viaplus V12
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input type="diamond"/> Configuration standard			<input type="circle"/> Option sans supplément de prix				
Rea® Clematis® Pro Configuré			Euros							
			Prix Public		LPPR/PLV					
CODE	DESIGNATION		HT		TTC					
SNB0001	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro Configuré FRMP - Code LPPR : 9539433		NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999		2 609,48	2 753,00	2 753,00			
TYPES DE PROPULSION										
SNB0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")		NC : 1500		<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
SNB0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (version Assist , roues arrière 12")		NC : 0380, 1510, 1520		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
ASSISE ET DOSSIER										
Type d'assise										
SNB0210	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en largeur et profondeur				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
Largeur d'assise (SW)										
SNB0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm		NC : 0400, 0405, 0430, 1630, 1640		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
Profondeur d'assise (SD)										
SNB0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)										
SNB0380	<input type="checkbox"/> 400 mm		NC : 1430, 1440		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0390	<input type="checkbox"/> 450 mm				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
Coussins d'assise										
SNB0400	<input type="checkbox"/> Coussin Matrix Libra , livré avec deux housses noires				426,54	450,00	600,00 (4)			
SNB0405	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-tech Solution Xtra , livré avec deux housses noires		NC : 0450		426,54	450,00	600,00 (4)			
SNB0410	<input type="checkbox"/> Coussin Matrix Contour Visco NG , livré avec deux housses noires				76,78	81,00	81,00 (12)			
SNB0420	<input type="checkbox"/> Coussin Mistral 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
SNB0430	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-Shape (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
Profondeur d'assise du coussin Matrix Libra et Solution Xtra										
SNB0450	<input type="checkbox"/> 405 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0452	<input type="checkbox"/> 430 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0455	<input type="checkbox"/> 455 mm				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
Premier accessoire de positionnement facultatif										
SNB0461	<input type="checkbox"/> Biseau fessier, la paire				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0462	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0463	<input type="checkbox"/> Biseau latéral				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0464	<input type="checkbox"/> Biseau crural				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
Second accessoire de positionnement facultatif										
SNB0461	<input type="checkbox"/> Biseau fessier, la paire				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0462	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0463	<input type="checkbox"/> Biseau latéral				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0464	<input type="checkbox"/> Biseau crural				<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
Type de dossier, réglable de 570 à 710 mm										
SNB0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide		NC : 0540, 1000		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				
SNB0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple		NC : 0540, 1000		<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>				
SNB0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension Laguna 2 , tendeur de dossier inclus		NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>				

(4) Code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €

(12) Code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique




Rea® Clematis® Pro Configuré


				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
Coussin de dossier						
SNB0530	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral			◆	◆	
SNB0540	<input type="checkbox"/> Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)			○	○	
Poignées à pousser						
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNB0560	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles			◆	◆	
SNB0570	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle			○	○	
SNB0580	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2			○	○	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNB0600	<input type="checkbox"/> Vérins pneumatiques, commande tiercé-pour personne (pour inclinaisons d'assise et de dossier)			◆	◆	
Verrouillage des inclinaisons d'assise et de dossier						
SNB0630	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage des inclinaisons			◆	◆	
Fixation des repose-jambes						
SNB0700	<input type="checkbox"/> Fixation standard			◆	◆	
SNB0710	<input type="checkbox"/> Fixation inclinée à 10° vers l'avant pour une position des palettes plus reculée			○	○	
Repose-jambe gauche						
SNB0720	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm			◆	◆	
Repose-jambe droit						
SNB0740	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm			◆	◆	
PALETTES						
Palette gauche						
SNB0770	<input type="checkbox"/> Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière			◆	◆	
Palette droite						
SNB0790	<input type="checkbox"/> Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière			◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
SNB0800	<input type="checkbox"/> Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL , équipé de protège-vêtements			◆	◆	
SNB0810	<input type="checkbox"/> Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720		○	○	
SNB0820	<input type="checkbox"/> Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790		○	○	
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
SNB0850	<input type="checkbox"/> Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL , équipé de protège-vêtements			◆	◆	
SNB0860	<input type="checkbox"/> Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730		○	○	
SNB0870	<input type="checkbox"/> Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790		○	○	




0530



0560




0570




0720
0740




0770



0800





0810



0820

Rea® Clematis® Pro Configuré

				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
				HT	TTC
OPTIONS D'ASSISE					
SNB0910	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction			236,97	250,00 (5)
Options de dossier					
SNB1000	<input type="checkbox"/> Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>			○	○
Appui-tête					
SNB1100	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables			151,66	160,00 (1)
SNB1110	<input type="checkbox"/> Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130		151,66	160,00 (1)
SNB1120	<input type="checkbox"/> Appui-nuque	NC : 1130		◆	◆
SNB1130	<input type="checkbox"/> Housse de coussin d'appui-tête			○	○
Cale-tronc					
SNB1200	<input type="checkbox"/> Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur			94,79	100,00 (4)
SNB1210	<input type="checkbox"/> Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur		NOUVEAU	118,48	125,00 (4)
SNB1220	<input type="checkbox"/> Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur			94,79	100,00 (4)
SNB1230	<input type="checkbox"/> Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur		NOUVEAU	118,48	125,00 (4)
Options de palettes/repose-jambes					
SNB1300	<input type="checkbox"/> Revêtements rembourrés pour palettes			○	○
CHASSIS					
Coloris de châssis					
SNB1400	<input type="checkbox"/> Beige Nacré (RAL 1035)			◆	◆
Fixation des fourches					
SNB1410	<input type="checkbox"/> Axes fixes			◆	◆
Roues avant					
SNB1420	<input type="checkbox"/> 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir			◆	◆
SNB1430	<input type="checkbox"/> 8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir			○	○
SNB1440	<input type="checkbox"/> 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir			○	○
Diamètre et type des roues arrière, livré en position standard - réglage en position active possible					
SNB1500	<input type="checkbox"/> 12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640		○	○
SNB1508	<input type="checkbox"/> 22" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide			○	○
SNB1510	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm - renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620		○	○
SNB1520	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620		◆	◆
SNB1525	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640		○	○
Pneus arrière					
SNB1530	<input type="checkbox"/> Pneumatique noir 1.3/8"			○	○
SNB1540	<input type="checkbox"/> Bandage noir 1.3/8"			◆	◆
Mains-courantes					
SNB1550	<input type="checkbox"/> Aluminium			◆	◆
SNB1552	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable			○	○
SNB1554	<input type="checkbox"/> Noires - plastique antidérapant			○	○
OPTIONS DE CHASSIS					
Protège-rayons					
SNB1560	<input type="checkbox"/> Protège-rayons "Frost"			○	○
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 €					
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					



Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
	HT	TTC				
SECURITE						
SNB1600	<input type="checkbox"/> Freins à tirer		◆	◆		
SNB1620	<input type="checkbox"/> Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○		 1620
SNB1630	<input type="checkbox"/> Frein à câble à commande unilatérale à gauche		○	○		 1630
SNB1640	<input type="checkbox"/> Frein à câble à commande unilatérale à droite		○	○		 1640
Options de sécurité						
SNB1650	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○		 1650
SNB1660	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		
SNB1680	<input type="checkbox"/> Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)		○	○		
ACCESOIRES						
SNB1700	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	125,12	132,00	132,00 (2)	 1700
SNB1710	<input type="checkbox"/> Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	125,12	132,00	132,00 (2)	 1710
SNB1720	<input type="checkbox"/> Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)	 1740
SNB1730	<input type="checkbox"/> Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)	 1750
SNB1740	<input type="checkbox"/> Coussin de tablette		○	○		
SNB1750	<input type="checkbox"/> Coussin pour demi-tablette		○	○		 1790
Autres options						
SNB1780	<input type="checkbox"/> Tige porte-sérum et support		○	○		
SNB1790	<input type="checkbox"/> Goupille de verrouillage pour tablette		○	○		
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €						