



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
994,48 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :





Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Inclinaison d'assise	0° à 25° ou -3 à +22° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
Coloris	Beige Nacré
Poids total	A partir de 30 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Motorisations alber	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35 , Viamobil V25 et Viaplus V12
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix

Rea [®] Clematis [®] Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SNB0001	<input type="checkbox"/> Rea [®] Clematis [®] Pro Configuré - Code LPPR 9124689		942,64	994,48	994,48	
TYPES DE PROPULSION						
SNB0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNB0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1510, 1520	○	○		
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNB0210	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en largeur et profondeur		◆	◆		
Largeur d'assise (SW)						
SNB0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		
SNB0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNB0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNB0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
Profondeur d'assise (SD)						
SNB0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNB0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNB0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
Coussins d'assise						
SNB0410	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Matrix Contour Visco NG</i>	NC : 0450, 0455	◆	◆		
SNB0420	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)	NC ; 0450, 0455	-43,70	-46,10	-46,10	
SNB0430	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)	NC : 0450, 0455	-43,70	-46,10	-46,10	
Type de dossier						
SNB0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 0580, 1000, 1010	◆	◆		
SNB0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 0580, 1000	○	○		
SNB0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		
Coussin de dossier						
SNB0530	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier <i>Laguna 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		
SNB0540	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Latéral</i> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser						
SNB0560	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNB0570	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNB0580	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNB0600	<input type="checkbox"/> Vérins pneumatiques, commande tierce-personne (pour inclinaisons d'assise et de dossier)		◆	◆		
Verrouillage des inclinaisons d'assise et de dossier						
SNB0630	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage des inclinaisons		◆	◆		
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNB0700	<input type="checkbox"/> Position standard		◆	◆		
SNB0710	<input type="checkbox"/> Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche						
SNB0720	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm.		◆	◆		



0210



Support d'accoudoir



0410



0420



0430



0530




0560



0570



0580

0720
0740

Rea [®] Clematis [®] Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Repose-jambe droit						
SNB0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm.	◆	◆		
PALETTES						
Palette gauche						
SNB0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière	◆	◆		
Palette droite						
SNB0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière	◆	◆		
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche						
SNB0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL	◆	◆		
SNB0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	113,17	119,39	119,39	
SNB0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	113,17	119,39	119,39	
Accoudoir droit						
SNB0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL	◆	◆		
SNB0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	113,17	119,39	119,39	
SNB0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'assise						
SNB0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	246,45	260,00		
Options de dossier						
SNB1000	<input type="checkbox"/>	Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2	38,86	41,00		
SNB1010	<input type="checkbox"/>	Sangles supplémentaires réglables en tension pour dossier souple	27,49	29,00		
Appui-tête						
SNB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	209,48	221,00		
SNB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	225,59	238,00		
SNB1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	◆	◆		
SNB1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	57,82	61,00		
Cale-tronc						
SNB1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur	174,41	184,00		
SNB1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur	156,40	165,00		
SNB1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur	174,41	184,00		
SNB1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur	156,40	165,00		
Options de palettes/repose-jambes						
SNB1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	103,32	109,00		
CHASSIS						
Coloris de châssis						
SNB1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)	◆	◆		
Fixation des fourches						
SNB1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes	◆	◆		



0770




0800



0810



0820



0910



1000



1100



1110



1120



1200




1210



1220



1300

Rea [®] Clematis [®] Pro Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Roues avant							
SNB1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		 1420
SNB1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		 1430
SNB1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
Diamètre et type des roues arrière							
SNB1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1630, 1640	○	○		 1440
SNB1510	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	36,02	38,00		 1500
SNB1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆		 1510
SNB1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00		 1520
Pneus arrière							
SNB1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○		
SNB1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆		
Mains-courantes							
SNB1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
SNB1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
SNB1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆		
SNB1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○		 1620
SNB1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
SNB1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
Options de sécurité							
SNB1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○		1630 1640
SNB1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		1650
SNB1680	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)		24,64	26,00		
ACCESSOIRES							
SNB1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750, 1800	154,50	163,00	76,84	 1700
SNB1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750, 1800	72,83	76,84	76,84	
SNB1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740, 1790, 1800	72,83	76,84	76,84	
SNB1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740, 1790, 1800	72,83	76,84	76,84	 1710
SNB1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNB1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
SNB1765	<input type="checkbox"/>	Viamobil V25 (inclus la fixation)	NC : 1770	4 648,35	4 904,01		 1750
SNB1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		236,97	250,00		
SNB1774	<input type="checkbox"/>	Poignées supplémentaires démontables		229,38	242,00		
SNB1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNB1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		 1790

<i>Rea</i> ® <i>Clematis</i> ® <i>Pro Configuré</i>			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130