

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant avec inclinaisons électriques



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Assise et dossier inclinables par vérins électriques (de +1° à +30° / -2° à +27° pour l'assise, de 0° à +30° pour le dossier)
- Réglage en largeur des accoudoirs (+ 25 mm par côté) et des repose-jambes (+ 50 mm par côté)
- Profondeur d'assise réglable en continu de 430 à 500 mm par système de tiroir
- Dossier souple avec nouveau coussin de dossier Laguna 2 qui améliore le maintien latéral
- Appui-nuque
- Paire de repose-jambes avec palettes articulées
- Coloris Beige Nacré (RAL 1035)
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Poids : à partir de 35,5 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- Compatible avec les motorisations alber : e-motion M25, e-fix

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- * Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x 2)
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :












Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.





















Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases











◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros			Codes LPPR Version Assist
			Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SNC0002	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 <small>+1,67 € HT d'éco-participation</small>	994,48	994,48	9225657 = 403,50 € TTC Poussette, supérieur ou égal à 16 ans, dossier et sièges inclinables 9225663 = 962,20 € TTC Poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans
TYPES DE PROPULSION						
SNC0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNC0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (version Assist , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○		
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNC0210	<input type="checkbox"/> Réglable en largeur et profondeur		◆	◆		 0210
Largeur d'assise (SW)						
SNC0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		 0210 STD +25 mm par côté Support d'accoudoir
SNC0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNC0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNC0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
Profondeur d'assise (SD)						
SNC0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNC0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNC0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
Coussins d'assise						
SNC0410	<input type="checkbox"/> Coussin Matrx Contour Visco NG		◆	◆		 0410 0420 0430
SNC0420	<input type="checkbox"/> Coussin Mistral 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
SNC0430	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-Shape (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
Type de dossier						
SNC0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		
SNC0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○		
SNC0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension Laguna 2	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coussin de dossier							
SNC0530	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		 0530
SNC0540	<input type="checkbox"/>	Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser							
SNC0560	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		 0560
SNC0570	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNC0580	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○		 0570
Inclinaison de l'assise et du dossier							
SNC0620	<input type="checkbox"/>	Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆		 0580
POTENCES / PALETTES							
Ajustement des potences et repose-jambes							
SNC0700	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
SNC0710	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche							
SNC0720	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		 0720
Repose-jambe droit							
SNC0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
PALETTES							
Palette gauche							
SNC0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770
Palette droite							
SNC0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
SNC0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0800
SNC0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	 0810
Accoudoir droit							
SNC0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		
SNC0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	 0820
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'assise							
SNC0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910
Options de dossier							
SNC1000	<input type="checkbox"/>	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		 1000

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Appui-tête							
SNC1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		
SNC1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		1100 1110
SNC1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆		
SNC1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00		1120
Cale-tronc							
SNC1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		
SNC1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
SNC1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		
SNC1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
Options de palettes/repose-jambes							
SNC1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
SNC1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		
Fixation des fourches							
SNC1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆		
Roues avant							
SNC1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
SNC1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		
SNC1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
Diamètre et type des roues arrière							
SNC1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○		
SNC1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆		
SNC1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00		
Pneus arrière							
SNC1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○		
SNC1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆		
Mains-courantes							
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
SNC1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
SNC1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆		
SNC1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○		1620
SNC1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
SNC1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
Options de sécurité							
SNC1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○		1630 1640
SNC1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		1650 

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
SNC1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	
SNC1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84	1700 
SNC1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNC1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
SNC1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		313,74	331,00		1750 
SNC1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNC1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130