

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant avec inclinaisons électriques



Descriptif :

- Assise et dossier inclinables par vérins électriques (de +1° à +30° / -2° à +27° pour l'assise, de 0° à +30° pour le dossier)
 - Réglage en largeur des accoudoirs (+25 mm par côté) et des repose-jambes (+50 mm par côté)
 - Profondeur d'assise réglable en continu de 430 à 500 mm par système de tiroir
 - Dossier souple avec nouveau coussin de dossier Laguna 2 qui améliore le maintien latéral
 - Appui-nuque
 - Paire de repose-jambes avec palettes articulées
 - Coloris Beige Nacré (RAL 1035)
 - Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
 - Poids : à partir de 35,5 kg
 - Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- Compatible avec les motorisations alber : e-motion M25, e-fix E35-E36, viamobil V25, viaplus V12

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- * Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x 2)
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases










◆ Configuration standard

















○ Options sans supplément de prix









				Euros		Codes LPPR Version Assist	
				Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
SNC0002	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 <small>+1,67 € HT d'éco-participation</small>	994,48	994,48	9225657 = 403,50 € TTC Poussette, supérieur ou égal à 16 ans, dossier et sièges inclinables 9225663 = 962,20 € TTC Poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans	
TYPES DE PROPULSION							
SNC0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆			
SNC0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○			
ASSISE ET DOSSIER							
Type d'assise							
SNC0210	<input type="checkbox"/> Réglable en largeur et profondeur		◆	◆		 0210	
Largeur d'assise (SW)							
SNC0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		 STD +25 mm par côté	
SNC0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○			
SNC0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○			
SNC0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00			
Profondeur d'assise (SD)							
SNC0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		 Support d'accoudoir	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)							
SNC0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○			
SNC0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆			
Coussins d'assise							
SNC0410	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Matrx Contour Visco</i> NG		◆	◆		 0410	
SNC0420	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-38,42	-46,10	-46,10		
SNC0430	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-38,42	-46,10	-46,10		
Type de dossier							
SNC0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		 0420 0430	
SNC0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○			
SNC0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00			

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/4

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coussin de dossier							
SNC0530	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		 0530
SNC0540	<input type="checkbox"/>	Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser							
SNC0560	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		 0560
SNC0570	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNC0580	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier							
SNC0620	<input type="checkbox"/>	Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆		 0580
POTENCES / PALETTES							
Ajustement des potences et repose-jambes							
SNC0700	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		 0720 0740
SNC0710	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche							
SNC0720	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
Repose-jambe droit							
SNC0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
PALETTES							
Palette gauche							
SNC0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770
Palette droite							
SNC0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
SNC0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0800
SNC0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	
Accoudoir droit							
SNC0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0820
SNC0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'assise							
SNC0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910
Options de dossier							
SNC1000	<input type="checkbox"/>	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		 1000

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Appui-tête								
SNC1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00			
SNC1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		1100	1110
SNC1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆			1120
SNC1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00			
Cale-tronc								
SNC1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00			1200
SNC1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00			1210
SNC1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00			
SNC1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00			1300
Options de palettes/repose-jambes								
SNC1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00			
CHASSIS								
Coloris de châssis								
SNC1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆			1420
Fixation des fourches								
SNC1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆			1430
Roues avant								
SNC1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆			1440
SNC1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○			
SNC1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			
Diamètre et type des roues arrière								
SNC1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○			1500
SNC1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆			
SNC1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00			
Pneus arrière								
SNC1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○			
SNC1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆			1520
Mains-courantes								
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆			
OPTIONS DE CHASSIS								
Protège-rayons								
SNC1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00			
SECURITE								
SNC1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆			1620
SNC1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○			
SNC1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00			
SNC1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00			
Options de sécurité								
SNC1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○		1630 1640	
SNC1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		1650	

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
SNC1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	 1700
SNC1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84	 1710
SNC1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	 1750
SNC1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	 1790
SNC1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNC1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
SNC1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		313,74	331,00		 1440530
SNC1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNC1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1654128
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654129
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		 1654130
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		