



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique !**

À partir de :
994,48 € TTC

Code:

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTONIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUSS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
		Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	+1° à 30° ou -2 à +27° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
		Coloris	Beige Nacré
		Poids total	A partir de 35,5 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint ,
		Motorisations alber	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35-E36 , Viamobil V25 et Viaplus V12
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SNC0002	<input type="checkbox"/> Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 <small>+1,67 € HT d'éco-participation</small>	994,48	994,48	
TYPES DE PROPULSION						
SNC0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNC0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (version Assist , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○		
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNC0210	<input type="checkbox"/> Réglable en largeur et profondeur		◆	◆		
Largeur d'assise (SW)						
SNC0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		
SNC0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNC0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNC0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
Profondeur d'assise (SD)						
SNC0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNC0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNC0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
Coussins d'assise						
SNC0410	<input type="checkbox"/> Coussin Matrix Contour Visco <small>NG</small>		◆	◆		
SNC0420	<input type="checkbox"/> Coussin Mistral 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
SNC0430	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-Shape (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
Type de dossier						
SNC0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		
SNC0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○		
SNC0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension Laguna 2	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		
Coussin de dossier						
SNC0530	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		
SNC0540	<input type="checkbox"/> Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser						
SNC0560	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNC0570	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNC0580	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNC0620	<input type="checkbox"/> Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆		
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNC0700	<input type="checkbox"/> Position standard		◆	◆		
SNC0710	<input type="checkbox"/> Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche						
SNC0720	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
Repose-jambe droit						
SNC0740	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		



0210



Support d'accoudoir



0410



0420

0430



0530




0560



0570



0580



0720

0740

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
PALETTES								
Palette gauche								
SNC0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770	
Palette droite								
SNC0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆			
ACCOUDOIRS								
Accoudoir gauche								
SNC0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0800	
SNC0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39		
SNC0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39		 0810
Accoudoir droit								
SNC0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0820	
SNC0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39		
SNC0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39		
OPTIONS D'ASSISE								
Options d'assise								
SNC0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910	
Options de dossier								
SNC1000	<input type="checkbox"/>	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		 1000	
Appui-tête								
SNC1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		 1100	
SNC1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00			 1110
SNC1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆			 1120
SNC1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00			
Cale-tronc								
SNC1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1200	
SNC1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00			 1210
SNC1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1300	
SNC1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00			
Options de palettes/repose-jambes								
SNC1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00			
CHASSIS								
Coloris de châssis								
SNC1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		 1420	
Fixation des fourches								
SNC1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆		 1430	
Roues avant								
SNC1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		 1440	
SNC1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○			
SNC1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Diamètre et type des roues arrière						
SNC1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SNC1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	 1500
SNC1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00	
Pneus arrière						
SNC1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SNC1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Mains-courantes						
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
SNC1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
SECURITE						
SNC1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
SNC1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SNC1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
SNC1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
Options de sécurité						
SNC1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1630 1640
SNC1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer escamotables, la paire		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1650 
ACCESSOIRES						
SNC1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84
SNC1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84
SNC1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84
SNC1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84
SNC1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00	
SNC1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
SNC1765	<input type="checkbox"/>	Viamobil V25 (inclus la fixation)	NC : 1770	4 648,35	4 904,01	
SNC1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		236,97	250,00	
SNC1774	<input type="checkbox"/>	Poignées supplémentaires démontables		229,38	242,00	
SNC1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00	
SNC1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	