

Invacare Colibri®

Ervaar de vrijheid



Stijlvol, lichtgewicht en transporteerbaar

Ontworpen met Invacare Litelock™ technologie



Yes, you can.®

Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om uitstekende normen van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Door voortdurend nauwkeurig onderzoek en onovertroffen ervaring bij het ontwerpen van mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op scootmobielen die de levenskwaliteit verbeteren. Zekerheid, vertrouwen en zelfstandigheid van uw scootmobiel herwinnen, is belangrijk.

Van opvouwbare en vervoerbare ontwerpen tot aanpasbare zitkussens en verstelbare stoelverhogers, elk detail van onze scootmobielen is doordacht en verfijnd om u een goed gevoel te geven.

Kwaliteit



Toonaangevende bouw kwaliteit met speciale aandacht voor detail.

Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.



Ervaar de controle met **Invacare Colibri®**

De Invacare Colibri® is onze lichtste en eenvoudig vervoerbare scootmobiel. Ontworpen voor hen die een compleet zelfstandige leefwijze wensen.

Compact en gemakkelijk te besturen, deze scootmobiel is ontworpen met een gepatenteerd Litelock™ systeem, waardoor hij gemakkelijk achterin uw auto kan worden vervoerd. De draaibare zitting maakt het op- en afstappen van uw scootmobiel eenvoudig.

De Colibri® is ongelooflijk eenvoudig te starten en te sturen. Hij is ontworpen om u een comfortabele en veilige rit te bieden met de mogelijkheid om in krappe ruimtes te manoeuvreren.



Eenvoudig transport met het Invacare Litelock™ systeem



Makkelijk in gebruik en transport

- Reis eenvoudig in stijl
- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Eenvoudig te sturen en te rijden




Veiligheid in het achterhoofd

- De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving
- Remlichten, koplampen en richtingaanwijzers
- Meer optionele accessoires beschikbaar



Onze **lichtste** en eenvoudig **vervoerbare** scooter



De accu makkelijk opladen

Kies waar u de accu wilt opladen: direct op de Colibri® of los ervan.





Afgestemd op comfort

- Hoogwaardige zitkussens
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armleuningen en draaibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Draaibare stoel voor snelle transfers



Hoogwaardige verlichting



Instelbare stuurkolom voor een
betere zitpositie



Voeg toe aan uw scooter

Pas de Colibri® aan volgens uw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.

Voeg toe aan uw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat u uw Invacare Colibri® scootmobiel kunt personaliseren.



Extra accupakket



Stokhouder



Grotere set wielen



'Easy fit' ophangingsset



Uitwisselbare kleurpanelen

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.



Breedte rug ▼

465 mm



Zitdiepte ▼

400 mm



Zitting naar vloerhoogte ▼

370 - 420 mm



Hoogte rug ▼

385 mm



Totale breedte ▼

505 mm



Totale lengte ▼

1010 mm



Leeg gewicht ▼

44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah)



Max. gebruikersgewicht ▼

136 kg



Accu capaciteit ▼

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah



Draaicirkel ▼

2200 mm



Obstakelhoogte ▼

45 mm



Max. veiligheids-helling ▼

6° / 10.5%



Motor capaciteit ▼

200 W



Max. rijafstand ▼

Up to
16 km



Max. rijsnelheid ▼

8 km/h

Frame kleuren*



Marble White



Sapphire Blue



Jasper Red



Jade Green

Bekleding



Black Vinyl

* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

INVACARE
Yes, you can.®