

# Invacare Colibri®

Ervaar de vrijheid



Stijlvol, lichtgewicht en transporteerbaar

Ontworpen met Invacare Litelock™ technologie



Yes, you can.®

# Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om uitstekende normen van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Door voortdurend nauwkeurig onderzoek en onovertroffen ervaring bij het ontwerpen van mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op scootmobielen die de levenskwaliteit verbeteren. Zekerheid, vertrouwen en zelfstandigheid herwinnen met je scootmobiel is belangrijk.

Van opvouwbare en vervoerbare ontwerpen tot aanpasbare zitkussens en verstelbare stoelverhogers, elk detail van onze scootmobielen is doordacht en verfijnd om jou een goed gevoel te geven.

## Kwaliteit



Toonaangevende productiekwaliteit met speciale aandacht voor detail.

## Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

## Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.



# Ervaar de controle met Invacare Colibri®

De Invacare Colibri® is onze lichtste en eenvoudig vervoerbare scootmobiel. Ontworpen voor hen die een compleet zelfstandige leefwijze wensen.

Compact en gemakkelijk te besturen, deze scootmobiel is ontworpen met een gepatenteerd Litelock™ systeem, waardoor hij gemakkelijk achterin de auto kan worden vervoerd. De draibare zitting maakt het op- en afstappen van de scootmobiel eenvoudig.

De Colibri® is ongelooflijk eenvoudig te starten en te sturen. Hij is ontworpen om je een comfortabele en veilige rit te bieden met de mogelijkheid om in krappe ruimtes te manoeuvreren.

Tot  
8 km/u  
max  
snelheid

Tot  
16 km  
bereik op  
één enkele  
lading

136 kg  
gebruikers-  
gewicht



Eenvoudig transport met het Invacare Litelock™ systeem



## Makkelijk in gebruik en transport

- Reis eenvoudig in stijl
- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Eenvoudig te sturen en te rijden



## Veiligheid in het achterhoofd

- Reflectors
- Extra opties beschikbaar



## Afgestemd op comfort


- Hoogwaardige zittingen
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armléeningen en draibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



## Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Onze **lichtste** en eenvoudig **vervoerbare** scooter



## De accu makkelijk opladen


Kies waar u de accu wilt opladen: direct op de Colibri® of los ervan.



Draibare stoel voor snelle transfers



Zachte, gepolsterde zitting voor verbeterd comfort



Instelbare stuurkolom voor een betere zitpositie



## Voeg toe aan uw scooter

Pas de Colibri® aan volgens jouw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.

## Voeg toe aan jouw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat je jouw Invacare Colibri® scootmobiel kunt personaliseren.



Extra accupakket



Stokhouder



Grotere set wielen



'Easy fit' ophangingsset



Uitwisselbare kleurpanelen

## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product is te vinden op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)



Breedte rug ▼

465 mm



Zitdiepte ▼

400 mm



Zitting naar vloerhoogte ▼

370 - 420 mm



Hoogte rug ▼

385 mm



Totale breedte ▼

505 mm



Totale lengte ▼

1010 mm



Leeg gewicht ▼

44 kg (12 Ah)  
49 kg (18 Ah)



Max. gebruikersgewicht ▼

136 kg



Accu capaciteit ▼

2 x 12 Ah  
2 x 18 Ah



Draaicirkel ▼

2200 mm



Obstakelhoogte ▼

45 mm



Max. veiligheids-helling ▼

6° / 10.5%



Motor capaciteit ▼

200 W



Max. rijafstand ▼

Tot 16 km \*  
(met 18 Ah accu)



Max. rij snelheid ▼

8 km/u

\* Tot 11 km met 12 Ah accu

## Frame kleuren\*



Sapphire Blue



Jasper Red



Jade Green

\* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

## Bekleding



Black Vinyl

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

**INVACARE**  
Yes, you can.®