

Comet® Ultra

Sienta la libertad



Un scooter premium con mayor capacidad de peso
para ofrecer un rendimiento y potencia excepcionales



Yes, you can.

Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

Gracias a la investigación exclusiva y la amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran la calidad de vida de los usuarios. Es muy importante poder recuperar la seguridad, la confianza y la independencia.

Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que moverse sea más cómodo y sencillo, desde el manillar ergonómico hasta los asientos acolchados adaptables y ajustables en altura.

Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort.



Sienta el control con Comet® Ultra

Ideal para quienes tienen formas corporales grandes, el Comet® Ultra ofrece una experiencia de conducción segura, cómoda y potente sin comprometer el estilo o la funcionalidad.

Equipado con todas las características de seguridad y de conducción que se encuentran en toda la familia Comet®, el Comet® Ultra

le llevará a su destino de manera rápida y eficiente, con total comodidad y control.



Rendimiento mejorado

- Dirección intuitiva que permite mantener fácilmente la línea recta incluso con altas velocidades.
- Suspensión avanzada que garantiza una conducción suave y cómoda en terrenos irregulares.
- Manillar ergonómico que permite mayor control.
- Diseñado para rendir en cualquier terreno.
- Protectores anti-salpicaduras.



Seguridad primero

- Limitador de velocidad automático: Reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.
- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luces de freno e intermitentes
- Kit de luces para mayor visibilidad



Diseñado pensando en el confort

- Acolchado del asiento de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Columna de conducción ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter



Manillar ajustable para mejor control y un mayor confort



Limitador de velocidad automático


Reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.



Suspensión mejorada



Columna de asiento reforzada



Reposabrazos reforzados ajustables en alto y ancho para mayor soporte



Personalice su scooter

Adapte el Invacare Comet® Ultra a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de opciones disponibles para que pueda personalizar su scooter Invacare Comet® Ultra. Pregunte a su distribuidor y descubra todas las opciones.



Cesta trasera



Retrovisores



Parachoques delanteros y traseros



Soporte para móvil



Soporte bastones/muletas



Cinturón de seguridad



Portavasos



Diferentes carenados

Datos técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web www.invacare.es



Ancho respaldo ▼

660 mm



Profundidad de asiento ▼

535 mm



Altura asiento-suelo ▼

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Altura respaldo ▼

515 mm



Ancho unidad motorizada ▼

665 - 685 mm



Largo total ▼

1450 mm



Peso sin usuario ▼

148 kg



Parte más pesada ▼

approx. 63 kg



Peso máximo usuario ▼

220 kg



Capacidad de las baterías ▼

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM



Radio de giro ▼

2750 mm



Capacidad para superar obstáculos ▼

100 mm



Distancia suelo ▼

100 mm



Pendiente máxima ▼

1°



Potencia motor ▼

650 W / 1800 W¹



Autonomía ▼

49 km



Velocidad máxima ▼

10 km/h

¹ Potencia del motor

Colores*



Plata

Tapizado



Vinilo negro

*El color del scooter puede variar ligeramente. Por favor, consulte con su distribuidor.

Tel. (34) 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España

