

# Comet<sup>®</sup> Pro

Kracht en prestaties in een premium-pakket



Nu verkrijgbaar met Zeta™ technologie

Connected scootmobiel



zeta™  
Connectivity Ready



Yes, you can.

# Betrouwbaarheid waar je ook heen gaat

Of je nu naar de plaatselijke winkels gaat of naar de stad, of een trip verder weg maakt, met de nieuwe Comet® PRO overbrugt u de afstand in comfort, veiligheid en stijl.

Zijn krachtige outdoor eigenschappen, gecombineerd met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en opties, zorgen voor een snelle, krachtige en betrouwbare aandrijving.

Met zijn uitzonderlijke rijgedrag en moderne esthetiek biedt de Comet® PRO kracht en prestaties in een premium-pakket.



## Eersteklas prestaties en controle

- › Dankzij de verbeterde rijeigenschappen en 2 x 75 Ah accu's, stelt de Comet® PRO u in staat om langer te genieten en meer uitdagende tochten te maken voorbij de grenzen van de stad. De grote 13" voor- en achterwielen, gecombineerd met een superieur ophangstelsel, laten u op een vlotte en veilige wijze comfortabel over stoepranden en obstakels rijden. Daarnaast zorgt de automatische reductie van uw rijnsnelheid voor extra stabiliteit en veiligheid in bochten.

## Verbonden met Zeta™ technologie

- › De Comet PRO is als één van onze eerste scootmobielen verkrijgbaar met optionele Zeta technologie. Met deze connectivity kun je van afstand, via de app, accucontrole, activiteitentracking en onderhoudsnotificaties beheren.

## TÜV getest

- › De Comet® PRO werd onderworpen aan onafhankelijke Duitse TÜV laboratoriumtests. Dit geeft u het nodige vertrouwen en geruststelling tijdens het rijden. Bovendien verschaffen geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, zoals een twee-staps motorontkoppelingshendel en de automatische snelheidsreductie, extra zekerheid, waar u ook naar toe gaat.

## Compact en modern design

- › Ontworpen met zowel comfort als precisie in het achterhoofd, biedt Comet® PRO een uitzonderlijke wendbaarheid en controle, zelfs in krappe en lastige ruimtes. Daarnaast biedt de ergonomische besturing een optimale rijpositie, waardoor u prettiger en meer ontspannen reist.





## Kenmerken en opties



### Geavanceerde ophanging

Voor een vlotte en comfortabele rit over ruiger terrein.



### Rechtuit stabiliteit

Zorgt ervoor dat u veiligheid en stabiliteit behoudt in het rechtuitrijden tijdens hoge snelheden.



### Verstelbare stuurkolom

Gebruikers passen de stand van de stuurkolom eenvoudig aan om de ideale positie te vinden.



### Ergonomisch stuur

Ergonomisch vormgegeven stuur voor een comfortabele en ontspannen rit.



### Intuïtief display

Een begrijpelijke layout geeft u overzicht en vertrouwen tijdens het rijden.



### Remlicht

Duidelijke, heldere remverlichting waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.



### Motorontkoppelingshendel

De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



### Auto-snelheidsreductie

De automatische reductie van de snelheid in bochten zorgt voor extra veiligheid.



### Maak uw scootmobiel persoonlijk

Kies uit verschillende uitwisselbare kleurpanelen en accessoires voor het aanpassen van uw scooter aan uw individuele stijl.




















### Voel je zeker met Zeta™ technologie Technology

Deze optie zit vol handige mogelijkheden om meer vertrouwen te bieden.


## Technische gegevens

Meer informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

 Rugbreedte ▼ 510 mm	 Zitdiepte ▼ Deluxe: 470 mm	 Zithoogte ▼ Min. 440 mm Max. 510 mm	 Rughoogte ▼ Deluxe: 490 mm	
 Totale breedte ▼ 665 - 685 mm	 Totale lengte ▼ 1450 mm	 Ledig gewicht ▼ 136 kg	 Gewicht zwaarste deel ▼ 63 kg	
 Max. gebruikers- gewicht ▼ 160 kg	 Accu capaciteit ▼ 2 x 12 V/ 75 Ah (C20) AGM	 Draaicirkel ▼ 2750 mm	 Max. drempelhoogte ▼ 100 mm	
 Bodemvrijheid ▼ 100 mm	 Max. veilige helling ▼ 10°	 Vermogen ▼ 550 W / 1600 W <sup>1</sup>	 Actieradius ▼ 59 km	 Max. rijsnelheid ▼ 15 km/u

1. Piekvermogen

### Beschikbare kleuren



### Bekleding



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Nederland



Yes, you can.®