

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® **Comet® Ultra**



Elektrische 4-wiel scootmobiel
Maximaal gebruikersgewicht:
220 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

Voor kleinere 4-wiel scootmobielen: zie hoofdstuk Retail Producten

Code	Omschrijving	€
STANDAARDCONFIGURATIE		
1676218	◆ Comet ULTRA 4-wiel uitvoering - maximaal gebruikersgewicht 220 kg	4.736,00
	Maximale snelheid 10 km/u	
	Marble White	
	75 Ah accu's incl. OptiCharger 8A lader	
	Comet Ultra - Ultra stoel, brede voorgevormde comfortstoel, 360° draaibaar, vergrendelbaar elke 45°, zitting voor-/achterwaarts instelbaar m.b.v. geleiderails, armsteunen opklapbaar en in breedte en hoogte instelbaar, rughoek instelbaar d.m.v. hendel, uitgerust met boodschappenmand.	
	13" luchtbanden, zwart	
	Snelheid reductie in de bochten	
	Richtingaanwijzer automatisch uit na circa 25 seconden	
	Remlichten	
	Claxon	
	Ergonomisch gevormd stuur	
	LCD display	
	Opbergbakje op de stuurkolom	
	Bedieningsvriendelijk dashboard met verhoogde knoppen	
	2-staps motorontkoppeling voorkomt ongewenst ontkoppelen	
	Vering d.m.v. schokbrekers voorzijde en instelbare vering achterzijde	
	Stuurkolom eenvoudig te verstellen met hendel	
	Standaard voorzien van handrem	
	Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer	
EXTRA STOELVERING		
SPI522459	Extra stoelvering, ZH 508mm tot 160kg	83,00
SPI522460	Extra stoelvering, ZH 533mm tot 160kg	83,00
SPI522461	Extra stoelvering, ZH 558mm tot 160kg	83,00
BUMPERS		
SPI528298	Stalen bumper voorzijde Comet 4W	67,00
SPI528299	Stalen bumper achterzijde	67,00
ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN (als accessoire leverbaar)		
SPI518241	Achteruitkijkspiegel	37,00
SPI528274	Stok/krukhouders	92,00
SPI505728	Looprekhouder	81,00
SPI553851	Rollatorhouder	348,00
SPI637914	Plateauverhoger	216,00
SPI572971	Zuurstoffleshouder	145,00
SPI518240	Opberghoes voor scootmobiel	212,00
SERVICE & SPECIALS		
1663831	Zeta module (t.b.v. slimme scootmobiel)	P.O.A.
1530685	Voetgas (nettoprijs) (aangeven bevestiging links of rechts)	605,00



LCD display



Stalen bumper



5" velg



Stok-/krukhouders



Rollatorhouder



zuurstoffleshouder