

Küschall®

FRMC

Küschall® COMPACT



Yes, you can.®



NOUVEAU : désormais
disponible avec des **potences
escamotables en carbone** :
gagnez **200g** sur le poids
complet de votre fauteuil !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

alber SMOOV

SMOOV 100% LPPR
Prise en charge : 3.500 €



Sacoches
de transport
offerte



alber e-motion

Alber e-motion M25 est désormais
pris en charge à 100 % LPPR

MADE IN GERMANY



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Matière	Aluminium, châssis hydroformé, ou carbone (-200g)
Potences	Escamotables en carbone (-200g) ou Aluminium ou Fixes en Aluminium
Poids total*	10,3 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
Poids de transport	7,4 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
Crash-testé	Oui (avec option DCA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Motorisation	alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix ☒ Option la plus légère

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Compact S - Expédition en 48-72h !				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
Configuration							
Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise, 90° par rapport à l'assise Potences escamotables en carbone, 70°, palettes relevables composite équipées de sangles appui-mollets fixées sur le châssis 6 largeur d'assise au choix entre 380 et 480 mm, Profondeur : 420 mm, Toile de dossier nylon réglable en tension, Toile d'assise standard nylon, 1 bande (DCA2610) Hauteur de dossier : 405 mm, réglable par pas de 15 mm Hauteur d'assise avant : 500 mm, Hauteur d'assise arrière : 460 mm, Longueur UL : 430 mm Poignées à pousser longues (DCA2420), Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, manchettes courtes avec protège-vêtements en carbone (DCA3500 et DCA3600) Coloris de châssis Noir Spatial (DCA4000), avec TAG rouge (DCA4195/DCA4310) Roues avant 5" Confort, bandage noir (DCA5350) Roues arrière 24" Active (DCA6500) et pneumatiques Maxxis Alpha Protect (DCA6625) Mains-courantes aluminium, fixation standard, 3e position de centre de gravité (DCA6120) Carrossage 0° (DCA6820) Freins à tirer (DCA7200) Protections de châssis à l'arrière (DCA8000) Roulette anti-bascule à droite incluse (DCA7500) Poids (largeur 420 mm) : 13,4 kg complet, 7,8 kg poids de transport							
							
							
							
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
CODE LPPR : 9575297 - VPH, ACHAT NEUF, FRMC, MODULAIRE MANUEL MULTI-CONFIGURABLE,INVACARE : 3 303,53 €							
ER1686393	☐	Küschall Compact Stock - largeur 380 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	
ER1686394	☐	Küschall Compact Stock - largeur 400 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	
ER1686395	☐	Küschall Compact Stock - largeur 420 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	
ER1686396	☐	Küschall Compact Stock - largeur 440 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	
ER1686397	☐	Küschall Compact Stock - largeur 460 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	
ER1686398	☐	Küschall Compact Stock - largeur 480 mm		3 131,31	3 303,53	3303,53	


Küschall® <i>Compact</i> - Configurable				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
DCA0012	☐	küschall® <i>Compact</i> ® FRMC - <i>Code LPPR 9575297</i>		3 131,31	3 303,53	3303,53	
TYPE DE DOSSIER							
DCA0100	☐	Dossier fixe 		☐	☐		
DCA0110	☐	Dossier réglable en angle		☐	☐		
DCA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise <i>+700g de poids additionnel</i>		☐	☐		
FABRICATION SPECIALE				Délai supplémentaire + 20 jours			
DCA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)	
UCA0001	☐	Unique - Personnalisation <i>Options commençant par UCA****</i>		Sur demande de fabrication spéciale			




0120



0120

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DCA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DCA0230	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DCA0260	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
TYPE D'ASSISE							
Châssis avant							
DCA1100	☐	Potences escamotables , châssis standard - aluminium ou carbone	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆	 POTENCES ESCAMOTABLES  POTENCES FIXES	
DCA1110	☐	Potences fixes 70° , châssis actif - uniquement en aluminium	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○		
DCA1120	☐	Potences fixes 80° , châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5") - uniquement en aluminium	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○		
DCA1130	☐	Potences fixes 70° , châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (<i>augmente la largeur plié</i>) - Délai supp + 10 j Uniquement en aluminium	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	○	○		
DCA1140	☐	Potences fixes 80° , châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (<i>augmente la largeur plié</i>) - Délai supp + 10 j Uniquement en aluminium	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○		
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)							
DCA1300	☐	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1310	☐	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis							

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA1315	☐	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
DCA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
DCA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○	
DCA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○	○	
DCA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	○	
DCA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1350	☐	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))						
DCA1400	☐	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○	○	
DCA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650	○	○	
DCA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DCA1445	☐	420 mm		○	○	
DCA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DCA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1480	☐	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DCA1490	☐	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)						
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620 ☐ 315 mm	NC : 2140, 2210, 2595	○	○
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630 ☐ 345 mm	NC : 2210, 2595	○	○
DCA1635	☐	360 mm		NC : 2595	○	○
DCA1640	☐	375 mm		NC : 2595	◆	◆
DCA1645	☐	390 mm		NC : 2595	○	○
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655 ☐ 420 mm		○	○
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665 ☐ 450 mm		○	○
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675 ☐ 480 mm		○	○
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685 ☐ 510 mm		○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure						
DCA1700	☐	370 mm	NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1705	☐	380 mm	NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1710	☐	390 mm	NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1715	☐	400 mm	NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1720	☐	410 mm	NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○	
DCA1725	☐	420 mm	NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○	
DCA1730	☐	430 mm	NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○	
DCA1735	☐	440 mm	NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○	
DCA1740	☐	450 mm	NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○	
DCA1745	☐	460 mm	NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○	
DCA1750	☐	470 mm	NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○	




IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure

Châssis Hémi

Küschall® Compact					Euros				
					Prix Public		LPPR/PLV		
					HT	TTC			
DCA1755	☐	480 mm		NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○			
DCA1760	☐	490 mm		NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○			
DCA1765	☐	500 mm		NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆			
DCA1770	☐	510 mm		NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○			
DCA1775	☐	520 mm		NC : 1805 à 1825, 1962	○	○			
DCA1780	☐	530 mm		NC : 1805 à 1830	○	○			
Hauteur d'assise arrière (RSTF)									
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm									
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm									
DCA1805	☐	370 mm		Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430	○	○			
DCA1810	☐	380 mm		NC : 6410, 6420, 6430	○	○			
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DCA1825	☐	410 mm		NC : 6420, 6430	○	○			
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835	☐	430 mm		○	○	
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845	☐	450 mm		○	○	
DCA1850	☐	460 mm			◆	◆			
DCA1855	☐	470 mm			○	○			
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865	☐	490 mm	NC : 6400	○	○	
DCA1870	☐	500 mm		NC : 6400, 6410	○	○			
Distance (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure									
Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm									
Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm									
Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm									
DCA1900	☐	200 mm	DCA1902	☐	210 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐	230 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐	250 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐	270 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐	290 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐	310 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐	330 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐	350 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐	370 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐	390 mm		○	○	
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐	410 mm		○	○	
DCA1944	☐	420 mm					○	○	
DCA1946	☐	430 mm					◆	◆	
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐	450 mm		○	○	
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐	470 mm		○	○	
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐	490 mm		○	○	
DCA1960	☐	500 mm					○	○	
DCA1962	☐	510 mm		NC : 3000, 3005, 3010, 3015, 3100, 3105, 3110, 3115			○	○	



Diamètre de roues arrière / RSTF
22" : 370 - 470 mm
24" : 390 - 490 mm
25" : 420 - 500 mm
26" : 420 - 500 mm



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

TYPE DE DOSSIER

Type de dossier

DCA2120	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : Dossiers Matr	☐	☐																																				
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))																																									
DCA2155	☐	82°	DCA2160	☐	86°																																				
DCA2165	☐	90°																																							
DCA2170	☐	94°	DCA2175	☐	98°																																				
DCA2180	☐	102°	NC : Dossier rabattable	☐	☐																																				
Garniture de dossier <table> <tr> <td>DCA2200</td> <td>☐</td> <td>Standard, avec capitonnage mousse</td> <td>NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DCA2210</td> <td>☐</td> <td>Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)</td> <td>NC : 2300 à 2357, 2430, 2595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DCA2220</td> <td>☐</td> <td>Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette</td> <td>NC : 2300 à 2357</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DCA2230</td> <td>☐</td> <td>Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette</td> <td>NC : 2300 à 2357</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DCA2240</td> <td>☐</td> <td>Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matr commandé</td> <td>NC : 2430, 2595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table>							DCA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	☐	☐		DCA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	☐	☐		DCA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	☐	☐		DCA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	☐	☐		DCA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matr commandé	NC : 2430, 2595	☐	☐	
DCA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	☐	☐																																				
DCA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	☐	☐																																				
DCA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	☐	☐																																				
DCA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	☐	☐																																				
DCA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matr commandé	NC : 2430, 2595	☐	☐																																				

2120



Küschall® Compact			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
UCA2241	☐	Jaune Fluo	101,42	107,00	
UCA2242	☐	Rose Fluo	101,42	107,00	
UCA2243	☐	Bleu	101,42	107,00	
UCA2244	☐	Blanc	101,42	107,00	
UCA2245	☐	Rouge	101,42	107,00	
UCA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
UCA2246	☐	Smiley	218,01	230,00	
UCA2248	☐	Aventurier	218,01	230,00	
UCA2249	☐	Beauté Sakura	218,01	230,00	
UCA2250	☐	Cactus Souriant	218,01	230,00	
UCA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients	Sur demande de fabrication spéciale		
UCA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution	Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier					
UCA2253	☐	Smiley	118,48	125,00	
UCA2255	☐	Aventurier	118,48	125,00	
UCA2256	☐	Beauté Sakura	118,48	125,00	
UCA2257	☐	Cactus Souriant	118,48	125,00	
UCA2259	☐	Explosion de couleurs	118,48	125,00	
UCA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution	Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg					
DCA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
DCA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315



2316 à 2331



2332 à 2357

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315








2316 à 2331



2332 à 2357

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DCA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DCA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DCA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DCA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DCA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DCA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DCA2400	☐	Sans poignée	NC : 2490	○	○	
DCA2410	☐	Standards courtes	NC : 2490, 6580	○	○	
DCA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DCA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	○	○	
DCA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	○	○	
DCA2450	☐	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	○	○	
OPTIONS DE DOSSIER						
Appui-tête						
DCA2490	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
DE256758	☐	Appui-tête pour largeurs d'assise 300 à 360 mm (type Action3 junior) - livré avec tendeur de dossier		151,66	160,00	600,00 (4)
DE256924	☐	Appui-tête pour largeur d'assise 380 mm - livré avec tendeur de dossier		151,66	160,00	600,00 (4)
Tendeur de dossier						
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DCA2610	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DCA2630	☐	Réglable en tension		○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise						
UCA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00	
UCA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00	
UCA2604	☐	Bleu		118,48	125,00	
UCA2605	☐	Blanc		118,48	125,00	
UCA2606	☐	Rouge		118,48	125,00	
UCA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DCA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)
DCA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)
DCA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2748	☐	Coussin Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm - Code LPPR/PLV	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)
DCA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)
Pochette d'assise						
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €				2740 / 2742		



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Premier accessoire de positionnement, facultatif						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Second accessoire de positionnement, facultatif						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Base rigide						
DCA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐	
Pochettes sous toile d'assise						
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	☐	☐	
POTENCES / PALETTES						
Potence droite						
DCA3000	☐	Potence droite escamotable en aluminium - amovible 70°, angle ouvert - peinte dans la couleur du châssis		☐	☐	
DCA3005	☐	Potence droite escamotable en carbone - amovible 70°, angle ouvert - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NOUVEAU	☒	☒	
DCA3010	☐	Potence droite escamotable en aluminium - amovible 80°, angle mi-fermé - peinte dans la couleur du châssis	NC : 5650	☐	☐	
DCA3015	☐	Potence droite escamotable en carbone - amovible 80°, angle mi-fermé - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NC : 5650 NOUVEAU Gain de poids pour la paire : 200g !	☐	☐	
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	☐	☐	
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐	
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment) - peinte dans la couleur du châssis		☐	☐	
Potence gauche						
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable en aluminium - amovible 70°, angle ouvert - peinte dans la couleur du châssis		☐	☐	
DCA3105	☐	Potence gauche escamotable en carbone - amovible 70°, angle ouvert - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NOUVEAU	☒	☒	
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable en aluminium - amovible 80°, angle mi-fermé - peinte dans la couleur du châssis	NC : 5650	☐	☐	
DCA3115	☐	Potence gauche escamotable en carbone - amovible 80°, angle mi-fermé - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NC : 5650 NOUVEAU Gain de poids pour la paire : 200g !	☐	☐	
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	☐	☐	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



2800



2810



2820



2830



2840



2850



2860



3000 / 3100



3020 / 3120





2800



2810



2820



2830



2840



2850



2860




3000 / 3100



3020 / 3120



Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280 Attention : il n'est pas possible de passer des RJ aux potences	○	○		
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment) - peinte dans la couleur du châssis		○	○		
Palettes doubles et monobloc							
DCA3260	☐	Palettes doubles, relevables, fixes en composite 	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆		
DCA3270	☐	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	○	○		
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	○	○		
Sangles							
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis 		◆	◆		
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○		
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		○	○		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DCA3400	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆	 3400	
DCA3405	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○		
DCA3410	☐	Fixes, en carbone  <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○		
Garde-boue							
DCA3425	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450	○	○	 3440  3450	
DCA3430	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	○	○		
DCA3440	☐	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 6553, 8450	○	○		
DCA3450	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○		
 Découvrez également la gouttière hémiplegique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet							
Accoudoirs droit							
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible ; <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 6150	○	○	 3500 3510 3600 3610  3520	
DE263582	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire plat et accoudoir DCA3500, à droite 	Fabrication spéciale, choisir DCA3500	331,75	350,00		600,00 (4)
DE263584	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire bombé et accoudoir DCA3500, à droite 	Fabrication spéciale, choisir DCA3500	331,75	350,00		600,00 (4)
DE263586	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire à corne et accoudoir DCA3500, à droite 	Fabrication spéciale, choisir DCA3500	331,75	350,00		600,00 (4)
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible ; <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm</i>	NC : 6150	○	○		

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA3520	☐	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	○	○	
DCA3530	☐	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150	○	○	
DE263582	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire plat et accoudoir relevable DCA3530, à droite	Fabrication spéciale, choisir DCA3500 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263584	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire bombé et accoudoir relevable DCA3530, à droite	Fabrication spéciale, choisir DCA3500 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263586	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire à corne et accoudoir relevable DCA3530, à droite	Fabrication spéciale, choisir DCA3500 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○	
DE263582	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire plat et accoudoir DCA3500, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263584	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire bombé et accoudoir DCA3500, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263586	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire à corne et accoudoir DCA3500, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DCA3610	☐	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○	
DCA3620	☐	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort ; <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	○	○	
DCA3630	☐	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et régl. en hauteur, bordure noire réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm	NC : 6130, 6140, 6150	○	○	
DCA3640	☐	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (<i>si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo</i>) - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	○	○	
DE263582	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire plat et accoudoir relevable DCA3530, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263584	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire bombé et accoudoir relevable DCA3530, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263586	☐	Gouttière concave HÉMI , avec appui palmaire à corne et accoudoir relevable DCA3530, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DCA3630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005) - livré avec potences en carbone uniquement	NOUVEAU	○	○	
DCA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DCA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DCA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DCA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	



3530
3630



3540
3640

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○		Délai supplémentaire + 15 jours
DCA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005) - livré avec potences en carbone uniquement	NOUVEAU	○	○		
DCA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		○	○		
DCA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		○	○		
DCA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○		
DCA4170	☐	Orange Dynamite		○	○		
DCA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○		
DCA4050	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
UCA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00		
UCA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00		
UCA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00		
UCA4104	☐	Prune		750,71	792,00		
UCA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur demande de fabrication spéciale			
Vernis céramique							
UCA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)		643,60	679,00		
Style de décalcomanie							
DCA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○		 BOLD
DCA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆		
DCA4197	☐	Sans décalcomanie		○	○		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DCA4200	☐	Noir		○	○		 TAG
DCA4210	☐	Gris Foncé		○	○		
DCA4220	☐	Gris Clair		○	○		
DCA4230	☐	Rouge		○	○		
DCA4240	☐	Bleu		○	○		
DCA4250	☐	Doré		○	○		
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis							
UCA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale			
Coloris de la décalcomanie Tag							
DCA4300	☐	Noir		○	○		 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350 / 5550  5050 / 5300
DCA4310	☐	Rouge		○	○		
Roues avant							
DCA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○		
DCA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○		
DCA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00		
DCA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00		
DCA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○		
DCA5350	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆		
DCA5400	☐	5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○		
DCA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00		
DCA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00		
DCA5550	☐	6" Bandage Soft noir		○	○		
DCA5600	☐	6" Pneumatique		○	○		
DCA5650	☐	7" Bandage Soft noir		○	○		

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550



5050 / 5300

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
UCA5502	☐	Rose		98,58	104,00	
UCA5504	☐	Orange		98,58	104,00	
UCA5506	☐	Bleu		98,58	104,00	
UCA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00	
UCA5508	☐	Rouge		98,58	104,00	
UCA5509	☐	Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UCA5510	☐	Roulements en céramique		98,58	104,00	
ROUES ARRIERE						
Kit Double mains-courantes						
DCA6000	☐	Kit Dual HR™ - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)
DCA6010	☐	Kit Dual HR™ - nouvelle version- à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)
Platine des roues arrière						
DCA6020	☐	Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆	
DCA6040	☐	Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	○	○	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	☐	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840	○	○	
DCA6110	☐	2	NC : 6950	○	○	
DCA6120	☐	3		◆	◆	
DCA6130	☐	4	NC : 6580, 6950	○	○	
DCA6140	☐	5		○	○	
DCA6150	☐	6 (la plus stable)		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
	☐	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DCA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière						
DCA6400	☐	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	○	○	
DCA6410	☐	24"		◆	◆	
DCA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DCA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	○	○	
Type des roues arrière						
DCA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix</i>)	24" NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")</i>	22", 24", 26"	○	○	
DCA6520	☐	<i>High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)</i>	24", 25" NC : 6660	○	○	
DCA6550	☐	<i>Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée)</i> 600g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
(6) code LPPR : 9916456 - VHP, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMC - 271,23 €						

↑

6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540

MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540

↑ 6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540

MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UCA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24" , 25"			
UCA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24" , 25"	1140,28	1203,00	
UCA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24" , 25"	1206,64	1273,00	
UCA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24" , 25"	1358,29	1433,00	
DCA6580	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22" , 24" , 25" NC : 6950, 8680	○	○	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UCA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
UCA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
UCA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
UCA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
UCA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
UCA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UCA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
UCA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
UCA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
UCA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
UCA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
UCA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
UCA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UCA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
UCA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
UCA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
UCA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
UCA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
UCA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
UCA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
UCA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
Pneus arrière						
DCA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DCA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22" , 24" , 25" , 26"	○	○	
DCA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DCA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	
Mains-courantes						
DCA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22" , 24" , 26"	○	○	
DCA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24" , 25" , 26"	○	○	
DCA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DCA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24" , 25"	○	○	



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24" , 25"	○	○	
DCA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	
DCA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DCA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DCA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm 	22" , 24" , 25" , 26"	◆	◆	
DCA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir 	22" , 24" , 25" , 26"	○	○	
Carrossage des roues arrière						
DCA6820	☐	0°		◆	◆	
DCA6830	☐	1°		○	○	
DCA6840	☐	3°	NC : 7230	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DCA6900	☐	Transparent	22" , 24" , 26"	○	○	
DCA6910	☐	Noir	22" , 24" , 26"	○	○	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	○	○	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UCA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UCA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de roues arrière, brides de frein, levier de déverrouillage de potences (si potences escamotables)		551,66	582,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UCA6963	☐	Rouge		○	○	
UCA6964	☐	Violet		○	○	
UCA6965	☐	Cuivre		○	○	
UCA6966	☐	Vert		○	○	
UCA6967	☐	Orange		○	○	
UCA6968	☐	Doré		○	○	
UCA6969	☐	Champagne		○	○	
UCA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UCA6971	☐	Bleu		○	○	
UCA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
FREINS						
DCA7200	☐	A tirer		◆	◆	
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés 		○	○	
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		○	○	
DCA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○	
DCA7250	☐	Actifs légers 	NC : 7300	○	○	
DE259695	☐	Frein héli unilatéral gauche	NOUVEAU	331,75	350,00	
DE259725	☐	Frein héli unilatéral droite	NOUVEAU	331,75	350,00	
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	☐	Leviers de freins rallongés		○	○	



6790 6760

NOUVEAU : la Motorisation alber e-motion M25 inscrite à la LPP en catégorie en AAP !



7250

Küschall® Compact				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
OPTIONS DE SECURITE								
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit								
Roulettes anti-basculer								
DCA7500	☐	Roulette anti-basculer à droite	+579g	☐	☐			
DCA7510	☐	Roulette anti-basculer à gauche	+579g	☐	☐			
DCA7520	☐	Deux roulettes anti-basculer		☐	☐			
Kit de transport								
DCA7600	☐	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	☐	☐		Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm 	
Ceintures								
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		☐	☐			
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. : 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)		
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Duralatch, Medium, Flat-Mount - poids max util. : 75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)		
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Duralatch, Large, Flat-Mount - poids max util. : 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	7810 / 7820 / 7830	
Catadioptrés								
DCA7900	☐	Montés sur les roues		☐	☐			
AUTRES OPTIONS								
Protections de châssis								
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire		☒	☒			
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		☐	☐			
Tubes basculeurs							8100  8200 	
DCA8100	☐	Tube basculeur à droite	+215g	NC : 8200	☐	☐		
DCA8110	☐	Tube basculeur à gauche	+215g	NC : 8210	☐	☐		
Porte-canne							8300 	
DCA8200	☐	Porte-canne à droite	+430g		☐	☐		
DCA8210	☐	Porte-canne à gauche	+430g		☐	☐		
Roues de transit							8650  8850 	
DCA8300	☐	Roues de Transit 3", la paire			☐	☐		
Autres								
DCA8450	☐	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		125,12	132,00			
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00			
DCA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00			
DCA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)		
DCA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00			
ACCESSOIRES								
Planches de transfert							MH-H01  MH-T01  MH-O01  MH-N01 	
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00			
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00			
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00			
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00			
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €								
(8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 €								