

Küschall®
COMPACT

Yes, you can.®



Retrouvez les accoudoirs
relevables, rabattables,
amovibles et réglables en
hauteur, avec toile en
néoprene et bordure noire
(Options : DCA3530 et
DCA3630)

Sans supplément du 5 mai
au 26 septembre 2025 !

À partir de :
2 844,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :


Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes ou Escamotables
Poids total*	10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
Poids de transport	7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
Crash-testé	Oui (avec option DCA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
Motorisation	<i>alber e-motion</i>
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard



○ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				 0120
DCA0100	☐	küschall® Compact® - Dossier fixe Code LPPR 9124643		2 695,73	2 844,00	558,99	
DCA0110	☐	küschall® Compact® - Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124650	NC : 2120	2 851,18	3 008,00	603,65	
DCA0120	☐	küschall® Compact® - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise - Code LPPR 9124689	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	2 904,27	3 064,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE							
DCA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
UCA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DCA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,53 € !
DCA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2320 à DCA2350) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1105,59	1166,40	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !
TYPE D'ASSISE							
Châssis avant							
DCA1100	☐	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆		 POTENCES ESCAMOTABLES
DCA1110	☐	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○		
DCA1120	☐	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	117,54	124,00		 POTENCES FIXES
DCA1130	☐	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	132,70	140,00		
DCA1140	☐	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	132,70	140,00		


Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)						
DCA1300	☐	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1310	☐	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1315	☐	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
DCA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
DCA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○	
DCA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○	○	
DCA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	○	
DCA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1350	☐	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))						
DCA1400	☐	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650			
DCA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○	○	
DCA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650	○	○	
DCA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DCA1445	☐	420 mm		○	○	
DCA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DCA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1480	☐	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DCA1490	☐	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	




Küschall® Compact							Euros		
							Prix Public		LPPR*
							HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)									
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620	☐	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630	☐	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1635	☐	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1640	☐	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600	◆	◆	
DCA1645	☐	390 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655	☐	420 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665	☐	450 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675	☐	480 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685	☐	510 mm	NC : 2240	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure									
DCA1700	☐	370 mm				NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1705	☐	380 mm				NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1710	☐	390 mm				NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1715	☐	400 mm				NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1720	☐	410 mm				NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○	
DCA1725	☐	420 mm				NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○	
DCA1730	☐	430 mm				NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○	
DCA1735	☐	440 mm				NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○	
DCA1740	☐	450 mm				NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○	
DCA1745	☐	460 mm				NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○	
DCA1750	☐	470 mm				NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○	
DCA1755	☐	480 mm				NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○	
DCA1760	☐	490 mm				NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○	
DCA1765	☐	500 mm				NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆	
DCA1770	☐	510 mm				NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○	
DCA1775	☐	520 mm				NC : 1805 à 1825, 1962	○	○	
DCA1780	☐	530 mm				NC : 1805 à 1830	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)									
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF -0 mm									
Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm									
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm									
DCA1805	☐	370 mm				Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430	○	○	
DCA1810	☐	380 mm				NC : 6410, 6420, 6430	○	○	
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DCA1825	☐	410 mm				NC : 6420, 6430	○	○	
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835	☐	430 mm		○	○	
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845	☐	450 mm		○	○	
DCA1850	☐	460 mm					◆	◆	
DCA1855	☐	470 mm					○	○	
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865	☐	490 mm	NC : 6400	○	○	
DCA1870	☐	500 mm				NC : 6400, 6410	○	○	

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant :

assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure



Châssis Hémi



Montage haut

Diamètre de roues arrière / RSTF


22" : 370 - 470 mm

24" : 390 - 490 mm

25" : 420 - 500 mm


26" : 420 - 500 mm

Küschall® Compact						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
						HT	TTC		
Distance (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure									
Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm									
Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm									
Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm									
DCA1900	☐	200 mm	DCA1902	☐	210 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐	230 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐	250 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐	270 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐	290 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐	310 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐	330 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐	350 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐	370 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐	390 mm		☐	☐	
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐	410 mm		☐	☐	
DCA1944	☐	420 mm					☐	☐	
DCA1946	☐	430 mm					☒	☒	
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐	450 mm		☐	☐	
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐	470 mm		☐	☐	
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐	490 mm		☐	☐	
DCA1960	☐	500 mm					☐	☐	
DCA1962	☐	510 mm				NC : 3000, 3100, 3010, 3110	☐	☐	




UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin


TYPE DE DOSSIER						
Type de dossier						
DCA2120	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : Dossiers Matrx	52,13	55,00	
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))						
DCA2155	☐	82°	DCA2160	☐	86°	
DCA2165	☐	90°				
DCA2170	☐	94°	DCA2175	☐	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx
DCA2180	☐	102°				NC : Dossier rabattable
Garniture de dossier						
DCA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	☒	☒	
DCA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	178,20	188,00	
DCA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	33,08	34,90	34,90
DCA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	258,77	273,00	34,90
DCA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2430, 2595	☐	☐	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UCA2241	☐	Jaune Fluo		101,42	107,00	
UCA2242	☐	Rose Fluo		101,42	107,00	
UCA2243	☐	Bleu		101,42	107,00	
UCA2244	☐	Blanc		101,42	107,00	
UCA2245	☐	Rouge		101,42	107,00	
UCA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UCA2246	☐	Smiley		218,01	230,00	
UCA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00	
UCA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00	
UCA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00	
UCA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
UCA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		



2120



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



2120

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UCA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
UCA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
UCA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UCA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UCA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DCA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	757,00	838,47*
DCA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	757,00	838,47*
DCA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		☐	☐	
DCA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		☐	☐	
DCA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		☐	☐	
DCA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		☐	☐	
DCA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		☐	☐	
DCA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		☐	☐	
DCA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		☐	☐	

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !


2300, 2305, 2310, 2315


2332 à 2357

MX2 : seulement **140g** de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315



2332 à 2357

Küschall® Compact				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Poignées à pousser								
DCA2400	☐	Sans poignée	NC : 2490	○	○		 2430 2450	
DCA2410	☐	Standards courtes	NC : 2490, 6580	○	○			
DCA2420	☐	Standards longues		◆	◆			
DCA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	212,32	224,00			
DCA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	254,03	268,00			
DCA2450	☐	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	213,27	225,00			
OPTIONS DE DOSSIER								
Appui-tête							 2490	
DCA2490	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	168,72	178,00	63,41		
Tendeur de dossier								
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	151,66	160,00			
TOILE D'ASSISE								
DCA2610	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		 2610	
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		37,91	40,00			
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise								
UCA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00			
UCA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00			
UCA2604	☐	Bleu		118,48	125,00			
UCA2605	☐	Blanc		118,48	125,00			
UCA2606	☐	Rouge		118,48	125,00			
UCA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis				
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin d'assise							 2700 2710 2720 2740 / 2742 2744 / 2746 2748 2750 2800	
DCA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	34,90 / 838,47*		
DCA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	34,90 / 838,47*		
DCA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	293,84	310,00	34,90 / 838,47*		
DCA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*		
DCA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*		
DCA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*		
DCA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*		
DCA2748	☐	Coussin Matrx Contour Visco _{NG} - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00		
DCA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	683,73	721,33			
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.								

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Pochette d'assise						
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		81,52	86,00	
Accessoires coussin Matrx Libra						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00	
Base rigide						
DCA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00	
Pochettes sous toile d'assise						
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	61,61	65,00	
POTENCES / PALETTES						
Potence droite						
DCA3000	☐	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	◆	◆	
DCA3010	☐	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	○	○	
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00	
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○	
Potence gauche						
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		◆	◆	
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	○	○	
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00	
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○	
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	☐	Palettes doubles, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆	
DCA3270	☐	Palettes doubles, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	311,85	329,00	
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	329,86	348,00	

2810

2820

2830

2840

2850

2860

3000 / 3100

3020 / 3120

3030 / 3130




3000 / 3100



3020 / 3120



3030 / 3130

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Sangles						
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		76,78	81,00	
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		72,99	77,00	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DCA3400	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆	 3400
DCA3405	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○	
DCA3410	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	167,77	177,00	
Garde-boue						
DCA3425	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450	○	○	 3440  3450
DCA3430	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	223,70	236,00	
DCA3440	☐	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 6553, 8450	336,49	355,00	
DCA3450	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○	
UNIQUE - Coloris transparents - Concerne uniquement les protège-vêtements en composite						
UCA3422	☐	Transparent		520,38	549,00	
UCA3423	☐	Transparent bleu		745,02	786,00	
UCA3424	☐	Transparent Jaune fluo		745,02	786,00	
UCA3425	☐	Transparent Orange fluo		745,02	786,00	
UCA3426	☐	Transparent Rouge fluo		745,02	786,00	
UCA0006	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
UCA0007	☐	Autre motif : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .eps</i>		Sur devis		

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs droit						
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00	
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00	
DCA3520	☐	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00	
DCA3530	☐	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	0,00	0,00	
DCA3540	☐	Gouttière concave droite et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (<i>si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo</i>) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00	
DCA3610	☐	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00	
DCA3620	☐	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00	
DCA3630	☐	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	0,00	0,00	
DCA3640	☐	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (<i>si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo</i>) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39



3500
3510
3600
3610

PROMO !




3520
3620



3530
3630

PROMO !



3540
3640

PROMO !

PROMO !

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis						Délai supplémentaire + 15 jours	
DCA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DCA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DCA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NOUVEAU 4220	○	○		
DCA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DCA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DCA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00		
DCA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00		
DCA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00		
DCA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		216,11	228,00		
DCA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00		
DCA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00		
DCA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00		
UCA4101	☐	Poli-miroir	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	696,68	735,00		
UCA4102	☐	Vert Pastel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UCA4103	☐	Bleu Ciel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UCA4104	☐	Prune	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UCA4105	☐	Saumon	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
DCA4070	☐	Violet Atomique	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	sur devis			
UCA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis			
Vernis céramique						 BOLD	
UCA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)		643,60	679,00		
Style de décalcomanie							 TAG
DCA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	NC : 4300, 4310	64,45	68,00		
DCA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague <i>K</i> sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DCA4200	☐	Noir		○	○		
DCA4210	☐	Gris Foncé		○	○		
DCA4220	☐	Gris Clair		○	○		
DCA4230	☐	Rouge		○	○		
DCA4240	☐	Bleu		○	○		
DCA4250	☐	Doré		○	○		
UCA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA0009	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis			
Coloris de la décalcomanie Tag							
DCA4300	☐	Noir		○	○		
DCA4310	☐	Rouge		○	○		

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues avant						
DCA5050	☐	4" Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00	
DCA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	☐	5" Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	
DCA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	147,87	156,00	
DCA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00	
DCA5550	☐	6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	☐	6" Pneumatique		38,86	41,00	
DCA5650	☐	7" Bandage Soft noir		38,86	41,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
UCA5502	☐	Rose		98,58	104,00	
UCA5504	☐	Orange		98,58	104,00	
UCA5506	☐	Bleu		98,58	104,00	
UCA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00	
UCA5508	☐	Rouge		98,58	104,00	
UCA5509	☐	Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UCA5510	☐	Roulements en céramique		98,58	104,00	


5200 / 5250 / 5450 / 5500


5350 / 5550


5050 / 5300

ROUES ARRIERE						
Kit Double mains-courantes						
DCA6000	☐	Kit <i>Dual HR™</i> - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23
DCA6010	☐	Kit <i>Dual HR™</i> - nouvelle version- à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23
Platine des roues arrière						
DCA6020	☐	Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆	
DCA6040	☐	Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	134,60	142,00	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	☐	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840	○	○	
DCA6110	☐	2	NC : 6950	○	○	
DCA6120	☐	3		◆	◆	
DCA6130	☐	4	NC : 6580, 6950	○	○	
DCA6140	☐	5		○	○	
DCA6150	☐	6 (la plus stable)		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DCA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière						
DCA6400	☐	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	336,49	355,00	
DCA6410	☐	24"		◆	◆	
DCA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DCA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	517,54	546,00	


6300



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300



6300

Küschall® Compact					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Type des roues arrière							
DCA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix</i>)	24"	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec</i> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"		○	○	
DCA6520	☐	<i>High Performance</i> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	533,65	563,00	
DCA6550	☐	<i>Spinergy LXX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noir) 600g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	771,56	814,00	
UCA6551	☐	<i>Spinergy Lite Extreme LX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"		1060,66	1119,00	
UCA6552	☐	<i>Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"		1140,28	1203,00	
UCA6553	☐	<i>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"		1206,64	1273,00	
UCA6554	☐	<i>Spinergy CLX, Fibre de carbone</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"		1358,29	1433,00	
DCA6580	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22", 24", 25"	NC : 6950, 8680	518,48	547,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy							
UCA6557	☐	Bleu			162,09	171,00	
UCA6558	☐	Doré			162,09	171,00	
UCA6559	☐	Vert			162,09	171,00	
UCA6560	☐	Orange			162,09	171,00	
UCA6561	☐	Rouge			162,09	171,00	
UCA6562	☐	Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy							
UCA6563	☐	Bleu			162,09	171,00	
UCA6564	☐	Doré			162,09	171,00	
UCA6565	☐	Gris			162,09	171,00	
UCA6566	☐	Vert			162,09	171,00	
UCA6567	☐	Orange			162,09	171,00	
UCA6568	☐	Rouge			162,09	171,00	
UCA6569	☐	Violet			162,09	171,00	

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Küschall® Compact					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy							
UCA6570	☐	Bleu		162,09	171,00		
UCA6571	☐	Vert		162,09	171,00		
UCA6572	☐	Orange		162,09	171,00		
UCA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00		
UCA6574	☐	Rouge		162,09	171,00		
UCA6575	☐	Violet		162,09	171,00		
UCA6576	☐	Blanc		162,09	171,00		
UCA6577	☐	Jaune		162,09	171,00		
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière							
UCA6579	☐	Roulements en céramique		332,70	351,00		
Pneus arrière							
DCA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆		
DCA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22", 24", 25", 26"	72,04	76,00		
DCA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	72,04	76,00		
DCA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	72,04	76,00		
Mains-courantes							
DCA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"	142,18	150,00		
DCA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"	113,74	120,00		
DCA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	277,73	293,00		
DCA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	373,46	394,00		
DCA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	373,46	394,00		
DCA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	282,46	298,00		
DCA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	373,46	394,00		
DCA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"	◆	◆		
DCA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"	○	○		
Carrossage des roues arrière							
DCA6820	☐	0°		◆	◆		
DCA6840	☐	3°	NC : 7230	○	○		
Protège-rayons, la paire							
DCA6900	☐	Transparent	22", 24", 26"	200,95	212,00		
DCA6910	☐	Noir	22", 24", 26"	200,95	212,00		


6600


6625


6630


6660


6700


6710


6720



6740


6790


6760



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-bascule alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UCA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UCA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de roues arrière, brides de frein, levier de déverrouillage de potences (si potences escamotables)		551,66	582,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UCA6963	☐	Rouge		○	○	
UCA6964	☐	Violet		○	○	
UCA6965	☐	Cuivre		○	○	
UCA6966	☐	Vert		○	○	
UCA6967	☐	Orange		○	○	
UCA6968	☐	Doré		○	○	
UCA6969	☐	Champagne		○	○	
UCA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UCA6971	☐	Bleu		○	○	
UCA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	☐	A tirer		◆	◆	
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés		○	○	
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		○	○	
DCA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	76,78	81,00	
DCA7250	☐	Actifs légers	NC : 7300	145,02	153,00	
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	☐	Leviers de freins rallongés		76,78	81,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DCA7500	☐	Roulette anti-bascule à droite		130,81	138,00	
DCA7510	☐	Roulette anti-bascule à gauche		130,81	138,00	
DCA7520	☐	Roulettes anti-bascule à droite et gauche		261,61	276,00	
Kit de transport						
DCA7600	☐	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	57,82	61,00	
Ceintures						
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		42,65	45,00	
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg		217,06	229,00	
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00	
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00	
Catadioptrés						
DCA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00	



7250



7500 / 7520



7810 / 7820 / 7830



7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830

AUTRES OPTIONS

Protections de châssis							 8010
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆		
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		44,55	47,00		
Tubes basculeurs							 8100 8200
DCA8100	☐	Tube basculeur à droite	NC : 8200	66,35	70,00		
DCA8110	☐	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	66,35	70,00		
DCA8120	☐	Tubes basculeurs à droite et gauche	NC : 8200, 8210	132,70	140,00		
Porte-canne							 8300
DCA8200	☐	Porte-canne à droite		66,35	70,00		
DCA8210	☐	Porte-canne à gauche		66,35	70,00		
Roues de transit							

Tableau 1 : MONTAGE STANDARD OU MONTAGE HAUT
(Potences, repose-jambe et UL)

	STD	PALETTE EN MONTAGE STANDARD						
	HAUT	PALETTE EN MONTAGE HAUT						
		CONFIGURATIONS POSSIBLES						
		NC						
	Palettes doubles en composite				Palettes doubles et monobloc en carbone			
	Potences escamotables		Potences fixes		Potences escamotables		Potences fixes	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
UL 200			HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 210			HAUT	HAUT		HAUT	HAUT	HAUT
UL 220			HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 230			HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 240		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 250		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 260	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 270	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	HAUT
UL 280	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	HAUT
UL 290	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	HAUT
UL 300	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	STD
UL 310	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	STD
UL 320	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 330	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 340	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 350	STD	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 360	STD	STD	HAUT	STD	STD	STD	STD	STD
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 510	STD		STD		STD		STD	

Tableau 2 : Type de frein de la position des roues arrière, diamètre des roues arrière et profondeur SD


		Roues arr. 22"					Roues arr. 24"					Roues arr. 25"					Roues arr. 26"								
Position des roues arrière		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Freins à pousser	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Freins à tirer	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Freins actifs légers	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

NC
NC avec potences escamotables

Tableau 3 : Châssis potences escamotables : Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Diamètre roues avant possible / utilisation des supports montés haut

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

Non possible
Hemi* / Std* châssis avec montage haut



Tableaux 4 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Küschall® Compact


Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

Rampes en accessoire


1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



1654128



1654129



1654130