

Küschall®

COMPACT

alber® e-fix®

FRMC + AAP



Profitez d'un **Küschall Compact** équipé d'une motorisation **alber e-fix** 100% compatible en une seule commande !

Expédition sous 15 jours* !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

9 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Forfait SAV4 batterie : 350,00 € (LPPR)

Küschall






Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant par croisillon profilé simple ou double
Référence d'achat :	Matière : Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences : Fixes ou Escamotables
Cachet du distributeur :	Poids total** : 10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
	Poids de transport : 7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
	Crash-testé : Oui (avec option DCA7600)
	Positionnement : Compatible avec les produits Vicaïr , Matrix et Bodypoint
	Motorisation : alber e-fix
	Vitesse : jusqu'à 8 km/h
	Batterie : Lithium 7,5 Ah
	Autonomie : Jusqu'à 20km
	Poids max utilisateur : 130 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Le délai peut être prolongé en fonction des contraintes logistiques et opérationnelles.

** : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36

Euros

Prix Public

LPPR/PLV

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
------	-------------	--	----	-----

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36

DCA0012	☐ küschall® Compact® FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53
1566180	☐ alber e-fix® E35 , roues 24" (roues équipées d'un insert bandage) - poids max. utilisateur 120kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*
+ 1,75 € HT d'éco-participation					
1566181	☐ alber e-fix® E36, roues 24" (roues équipées d'un revêtement pneumatique) - poids max. utilisateur 160kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*
+ 1,75 € HT d'éco-participation					

OPTIONS OBLIGATOIRES

1467178	☐ Kit de fixations pour roues e-fix		271,09	286,00	6000,00*
1584856-EF	☐ Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil		323,22	341,00	6000,00*
1593206	☐ Roulettes anti-bascule noires avec béquille		◆	◆	

Taille des roues motorisées

☐ 24"		◆	◆	
------------------------------	--	---	---	--

ACCESSOIRES - COMMANDES ELECTRONIQUES

Commande standard

	☐ Manipulateur à droite		◆	◆	
	☐ Manipulateur à gauche		○	○	
1593361	☐ Support de manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable		311,85	329,00	
	☐ Manipulateur sur tablette (voir tablette avec position au centre)		○	○	

Commande tierce-personne

1457755	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1457754	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		○	○	

Double commande intuitive

1566165	☐ Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	
	☐ Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	

Batteries e-fix E35

1566182	☐ Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)		◆	◆	
---------	--	--	---	---	--

Batteries e-fix E36

☐ Batterie 7,5 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		◆	◆	
--	--	---	---	--

AUTRES ACCESSOIRES sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36

	☐ App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) Disponible sur App Store et Play Store		○	○	
1591926	☐ Pack Mobility Plus - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant. Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) *Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.		○	○	
1566197	☐ Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		○	○	
1565836	☐ Protection de manipulateur		○	○	
1566164	☐ Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)		◆	◆	
1565005	☐ Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine - Sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36 Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons de commander les roues manuelles complètes en accessoire (1520119 ou 1520072) ou d'équiper les roues manuelles d'origine du même revêtement que les roues motorisées.		○	○	



Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
TYPE DE DOSSIER						
DCA0100	☐	Dossier fixe		○	○	
DCA0110	☐	Dossier réglable en angle		○	○	
DCA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise	NC : 2430	○	○	
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DCA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0230	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0260	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis avant						
DCA1100	☐	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆	
DCA1110	☐	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○	
DCA1120	☐	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○	
DCA1130	☐	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	○	○	
DCA1140	☐	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○	
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)						
DCA1300	☐	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1310	☐	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1315	☐	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						





POTENCES ESCAMOTABLES



POTENCES FIXES

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
DCA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○	
DCA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○	○	
DCA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	○	
DCA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1350	☐	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))						
DCA1400	☐	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○	○	
DCA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650	○	○	
DCA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DCA1445	☐	420 mm		○	○	
DCA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DCA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DCA1480	☐	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DCA1490	☐	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)						
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620 ☐ 315 mm	NC : 2140, 2210, 2595	○	○
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630 ☐ 345 mm	NC : 2210, 2595	○	○
DCA1635	☐	360 mm		NC : 2595	○	○
DCA1640	☐	375 mm		NC : 2595	◆	◆
DCA1645	☐	390 mm		NC : 2595	○	○
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655 ☐ 420 mm		○	○
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665 ☐ 450 mm		○	○
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675 ☐ 480 mm		○	○
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685 ☐ 510 mm		○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure						
DCA1720	☐	410 mm	NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○	
DCA1725	☐	420 mm	NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○	
DCA1730	☐	430 mm	NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○	
DCA1735	☐	440 mm	NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○	
DCA1740	☐	450 mm	NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○	
DCA1745	☐	460 mm	NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○	
DCA1750	☐	470 mm	NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○	
DCA1755	☐	480 mm	NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○	
DCA1760	☐	490 mm	NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○	
DCA1765	☐	500 mm	NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆	
DCA1770	☐	510 mm	NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○	
DCA1775	☐	520 mm	NC : 1805 à 1825, 1962	○	○	
DCA1780	☐	530 mm	NC : 1805 à 1830	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm						
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820 ☐ 400 mm		○	○
DCA1825	☐	410 mm			○	○
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835 ☐ 430 mm		○	○
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845 ☐ 450 mm		○	○
DCA1850	☐	460 mm			◆	◆
DCA1855	☐	470 mm			○	○
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865 ☐ 490 mm		○	○



Châssis Héli

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant :
assemblage avec un châssis héli ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure

Montage haut



Diamètre de roues arrière / RSTF
24" : 390 - 490 mm


Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36						Euros			
						Prix Public		LPPR/PLV	
						HT	TTC		
Distance UL (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) <i>Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm</i> <i>Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm</i> <i>Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm</i>									
DCA1900	☐	200 mm	DCA1902	☐	210 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐	230 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐	250 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐	270 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐	290 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐	310 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐	330 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐	350 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐	370 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐	390 mm		☐	☐	
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐	410 mm		☐	☐	
DCA1944	☐	420 mm					☐	☐	
DCA1946	☐	430 mm					◆	◆	
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐	450 mm		☐	☐	
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐	470 mm		☐	☐	
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐	490 mm		☐	☐	
DCA1960	☐	500 mm					☐	☐	
DCA1962	☐	510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110		☐	☐	
TYPE DE DOSSIER									
Type de dossier									
DCA2120	☐	Courbure lombaire (<i>Uniquement pour dossier fixe</i>)				NC : Dossiers Matrux	☐	☐	
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))									
DCA2155	☐	82°	DCA2160	☐	86°		☐	☐	
DCA2165	☐	90°					◆	◆	
DCA2170	☐	94°	DCA2175	☐	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrux	☐	☐	
DCA2180	☐	102°				NC : Dossier rabattable	☐	☐	
Garniture de dossier									
DCA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse				NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	◆	◆	
DCA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)				NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	☐	☐	
DCA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette				NC : 2300 à 2357	☐	☐	
DCA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette				NC : 2300 à 2357	☐	☐	
DCA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrux commandé				NC : 2430, 2595	☐	☐	
Dossiers Matrux - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrux MX2 poids max. utilisateur: 114 kg									
DCA2300	☐	Dossier Matrux MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)				NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2305	☐	Dossier Matrux MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)				NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2310	☐	Dossier Matrux MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)				NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2315	☐	Dossier Matrux MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)				NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2316	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2317	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2318	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2320	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2322	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2325	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2330	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2331	☐	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)				NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €									

UL fauteuil
=
UL patient - épaisseur coussin

2300 2305 2310,

2316 à 2331

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !





2300 2305 2310,



2316 à 2331

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DCA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DCA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DCA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DCA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DCA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DCA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DCA2400	☐	Sans poignée	NC : 2490, double commande e-fix	○	○	
DCA2410	☐	Standards courtes	NC : 2490, double commande e-fix	○	○	
DCA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DCA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490,	○	○	
DCA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	○	○	
DCA2450	☐	Rabattables	NC : 2490, 2595, double commande e-fix	○	○	
OPTIONS DE DOSSIER						
Appui-tête						
DCA2490	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
Tendeur de dossier						
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DCA2610	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DCA2630	☐	Réglable en tension	NC : 2800, 2910, 7600	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DCA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)
DCA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)
DCA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €						



2740 / 2742 2744

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros			 2748  2750 
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA2748	☐	Coussin Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DCA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)	
Pochette d'assise							
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		☐	☐		
Premier accessoire de positionnement pour coussin d'assise Flo-tech et Matrix, facultatif							
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Second accessoire de positionnement pour coussin d'assise Flo-tech et Matrix, facultatif							
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Base rigide							
DCA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐		
Pochettes sous toile d'assise							
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	☐	☐		
POTENCES / PALETTES							
Potence droite							
DCA3000	☐	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	☒	☒		
DCA3010	☐	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	☐	☐		
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	☐	☐		
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐		
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		☐	☐		
Potence gauche							
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		☒	☒		
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	☐	☐		
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES *</i>	NC : 3280	☐	☐		
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐		
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		☐	☐		
<i>*: Dans le cas de deux supports amputés choisis, paire de potences 80° et palettes composites livrées en complément</i>							
Palettes doubles et monobloc							
DCA3260	☐	Palettes doubles, relevables, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	☒	☒		
DCA3270	☐	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	☐	☐		
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	☐	☐		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Sangles						
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○	
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoirs droit						
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
DCA3530	☐	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
DCA3610	☐	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
DCA3630	☐	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		○	○	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	
DCA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DCA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DCA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DCA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DCA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○	
DCA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○	
DCA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		○	○	
DCA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		○	○	
DCA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○	
DCA4170	☐	Orange Dynamite		○	○	
DCA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○	
DCA4050	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
Style de décalcomanie						
DCA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○	
DCA4195	☐	Tag (Élégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
DCA4197	☐	Sans décalcomanie		○	○	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DCA4200	☐	Noir		○	○	
DCA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DCA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DCA4230	☐	Rouge		○	○	
DCA4240	☐	Bleu		○	○	
DCA4250	☐	Doré		○	○	
Coloris de la décalcomanie Tag						
DCA4300	☐	Noir		○	○	
DCA4310	☐	Rouge		○	○	



3500
3510
3600
3610



3530
3630

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG



Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Roues avant						
DCA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5150	☐	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	☐	5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5550	☐	6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	☐	6" Pneumatique		○	○	
DCA5650	☐	7" Bandage Soft noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Platine des roues arrière						
DCA6020	☐	Platine standard		◆	◆	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	☐	1 (la plus active)		○	○	
DCA6110	☐	2		○	○	
DCA6120	☐	3		◆	◆	
Axes à démontage rapide						
	☐	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DCA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550	○	○	
Diamètre des roues arrière						
DCA6410	☐	24"		◆	◆	
Type des roues arrière						
DCA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix</i>)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé et moyeu naturel)</i>		○	○	
DCA6520	☐	<i>High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)</i>	NC : 6660	○	○	
DCA6550	☐	<i>Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tressée)</i> 600g par roue	NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
Pneus arrière						
DCA6600	☐	Pneu noir <i>Maxxis Lite Guard</i> (protection anti-crevaision)		◆	◆	
DCA6625	☐	Pneu noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> (protection anti-crevaision)		○	○	
DCA6630	☐	Pneu noir <i>MBL Speedlite</i> (protection anti-crevaision)		○	○	
DCA6660	☐	Bandage noir	NC : 7230	○	○	
Mains-courantes						
DCA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		○	○	
DCA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm		○	○	
DCA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		○	○	
DCA6740	☐	<i>Carbolife Gekko</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)		○	○	
DCA6750	☐	<i>Carbolife Gekko S</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	
DCA6760	☐	<i>Carbolife Curve L</i> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)		○	○	
DCA6770	☐	<i>Carbolife Quadro</i> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300



6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :



6600 6625 6660 6630



6700 6710



6720 6740



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550



5050 / 5300



6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :



6600



6625



6660



6630



6700

6710



6720

6740

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	
DCA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		◆	◆	
DCA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm		○	○	
Carrossage des roues arrière						
DCA6820	☐	0°		◆	◆	
Protège-rayons, la paire						
DCA6900	☐	Transparent		○	○	
DCA6910	☐	Noir		○	○	
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	☐	A tirer		◆	◆	
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés		○	○	
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		○	○	
DCA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○	
DCA7250	☐	Actifs légers	NC : 7300	○	○	
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	☐	Leviers de freins rallongés		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Kit de transport						
DCA7600	☐	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	○	○	
Ceintures						
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		○	○	
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptres						
DCA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆	
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Autres						
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00	
DCA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DCA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

6790 6760
NE
NE




7250

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8010

8650

8800