

Küschall® COMPACT

alber® e-fix®

FRMC + AAP



Profitez d'un **Küschall Compact** équipé d'une motorisation **alber e-fix** 100% compatible en une seule commande !

NOUVEAU : Compatible **e-fix** roues 14"

PROMO
Double commande intuitive sans supplément de prix jusqu'au **30 septembre 2026** !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

9 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Forfait SAV4 batterie : 350,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Küschall®



Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout en cliquant ici
Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant par croisillon profilé simple ou double
Référence d'achat :	Matière : Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences : Fixes ou Escamotables
Cachet du distributeur :	Poids total** : Compact : 10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
	Poids de transport : 7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
	Crash-testé : Oui (avec option DCA7600)
	Positionnement : Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
	Motorisation : alber e-fix
	Vitesse : jusqu'à 8 km/h
	Batterie : Lithium 7,5 Ah (poids 2,1 kg)
	Autonomie : Jusqu'à 20km en roues 24" et 16 km en roues 16"
	Poids max utilisateur : 120 kg Compact + e-fix E35
	130 kg Compact + e-fix E36
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Le délai peut être prolongé en fonction des contraintes logistiques et opérationnelles.

** : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Option sans supplément de prix	
Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36						
DCA0012	☐ küschall® Compact® FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53	
1596225	☐ alber e-fix® E35 , roues 14" pneumatique ou bandage - poids max. utilisateur 120kg - Code LPPR 9964219	NC : 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1860,	5 092,89	5 373,00	6000,00*	
			+4,05 € HT d'éco-participation			
1566180	☐ alber e-fix® E35 , roues 24" (roues bandage) - poids max. utilisateur 120kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*	
			+4,05 € HT d'éco-participation			
1566181	☐ alber e-fix® E36 , roues 24" (roues pneumatique) - poids max. utilisateur 160kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*	
			+4,05 € HT d'éco-participation			
OPTIONS OBLIGATOIRES						
1467178	☐ Kit de fixations pour roues e-fix		271,09	286,00	6000,00*	
1584856-EF	☐ Installation du kit de fixation pour roues e-fix par DHCare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil		323,22	341,00	6000,00*	
1593206	☐ Roulettes anti-bascule noires avec béquille		◆	◆		
Taille des roues motorisées						
	☐ 14" Pneumatique (poids 6,8 kg par roue)	Possibilité de remettre les roues manuelles d'origine 24"	○	○		
	☐ 14" Bandage (poids 7,8 kg par roue)	(hauteur d'assise arrière fixe avec roues 24": 490 mm).	○	○		
	☐ 24" (7,9 kg par roue)		○	○		
ACCESSOIRES - COMMANDES ELECTRONIQUES						
Commande standard						
	☐ Manipulateur à droite		◆	◆		
	☐ Manipulateur à gauche		○	○		
1593361	☐ Support de manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable		311,85	329,00		
	☐ Manipulateur sur tablette (voir tablette avec position au centre)		○	○		
Commande tierce-personne						
1457755	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○		
1457754	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		○	○		
Double commande intuitive						
1566165	☐ Double commande intuitive, 1 poignée	OFFERTE jusqu'au 30 septembre 2026	677,02	714,26		
	☐ Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○		
Batteries e-fix E35						
1566182	☐ Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)		◆	◆		
Batteries e-fix E36						
	☐ Batterie 7,5 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		◆	◆		
AUTRES ACCESSOIRES sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36						
	☐ App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) Disponible sur App Store et Play Store		○	○		
1591926	☐ Pack Mobility Plus - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant. Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) *Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.		○	○		
1566197	☐ Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		○	○		
1565836	☐ Protection de manipulateur		○	○		
1566164	☐ Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)		◆	◆		
1565005	☐ Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine - Sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36 Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons de commander les roues manuelles complètes en accessoire (1520119 ou 1520072) ou d'équiper les roues manuelles d'origine du même revêtement que les roues motorisées.		○	○		








NOUVEAU





NOUVEAU




Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
TYPE DE DOSSIER						
DCA0100	☐	Dossier fixe		○	○	
DCA0110	☐	Dossier réglable en angle		○	○	
DCA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise	NC : 2430	○	○	
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DCA0220	☐	Pack de positionnement Matrix MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrix MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0230	☐	Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0260	☐	Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis avant						
DCA1100	☐	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆	 POTENCES ESCAMOTABLES  POTENCES FIXES
DCA1110	☐	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○	
DCA1120	☐	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○	
DCA1130	☐	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	○	○	
DCA1140	☐	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○	
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)						
DCA1300	☐	280 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : 2210, Dossiers Matrix, coussins Matrix et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1305	☐	300 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : 2210, Dossiers Matrix, coussins Matrix et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1310	☐	320 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : Dossiers Matrix, coussins Matrix et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1315	☐	340 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : Dossiers Matrix, coussins Matrix et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA1325	☐ 380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130		○	○	
DCA1330	☐ 400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744		○	○	
DCA1335	☐ 420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746		○	○	
DCA1340	☐ 440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742		○	○	
DCA1345	☐ 460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744		○	○	
DCA1350	☐ 480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744		○	○	
DCA1355	☐ 500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746		○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))						
DCA1400	☐ 320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650		○	○	
DCA1405	☐ 340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650		○	○	
DCA1415	☐ 360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650		○	○	
DCA1425	☐ 380 mm	NC : 2720, 2744, 5650		○	○	
DCA1435	☐ 400 mm	NC : 2744		◆	◆	
DCA1445	☐ 420 mm			○	○	
DCA1460	☐ 440 mm	NC : 2740, 2742		○	○	
DCA1470	☐ 460 mm	NC : 2740, 2742, 2744		○	○	
DCA1480	☐ 480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○	
DCA1490	☐ 500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)						
DCA1615	☐ 300 mm	DCA1620	☐ 315 mm	NC : 2140, 2210, 2595		○
DCA1625	☐ 330 mm	DCA1630	☐ 345 mm	NC : 2210, 2595		○
DCA1635	☐ 360 mm			NC : 2595		○
DCA1640	☐ 375 mm			NC : 2595		◆
DCA1645	☐ 390 mm			NC : 2595		○
DCA1650	☐ 405 mm	DCA1655	☐ 420 mm			○
DCA1660	☐ 435 mm	DCA1665	☐ 450 mm			○
DCA1670	☐ 465 mm	DCA1675	☐ 480 mm			○
DCA1680	☐ 495 mm	DCA1685	☐ 510 mm			○
Hauteur d'assise avant (FSTF) e-fix 14" : 470 à 530 mm						
DCA1720	☐ 410 mm	NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130		○	○	
DCA1725	☐ 420 mm	NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962		○	○	
DCA1730	☐ 430 mm	NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962		○	○	
DCA1735	☐ 440 mm	NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962		○	○	
DCA1740	☐ 450 mm	NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962		○	○	
DCA1745	☐ 460 mm	NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962		○	○	
DCA1750	☐ 470 mm	NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962		○	○	
DCA1755	☐ 480 mm	NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962		○	○	
DCA1760	☐ 490 mm	NC : 1805, 1810, 1956 à 1962		○	○	
DCA1765	☐ 500 mm	NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962		◆	◆	
DCA1770	☐ 510 mm	NC : 1805 à 1820, 1960, 1962		○	○	
DCA1775	☐ 520 mm	NC : 1805 à 1825, 1962		○	○	
DCA1780	☐ 530 mm	NC : 1805 à 1830		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm e-fix 14" : 470 ou 490 mm						
DCA1815	☐ 390 mm	DCA1820	☐ 400 mm			○
DCA1825	☐ 410 mm					○
DCA1830	☐ 420 mm	DCA1835	☐ 430 mm			○
DCA1840	☐ 440 mm	DCA1845	☐ 450 mm			○
DCA1850	☐ 460 mm					◆
DCA1855	☐ 470 mm					○
DCA1860	☐ 480 mm	DCA1865	☐ 490 mm			○










Châssis Héli

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis héli ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure

Montage haut



Diamètre de roues arrière / RSTF
24" : 390 - 490 mm



Châssis Héli

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis héli ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure

Montage haut



Diamètre de roues arrière / RSTF
24" : 390 - 490 mm

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36					Euros		
					Prix Public		LPPR/PLV
					HT	TTC	
Distance UL (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm							
DCA1900	☐ 200 mm	DCA1902	☐ 210 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1904	☐ 220 mm	DCA1906	☐ 230 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1908	☐ 240 mm	DCA1910	☐ 250 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1912	☐ 260 mm	DCA1914	☐ 270 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1916	☐ 280 mm	DCA1918	☐ 290 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1920	☐ 300 mm	DCA1922	☐ 310 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1924	☐ 320 mm	DCA1926	☐ 330 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1928	☐ 340 mm	DCA1930	☐ 350 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1932	☐ 360 mm	DCA1934	☐ 370 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1936	☐ 380 mm	DCA1938	☐ 390 mm		☐	☐	
DCA1940	☐ 400 mm	DCA1942	☐ 410 mm		☐	☐	
DCA1944	☐ 420 mm				☐	☐	
DCA1946	☐ 430 mm				◆	◆	
DCA1948	☐ 440 mm	DCA1950	☐ 450 mm		☐	☐	
DCA1952	☐ 460 mm	DCA1954	☐ 470 mm		☐	☐	
DCA1956	☐ 480 mm	DCA1958	☐ 490 mm		☐	☐	
DCA1960	☐ 500 mm				☐	☐	
DCA1962	☐ 510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110	☐	☐	
TYPE DE DOSSIER							
Type de dossier							
DCA2120	☐ Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : Dossiers Matrx			☐	☐	
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))							
DCA2155	☐ 82°	DCA2160	☐ 86°		☐	☐	
DCA2165	☐ 90°				◆	◆	
DCA2170	☐ 94°	DCA2175	☐ 98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx	☐	☐	
DCA2180	☐ 102°			NC : Dossier rabattable	☐	☐	
Garniture de dossier							
DCA2200	☐ Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595			◆	◆	
DCA2210	☐ Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595			☐	☐	
DCA2220	☐ Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357			☐	☐	
DCA2230	☐ Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357			☐	☐	
DCA2240	☐ Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2430, 2595			☐	☐	
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg							
DCA2300	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2305	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2310	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2315	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2316	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2317	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2318	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2320	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2322	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2325	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2330	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2331	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490			568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							


UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin

2120

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

2300, 2305, 2310, 2315

2316 à 2331



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

2120



MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305,
2310, 2315



2316 à 2331

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
DCA2332	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2334	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2335	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2340	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2345	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2350	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2355	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2357	☐ Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure					
DCA2360	☐ 360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DCA2362	☐ 380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DCA2364	☐ 410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DCA2366	☐ 430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DCA2368	☐ 460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DCA2370	☐ 480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DCA2372	☐ 510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser					
DCA2400	☐ Sans poignée	NC : 2490, double commande e-fix	○	○	
DCA2410	☐ Standards courtes	NC : 2490, double commande e-fix	○	○	
DCA2420	☐ Standards longues		◆	◆	
DCA2430	☐ Réglables en hauteur, externes	NC : 2490,	○	○	
DCA2440	☐ Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	○	○	
DCA2450	☐ Rabattables	NC : 2490, 2595, double commande e-fix	○	○	
OPTIONS DE DOSSIER					
Appui-tête					
DCA2490	☐ Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
Tendeur de dossier					
DCA2595	☐ Tendeur de dossier	NC : BH ≤ 390 mm	○	○	
TOILE D'ASSISE					
DCA2610	☐ Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DCA2620	☐ Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DCA2630	☐ Réglable en tension	NC : 2800, 2910, 7600	○	○	
OPTIONS D'ASSISE					
Coussin d'assise					
DCA2710	☐ Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)
DCA2720	☐ Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)
DCA2740	☐ Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2742	☐ Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2744	☐ Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2746	☐ Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2748	☐ Coussin Contour ViscoNG - H : 100 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)
DCA2750	☐ Coussin Vicair Active O2 - H : 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €					

2332 à 2357




2430



2450





2490



2610



2710



2740 / 2742 2744 / 2746

2748

2750

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Pochette d'assise						
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		☐	☐	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Base rigide						
DCA2860	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐	
Pochettes sous toile d'assise						
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	☐	☐	
POTENCES / PALETTES						
Potence droite						
DCA3000	☐	Potence droite escamotable en aluminium - amovible 70°, angle ouvert - peinte dans la couleur du châssis		☐	☐	
DCA3005	☐	Potence droite escamotable en carbone - amovible 70°, angle ouvert - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NOUVEAU	☒	☒	
DCA3010	☐	Potence droite escamotable en aluminium - amovible 80°, angle mi-fermé - peinte dans la couleur du châssis	NC : 5650	☐	☐	
DCA3015	☐	Potence droite escamotable en carbone - amovible 80°, angle mi-fermé - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NC : 5650 NOUVEAU Gain de poids pour la paire : 200g !	☐	☐	
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	☐	☐	
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐	
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		☐	☐	
Potence gauche						
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable en aluminium - amovible 70°, angle ouvert - peinte dans la couleur du châssis		☐	☐	
DCA3105	☐	Potence gauche escamotable en carbone - amovible 70°, angle ouvert - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NOUVEAU	☒	☒	
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable en aluminium - amovible 80°, angle mi-fermé - peinte dans la couleur du châssis	NC : 5650	☐	☐	
DCA3115	☐	Potence gauche escamotable en carbone - amovible 80°, angle mi-fermé - finition carbone vernis et tag rouge uniquement	NC : 5650 NOUVEAU Gain de poids pour la paire : 200g !	☐	☐	
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES *</i>	NC : 3280	☐	☐	



2810

2820

2830

2840

2850

2860

3000 / 3100

3020 / 3120



3000 / 3100



3020 / 3120

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐	 3030 / 3130
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		☐	☐	
*: Dans le cas de deux supports amputés choisis, paire de potences 80° et palettes composites livrées en complément						
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	☐	Palettes doubles, relevables, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	☒	☒	
DCA3270	☐	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	☐	☐	
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	☐	☐	
Sangles						
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		☒	☒	
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		☐	☐	
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		☐	☐	
ACCOUDOIRS						
Accoudoirs droit						
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		☐	☐	 3500 3510 3600 3610  3530 3630
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		☐	☐	
DCA3530	☐	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm		☐	☐	
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		☐	☐	
DCA3610	☐	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>		☐	☐	
DCA3630	☐	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm		☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005) - livré avec potences en carbone uniquement	NOUVEAU	☐	☐	
DCA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DCA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	☐	
DCA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DCA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DCA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐	
DCA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005) - livré avec potences en carbone uniquement	NOUVEAU	☐	☐	Délai supplémentaire + 15 jours
DCA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐	
DCA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐	
DCA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐	
DCA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐	
DCA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐	
DCA4050	☐	Coloris Spécial		fabrication spéciale		
Style de décalcomanie						 BOLD
DCA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		☐	☐	
DCA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		☒	☒	
DCA4197	☐	Sans décalcomanie		☐	☐	



3030 / 3130



3500
3510
3600
3610



3530
3630

Délai
supplémentaire +
15 jours



BOLD

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Coloris de la décalcomanie Bold					
DCA4200	☐ Noir		○	○	
DCA4210	☐ Gris Foncé		○	○	
DCA4220	☐ Gris Clair		○	○	
DCA4230	☐ Rouge		○	○	
DCA4240	☐ Bleu		○	○	
DCA4250	☐ Doré		○	○	
Coloris de la décalcomanie Tag					
DCA4300	☐ Noir		○	○	
DCA4310	☐ Rouge		○	○	
Roues avant					
DCA5050	☐ 4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	☐ 4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5200	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5250	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	☐ 5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	☐ 5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	☐ 5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5450	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5500	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5550	☐ 6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	☐ 6" Pneumatique		○	○	
DCA5650	☐ 7" Bandage Soft noir		○	○	
ROUES ARRIERE					
Platine des roues arrière					
DCA6020	☐ Platine standard		◆	◆	
Position des roues arrière depuis l'avant					
DCA6100	☐ 1 (la plus active)		○	○	
DCA6110	☐ 2		○	○	
DCA6120	☐ 3		◆	◆	
Axes à démontage rapide					
	☐ Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DCA6300	☐ Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550	○	○	
Diamètre des roues arrière					
DCA6410	☐ 24"		◆	◆	
Type des roues arrière					
DCA6500	☐ Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐ küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé et moyeu naturel)		○	○	
DCA6520	☐ High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	NC : 6660	○	○	
DCA6550	☐ Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tressée) 600g par roue	NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
Pneus arrière					
DCA6600	☐ Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)		◆	◆	
DCA6625	☐ Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)		○	○	
DCA6630	☐ Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)		○	○	
DCA6660	☐ Bandage noir	NC : 7230	○	○	



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550



5050 / 5300





6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540
MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540



6600 6625
6660 6630



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550



5050 / 5300



6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
 24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
 24" : 25-540



6600 6625



6660 6630

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Mains-courantes					
DCA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	○	○	
DCA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	○	○	
DCA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	○	○	
DCA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	○	○	
DCA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	○	○	
DCA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	○	○	
DCA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	○	○	
DCA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	○	○	
DCA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	◆	◆	
DCA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	○	○	
Carrossage des roues arrière					
DCA6820	☐	0°	◆	◆	
Protège-rayons, la paire					
DCA6900	☐	Transparent	○	○	
DCA6910	☐	Noir	○	○	
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure					
DCA7200	☐	A tirer	◆	◆	
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés	○	○	
DCA7220	☐	A pousser leviers droits	○	○	
DCA7230	☐	Performance NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○	
DCA7250	☐	Actifs légers NC : 7300	○	○	
Leviers de freins rallongés					
DCA7300	☐	Leviers de freins rallongés	○	○	
OPTIONS DE SECURITE					
Kit de transport					
DCA7600	☐	Kit de transport (autocollants) NC : BH ≤ 400 mm	○	○	
Ceintures					
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique	○	○	
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg	218,01	230,00	600,00 (5)
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg	218,01	230,00	600,00 (5)
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg	218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés					
DCA7900	☐	Montés sur les roues	○	○	
AUTRES OPTIONS					
Protections de châssis					
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire	◆	◆	
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire	○	○	
Autres					
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")	65,40	69,00	
DCA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®	104,27	110,00	600,00 (5)
DCA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®	104,27	110,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP. adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					

6700 6710

6720 6740

6790 6760

7250

7810 / 7820 / 7830

8010

8650

8800

AE AE

6700 6710

AE AE

6720 6740

AE AE

6790 6760



7250

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



7810 / 7820 / 7830



8010



8650



8800