

COMPACT ATTRACT



**GO
DO ANY**

ANYWHERE EVERYTHING

De **Compact attract** is het kleine zusje van de **Compact**. De **Compact attract** voldoet aan alle wensen van de eindgebruiker. Door de instelmogelijkheden is de **Attract** perfect aan te passen aan de wensen van de gebruiker.



Tijdloos en eenvoudig



Transporteerbaar door de smalle breedte



Verticale adapterplaat met instelmogelijkheden



T-armsteun met zachte armlegger en kledingbeschermers



Duwrem

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACT ATTRACT



Framehoek
70°/90°



Zithoogte
voor: 430 – 520 mm
achter: 400 – 490 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 11,3 kg



Zitbreedte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
380 – 460 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1125 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 8,7 kg



Zitdiepte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm



**Totale breedte
(dichtgevouwen)**
ca. 300 mm



Totale breedte
ZB + 180 mm



Max. gebruikersgewicht
130 kg



Rughoogte
330 – 495 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Totale lengte
70°: ca. 985 mm
90°: ca. 895 mm
w/out legrest: 690 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19