


Invacare® | **Action^{®3} Junior[®]**

Votre route, votre look !



Trusted Solutions,
Passionate People





« Choisir moi-même la couleur de mon fauteuil et avoir la possibilité d'y associer les protège-rayons : c'est vraiment génial ! Les personnes peuvent admirer le style de mon fauteuil et j'aime avoir un fauteuil qui correspond à ma personnalité. »

- Lucia







Un membre de la gamme Action

Depuis près de 10 ans, la gamme des fauteuils roulants **Action** est un gage de qualité, de fiabilité et de performances pour de nombreux utilisateurs. Tous ces points forts se retrouvent également sur nos fauteuils pédiatriques.

Ce fauteuil roulant léger, pliant a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Son look moderne, ses nombreuses options et ses multiples réglages permettent une importante personnalisation. Sa version Evolutive équipée d'un croisillon télescopique permet au fauteuil de suivre la croissance de l'enfant.

Personnalisez-le


Vous avez la liberté de le personnaliser selon votre envie grâce à un large choix de coloris de châssis disponible :




Blanc Perle



Noir Mat



Rouge Mat



Jaune
Ardent



Bleu
Polaire



Rose
Bonbon

Egalement 3 types de protège-rayons différents dont un qui peut être colorié selon vos envies ! :












Conçu pour s'agrandir



L'**Action³ Junior Evolutif** dispose d'un croisillon télescopique qui permet d'ajuster la largeur et la profondeur du fauteuil en fonction de la croissance de l'enfant.



Ses toiles d'assise et de dossier sont également multi-réglables, elles permettent de changer les dimensions d'assise sans qu'aucune autre pièce ne soit nécessaire !



Le centre de gravité de ce fauteuil peut être ajusté, ce qui permet d'améliorer les performances de conduite.



Types d'accoudoir

- ① Amovible et réglable en hauteur
- ② Amovible, réglable en hauteur avec protège-vêtement Junior



ou choisissez plutôt

- ③ Protège-vêtement Junior
- ④ Garde-boue



Potences et repose-jambes

- ① Potences à 90°
- ② Potences à 80°
- ③ Repose-jambes réglables en inclinaison de 0° à 80°.

①

②

③



Roues avant

- ① 5"x1" bandage - lumineuses
- ② 5"x13/4" bandage
- ③ 5"x1" bandage

①

②

③



Poignées à pousser multi-réglables en angle

Les poignées ajustables apportent un confort pour la tierce personne et facilite la poussée du fauteuil. Un tendeur de dossier ajustable en largeur peut être également ajouté pour rigidifier le dossier et également être utilisé comme support pour fixer l'appui-tête pour apporter plus de confort à l'utilisateur.



Tablettes

Une tablette escamotable est disponible en option pour faciliter les transferts. Sur la version Standard, une tablette amovible est également proposée.



Le kit Stabilizer élargit la voie avant de + 100 mm et augmente la stabilité du fauteuil.

Ce fauteuil est également compatible avec d'autres produits de la gamme Invacare tels que les kits de motorisation **alber** et les solutions de positionnement **Matrix**.







Très compact une fois plié

Le fauteuil **Action³ Junior** a été également conçu pour être très facilement transportable et facile à manipuler. Le poids total du fauteuil reste maîtrisé grâce à ses composants en aluminium. Pour faciliter encore plus son transport, les potences, les accoudoirs sont amovibles, les roues arrière peuvent être retirées grâce à leur système d'axe à démontage rapide, et le dossier peut être pliant à mi-hauteur.







Sans compromis entre la qualité et le style

Le fauteuil **Action³ Junior** peut être configuré et personnalisé selon les besoins et en fonction de votre style de vie.

Le niveau élevé de qualité et de détail de l'**Action³ Junior** permet au fauteuil de combiner design innovant, sophistication et style, vous procurant ainsi un fauteuil dont vous pouvez être fier.

Invacare **Action³ Junior...**
vosre route, vosre look !





Tél : + 33 2 47 62 64 00
Fax : + 33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France



Yes, you can.®

2016 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.
Action3 Junior - FR - 11/2016 - 1638676