



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Cosy Up - Stock

Fauteuil releveur avec assise couette



### Descriptif :

- **4 dimensions d'assise de série en un seul fauteuil :**
  - 2 largeurs d'assise (450 ou 530 mm) possibles grâce aux 2 paires d'accoudoirs disponibles (rembourrés ou fins). Livrés avec la paire d'accoudoirs rembourrés de série.
  - 2 profondeurs d'assise (450 ou 540 mm) grâce au dossier réglable en profondeur
- Accoudoirs, dossier et assise couette **lavables en machine**
- La version **1 moteur** est **DOS AU MUR** (seulement 9 cm de recul nécessaire).
- La télécommande de la version **2 moteurs** bénéficie du **port USB intégré** en standard.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans

Date :



Référence d'achat:


Code client :

Cachet du distributeur :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

		Base en PVC/Polyester Taupe			
		1 moteur – Dos au mur		2 moteurs	
					
		Euros		Euros	
		Prix Public		Prix Public	
		HT	TTC	HT	TTC
Revêtement des coussins	Microfibre Taupe	685,83	823,00	827,50	993,00
	<input type="checkbox"/>	1644970		<input type="checkbox"/>	1644971
		Qté ...		Qté ...	
	PVC/Polyester Taupe	711,67	854,00	853,33	1024,00
	<input type="checkbox"/>	1650215		<input type="checkbox"/>	1650238
		Qté ...		Qté ...	

				Euros		
				Prix Public		
CODE	QTE	DESIGNATION		HT	TTC	
Accessoire						
1663212	<input type="checkbox"/>	Télécommande 2 boutons rétroéclairés bleu avec port USB intégré pour fauteuil releveur Cosy Up 1 moteur		41,67	50,00	
1663213	<input type="checkbox"/>	Télécommande 4 boutons rétroéclairés bleu avec port USB intégré pour fauteuil releveur Cosy Up 2 moteurs		47,50	57,00	