

Invacare® Coussins Flo-Tech & Matrx



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com




Invacare® **Matrx®** **Libra®**

- Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque très élevé de lésions cutanées
- Structure : - base en mousse HR
 - poche de gel fluide (double couche compartimentée) pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux
 - Coussin muni d'une cuvette ischiatique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin.
 - Galbe anatomique pour favoriser le bon alignement des cuisses.
 - Découpe biseautée à l'avant.
 - Livré avec 2 housses
 - Coussin disponible en deux versions : soit muni de la housse Standard Startex (bi-extensible et déperlante), soit muni de la housse Mesh respirante.
 - Possibilité d'adapter des accessoires de positionnement
 - Version bariatrique disponible



NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC
9977848 : VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur : dans la limite de 600 € TTC

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV					
Coussin Matrx® Libra® - NOUVEAU : livré avec 2 housses Startex déperlantes										
Hauteur 70 mm										
Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil							
			Largeur	Profondeur						
LC1412		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €			
LC1414		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm						
LC1416		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm						
LC1516		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm						
LC1517		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 430mm	380 mm	430-460 mm						
LC1518		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm						
LC1520		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm						
LC1616		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm						
LC1617		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm						
LC1618		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm						
LC1620		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm						
LC1716		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm						
LC1717		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm						
LC1718		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm						
LC1720		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm						
LC1816		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm						
LC1817		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm						
LC1818		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm						
LC1820		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm						
LC1916		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm						
LC1917		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm						
LC1918		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm						
LC1920		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm						
LC2016		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm						
LC2017		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm						
LC2018		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm						
LC2020		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm						
+ 0,17 € d'éco-participation										
Version bariatrique du coussin Matrx® Libra® - NOUVEAU : livré avec 2 housses Startex déperlante										
Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil							
			Largeur	Profondeur						
LC2117		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €			
LC2118		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm						
LC2120		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm						
LC2122		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm						
LC2217		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm						
LC2218		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm						
LC2220		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm						
LC2222		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm						
+ 0,17 € d'éco-participation										



L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Coussin <i>Matrx® Libra®</i> - NOUVEAU : livré avec 2 housses Mesh respirante							
Hauteur 70 mm							
Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil				
			Largeur	Profondeur			
LCS1412		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
LCS1414		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm			
LCS1416		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm			
LCS1516		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm			
LCS1517		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 430mm	380 mm	430 - 460 mm			
LCS1518		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm			
LCS1520		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm			
LCS1616		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm			
LCS1617		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm			
LCS1618		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm			
LCS1620		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm			
LCS1716		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm			
LCS1717		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
LCS1718		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm			
LCS1720		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm			
LCS1816		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm			
LCS1817		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 430mm	460 mm	430 - 460 mm			
LCS1818		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm			
LCS1820		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm			
LCS1916		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm			
LCS1917		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm			
LCS1918		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm			
LCS1920		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm			
LCS2016		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm			
LCS2017		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm			
LCS2018		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm			
LCS2020		<i>Invacare® Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm			
+ 0,17 € d'éco-participation							



Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil									
			Largeur	Profondeur								
LCS2117		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €					
LCS2118		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm								
LCS2120		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm								
LCS2122		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm								
LCS2217		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm								
LCS2218		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm								
LCS2220		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm								
LCS2222		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm								
+ 0,17 € d'éco-participation												
Accessoires Matrx® Libra®												
1487155		Biseau latéral, l'unité			47,39 €	50,00 €						
1487157		Biseau crural, l'unité			47,39 €	50,00 €						
1487158		Biseau fessier, la paire			47,39 €	50,00 €						
1487162		Plot d'abduction haut (hauteur 5 cm), l'unité			47,39 €	50,00 €						
1634585		Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm), l'unité			47,39 €	50,00 €						
1578357		Poche de gel fluide supplémentaire (12 x 18 cm)			47,39 €	50,00 €						
 Invacare® Flo-tech Solution Xtra Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé. Le coussin Flo-tech Solution Xtra est composé d'une base en mousse HR de 70 kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. NOUVEAU : livré avec 2 Housses Standard noire (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon en PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel. Le coussin bénéficie de 2 découpes : - A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise - En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.												
	Quantité				Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV					
Coussin Flo-tech Solution Xtra avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée												
Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier												
Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €	 				
1487145		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	405 mm								
1494436		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	430 mm								
1551914		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	450 mm								
1551915		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	500 mm								
1494441		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	405 mm								
1487146		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	430 mm								
1551922		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	450 mm								
1551923		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	500 mm								
1487147		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	405 mm								
1494446		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	430 mm								
1551925		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	450 mm								
1551926		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	500 mm								
1494451		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	405 mm								
1494452		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	430 mm								
1552055		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	450 mm								
1552056		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	500 mm								
1552058		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	405 mm								
1552059		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	430 mm								
1552060		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	450 mm								
1552061		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	500 mm								
+ 0,17 € d'éco-participation												
Coussin Flo-tech Solution Xtra avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée pour fauteuil de Confort Rea												
Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier												
Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €					
1551921		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	530 mm								
1551924		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	530 mm								
1551927		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	530 mm								
1552057		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	530 mm								
1552062		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	530 mm								
+ 0,17 € d'éco-participation												

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

<

Hauteur : 7,8 cm

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Coussin Flo-tech Lite en mousse HR					
Hauteur 78 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier					
Poids max utilisateur : 127 kg			Largeur	Profondeur	
1575607		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	405 mm	
1575609		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	405 mm	
1575611		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	405 mm	
1575613		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	405 mm	
1575615		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	405 mm	
1575617		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	405 mm	
1575608		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	455 mm	
1575610		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	455 mm	
1575612		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	455 mm	
1575614		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	455 mm	
1575616		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	455 mm	
1575618		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	455 mm	
+ 0,17 € d'éco-participation					

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare®

Matrx® Contour Visco^{NG}



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.

Le coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** est composé à 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante). Une seconde housse noire identique est également livrée avec le coussin. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le coussin pour réduire les pressions du fait de l'augmentation des zones de contact.

Le coussin est biseauté à l'avant afin d'éviter tout frottement avec le creux poplité et de permettre la traction podale.

Code LPPR : 1204839

Coussin *Matrx Contour Visco^{NG}* en mousse Viscoélastique

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR				
Poids mini utilisateur : 40 kg - Poids max utilisateur : 80 kg			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €				
1631201		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	380 mm	405 mm							
1631202		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	380 mm	430 mm							
1631203		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	380 mm	455 mm							
1631204		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	405 mm	405 mm							
1631205		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	405 mm	430 mm							
1631206		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Ferme	405 mm	455 mm							
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 100 kg											
1631207		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	430 mm	405 mm							
1631208		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	430 mm	430 mm							
1631209		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	430 mm	455 mm							
1631210		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	455 mm	405 mm							
1631211		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	455 mm	430 mm							
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 110 kg											
1631212		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	455 mm	455 mm							
1631213		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	480 mm	405 mm							
1631214		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	480 mm	430 mm							
1631215		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	480 mm	455 mm							
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 120 kg											
1631216		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	505 mm	405 mm							
1631217		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	505 mm	430 mm							
1631218		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme	505 mm	455 mm							
+ 0,17 € d'éco-participation											

Coussin *Matrx Contour Visco^{NG}* en mousse Viscoélastique pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €	
1631220		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 100 kg	355 mm	530 mm				
1631221		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 120 kg	405 mm	530 mm				
1631223		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 130 kg	455 mm	530 mm				
1631224		Invacare® <i>Matrx Contour Visco^{NG}</i> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 140 kg	505 mm	530 mm				
+ 0,17 € d'éco-participation								

Coussin *Flo-tech® Contour Visco* en mousse Viscoélastique et mousse HR

Hauteur 90 mm

Code LPPR 1255274 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €	
1525562		Invacare® <i>Flo-tech® Contour Visco</i> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 125 kg	605 mm	555 mm				
+ 0,17 € d'éco-participation								

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Essential® Classic Visco Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé. Le coussin plat Classic Visco est un coussin de hauteur 75 mm entièrement composé d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme. Code LPPR : 1258864 - Coussin mousse viscoélastique standard - Prix Limite de Vente 69,00 € Code LPPR : 1260677 - Coussin mousse viscoélastique standard, < 38 cm - Prix Limite de Vente 81,00 € Code LPPR : 1203679 - Coussin mousse viscoélastique standard, > 45 cm - Prix Limite de Vente 81,00 € Poids max. utilisateur : Classic Visco 375 x 400 mm : 50 kg Classic Visco 405 x 400 mm, 430 x 430 mm et 455 x 400 mm : 100 kg. La prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin tous les trois ans. Coussin garanti 3 ans 							
	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR		
Coussin <i>Invacare® Classic Visco en mousse viscoélastique</i> <i>Poids max. utilisateur : 50 kg / 100 kg</i>							
		Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
1627253		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance ferme - 2 housses noires	375	400	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1627254		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	405	400	57,50 €	69,00 €	69,00 €
1627255		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	430	430	57,50 €	69,00 €	69,00 €
1627256		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	455	400	67,50 €	81,00 €	81,00 €
+ 0,17 € d'éco-participation							

Invacare®Flo-tech - Accessoires							
	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV		
Accessoires pour coussins <i>Flo-tech Solution Xtra et Solution Xtra Configuré</i>							
1487270		Boite <i>Xtra box</i> incluant : 2 biseaux latéraux, 1 biseau crural, 2 biseaux fessiers, 2 butées d'adduction, 2 appuis pelviens, 1 plot d'abduction standard, 1 plot d'abduction haut, 1 coussin d'obliquité du bassin, 1 base rigide (rigidizer), 1 coussinet de gel liquide.	379,15 €	400,00 €	Dans la limite de 600 €		
1487155		Biseau latéral, l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487157		Biseau crural, l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487158		Biseau fessier, la paire	47,39 €	50,00 €			
1487160		Butée d'adduction, l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487161		Appui pelvien, l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487162		Plot d'abduction haut, (hauteur 5 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487163		Plot d'abduction standard, (hauteur 3 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487166		Coussinet de gel liquide, (19 x 21 cm) l'unité	47,39 €	50,00 €			
1487164		Coussin d'obliquité du bassin, l'unité	47,39 €	50,00 €			
	Quantité	Les dimensions de la base rigide doivent être inférieures à celles du coussin utilisé.	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV		
Autres accessoires pour coussins							
1494494		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 285 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €	Dans la limite de 600 €	 Base rigide cushion rigidizer	
1487165		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494495		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494496		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 480 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494497		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494498		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494500		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494501		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			
1494502		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 480 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €			

L'ensemble de ces coussins et accessoires vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ;
contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.