



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Matrx® Libra®

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque très élevé de lésions cutanées

- Structure : - base en mousse HR
- poche de gel fluide (double couche compartimentée) pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux
- Coussin muni d'une cuvette ischiatique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin.
- Galbe anatomique pour favoriser le bon alignement des cuisses.
- Découpe biseautée à l'avant.
- Housse Standard noire imperméable pour la protection du support recouverte par une housse extérieure

- Coussin disponible en deux versions : soit muni de la housse Standard (bi-extensible et déperlante), soit muni de la housse Mesh respirante.

- Possibilité d'adapter des accessoires de positionnement



	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
--	----------	--	----------------------	-----------------------	--

Coussin Matrx® Libra® housse Standard

Hauteur 70 mm

Poids max utilisateur : 136 kg		Adaptable sur fauteuil		258,33 €	310,00 €
		Largeur	Profondeur		
LC1412	Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm		
LC1414	Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm		
LC1416	Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm		
LC1516	Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm		
LC1517	Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 430mm	380 mm	430-460 mm		
LC1518	Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm		
LC1520	Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm		
LC1616	Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm		
LC1617	Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm		
LC1618	Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm		
LC1620	Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm		
LC1716	Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm		
LC1717	Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm		
LC1718	Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm		
LC1720	Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm		
LC1816	Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm		
LC1817	Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm		
LC1818	Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm		
LC1820	Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm		
LC1916	Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm		
LC1917	Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm		
LC1918	Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm		
LC1920	Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm		
LC2016	Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm		
LC2017	Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm		
LC2018	Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm		
LC2020	Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation

Version munie de la housse Startex déperlante



Version bariatrique du coussin Matrx® Libra® housse standard

Poids max utilisateur : 227 kg		Adaptable sur fauteuil		258,33 €	310,00 €
		Largeur	Profondeur		
LC2117	Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm		
LC2118	Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm		
LC2120	Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm		
LC2122	Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm		
LC2217	Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm		
LC2218	Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm		
LC2220	Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm		
LC2222	Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation


Coussin Matrx® Libra® housse Mesh

Hauteur 70 mm

Poids max utilisateur : 136 kg		Adaptable sur fauteuil		258,33 €	310,00 €
		Largeur	Profondeur		
LCS1412	Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm		
LCS1414	Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm		
LCS1416	Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm		
LCS1516	Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm		
LCS1517	Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 430mm	380 mm	430 - 460 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation

Version munie de la housse Mesh respirante



L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une TVA de 20% ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une TVA réduite à 5,5%.

	Quantité				Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
LCS1518		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm	258,33 €	310,00 €	
LCS1520		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm			
LCS1616		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm			
LCS1617		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm			
LCS1618		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm			
LCS1620		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm			
LCS1716		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm			
LCS1717		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
LCS1718		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm			
LCS1720		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm			
LCS1816		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm			
LCS1817		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 430mm	460 mm	430 - 460 mm			
LCS1818		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm			
LCS1820		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm			
LCS1916		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm			
LCS1917		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm			
LCS1918		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm			
LCS1920		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm			
LCS2016		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm			
LCS2017		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm			
LCS2018		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm			
LCS2020		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm			
+ 0,17 € d'éco-participation							
Version bariatrique du coussin Matrx® Libra® housse mesh							
Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil		258,33 €	310,00 €	
			Largeur	Profondeur			
LCS2117		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	258,33 €	310,00 €	
LCS2118		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm			
LCS2120		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm			
LCS2122		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm			
LCS2217		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm			
LCS2218		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm			
LCS2220		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm			
LCS2222		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm			
+ 0,17 € d'éco-participation							
Accessoires Matrx® Libra®							
1487155		Biseau latéral, l'unité			39,17 €	47,00 €	
1487157		Biseau crural, l'unité			50,83 €	61,00 €	
1487158		Biseau fessier, la paire			39,17 €	47,00 €	
1487162		Plot d'abduction haut (hauteur 5 cm), l'unité			50,83 €	61,00 €	
LABD		Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm), l'unité			39,17 €	47,00 €	
1578357		Poche de gel fluide supplémentaire (12 x 18 cm)			42,50 €	51,00 €	

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Flo-tech Solution Xtra



Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70 kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin.

Housse **Standard noire** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon en PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité				Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Coussin Flo-tech Solution Xtra avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée						
Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier						
Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur		
1487145		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	405 mm	316,67 €	380,00 €
1494436		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	430 mm		
1551914		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	450 mm		
1551915		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	500 mm		
1494441		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	405 mm		
1487146		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	430 mm		
1551922		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	450 mm		
1551923		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	500 mm		
1487147		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	405 mm		
1494446		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	430 mm		
1551925		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	450 mm		
1551926		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	500 mm		
1494451		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	405 mm		
1494452		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	430 mm		
1552055		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	450 mm		
1552056		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	500 mm		
1552058		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	405 mm		
1552059		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	430 mm		
1552060		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	450 mm		
1552061		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	500 mm		
+ 0,17 € d'éco-participation						
Coussin Flo-tech Solution Xtra avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée pour fauteuil de Confort Rea						
Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier						
Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur		
1551921		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	530 mm	316,67 €	380,00 €
1551924		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	530 mm		
1551927		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	530 mm		
1552057		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	530 mm		
1552062		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	530 mm		
+ 0,17 € d'éco-participation						

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Flo-tech Solution Xtra Configuré



Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. Housse **Standard Noir** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
----------	----------------------	-----------------------

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

TYPE DE COUSSIN

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
HSX0002	Coussin complet (base en mousse + nappe de gel compartimentée + housse anti-bactérienne + housse Standard Noire)	316,67 €	380,00 €
		+ 0,17 € d'éco-participation	
HSX0003	Housse Standard noire, seule Code LPPR 1203633 : 15,24 €	95,83 €	115,00 €
HSX0004	Base en mousse Haute Résilience 70 kg/m ³ , seule	116,67 €	140,00 €
HSX0005	Nappe de gel compartimentée, seule	133,33 €	160,00 €
HSX0006	Pack de 3 housses PU (anti-bactérienne)	44,17 €	53,00 €
LARGEUR			
HSX0010	360 mm (nc 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0011	380 mm (nc 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0012	410 mm (nc 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0013	430 mm (nc 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0014	460 mm (nc 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0015	480 mm (nc 0021, 0022, 0030)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0016	510 mm (nc 0021, 0022)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0017	530 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0018	550 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0019	580 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0020	600 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PROFONDEUR			
HSX0021	330 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0022	360 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0023	380 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0024	410 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0025	430 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0026	460 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0027	480 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0028	510 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0029	530 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HSX0030	550 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Invacare® Flo-tech Image



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 1B pour risque d'escarre faible à moyen.

Le coussin **Flo-tech Image** est composé d'une poche ischiatique de gel viscofluide sur une base en mousse HR recouverte d'une housse **Standard Noire** (bi-extensible) recouvrant une housse PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Le gel viscofluide augmente la zone de contact au niveau de la zone sacrée et limite les risques de friction et de cisaillement.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise

- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
----------	----------------------	-----------------------

Coussin **Flo-tech Image** en gel viscofluide sur base en mousse HR

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

Code	Description	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
1511196	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	405 mm	216,67 €	260,00 €
1523771	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	430 mm		
1526412	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	455 mm		
1511197	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	405 mm		
1511200	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	430 mm		
1526413	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	455 mm		
1511198	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	405 mm		
1523772	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	430 mm		
1526414	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	455 mm		
1511199	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	405 mm		
1523813	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	430 mm		
1526415	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	455 mm		
1526417	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	405 mm		
1526416	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	455 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation



L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® **Flo-tech Lite**



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.

Le coussin Flo-tech Lite est composé à 100% en mousse haute résilience et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante) et d'une housse Platilon, 100% imperméable pour éviter la contamination du support.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac

Quantité					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC		
Coussin Flo-tech Lite en mousse HR								
Hauteur 78 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier								
Poids max utilisateur : 127 kg				Largeur	Profondeur			
1575607		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	405 mm	108,33 €	130,00 €	 	
1575609		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	405 mm				
1575611		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	405 mm				
1575613		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	405 mm				
1575615		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	405 mm				
1575617		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	405 mm				
1575608		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	455 mm				
1575610		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	455 mm				
1575612		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	455 mm				
1575614		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	455 mm				
1575616		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	455 mm				
1575618		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	455 mm				
						+ 0,17 € d'éco-participation		

Invacare® **Matrx® Contour Visco**^{NG}



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé. Le coussin **Matrx Contour Visco**^{NG} est composé à 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante). Une seconde housse noire identique est également livrée avec le coussin. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le coussin pour réduire les pressions du fait de l'augmentation des zones de contact.

Le coussin est biseauté à l'avant afin d'éviter tout frottement avec le creux poplité et de permettre la traction podale.

Code LPPR : 1204839

Coussin **Matrx Contour Visco**^{NG} en mousse Viscoélastique

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
Poids mini utilisateur : 40 kg - Poids max utilisateur : 80 kg					67,50 €	81,00 €	81,00 €
		Largeur	Profondeur				
1631201		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	380 mm	405 mm			
1631202		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	380 mm	430 mm			
1631203		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	380 mm	455 mm			
1631204		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	405 mm	405 mm			
1631205		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	405 mm	430 mm			
1631206		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Ferme	405 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 100 kg							
1631207		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	405 mm			
1631208		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	430 mm			
1631209		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	455 mm			
1631210		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	405 mm			
1631211		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	430 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 110 kg							
1631212		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	455 mm			
1631213		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	405 mm			
1631214		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	430 mm			
1631215		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 120 kg							
1631216		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	405 mm			
1631217		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	430 mm			
1631218		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	455 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

Coussin **Matrx Contour Visco**^{NG} en mousse Viscoélastique pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
		Largeur	Profondeur				
1631220		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 100 kg	355 mm	530 mm			
1631221		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 120 kg	405 mm	530 mm			
1631223		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 130 kg	455 mm	530 mm			
1631224		Invacare® Matrx Contour Visco ^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 140 kg	505 mm	530 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

Coussin **Flo-tech® Contour Visco** en mousse Viscoélastique et mousse HR

Hauteur 90 mm

Code LPPR 1255274 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
		Largeur	Profondeur				
1525562		Invacare® Flo-tech® Contour Visco - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 125 kg	605 mm	555 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Classic Visco

Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.

Le coussin plat Classic Visco est un coussin de hauteur 75 mm entièrement composé d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme.

Code LPPR : 1258864 - Coussin mousse viscoélastique standard - Prix Limite de Vente 69,00 €

Code LPPR : 1260677 - Coussin mousse viscoélastique standard, < 38 cm - Prix Limite de Vente 81,00 €

Code LPPR : 1203679 - Coussin mousse viscoélastique standard, > 45 cm - Prix Limite de Vente 81,00 €

Poids max. utilisateur : Classic Visco 375 x 400 mm : 50 kg

Classic Visco 405 x 400 mm, 430 x 430 mm et 455 x 400 mm : 100 kg.

La prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin tous les trois ans.

Coussin garanti 3 ans



Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
Coussin Invacare® Classic Visco en mousse viscoélastique					
Poids max. utilisateur : 50 kg / 100 kg					
		Largeur (mm)	Profondeur (mm)		
1627253		Invacare® Classic Visco® - Portance ferme - 2 housses noires	375	400	67,50 € 81,00 € 81,00 €
1627254		Invacare® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	405	400	57,50 € 69,00 € 69,00 €
1627255		Invacare® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	430	430	57,50 € 69,00 € 69,00 €
1627256		Invacare® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	455	400	67,50 € 81,00 € 81,00 €
<i>+ 0,17 € d'éco-participation</i>					

Invacare® Flo-tech - Accessoires



Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Accessoires pour coussins Flo-tech Solution Xtra et Solution Xtra Configuré			
1487270	Boîte Xtra box incluant : 2 biseaux latéraux, 1 biseau crural, 2 biseaux fessiers, 2 butées d'adduction, 2 appuis pelviens, 1 plot d'adduction standard, 1 plot d'adduction haut, 1 coussin d'obliquité du bassin, 1 base rigide (rigidizer), 1 coussinet de gel liquide.	414,17 €	497,00 €
1487155	Biseau latéral, l'unité	39,17 €	47,00 €
1487157	Biseau crural, l'unité	50,83 €	61,00 €
1487158	Biseau fessier, la paire	39,17 €	47,00 €
1487160	Butée d'adduction, l'unité	39,17 €	47,00 €
1487161	Appui pelvien, l'unité	39,17 €	47,00 €
1487162	Plot d'adduction haut, (hauteur 5 cm), l'unité	50,83 €	61,00 €
1487163	Plot d'adduction standard, (hauteur 3 cm), l'unité	29,17 €	35,00 €
1487166	Coussinet de gel liquide, (19 x 21 cm) l'unité	39,17 €	47,00 €
1487164	Coussin d'obliquité du bassin, l'unité	50,83 €	61,00 €



Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Autres accessoires pour coussins			
1494494	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 285 mm x profondeur 380 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1487165	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 380 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494495	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 430 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494496	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 480 mm, l'unité	84,17 €	101,00 €
1494497	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 380 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494498	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 430 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494500	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 380 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494501	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 430 mm, l'unité	50,83 €	61,00 €
1494502	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 480 mm, l'unité	84,17 €	101,00 €
1494503	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 495 mm x profondeur 430 mm, l'unité	84,17 €	101,00 €
1494504	Base rigide (cushion rigidizer), largeur 495 mm x profondeur 480 mm, l'unité	84,17 €	101,00 €



Base rigide

L'ensemble de ces coussins et accessoires vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.