



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Matrx® Libra®

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque très élevé de lésions cutanées

- Structure : - base en mousse HR
- poche de gel fluide (double couche compartimentée) pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux
- Coussin muni d'une cuvette ischiatique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin.
- Galbe anatomique pour favoriser le bon alignement des cuisses.
- Découpe biseautée à l'avant.
- Housse Standard noire imperméable pour la protection du support recouverte par une housse extérieure
- Coussin disponible en deux versions : soit muni de la housse Standard (bi-extensible et déperlante), soit muni de la housse Mesh respirante.
- Possibilité d'adapter des accessoires de positionnement



			Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC			
Coussin Matrx® Libra® housse Standard										
Hauteur 70 mm										
Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil				Version munie de la housse Startex déperlante 			
			Largeur	Profondeur						
LC1412		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	258,33 €	310,00 €				
LC1414		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm						
LC1416		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm						
LC1516		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm						
LC1517		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 430mm	380 mm	430-460 mm						
LC1518		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm						
LC1520		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm						
LC1616		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm						
LC1617		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm						
LC1618		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm						
LC1620		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm						
LC1716		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm						
LC1717		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm						
LC1718		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm						
LC1720		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm						
LC1816		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm						
LC1817		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm						
LC1818		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm						
LC1820		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm						
LC1916		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm						
LC1917		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm						
LC1918		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm						
LC1920		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm						
LC2016		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm						
LC2017		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm						
LC2018		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm						
LC2020		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm						
						<i>+ 0,17 € d'éco-participation</i>				
Version bariatrique du coussin Matrx® Libra® housse standard										
Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil							
			Largeur	Profondeur						
LC2117		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	258,33 €	310,00 €				
LC2118		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm						
LC2120		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm						
LC2122		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm						
LC2217		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm						
LC2218		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm						
LC2220		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm						
LC2222		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm						
								<i>+ 0,17 € d'éco-participation</i>		

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une TVA de 20% ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une TVA réduite à 5,5%.

Coussin <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh							
Hauteur 70 mm							
Poids max utilisateur : 136 kg		Adaptable sur fauteuil					
		Largeur	Profondeur				
LCS1412		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	258,33 €	310,00 €	<p>Version munie de la housse Mesh respirante</p> 
LCS1414		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm			
LCS1416		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm			
LCS1516		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm			
LCS1517		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 430mm	380 mm	430 - 460 mm			
LCS1518		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm			
LCS1520		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm			
LCS1616		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm			
LCS1617		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm			
LCS1618		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm			
LCS1620		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm			
LCS1716		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm			
LCS1717		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
LCS1718		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm			
LCS1720		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm	258,33 €	310,00 €	
LCS1816		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm			
LCS1817		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 430mm	460 mm	430 - 460 mm			
LCS1818		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm			
LCS1820		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm			
LCS1916		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm			
LCS1917		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm			
LCS1918		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm			
LCS1920		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm			
LCS2016		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm			
LCS2017		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm			
LCS2018		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm			
LCS2020		Invacare® <i>Matrx® Libra®</i> housse Mesh L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une TVA de 20% ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une TVA réduite à 5,5%.

Version bariatrique du coussin **Matrx® Libra®** housse mesh

Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil			
			Largeur	Profondeur		
LCS2117		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	258,33 €	310,00 €
LCS2118		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm		
LCS2120		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm		
LCS2122		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm		
LCS2217		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm		
LCS2218		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm		
LCS2220		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm		
LCS2222		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation

Accessoires **Matrx® Libra®**

1487155		Biseau latéral, l'unité	39,17 €	47,00 €	
1487157		Biseau crural, l'unité	50,83 €	61,00 €	
1487158		Biseau fessier, la paire	39,17 €	47,00 €	
1487162		Plot d'abduction haut (hauteur 5 cm), l'unité	50,83 €	61,00 €	
1634585		Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm), l'unité	39,17 €	47,00 €	
1578357		Poche de gel fluide supplémentaire (12 x 18 cm)	42,50 €	51,00 €	

Invacare® Flo-tech Solution Xtra

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70 kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. Housse **Standard noire** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platon en PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
----------	----------------------	-----------------------

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur		
1487145		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	405 mm		
1494436		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	430 mm		
1551914		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	450 mm		
1551915		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	500 mm		
1494441		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	405 mm		
1487146		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	430 mm		
1551922		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	450 mm		
1551923		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	500 mm		
1487147		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	405 mm		
1494446		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	430 mm		
1551925		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	450 mm		
1551926		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	500 mm		
1494451		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	405 mm		
1494452		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	430 mm		
1552055		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	450 mm		
1552056		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	500 mm		
1552058		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	405 mm		
1552059		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	430 mm		
1552060		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	450 mm		
1552061		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	500 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur		
1551921		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	530 mm		
1551924		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	530 mm		
1551927		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	530 mm		
1552057		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	530 mm		
1552062		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	530 mm		

+ 0,17 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posés sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Flo-tech Solution Xtra Configuré



Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. Housse **Standard Noir** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
----------	----------------------	-----------------------

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

TYPE DE COUSSIN

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
HSX0002	Coussin complet (base en mousse + nappe de gel compartimentée + housse anti-bactérienne + housse Standard Noire)	316,67 €	380,00 €
		+ 0,17 € d'éco-participation	
HSX0003	Housse Standard noire, seule Code LPPR 1203633 : 15,24 €	95,83 €	115,00 €
HSX0004	Base en mousse Haute Résilience 70 kg/m ³ , seule	116,67 €	140,00 €
HSX0005	Nappe de gel compartimentée, seule	133,33 €	160,00 €
HSX0006	Pack de 3 housses PU (anti-bactérienne)	44,17 €	53,00 €

LARGEUR

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
HSX0010	360 mm (nc 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030)	○	○
HSX0011	380 mm (nc 0030)	○	○
HSX0012	410 mm (nc 0030)	○	○
HSX0013	430 mm (nc 0030)	○	○
HSX0014	460 mm (nc 0030)	○	○
HSX0015	480 mm (nc 0021, 0022, 0030)	○	○
HSX0016	510 mm (nc 0021, 0022)	○	○
HSX0017	530 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○
HSX0018	550 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○
HSX0019	580 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○
HSX0020	600 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○

PROFONDEUR

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
HSX0021	330 mm	○	○
HSX0022	360 mm	○	○
HSX0023	380 mm	○	○
HSX0024	410 mm	○	○
HSX0025	430 mm	○	○
HSX0026	460 mm	○	○
HSX0027	480 mm	○	○
HSX0028	510 mm	○	○
HSX0029	530 mm	○	○
HSX0030	550 mm	○	○

Invacare® Flo-tech Image



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 1B pour risque d'escarre faible à moyen.

Le coussin **Flo-tech Image** est composé d'une poche ischiatique de gel viscofluide sur une base en mousse HR recouverte d'une housse **Standard Noire** (bi-extensible) recouvrant une housse PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Le gel viscofluide augmente la zone de contact au niveau de la zone sacrée et limite les risques de friction et de cisaillement.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
----------	----------------------	-----------------------

Coussin **Flo-tech Image** en gel viscofluide sur base en mousse HR

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

Code	Description	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
1511196	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	405 mm	216,67 €	260,00 €
1523771	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	430 mm		
1526412	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	455 mm		
1511197	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	405 mm		
1511200	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	430 mm		
1526413	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	455 mm		
1511198	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	405 mm		
1523772	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	430 mm		
1526414	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	455 mm		
1511199	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	405 mm		
1523813	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	430 mm		
1526415	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	455 mm		
1526417	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	405 mm		
1526416	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	455 mm		



+ 0,17 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Flo-tech Lite



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.

Le coussin Flo-tech Lite est composé à 100% en mousse haute résilience et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante) et d'une housse Platilon, 100% imperméable pour éviter la contamination du support.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac

Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Coussin Flo-tech Lite en mousse HR					
Hauteur 78 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier					
Poids max utilisateur : 127 kg			Largeur	Profondeur	
1575607		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	405 mm	 
1575609		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	405 mm	
1575611		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	405 mm	
1575613		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	405 mm	
1575615		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	405 mm	
1575617		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	405 mm	
1575608		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	455 mm	
1575610		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	455 mm	
1575612		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	455 mm	
1575614		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	455 mm	
1575616		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	455 mm	
1575618		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	455 mm	
			108,33 €	130,00 €	
<i>+ 0,17 € d'éco-participation</i>					

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® **Matrx® Contour Visco^{NG}**



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.
Le coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** est composé à 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante). Une seconde housse noire identique est également livrée avec le coussin. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le coussin pour réduire les pressions du fait de l'augmentation des zones de contact.

Le coussin est biseauté à l'avant afin d'éviter tout frottement avec le creux poplité et de permettre la traction podale.

Code LPPR : 1204839

Coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** en mousse Viscoélastique Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
Poids mini utilisateur : 40 kg - Poids max utilisateur : 80 kg					67,50 €	81,00 €	81,00 €
1631201		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	405 mm			
1631202		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	430 mm			
1631203		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	455 mm			
1631204		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	405 mm			
1631205		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	430 mm			
1631206		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 100 kg							
1631207		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	405 mm			
1631208		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	430 mm			
1631209		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	455 mm			
1631210		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	405 mm			
1631211		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	430 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 110 kg							
1631212		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	455 mm			
1631213		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	405 mm			
1631214		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	430 mm			
1631215		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 120 kg							
1631216		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	405 mm			
1631217		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	430 mm			
1631218		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	455 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

Coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** en mousse Viscoélastique pour fauteuil de Confort Rea Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
			Largeur	Profondeur			
1631220		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 100 kg	355 mm	530 mm			
1631221		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 120 kg	405 mm	530 mm			
1631223		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 130 kg	455 mm	530 mm			
1631224		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 140 kg	505 mm	530 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

Coussin **Flo-tech® Contour Visco** en mousse Viscoélastique et mousse HR Hauteur 90 mm

Code LPPR 1255274 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
			Largeur	Profondeur			
1525562		Invacare® Flo-tech® Contour Visco - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 125 kg	605 mm	555 mm			

+ 0,17 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

