


	Ocean Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo (mit 24"-Rädern)	Ocean 24" Ergo XL (mit 24"-Rädern)	Ocean VIP Ergo mit Sitzwinkelverstellung	Ocean Dual VIP Ergo mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung
Standardversion mit vier gebremsten Lenkrollen und Fußstützen ohne Toilettentopf und -halter	1604208	1604210	1604209	1604212	1603139	1603719
In Standardversion bereits enthaltene Optionen (inklusive)	-	XL-Rücken	24" Räder	XL-Rücken, 24" Räder	Kopfstütze	Kopfstütze, absenkbarer Rücken, Kippstützen
Standardversion + Toilettentopfhalter + Topf	1641987	1641989	1641991	-	1641995	1642118
Standardversion + Toilettentopfhalter + Topf + Softsitz (schüsselförmiger Ausschnitt)	1641988	1641990	1641992	-	1642029	1642628
Hilfsmittelverzeichnisnummer	18.46.01.2021	18.46.01.3004	18.46.01.0028	18.46.01.1003	18.46.01.4003	18.46.01.4002
XL Armlehnen (zusätzlich)	-	18.99.99.0203	-	18.99.99.0203	-	-
Absenkbarer Rücken (zusätzlich)	-	-	-	-	-	18.99.99.0099

Abmessungen	in neutraler Sitzposition			in neutraler Sitzposition		
	Sitzbreite	(A) 480 mm	(A) 480 mm	(A) 480 mm	(A) 480 mm	(A) 480 mm
Sitztiefe	(B) 480 mm	(B) 480 mm	(B) 480 mm	(B) 480 mm	(B) 480 mm	(B) 480 mm
Sitzhöhe 6-stufig	(C) 440 - 600 mm	(C) 440 - 600 mm	(C) 440 - 600 mm	(C) 475 - 600 mm	(C) 475 - 600 mm	(C) 475 - 600 mm
Gesamtbreite	(D) 565 mm	(D) 645 mm	(D) 670 mm	(D) 670 mm	(D) 565 mm	(D) 565 mm
Gesamttiefe	(F) 905 mm	(F) 905 mm	(F) 1050 mm	(F) 1050 mm	(G) ca. 1000 mm Gekippt: ca. 1520 mm Gekippt und Rückenlehne geneigt (nur Ocean Dual VIP): ca. 1700 mm	1085 mm
Gesamthöhe ohne Kopfstütze	(E) 985 - 1145 mm	(E) 985 - 1145 mm	(E) 1010 - 1170 mm	(E) 1045 - 1170 mm	(F) 1052 - 1202 mm	(F) 1052 - 1202 mm
Gesamthöhe mit Kopfstütze	-	-	-	-	(E) 1052 - 1340 mm	(E) 1052 - 1340 mm
Abstand Ausschnitt - hinterste Kante Stuhl (Überfahrbarkeit Toilette)	(O) 200 mm	(O) 200 mm	(O) 355 mm	(O) 355 mm	(R) 295 mm	(P) 380 mm
Tiefe ohne Fußstützen	(G) 700 mm	(G) 700 mm	(G) 850 mm	(G) 850 mm	(H) 742 mm	(H) 742 mm
Fußplattentiefe	(H) 160 mm	(H) 160 mm	(H) 160 mm	(H) 160 mm	(I) 160 mm	(I) 160 mm
Höhe bis Armlehnen	(C+I) 655 - 890 mm	(C+I) 693 - 890 mm	(C+I) 655 - 890 mm	(C+I) 728 - 890 mm	(C+I) 688 - 889 mm	(C+I) 688 - 889 mm
Höhe Fußstützen - Sitz in Abständen von 25 mm	(J) 260 - 570 mm	(J) 260 - 570 mm	(J) 260 - 570 mm	(J) 295 - 570 mm	(K) 319 - 469 mm	(K) 319 - 469 mm
Höhe Boden - Sitzunterkante	(N) 365 - 525 mm	(N) 365 - 525 mm	(N) 365 - 525 mm	(N) 400 - 525 mm	(O) 400 - 525 mm	(O) 400 - 525 mm
Höhe Sitz - Armlehnen	(I) 215 mm/ 253 mm/ 290 mm	(I) 253 mm/ 290 mm	(I) 215 mm/ 253 mm/ 290 mm	(I) 253 mm/ 290 mm	(J) 213 mm/ 251 mm/ 289 mm	(J) 213 mm/ 251 mm/ 289 mm
Abstand zwischen den Armlehnen*	(K) 475 mm	(K) 555 mm	(K) 475 mm	(K) 555 mm	(L) 475 mm	(L) 475 mm
Breite Ausschnitt Sitzplatte	(M) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)	(M) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)	(M) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)	(M) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)	(N) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)	(N) 250 mm (Oberseite) 182 mm (Unterseite)
Tiefe Ausschnitt Sitzplatte	(L) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)	(L) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)	(L) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)	(L) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)	(M) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)	(M) 350 mm (Oberseite) 300 mm (Unterseite)
Sitzwinkelverstellung	-	-	-	-	-5° - 40°	-5° - 40°
Rückenwinkelverstellung	-	-	-	-	-	5° - 35°
Abstufung Höhenverstellung	(C) 25 mm	(C) 25 mm	(C) 25 mm	(C) 25 mm	(C) 25 mm	(C) 25 mm
Ø Lenkrollen	(R) 5" (127 mm)	(R) 5" (127 mm)	(R) 5" (127 mm)	(R) 5" (127 mm)	(T) 5" (127 mm)	(T) 5" (127 mm)
Ø Antriebsräder	-	-	(Q) 24" (610 mm)	(Q) 24" (610 mm)	-	-
Abstand zwischen den Seitenteilen (innen) für Überfahrbarkeit Toilette	(P) 405 mm	(P) 405 mm	(P) 405 mm (360 mm Radnabe)	(P) 405 mm (360 mm Radnabe)	(Q) 385 mm	(Q) 385 mm
Höhe Boden - Grundrahmen	-	-	-	-	(U) 172 mm	(U) 172 mm
Kopfstütze (Standard) H x B x T	-	-	-	-	100 x 242 x 26 mm	100 x 242 x 26 mm
Rückenhöhe Bezug	390 mm	350 mm	390 mm	350 mm	445 mm	430 mm



Weiteres						
Gewicht	17 kg	18 kg	23 kg	24 kg	23,5 kg	28,3 kg
Belastbarkeit	150 kg	180 kg	150 kg	180 kg	150 kg	150 kg
Farbe	Weiß/Grau	Weiß/Grau	Weiß/Grau	Weiß/Grau	Weiß/Grau	Weiß/Grau

*Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Abstand zwischen den Armlehnen.

Detaillierte Informationen in der Gebrauchsanweisung und unter www.invacare.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.