



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Action^{®3}** **NG** CE

HMV-Nr.: 18.50.02.2074
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 1.355,00 €

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€
CEB0026	Invacare® Action^{®3} NG	1.355,00
CEBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage
ALBER ZUSATZANTRIEBE		
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.		
CEB0070	Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Standard, Verstärkt oder Leichtgewicht) (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Armlehne Hemi, pannensichere Bereifung, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Transfer-Kit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Ankipphilfen)	432,00
CEB0080	Halterung Alber Viamobil V25 (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, abklappbarer Rücken, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter)	432,00
CEB0090	Halterung Alber Viamobil Eco V14(120kg) (NC: Doppelgreifreifen, Einhandhebelantrieb, Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, faltbare Rückenstrebe, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfen)	432,00
ANTRIEBSVERSION		
CEB0100	Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>



SITZ		
SITZBREITE		
CEB0180	380 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CEB0190	405 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CEB0200	430 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CEB0210	455 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CEB0220	480 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CEB0230	505 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
SITZTIEFE		
CEB0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

SITZHÖHE						
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)					
	385	410	435	460	485	510
8" - 24"						4)
6" - 24"			3)			
6" - 22"		2)				
5 1/2" - 24"			3)			
5 1/2" - 22"						
5" - 22"	1)	2)				

- 1) NC: Trommelbremse, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Armlehnen Nr. 2, Armlehnenrohre, Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte
- 2) NC: Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte
- 3) NC: Armlehnen Nr. 2
- 4) NC: Armlehnenrohre

SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG


CEB0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen		◆		
RÜCKEN					
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipprädern)					
CEB0380	0°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		○		
CEB0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		◆		
CEB0420	7°, 510 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		50,00		
CEB0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm (NC: Invacare Matr [®] Rücken, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		106,00		
CEB0395	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare [®] Matr [®] -Rücken, Nackenstütze, Invacare [®] Matr [®] Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)		71,00		
CEB0396	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, höhenverstellbare Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare [®] Matr [®] -Rücken, Nackenstütze, Invacare [®] Matr [®] Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)		123,00		
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+1 Klettbänder, CEB0477)					
CEB0431	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Infusionshalter)		205,00		
CEB0432	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: laterale Positionierungspads)		205,00		
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN					
CEB0455	430 mm, auf 400 mm einstellbar (NC: Invacare Matr [®] Rücken bis Rückenhöhe 310 mm, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		81,00		
MATR[®]-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: Rückenpolster, Rückenstreben, laterale Positionierungspads)					
CEB0451	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		725,00		
CEB0452	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		725,00		
CEB0453	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		725,00		
CEB0454	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		725,00		
CEB0456	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		725,00		
CEB0461	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		725,00		
CEB0462	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		725,00		
CEB0457	Invacare Matr [®] Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		725,00		
CEB0458	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		877,00		
CEB0459	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		877,00		
CEB0466	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		877,00		
CEB0467	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		877,00		
CEB0468	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		877,00		
CEB0463	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		877,00		
CEB0464	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		877,00		
CEB0469	Invacare Matr [®] Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		877,00		
RÜCKENBREITE INVACARE MATR[®] RÜCKEN					
CEB0482	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○		
CEB0483	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○		
CEB0484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○		
CEB0485	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○		
CEB0486	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○		
CEB0487	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○		
CEB0488	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○		

	Invacare Matrix Rückenbreite	Sitzbreite in mm									
		mm	380	405	430	455	480				505
		360	✓	✗	✗	✗	✗				✗
380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗				
410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗				
430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗				
460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗				
480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓				
510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓				

RÜCKENPOLSTER										
CEB0471	Standard, fest (Jemima) (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze)								○	
CEB0474	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche								○	
CEB0475	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Standard-Überwurf								◆	
CEB0477	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CEB0431/CEB0432)									111,00
CEB0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)									111,00
CEB0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)									96,00
CEB0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)									160,00
CEB0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)									173,00

BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN										
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband										
CEB0510/0610	Rechts								◆	
CEB0560/0630	Links								◆	
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)										
CEB0520/0610	Rechts									106,00
CEB0570/0630	Links									106,00
Amputationsbeinstütze										
CEB0545	Rechts									161,00
CEB0595	Links									161,00
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE										
CEB0611	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)									195,00

ARMLEHNEN / SEITENTEILE										
Armlehnen Nr. 1, Paar (abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeneinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus), in Schwarz										
CEB0640/0740	Desk (NC: Therapietisch)								○	
CEB0650/0750	Lang								○	
Armlehnen Nr. 2, Paar (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm), in Schwarz										
CEB0660/0760	Desk (NC: Therapietisch)								○	
CEB0670/0770	Lang								◆	
Armlehnen Nr. 3, Paar (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm), in Schwarz										
CEB0680/0780	Desk (NC: Therapietisch)									212,00
CEB0690/0790	Lang									212,00
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz										
CEB0732	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)									134,00
CEB0832	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)									134,00
Armlehnrohr, abschwenkbar, gepolstert, inkl. Radspritzschutz (bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird die Wahl eines Sitzkissens empfohlen), in Schwarz										
CEB0739	Rechts (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)									123,00

	0480
	0510 / 0560 0520 / 0570
	0545 / 0595 0610 / 0630
	0611
	0640 / 0740 0660 / 0760
	0680 / 0780
	0732 / 0832
	0739 / 0839

CEB0839	Links (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		123,00	
POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CEB0849	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		65,00	 0849
CEB0869	Invacare® Matrx® Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00	
CEB0871	Invacare® Matrx® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 120 mm		349,00	
CEB0876	Invacare® Matrx® Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm		698,00	
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CEB0878	Sitztiefe 400 mm			<input type="radio"/>
CEB0879	Sitztiefe 450 mm			<input type="radio"/>
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CEB0882	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00	 0882
CEB0905	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		81,00	
CEB0908	Kopfstütze Invacare® Matrx® , multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare® Matrx® -Rücken, nicht mit Rückenstreben)		369,00	 0908  0930
CEB0930	Einstellbares Wadenband		20,00	
CEB0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		25,00	
CEB0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte		71,00	
CEB0940	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+I und 7+I Klettbinden)		61,00	
CEB0945	Faltbare Rückenstrebe (NC: Infusionshalter)		98,00	
CEB0955	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. I			<input type="radio"/>
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				
RAHMENFARBEN				
CEB0961	Schiefergrau			◆
CEB0964	Perlweiß			○
CEB0965	Grün-Metallic			○
CEB0966	Schwarz-Matt			○
CEB0969	Rot-Matt			○
CEB0972	Türkis-Blau			○
CEB0974	Marineblau			○
CEB0976	Violett			○
CEB0980	Schwarz-Metallic			○
CEB0991	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)			auf Anfrage
VORDERRADAUFNAHME				
CEB0995	Standard			◆
CEB0996	Leichtgewicht		50,00	
VORDERRÄDER				
CEB1010	8" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>
CEB1030	8" x 2" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>
CEB1035	6" x 1 1/4" pannensicher mittelhart, Schwarz			<input type="radio"/>
CEB1050	6" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>
CEB1056	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz			◆
CEB1054	5" x 1" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>
 1030 1035 1056 1054				
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CEB1066	22" (NC: Lenco Primo Sentinels Bereifung)			<input type="radio"/>
CEB1068	24"			◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CEB1071	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)			◆
CEB1072	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		153,00	

CEBI073	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
CEBI076	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen), (NC: Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)		○	153,00
HINTERRADBEREIFUNG				
CEBI082	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
CEBI084	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
CEBI088	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
CEBI092	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für Hinterrad Leichtgewicht		○	
GREIFREIFEN				
CEBI140	Aluminium eloxiert		◆	
CEBI150	Kunststoff beschichtet, Schwarz, rutschfest		○	81,00
HINTERRADACHSE				
CEBI180	Steckachse		◆	
RADSTAND				
CEBI190	Standard Hinterradposition, 25 mm vor dem Rückenrohr		◆	
CEBI200	Passive Hinterradposition, 25 mm hinter dem Rückenrohr		○	
CEBI201	Radstandsverlängerung für Amputierte (einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr) (Nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)		○	28,00
EXTRAS				
CEBI230	Luftpumpe mit Halter		○	10,00
CEBI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder		○	121,00
CEBI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder		○	121,00
BREMSEN				
CEBI270	Druckbremse		◆	
CEBI275	Ziehbremse		○	26,00
CEBI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)		○	225,00
CEBI320	Einhandbremse rechts (inkl. Bremshebelverlängerung)		○	83,00
CEBI330	Einhandbremse links (inkl. Bremshebelverlängerung)		○	83,00
CEBI331	Trommelbremse und Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		○	312,00
CEBI332	Trommelbremse und Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		○	312,00
ZUBEHÖR				
CEBI345	Transportbefestigungshaken		○	36,00
CEBI360	Beckengurt mit Klippverschluss(NC: Bodypoint Hüftgurte)		○	28,00
CEBI361	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		○	101,00
CEBI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		○	109,00
CEBI363	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		○	130,00
CEBI364	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		○	136,00
CEBI365	Transferkit (4" Räder)		○	102,00
CEBI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)		○	85,00
CEBI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		○	102,00
CEBI380	Passive Beleuchtung		◆	
CEBI390	Bremshebelverlängerung, Paar		○	28,00
CEBI430	Stockhalter		○	20,00
CEBI440	Ankipphilfe rechts		○	20,00
CEBI441	Ankipphilfe links		○	20,00
CEBI451	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)		○	112,00
CEBI480	Therapietisch, aufschiebbar		○	143,00
	Summe			



1082 1084 1088



1092



1270



1345

1361 / 1362



1363 / 1364



1365



1370



1375



1380



1390



1451



1440 / 1441



1480