



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® Action® AMPLA™ **CE**

Benutzergewicht: **max. 300 kg**

Grundpreis: 5.047,00 €


Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€			
SMB0001	Invacare Action AMPLA	5.047,00			
SMBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage			
ANTRIEBSVERSION					
SMB0500	Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>			
SITZ					
SITZBREITE					
SMB1020	605 mm	<input type="checkbox"/>			
SMB1030	655 mm	<input type="checkbox"/>			
SMB1040	705 mm	<input type="checkbox"/>			
SMB1050	755 mm	<input type="checkbox"/>			
SITZTIEFE					
SMB1100	Effektive Sitztiefe 460 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 495 mm (B)	<input checked="" type="checkbox"/>			
SMB1110	Effektive Sitztiefe 510 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 545 mm (B)	<input type="checkbox"/>			
Sitztiefe in mm	Sitzbreite in mm				
	(MM)	605	655	705	755
	460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SITZHÖHE (der Sitzwinkel beträgt immer 1°)					
SMB1220	430 - 455 mm; voreingestellt auf 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>			
SMB1230	430 - 455 mm; voreingestellt auf 455 mm	<input type="checkbox"/>			
Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)			
		430	455		
	370				
	395				
	420	<input type="checkbox"/>			
445		<input type="checkbox"/>			
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG					
SMB1300	Nylonbespannung	<input checked="" type="checkbox"/>			
RÜCKEN					
RÜCKENAUSFÜHRUNG: abklappbarer Rücken inkl. Verriegelung auf der Sitzfläche					
SMB2000	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 450 mm	<input type="checkbox"/>			
SMB2010	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>			
RÜCKENPOLSTER					
SMB2100	Standard, fest	<input checked="" type="checkbox"/>			
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN					
Beinstützenoberteil rechts					
SMB3110	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, rechts	<input checked="" type="checkbox"/>			
Beinstützenoberteil links					
SMB3210	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, links	<input checked="" type="checkbox"/>			
Fußplatten rechts					
SMB3400	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	153,00			
SMB3420	Hochklappbar, fest, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	<input checked="" type="checkbox"/>			



2000/2010



3110/3210

SMB3450	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3470	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
Fußplatten links						
SMB3500	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3520	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		◆			
SMB3550	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3570	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
Einstellmöglichkeiten der Fußplatte mit langem Einschubrohr						
		Unterschenkelänge				
Sitzhöhe		445	465	485	505	525
	380					
	405					
	430					
	455					
TRANSFERHILFE						
SMB4110	Transferhilfe rechts		◆			
SMB4210	Transferhilfe links		◆			
POSITIONIERUNGSOPTIONEN						
INVACARE SITZKISSEN						
SMB5000	Standard-Sitzkissen (Tiefe: 560 mm); max. Nutzergewicht: 300 kg		92,00			
RAHMENFARBEN						
SMB6010	Delfin-Grau		◆			
SMB6099	Sonderfarbe gem. Kundenwunsch; bitte gewünschten RAL-Ton angeben		514,00			
FARBAKZENTE						
SMB6500	Lagunen-Blau		○			
VORDERRÄDER						
SMB7010	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		◆			
HINTERRÄDER						
HINTERRADAUSFÜHRUNG, mit schwarzen Kunststoffspeichen						
SMB7100	24" x 1" pannensicher; Schwarz, inkl. Alu-Greifreifen in Schwarz		◆			
HINTERRADACHSE						
SMB7200	Steckachse		◆			
BREMSEN						
SMB8000	Druckbremse		◆			
SICHERHEITZUBEHÖR						
SMB8500	Transport-Befestigungskit		153,00			
SMB8510	Beckengurt		81,00			
SMB8520	Kippschutz, Paar		98,00			
SONSTIGES ZUBEHÖR						
SMB9050	Höhenverstellbarer Schiebebügel		205,00			
SMB9060	Passierfunktion mit Anti-Kipp-Funktion, empfohlen für SB 605-755 mm		411,00			

