



Bestellung

Yes, you can.®

Angebot

Tel. 07562 700-99 • rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® MyOn^{HC} Rigid CE

HMV-Nr.: I8.50.03.5002
Benutzergewicht: **max. 100 bzw. 130 kg**

Grundpreis: 2.107,00 €

Kunden-Nr.: _____



Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = Beschreibung	kg	€
SJF0100	Invacare® MyOn^{HC} Rigid Standardkonfiguration: - Aktiv-Rollstuhl mit festem 80°-Vorderrahmen - fester 90°-Rücken - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit festen langen Schiebegriffen - gepolsterte, anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung - hochklappbare Fußplatten - abnehmbarer Radspritzschutz - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305-530 mm), 7 Sitztiefen (350-500 mm), 8 vorderen Sitzhöhen (360-535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360-510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelängen 160-525 mm - Auswahl aus 10 Standard-Farben - 5" x 1.3/8" Alu-Softroll Vorderräder, 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse		2.107,00
SJFSPEC	Sonderbau		auf Anfrage

RAHMENAUSFÜHRUNG


SJF0200	Invacare® MyOn ^{HC} Rigid mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte)		<input type="checkbox"/>		0200		0210
SJF0210	Invacare® MyOn ^{HC} Rigid mit festem 80°-Vorderrahmen		<input checked="" type="checkbox"/>				

ANTRIEBSVERSION

SJF0300	Greifreifenantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>		
---------	--------------------	--	-------------------------------------	--	--


SITZ

SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)

SJFI000	305 mm ^{1) 2) 3) 4)}		<input type="checkbox"/>	 <p>Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.</p>
SJFI010	330 mm ^{1) 2) 3)}		<input type="checkbox"/>	
SJFI020	355 mm ^{1) 3)}		<input type="checkbox"/>	
SJFI030	380 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI040	405 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI050	430 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI060	455 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI070	480 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI075	505 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI078	530 mm ¹⁾		<input type="checkbox"/>	

- 1) Nur mit Standard-Sitzkissen
- 2) NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm
- 3) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, feste Rückenstrebe
- 4) NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken

SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)

SJFI100	350 mm ^{1) 2)}		<input type="checkbox"/>	 <p>Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.</p>
SJFI110	375 mm ²⁾		<input type="checkbox"/>	
SJFI120	400 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI130	425 mm		<input type="checkbox"/>	
SJFI140	450 mm		<input type="checkbox"/>	


Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge. **225**

SJFI150	475 mm		<input type="radio"/>
SJFI160	500 mm		<input type="radio"/>
SJFI170	350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) ²⁾		<input type="radio"/>
SJFI180	400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm)		<input type="radio"/>
SJFI190	450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm)		<input type="radio"/>


1) NC: Winkeleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder
 2) NC: Hinterradposition 1 (bei ST 350 mm auch Hinterradposition 2), Armlehnenrohre, Invacare® **Matrx**® Sitzkissen

		Sitzbreite in mm											
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	
Sitztiefe in mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	375	x	x	x	x	x	x	x	x				
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	475				x	x	x	x	x	x	x	x	
	500				x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	Max. Nutzergewicht 100 kg					x	Max. Nutzergewicht 130 kg				

SITZHÖHE VORN (gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden)			
SJFI200	360 mm (NC: 4"x1.3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 mm und UL 400-525 mm und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500 mm)		<input type="radio"/>
SJFI210	385 mm (NC: 4", 5"x1.3/8" Alu-Softroll, 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525 mm)		<input type="radio"/>
SJFI220	410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder)		<input type="radio"/>
SJFI230	435 mm (NC: 7" Vorderrad)		<input type="radio"/>
SJFI240	460 mm		<input type="radio"/>
SJFI250	485 mm		<input type="radio"/>
SJFI260	510 mm (NC: 4" Vorderräder)		<input type="radio"/>
SJFI270	535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, 350 - 400 mm)		<input type="radio"/>



SITZHÖHE HINTEN (gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden; Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9°; SHv muss immer höher als SHh sein)			
SJFI300	360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz)		<input type="radio"/>
SJFI310	385 mm		<input type="radio"/>
SJFI320	410 mm		<input type="radio"/>
SJFI330	435 mm		<input type="radio"/>
SJFI340	460 mm		<input type="radio"/>
SJFI350	485 mm (NC: 22"-Hinterräder)		<input type="radio"/>
SJFI360	510 mm, nur mit 25"-Hinterrädern		<input type="radio"/>




Sitzhöhe vorn (SHv)		➔	Sitzhöhe hinten (SHh)			
360			360			
385			385	360		
410			410	385	360	
435			435	410	385	
460			460	435	410	
485			485	460	435	
510			510	485	460	
530				510	485	

mögliche Sitzhöhen hinten

SITZPOLSTER			
SJFI520	Anpassbare Sitzbespannung, tiefeinstellbar (-50 mm)		◆



RÜCKEN			
1) RÜCKENAUSFÜHRUNG			
SJF2000	Fester Rückenwinkel 90°		◆
SJF2010	Winkeleinstellbarer Rücken -15° - +15°, 90° voreingestellt	153,00	
SJF2020	Winkeleinstellbarer u. faltbarer Rücken -15° bis +15°, abklappbar und auf Sitzfläche verriegelbar	205,00	
Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit Auswahl der Rückenhöhe FEST (2)			



	ODER! Auswahl Rückenhöhe EINSTELLBAR (3) in Verbindung mit Schiebegriffen (4)		
2) RÜCKENHÖHE FEST (Bespannung bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar)			
SJF2130	Fester Rücken, 7°, Höhe 300 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)		○
SJF2140	Fester Rücken, 7°, Höhe 325 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)		○
SJF2143	Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)		○
SJF2150	Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit festen langen Schiebegriffen (NC: Transportbefestigungskit)		○
SJF2153	Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit festen langen Schiebegriffen		◆
SJF2160	Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit festen langen Schiebegriffen		○
SJF2163	Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit festen langen Schiebegriffen		○
SJF2170	Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit festen langen Schiebegriffen		○
SJF2173	Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit festen langen Schiebegriffen		○
3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (Die Wahl eines Invacare® Matrux® Positionierungsrückens schränkt den Einstellbereich der Rückenhöhe ein.)			
SJF2300	Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt		50,00
SJF2310	Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt		50,00
4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE)			
SJF2400	Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe)		◆
SJF2410	Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest)		215,00
SJF2420	Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick (NC: Invacare Matrux Rücken)		195,00
Invacare® Matrux®-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: FESTE RÜCKENSTREBE)			
Bei Wahl eines Invacare® Matrux® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. Der Einstellbereich der höhenverstellbaren Rückenrohre wird eingeschränkt.			
SJF2430	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 160 mm		725,00
SJF2432	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 210 mm		725,00
SJF2434	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 260 mm		725,00
SJF2436	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 310 mm		725,00
SJF2438	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 360 mm		725,00
SJF2460	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 410 mm		725,00
SJF2465	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 460 mm		725,00
SJF2440	Invacare Matrux Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 510 mm		725,00
SJF2442	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 160 mm		877,00
SJF2444	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 210 mm		877,00
SJF2446	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 260 mm		877,00
SJF2448	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 310 mm		877,00
SJF2452	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 360 mm		877,00
SJF2470	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 410 mm		877,00
SJF2475	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 460 mm		877,00
SJF2478	Invacare Matrux Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 510 mm		877,00
RÜCKENBREITE Invacare® Matrux® RÜCKEN (bitte nachstehende Konfigurationstabelle beachten)			
SJF2481	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○
SJF2482	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○
SJF2484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○
SJF2486	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○
SJF2488	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○
SJF2490	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○
SJF2492	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○



feste kurze Schiebegriffe

feste lange Schiebegriffe



2300/2310



2400

2410

2420

	Invacare Matrix Rückenbreite	Sitzbreite in mm														
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505					530
		360	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X					
380	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X					
410	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X					
430	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X					
460	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X					
480	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X					
510	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓					





RÜCKENPOLSTER			
SJF2500	Ohne Rückenbespannung		○
SJF2505	Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche (NC: feste Rückenstrebe)		○
SJF2510	Gepolsterte Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche		◆




BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS			
SJF3000	Ohne Beinstütze rechts		- 25,00
SJF3010	70° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3020	80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3030	90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJF3040	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° rechts, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelänge größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3050	Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00
BEINSTÜTZENOBerteile LINKS			
SJF3100	Ohne Beinstütze links		- 25,00
SJF3110	70° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3120	80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3130	90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJF3140	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° links, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelänge größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm und einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3150	Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00
FUSSPLATTEN RECHTS (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3200	Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3210	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar rechts		○
EINTEILIGES FUSSBRETT (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3230	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar (NC: Einschubrohre für wegschwenkbaren Beinstützen)		202,00
FUSSPLATTEN LINKS (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3300	Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3310	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar links		○

	
2505	2510
	
3010/3110	3020/3120
	
	3030/3130
	
	3040/3140
	
	3050/3150
	
	3200/3300
	
	3210/3310
	
	3230

EINSCHUBROHR FÜR VORDERRAHMEN MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3400	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter)		<input type="radio"/>
SJF3410	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm		<input type="radio"/>
SJF3420	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm		<input type="radio"/>
SJF3430	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm		<input type="radio"/>
EINSCHUBROHR FÜR FESTEN VORDERRAHMEN (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3440	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm		<input type="radio"/>
SJF3450	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm		<input type="radio"/>
ARMLEHNEN / SEITENTEILE			
KLEIDERSCHUTZ/RADSPRITZSCHUTZ			
SJF3700	Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz		<input type="radio"/>
SJF3750	Kleiderschutz (NC: Armlehnen)		<input type="radio"/>
SJF3800	Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse)		<input checked="" type="checkbox"/>
ARMLEHNEN RECHTS			
SJF4000	Ohne Armlehne, rechts		<input type="radio"/>
SJF4010	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts (NC: Hinterradposition 1 und 2)		<input type="radio"/>
SJF4020	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts		<input type="radio"/>
SJF4030	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4040	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4050	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, rechts	123,00	
ARMLEHNEN LINKS			
SJF4100	Ohne Armlehne links		<input type="radio"/>
SJF4110	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, links (NC: Hinterradposition 1 und 2)		<input type="radio"/>
SJF4120	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, links		<input type="radio"/>
SJF4130	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, links	106,00	
SJF4140	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, links	106,00	
SJF4150	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, links	123,00	
SITZOPTIONEN			
SJF5000	Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug		31,00
INVACARE MATRX FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5010	Invacare® Matrx ® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00
SJF5030	Invacare® Matrx ® Flo-tech ® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00
SJF5044	Invacare® Matrx ® Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		698,00
SITZTIEFE FÜR Invacare® Matrx® FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5050	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>
SJF5052	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>
SJF5054	Sitztiefe 500 mm		<input type="radio"/>
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
SJF5400	Einstellbares Wadenband		20,00
SJF5600	Feste Rückenstrebe (NC: Invacare Matrx Kopfstütze)		61,00
SJF5650	Kopfstütze Invacare Matrx, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur für Invacare Matrx Rücken)		369,00
SJF5700	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
FARBEN			
RAHMENFARBE			
SJF6000	Perlweiß		<input type="radio"/>
SJF6010	Anthrazit-Schwarz		<input type="radio"/>



SJF6015	Marineblau		<input type="radio"/>																																																										
SJF6030	Rubinrot		<input type="radio"/>																																																										
SJF6040	Limonengrün		<input type="radio"/>																																																										
SJF6045	Violett		<input type="radio"/>																																																										
SJF6060	Silbergrau		<input type="radio"/>																																																										
SJF6070	Matt-Schwarz		<input type="radio"/>																																																										
SJF6080	Knallgelb		<input type="radio"/>																																																										
SJF6090	Orange		<input type="radio"/>																																																										
COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Vorderradgabeln)																																																													
SJF6100	CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt)		◆																																																										
SJF6110	CPS Türkis		<input type="radio"/>																																																										
SJF6200	CPS Flieder		<input type="radio"/>																																																										
VORDERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																													
SJF7000	4" x 1.1/4" Softroll		<input type="radio"/>																																																										
SJF7040	4" x 1.3/8" Alu-Softroll		<input type="radio"/>																																																										
SJF7055	5" x 1" Pannensicher		<input type="radio"/>																																																										
SJF7070	5" x 1.3/8" Alu-Softroll		◆																																																										
SJF7080	6" x 1" Pannensicher		<input type="radio"/>																																																										
SJF7100	6" x 1.3/8" Alu-Softroll		<input type="radio"/>																																																										
SJF7110	7" x 1.1/4" Pannensicher		<input type="radio"/>																																																										
																																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">Vorderradgröße</th> <td>4"</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn											mm	360	385	410	435	460	485	510	530	Vorderradgröße	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510	530																																																				
Vorderradgröße	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																				
	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																				
HINTERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																													
HINTERRADAUSFÜHRUNG																																																													
SJF7200	22" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, Greifreifen Edelstahl)		<input type="radio"/>																																																										
SJF7230	24" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung)		◆																																																										
SJF7240	24" Leichtgewichts-Hinterrad (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)			153,00																																																									
SJF7250	25" Leichtgewichts-Hinterrad, nur mit 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)			153,00																																																									
																																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">Hinterradgröße</th> <td>22"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>25"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten										mm	360	385	410	435	460	485	510	Hinterradgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓														
Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510																																																					
Hinterradgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																					
	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																					
	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓																																																					
HINTERRADBEREIFUNG																																																													
SJF7302	1 3/8" Pannensichere Bereifung, Schwarz		<input type="radio"/>																																																										
SJF7304	1 3/8" Luftbereifung, Schwarz		◆																																																										
SJF7315	1" Luftbereifung Leichtlauf Schwarz			50,00																																																									
SJF7320	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung			71,00																																																									
																																																													
GREIFREIFEN																																																													
SJF7400	Greifreifen Aluminium		◆																																																										
SJF7410	Greifreifen Edelstahl poliert (nur mit 24" Standard-Hinterrad)			50,00																																																									
SJF7420	Greifreifen mit Anti-Rutsch, schwarz			81,00																																																									
																																																													
HINTERRADACHSE																																																													
SJF7500	Steckachse		◆																																																										
HINTERRADPOSITION																																																													
SJF7600	Hinterradposition 1 (sehr aktiv) (= 100 mm)		<input type="radio"/>																																																										
SJF7610	Hinterradposition 2 (= 75 mm)		<input type="radio"/>																																																										

SJF7620	Hinterradposition 3 (= 50 mm)		◆		
SJF7630	Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm)		○		
RADSTURZ					
SJF7700	Radsturz 0°		○		
SJF7710	Radsturz 1°		◆		
SJF7720	Radsturz 2°		○		
SJF7730	Radsturz 3°		○		
SJF7740	Radsturz 4°		○		
HINTERRADZUBEHÖR					
SJF8000	Speichenschutz, Paar				121,00
BREMSEN					
SJF8100	Druckbremse		◆		8000
SJF8110	Ziehbremse				8100
SJF8120	Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung				8110
SJF8130	Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung				8120
SJF8160	Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder (22" u. 24")				8130
ZUBEHÖR					
SJF8200	Transportbefestigungsset (inkl. Beckengurt)				8200
SJF8300	Beckengurt mit Klippverschluss				8160
SJF8500	Kippschutz rechts (NC: Ankipphilfe rechts)				8300
SJF8550	Kippschutz links (NC: Ankipphilfe links)				8500/8550
SJF8600	Passive Beleuchtung (Hinterrad)		◆		9100/9200
SJF9000	Stockhalter				8600
SJF9100	Ankipphilfe links				
SJF9200	Ankipphilfe rechts				
SERVICEPAUSCHALE					
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)				150,00
BEMERKUNGEN					