



**Bestellung**

**Angebot**

**Yes, you can.®**

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

**KÜSCHALL COMPACT attract**

HMV-Nr.: 18.50.03.0218  
Benutzergewicht: **max. 130 kg**

**Grundpreis: 1.962,00 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Gewicht des Patienten = kg  | €        |  |
|----------|---|----------|--|
| DDY0014  | <b>KÜSCHALL COMPACT attract</b><br><br>Standardkonfiguration:<br>- Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit höheneinstellbarem Fußbügel<br>- 70° Beinstützen mit 2-teiliger Kunststoff-Fußauflage und Wadenband<br>- vielfältig einstellbar<br>- Fester Rücken, ohne Lumbalknick<br>- Anpassbare Rückenbespannung, Standard-Sitzbespannung<br>- Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung<br>- Auswahl aus 8 Sitzbreiten (360 - 500 mm), 8 Sitztiefen (360 - 500 mm), 10 vorderen Sitzhöhen (430 - 520 mm), 10 hinteren Sitzhöhen (400 - 490 mm), 12 Rückenhöhen (330 - 495 mm) und 9 Unterschenkelängen (380 - 460 mm)<br>- Standard-Schiebegriffe, fest, lang<br>- Auswahl aus 4 Standard-Farben<br>- 24" Standard-Hinterräder mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen, leicht, eloxiert<br>- feste Achsposition mit Standard-Achse<br>- Attract-Druckbremse | 1.962,00 |  |

| <b>RAHMEN</b> |                 |  |                                     |
|---------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| DDY0211       | Standard-Rahmen |  | <input checked="" type="checkbox"/> |

**SITZKONFIGURATION**

**SITZBREITE (SB) 360 - 500 mm**

**Doppelkreuzstrebe ab SB 440 mm**

|         |           |  |                          |  |
|---------|-----------|--|--------------------------|--|
| DDY0126 | SB 360 mm |  | <input type="checkbox"/> | <p>Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.</p> |
| DDY0128 | SB 380 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0130 | SB 400 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0132 | SB 420 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0134 | SB 440 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0136 | SB 460 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0138 | SB 480 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |
| DDY0140 | SB 500 mm |  | <input type="checkbox"/> |  |

**SITZTIEFE (ST) 360 - 500 mm**

|         |                         |  |                          |   |
|---------|-------------------------|--|--------------------------|---|
| DDY0412 | ST 360 mm <sup>1)</sup> |  | <input type="checkbox"/> | <p>Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.</p> |
| DDY0415 | ST 380 mm <sup>1)</sup> |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0417 | ST 400 mm <sup>2)</sup> |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0420 | ST 420 mm               |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0422 | ST 440 mm               |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0424 | ST 460 mm               |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0427 | ST 480 mm               |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0429 | ST 500 mm               |  | <input type="checkbox"/> |   |

1) NC: Hinterradposition 1, Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 2)  
2) Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 1 oder 2)

**RÜCKENHÖHE (RH) 330 - 495 mm**

|         |  |  |                          |   |
|---------|--|--|--------------------------|---|
| DDY0585 | Rückenhöhe abhängig von Positionierungsrücken - bitte auswählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist (NC: winkeleinstellbarer Rücken) |  | <input type="checkbox"/> | <p>Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.</p> |
| DDY0506 | RH 330 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0509 | RH 345 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0512 | RH 360 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0514 | RH 375 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0516 | RH 390 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0518 | RH 405 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |
| DDY0520 | RH 420 mm  |  | <input type="checkbox"/> |   |

**214** Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

|         |           |  |  |                       |
|---------|-----------|--|--|-----------------------|
| DDY0522 | RH 435 mm |  |  | <input type="radio"/> |
| DDY0524 | RH 450 mm |  |  | <input type="radio"/> |
| DDY0526 | RH 465 mm |  |  | <input type="radio"/> |
| DDY0528 | RH 480 mm |  |  | <input type="radio"/> |
| DDY0530 | RH 495 mm |  |  | <input type="radio"/> |

**SITZHÖHE VORN (SHv) 430 - 520 mm (bitte die nachfolgende Kombinationstabelle beachten)**

| Sitzhöhe vorn                    |                              |           |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| Vorderrad / Vorderradbefestigung | Hoch montierter Höhenadapter | Standard  |
| 5"                               | 430 - 450                    | 460 - 520 |
| 6"                               | 450 - 470                    | 480 - 520 |
| 7"                               | 480 - 500                    | 510 - 520 |




|         |                          |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|
| DDY0845 | SHv 430 mm <sup>1)</sup> |  |  |
| DDY0846 | SHv 440 mm <sup>1)</sup> |  |  |
| DDY0847 | SHv 450 mm <sup>2)</sup> |  |  |
| DDY0848 | SHv 460 mm <sup>2)</sup> |  |  |
| DDY0849 | SHv 470 mm <sup>2)</sup> |  |  |
| DDY0850 | SHv 480 mm               |  |  |
| DDY0851 | SHv 490 mm               |  |  |
| DDY0852 | SHv 500 mm               |  |  |
| DDY0853 | SHv 510 mm               |  |  |
| DDY0854 | SHv 520 mm               |  |  |

1) NC: 6" und 7" Vorderräder  
2) NC: 7" Vorderräder

**SITZHÖHE HINTEN (SHh) 400 - 490 mm**

Allgemein: SHv-SHh = max. 80 mm  
Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm"  
Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm"

|         |                          |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|
| DDY0945 | SHh 400 mm <sup>1)</sup> |  |  |
| DDY0946 | SHh 410 mm               |  |  |
| DDY0947 | SHh 420 mm               |  |  |
| DDY0948 | SHh 430 mm               |  |  |
| DDY0949 | SHh 440 mm               |  |  |
| DDY0950 | SHh 450 mm               |  |  |
| DDY0951 | SHh 460 mm               |  |  |
| DDY0952 | SHh 470 mm               |  |  |
| DDY0953 | SHh 480 mm               |  |  |
| DDY0954 | SHh 490 mm               |  |  |



1) NC: Kleiderschutz und Radspritzschutz fest

**UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 380 - 460 mm**

Unterschenkellänge max. SHv - 20 mm bei 70°-Beinstützen; SHv - 30 mm bei 90°-Beinstützen

**Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):**

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

**UL = ULpatient - SK**

|         |                         |  |  |
|---------|-------------------------|--|--|
| DDY1679 | UL 380 mm               |  |  |
| DDY1680 | UL 390 mm               |  |  |
| DDY1681 | UL 400 mm               |  |  |
| DDY1682 | UL 410 mm               |  |  |
| DDY1683 | UL 420 mm               |  |  |
| DDY1684 | UL 430 mm               |  |  |
| DDY1685 | UL 440 mm               |  |  |
| DDY1686 | UL 450 mm <sup>1)</sup> |  |  |
| DDY1687 | UL 460 mm <sup>2)</sup> |  |  |

1) NC: Beinstütze 90°  
2) NC: Beinstütze 90°, winkleinstellbare Fußauflagen


**RÜCKEN**

**RÜCKENAUSFÜHRUNG**


|         |  |  |  |        |
|---------|--|--|--|--------|
| DDY0736 | Fester Rücken, ohne Lumbalknick                                  |  |  | ◆      |
| DDY0705 | Fester Rücken, mit Lumbalknick 7,5° (NC: Invacare Matrix Rücken) |  |  | ○      |
| DDY0720 | Winkleinstellbarer Rücken, 82° bis 102°                          |  |  | 184,00 |

**WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkleinstellbarem Rücken)**



|         |                                     |  |  |   |
|---------|-------------------------------------|--|--|---|
| DDY0707 | 82° (nur möglich wenn SHv-SHh=80mm) |  |  | ○ |
|---------|-------------------------------------|--|--|---|




|  |   |     |     |        |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| DDY0718  | 86°   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0709  | 90°   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0719  | 94°   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0711  | 98°   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0712  | 102°  |     |     | ○      |     |     |     |     |
| <b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0700  | Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)  |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0725  | Anpassrücken, einstellbar über Klettbänder, Schwarz-Grau  |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| DDY0735  | Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbänder   |     |     | 164,00 |     |     |     |     |
| DDY0769  | Ohne Rückenpolster (bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist) (NC: Rückenstabilisierungsstange)   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| <b>SCHIEBEGRIFFE</b>   |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0702  | Standard-Schiebegriffe fest, lang   |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| DDY0750  | Ohne Schiebegriffe (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)  |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0751  | Standard-Schiebegriffe fest, kurz (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)   |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY0703  | Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt (NC: Armlehnenrohre)   |     |     | 215,00 |     |     |     |     |
| DDY0733  | Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (NC: Rückenstabilisierungsstange)  |     |     | 195,00 |     |     |     |     |
| DDY0704  | Schiebegriffe abklappbar (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Rückenstabilisierungsstange)   |     |     | 143,00 |     |     |     |     |
| <b>RÜCKENOPTION</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY1491  | Rückenstabilisierungsstange bei hohen RH, abschenkbar, abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert; Standard-Rückenpolster; RH 330 - 390 mm) |     |     | 102,00 |     |     |     |     |
| <b>SITZ</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| <b>SITZBESpannung</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0611  | Standard-Sitzbezug, mit 1 zentralen Klettband, soft   |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| <b>SITZKISSEN</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0600  | Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)  |     |     | 92,00  |     |     |     |     |
| DDY0662  | Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)   |     |     | 698,00 |     |     |     |     |
| <i>Invacare® MatrX® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen</i>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| Sitzbreite in mm   | Sitztiefe in mm   |     |     |        |     |     |     |     |
|  | 360   | 380 | 400 | 420    | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 360  | X   | X   | ✓   | ✓      | X   | X   | X   | X   |
| 380  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 400  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 420  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 440  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 460  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 480  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 500  | X   | X   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0606  | Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen   |     |     | 71,00  |     |     |     |     |
| <b>SITZUBEHÖR</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY0616  | Sitztasche, klein   |     |     | 30,00  |     |     |     |     |
| DDY0617  | Sitztasche, groß  |     |     | 40,00  |     |     |     |     |
| <b>BEINSTÜTZEN</b>   |   |     |     |        |     |     |     |     |
| Besondere Beinstützen, wie Amputationsbeinstützen oder höhenverstellbare Beinstützen können aus dem Produktprogramm von Invacare montiert und geordert werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.<br>Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm"<br>Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm" |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY1540  | Beinstütze 70°  |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| DDY1542  | Beinstütze 90° (NC: 6" / 7"-Vorderräder; UL 450/460 mm, winkeleinstellbare Fußauflage in Verbindung mit SHv <480mm, Fußauflage 2-teilig Kunststoff rückversetzt)                      |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY1555  | Ohne Beinstütze   |     |     | -49,00 |     |     |     |     |
| <b>FUSSAUFLAGEN</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| <b>2-TEILIGE FUSSAUFLAGEN</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY1562  | Fußauflage 2-teilig Kunststoff, vorversetzt   |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| DDY1563  | Fußauflage 2-teilig Kunststoff, rückversetzt  |     |     | ○      |     |     |     |     |
| DDY1573  | Fußauflage 2-teilig, winkeleinstellbar (rückversetzt und vorversetzt montierbar), (NC: 90°-Beinstütze in Verbindung mit SHv <480mm)   |     |     | 246,00 |     |     |     |     |
| <b>BÄNDER</b>  |   |     |     |        |     |     |     |     |
| DDY1530  | Fersenband  |     |     | ◆      |     |     |     |     |
| DDY1534  | Wadenband   |     |     | 20,00  |     |     |     |     |



| <b>SEITENTEILE</b>   |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| <b>SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER (NC: Therapietisch)</b>   |  |  |        |
| DDY1424  | Kunststoff-Seitenteil-Kleiderschutz  |  | ○      |
| DDY1425  | Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit) |  | 102,00 |
| DDY1426  | Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, fest (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)  |  | ◆      |
| DDY1401  | Carbon-Seitenteil - Kleiderschutz  |  | 41,00  |
| DDY1408  | Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax  |  | 328,00 |
| DDY1405  | Carbon-Radspritzschutz fest, festes Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse)   |  | 226,00 |
| <b>SEITENTEILE MIT ARMLEHNENPOLSTER UND KLEIDERSCHUTZ</b>  |  |  |        |
| <b>Gesamtbreite + 20 mm</b>  |  |  |        |
| DDY1416  | Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz   |  | 124,00 |
| DDY1421  | Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz   |  | 124,00 |
| DDY1445  | Küschall-Armlehne mit schwarz konturriertem Bezug, rückschwenkbar; abnehmbar; höhenverstellbar; mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Radsturz 3°)   |  | 195,00 |
| DDY1411  | Armlehnrohre, nicht verriegelnd, höheneinstellbar; abnehmbar; wegschwenkbar; gepolster (NC: Alber Anbau Kit, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)   |  | 41,00  |
| <b>RAHMENFARBE (Hinterrahmen und Kreuzstrebe sind immer in Attract Schwarz verbaut, Vorderrahmen und Beinstützenoberteile erhalten sie in Ihrer gewählten Farbe)</b> |  |  |        |
| DDY0360  | Attract Schwarz  |  | ◆      |
| DDY0307  | Attract Grau   |  | ○      |
| DDY0308  | Attract Blau   |  | ○      |
| DDY0311  | Attract Rot  |  | ○      |
| Für Farbbeispiele schauen Sie bitte in unseren Katalog oder setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.   |  |  |        |
| <b>VORDERRÄDER</b>   |  |  |        |
| <b>VORDERRADGRÖSSE</b>   |  |  |        |
| DDY0810  | 5" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)   |  | ○      |
| DDY0863  | 5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)  |  | ○      |
| DDY0821  | 6" Lufrad (31 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)   |  | 26,00  |
| DDY0820  | 6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)   |  | 26,00  |
| DDY0822  | 7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)   |  | 26,00  |
| <b>HINTERRÄDER</b>   |  |  |        |
| <b>RADSTAND</b>  |  |  |        |
| DDY0250  | Standard-Hinterradbefestigung  |  | ◆      |
| <b>HINTERRADPOSITION</b>   |  |  |        |
| DDY0264  | 1. Position von vorn (aktivste Position) (NC: ST 360/380 mm)   |  | ○      |
| DDY0265  | 2. Position von vorn   |  | ◆      |
| DDY0266  | 3. Position von vorn (am wenigsten aktive Position) (NC: Alber Anbau Kit)  |  | ○      |
| <b>HINTERRADGRÖSSE</b>   |  |  |        |
| DDY0902  | 24"  |  | ◆      |
| <b>RADSTURZ</b>  |  |  |        |
| DDY0282  | 0°   |  | ○      |
| DDY0283  | 3°   |  | ◆      |
| <b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>   |  |  |        |
| DDY0921  | 24" Standard Hinterräder, Greifreifen Aluminium mit 6-Punkt-Befestigung, 24 Speichen und Nabe in schwarz (NC: Greifreifen, Speichenschutz)   |  | ◆      |
| DDY0915  | 24" küschall® Starec-Hinterrad, schwarze Nabe und schwarze Felge, silberne Speichen (2 mm), gekreuzt gespeicht   |  | 123,00 |
| DDY0908  | 24" High-Performance Hinterrad, schwarze Felge und Speichen (1,5 mm), Starec-Nabe, gekreuzt gespeicht  |  | 308,00 |
| DDY0906  | 24" Spinergy LXX, Nabe, Felge und Speichen (3 mm) in Schwarz   |  | 514,00 |
| DDY0923  | 24" Hinterräder mit Trommelbremse (NC: Radsturz 3°, Alber Anbau Kit, kurze Standardschiebegriffe, abklappbare Schiebegriffe, ohne Schiebegriffe)   |  | 370,00 |
| <b>ALBER ANBAU KIT (NC: Hinterradposition 3, 3°-Radsturz, Ankipphilfe, Stockhalter, Hinterräder mit Trommelbremse)</b>   |  |  |        |
| DDY0926  | Twion und E-Motion M25 Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER   |  | 926,00 |
| <b>HINTERRADBEREIFUNG</b>  |  |  |        |
| DDY1014  | 24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe   |  | ◆      |
| DDY1004  | 24" Pannensicher; Schwarz (NC: High-Performance- und Spinergy LXX Hinterräder)   |  | 30,00  |
| DDY1008  | 24" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe   |  | 45,00  |
| DDY1011  | 24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz   |  | 50,00  |



| <b>GREIFREIFEN (NC: 24"-Standard Hinterrad)</b>  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| DDY1113  | 24" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm  |  | ◆      |
| DDY1102  | 24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)   |  | 215,00 |
| DDY1104  | 24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm   |  | 50,00  |
| DDY1106  | 24" Titan, Abstand 30 mm   |  | 215,00 |
| DDY1120  | 24" Carbolife Gekko S, Abstand 30 mm   |  | 442,00 |
| <b>HAND- UND SPEICHENSCHUTZ</b>  |  |  |        |
| DDY1200  | 24" Transparent (NC: 24" Standard Hinterrad)   |  | 143,00 |
| <b>SICHERHEIT</b>  |  |  |        |
| <b>BREMSEN</b>   |  |  |        |
| DDY1311  | Zugbremse „attract“, ST360/380 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 2, ST400 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 1 oder 2 |  | ○      |
| DDY1312  | Druckbremse „attract“  |  | ◆      |
| DDY1306  | Zugbremse Standard   |  | 30,00  |
| DDY1310  | Bremshebelverlängerung für Zugbremse Standard  |  | 46,00  |
| <b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>   |  |  |        |
| Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden |  |  |        |
| DDY1702  | Kippschutz, wegschwenkbar, rechts  |  | 123,00 |
| DDY1703  | Kippschutz, wegschwenkbar, links   |  | 123,00 |
| DDY1704  | Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig  |  | 242,00 |
| DDY1730  | Positionierungsgurt mit Klippverschluss  |  | 50,00  |
| DDY1710  | Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen  |  | ◆      |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR</b>   |  |  |        |
| Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden |  |  |        |
| DDY1729  | Hinterrahmenschutz, angeschraubt   |  | 30,00  |
| DDY1760  | Therapietisch einstellbar, Polycarbonat, nur mit langen Armlehnen, höhenverstellbar und abnehmbar (NC: Kleiderschutz, Radspritzschutz) |  | 287,00 |
| DDY1708  | Ankipphilfe, rechts (NC: Stockhalter rechts, Alber Anbau Kit)  |  | 50,00  |
| DDY1709  | Ankipphilfe, links (NC: Stockhalter links, Alber Anbau Kit)  |  | 50,00  |
| DDY1718  | Ankipphilfe, beidseitig (NC: Stockhalter, Alber Anbau Kit)   |  | 98,00  |
| DDY1706  | Stockhalter, rechts (NC: Ankipphilfe, rechts, Alber Anbau Kit)   |  | 50,00  |
| DDY1707  | Stockhalter, links (NC: Ankipphilfe, links, Alber Anbau Kit)   |  | 50,00  |
| DDY1719  | Stockhalter, beidseitig (NC: Ankipphilfen, Alber Anbau Kit)  |  | 98,00  |
| DDY1712  | küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, rechts  |  | 81,00  |
| DDY1713  | küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, links   |  | 81,00  |
| DDY1717  | Werkzeugsatz   |  | 10,00  |
| <b>RÄDERTASCHE</b>   |  |  |        |
| DDY1728  | 24" Rädertasche für Hinterräder ideal für Transport oder Reise   |  | 77,00  |
| <b>SERVICEPAUSCHALE</b>  |  |  |        |
| I607806  | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)   |  | 150,00 |



**BEMERKUNGEN**