



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Rea® Azalea®



HMV-Nr.: I8.50.02.7065
Benutzergewicht: **max. 135 kg**

Grundpreis: 3.187,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
BNA0010	Rea® Azalea®		3.187,00
BNA8000	Sonderbau		auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION			
BNA0025	22", 24" mit Standard-Radnabe		◆
BNA0030	22", 24" mit Trommelbremse, Bedienung durch Begleitperson		225,00
SITZ			
SITZBREITE			
BNA0040	390 mm (- 20 mm als Option)		○
BNA0050	440 mm (- 20 mm als Option)		◆
BNA0060	490 mm (- 20 mm als Option) (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZBREITENVERSTELLUNG			
BNA0065	Sitzbreitenverstellung + 50 mm		◆
BNA0085	Ohne Sitzbreitenverstellung (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZTIEFE			
BNA0100	430 - 500 mm		◆
SITZHÖHE			
BNA0110	400 mm (NC: einteilige Beinstütze, 8" Vorderräder, 24" Hinterräder, Alber Anbauhalterungen)		○
BNA0120	450 mm (NC: 22" Hinterräder)		◆
SITZWINKEL			
BNA0127	Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°) (NC: elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		○
SITZTYP			
BNA0130	Tiefenverstellbar		◆
BNA0140	Gleitsitz, manuell in der Tiefe verstellbar, erhöht die Sitzhöhe um ca. 35 mm (als Transferhilfe) (NC: Abduktionskeil)		144,00
SITZKISSEN			
BNA0165	Sitzkissen Flo-Shape		◆
BNA0180	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		- 25,00
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
SITZPOLSTERUNG			
BNA0191	Schwarz Velours		○
BNA0201	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BNA0202	Schwarz atmungsaktiv		○
RÜCKEN FLEX III			
RÜCKENBREITENERWEITERUNG			
BNA0205	+50 mm		○
BNA0206	+ 100 mm (NC: Ergorücken)		○
BNA0207	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆







SB




0140



0165


RÜCKENAUSFÜHRUNG																																						
BNA0210	Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Überzug für Anpassrücken, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze, laterale Positionierungspads)		◆																																			
BNA0220	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar; Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze)	270,00																																				
																																						
INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN																																						
NC für alle Invacare® Matrx Positionierungsrücken: Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile																																						
BNA0221	Invacare® Matrx Elite E2 , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt	725,00																																				
BNA0223	Invacare® Matrx Elite E2 Deep , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt	877,00																																				
BNA0225	Invacare® Matrx PB , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt (NC: Invacare Matrx Rückenhöhe 460 mm)	725,00																																				
BEI WAHL EINES Invacare® Matrx-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:																																						
BNA0233	410 mm		○																																			
BNA0235	460 mm		○																																			
BNA0234	510 mm		○																																			
BEI WAHL EINES Invacare® Matrx Elite E2 / E2 Deep POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN: (Bitte nebenstehende Tabelle beachten)																																						
BNA0241	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○																																			
BNA0242	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																																			
BNA0243	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																																			
BNA0244	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																																			
BNA0245	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																																			
BNA0246	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○																																			
BNA0247	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○																																			
<table border="1" data-bbox="1117 716 1484 851"> <thead> <tr> <th>Sitzbreite in mm</th> <th colspan="6">Rückenbreite Invacare Matrx Rücken</th> </tr> <tr> <th></th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>490</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>				Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken							380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	✗	✗	✗	✗	440	✗	✓	✓	✓	✗	✗	490	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken																																					
	380	410	430	460	480	510																																
390	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																
440	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																
490	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																
RÜCKENBEZUG / KISSEN																																						
BNA0240	Überzug für Ergorücken		○																																			
BNA0250	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		◆																																			
BNA0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung) (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, Seitenpelotten Standard, laterale Positionierungspads)	205,00																																				
BNA0270	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterunterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)	205,00																																				
BNA0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)	-35,00																																				
BNA0305	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		○																																			
																																						
RÜCKENPOLSTERUNG																																						
BNA0311	Schwarz Velours		○																																			
BNA0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆																																			
BNA0322	Schwarz atmungsaktiv		○																																			
SCHIEBEGRIFFE																																						
BNA0335	Schiebegriffe mit Bügel		◆																																			
BNA0343	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze	50,00																																				
BNA0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar (NC: Anbauhalterung Viamobil® und Viamobil Plus®)	205,00																																				
																																						
SITZEINHEIT																																						
SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG																																						
BNA0350	Rücken- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆																																			
BNA0360	Elektrische Sitz- und Rückenverstellung (NC: Anbauhalterung Viamobil® und Viamobil Plus®)	718,00																																				
VERRIEGELUNG																																						
BNA1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		○																																			
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN																																						
ZENTRALE BEINSTÜTZE																																						
BNA0370	Einteilige Beinstütze mit Wadenpolster und Fußplatten (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Abduktionskeil, Schutzbezug für Fußauflagen, Bodypoint Ankle Huggers, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)	256,00																																				
																																						

BEINSTÜTZENAUFNAHME			
BNA0375	Niedrig, Standard		◆
BNA0376	Hoch, für lange Beinlängen		○
BNA0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○
BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS			
BNA0380	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆
BNA0390	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar, links - Alu 2003 (NC: Rahmenverlängerung 50 mm)		○
BNA0400	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, links - Alu 2003 nur mit tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte links mit kurzem Einsteckrohr (NC: Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○
BNA0410	Amputationsbeinstütze, links	155,00	
BNA0420	Ohne Beinstütze, links	- 45,00	
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS			
BNA0430	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: Einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr; Wadenbänder)		◆
BNA0440	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar, rechts - Alu 2003 (NC: Rahmenverlängerung 50 mm)		○
BNA0450	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, rechts - Alu 2003 nur mit tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte rechts mit kurzem Einsteckrohr (NC: Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○
BNA0460	Amputationsbeinstütze, rechts	155,00	
BNA0470	Ohne Beinstütze, rechts	- 45,00	
EINTEILIGES FUßBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)			
BNA0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr	195,00	
BNA0476	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, langes Einsteckrohr	195,00	
FUSSKASTEN, GEPOLSTERT			
BNA0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenband gepolstert, Wadenband für einteiliges Fußbrett, Bodypoint Ankle Huggers)	864,00	
FUSSPLATTEN LINKS			
BNA0480	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNA0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)	40,00	
BNA0510	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNA0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)	40,00	
FUSSPLATTEN RECHTS			
BNA0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNA0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)	40,00	
BNA0570	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNA0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)	40,00	
ARMLEHNEN			
ARMLEHNEN LINKS			
BNA0600	Höhenverstellbare Armlehne, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)	36,00	
BNA0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆
BNA0607	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch)	102,00	
BNA0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (SB - 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	71,00	




0380/0430

0390/0440



0410/0460



0475/0476

0477



Fußplatte fest








Fußplatte verstellbar
für festes Beinstüt-
zenoberteilFußplatte verstellbar für hoch-
schwenkbares Beinstützenoberteil

0600 / 0630

0607 / 0637




0606/0636

BNA0615	Hemi-Armauflage, links (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		229,00	
BNA0620	Ohne Armlehne, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		- 35,00	
ARMLEHNEN RECHTS				
BNA0630	Höhenverstellbare Armlehne, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		36,00	
BNA0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆	
BNA0637	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch)		102,00	
BNA0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB – 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		71,00	
BNA0645	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		229,00	
BNA0650	Ohne Armlehne, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		- 35,00	
ARMLEHNENZUBEHÖR				
BNA0680	Seitenteilbezug		◆	
BNA0690	Innenkissen für Seitenteilbezug		33,00	
POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
BNA0710	Inkontinenzbezug		45,00	
BNA0720	Abduktionskeil		133,00	
KOPFSTÜTZEN				
BNA0730	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung) (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		102,00	
BNA0750	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung) (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		149,00	
BNA0731	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (260 mm)		195,00	
BNA0732	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (360 mm)		195,00	
BNA0733	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (230 mm)		205,00	
BNA0734	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (310 mm)		205,00	
BNA0735	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		399,00	
BNA0736	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		399,00	
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER				
BNA0742	Invacare MatrX Elan Montagematerial		299,00	
BNA0744	Invacare MatrX Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		349,00	
BNA0746	Invacare MatrX Loxx Montagematerial		229,00	
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR				
BNA0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung		36,00	
BNA0770	Nackenstütze einstellbar (NC: MatrX Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		◆	
BNA0790	Klinik-Kit für Kopfstützen		○	
RÜCKENZUBEHÖR				
BNA0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar ¹⁾		150,00	
BNA0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar ¹⁾		150,00	
BNA0820	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		164,00	
BNA0830	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		164,00	
BNA0840	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾		66,00	
BNA0850	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾		66,00	
BNA0880	Seitenpelotte links, wegschwenkbar ¹⁾		132,00	
BNA0890	Seitenpelotte rechts, wegschwenkbar ¹⁾		132,00	
BNA0895	Seitenpelotte, links, vielfach einstellbar, wegschwenkbar ¹⁾		174,00	 

BNA0896	Seitenpelotte, rechts, vielfach einstellbar, wegschwenkbar ¹⁾		174,00	
BNA0900	Seitenpelottenbefestigung		○	
BNA0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00	
BNA0920	Rückeneinlegekeile (Paar)		20,00	
I) NC: Seitenpelottenbefestigung				
BEINSTÜTZENZUBEHÖR				
BNA0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00	
BNA0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00	
BNA0941	Schutzbezug für Fußauflagen		50,00	
BNA0942	Wadenband, gepolstert		30,00	
BNA0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○	
BNA0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		184,00	
BNA0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		184,00	
BNA0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		184,00	
RAHMEN				
RAHMENFARBE				
BNA0944	Perlgrau		◆	
BNA0946	Mitternachtsblau		○	
BNA0947	Sandfarben (Special)		○	
BNA0948	Limetten-Grün (Special)		○	
BNA0949	Rot-Metallic (Special)		○	
RAHMENVERLÄNGERUNG				
BNA0950	Rahmenverlängerung 50 mm		102,00	
VORDERRADBEFESTIGUNG				
BNA0960	Fest		◆	
VORDERRÄDER				
BNA0982	140 x 40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○	
BNA0992	150 x 30 (6") mittelhart, Schwarz		○	
BNA1015	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○	
BNA1022	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○	
BNA1025	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆	
HINTERRADGRÖSSE				
BNA1055	22", mit Steckachse (NC: Anbauhalterung Viamobil)		○	
BNA1062	24", mit Steckachse		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BNA1072	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆	
BNA1074	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		153,00	
BNA1076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		○	
HINTERRADBEBEIFUNG				
BNA1082	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
BNA1086	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
BNA1092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
GREIFREIFEN				
BNA1100	Aluminium		◆	
BNA1120	Kunststoffbezogen		102,00	
RADZUBEHÖR				
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
BNA1160	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		123,00	
SICHERHEIT				
BREMSEN				
BNA1170	Standardbremse		◆	
BNA1180	Einhandbremse, links		359,00	



BNA1185	Einhandbremse, rechts		359,00
ZUBEHÖR			
GURTE			
BNA1200	Haltegurt		59,00
BNA1201	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		101,00
BNA1202	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		109,00
BNA1203	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		130,00
BNA1204	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		136,00
BNA1206	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		189,00
BNA1207	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		199,00
WEITERES ZUBEHÖR			
BNA1230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		157,00
BNA1231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster, inkl. Montage-Kit		174,00
BNA1232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00
BNA1233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00
BNA1240	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen, gepolstert) (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		339,00
BNA1245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montage-Kit für Therapietisch)		363,00
BNA1235	Auflagekissen für Therapietisch		153,00
BNA1237	Polster für halbseitigen Therapietisch		61,00
BNA1250	Verriegelung für Therapietisch		27,00
BNA1260	Montage-Kit für Therapietisch		30,00
BNA1266	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
BNA1268	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
BNA1290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		26,00
BNA1295	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		41,00
BNA1320	Infusionsständer		92,00
	Summe		



BEMERKUNGEN