

**WC-AUFSATZ MIT  
WASCHEINRICHTUNG**



*Aquatec*® **Pure Bidet**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nummer	Preise in EURO (ohne MwSt.)
		<i>Aquatec</i> ® <b>Pure Bidet</b> max. Nutzergewicht: 125 kg Dusch-WC mit Dushdüse, Warmluftrockner, beheiztem Sitz, LED-Nachtlicht. Auch enthalten Befestigungsplatte für Lochabstand bis 16 cm, PVC-Schlauch 50 cm, T Stück 3/8", Fernbedienung inkl. Halterung, Batterien		
	1590624	<i>Aquatec</i> ® <b>Pure Bidet</b>	33.40.05.0019	825,00
		Zubehör		
	1601367	Adapterplatte für Pure Bidet (Einstellbereich: 170 - 310 mm)		99,00
				
	1575298	Zuführung Set 2m Schlauch und Anschlüsse für Pure Bidet		109,00
				

**BEMERKUNGEN**