

KÜSCHALL COMPACT attract €

HMV-Nr.: 18.50.03.0218

Benutzergewicht: max. 130 kg

Grundpreis: 2.025,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


	Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung			€
DDY0014	KÜSCHALL COMPACT attract Standardkonfiguration: - Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit höheneinstellbarem Fußbügel - 70° Beinstützen mit 2-teiliger Kunststoff-Fußauflage und Wadenband - vielfältig einstellbar - Fester Rücken, ohne Lumbalknick - Anpassbare Rückenbespannung, Standard-Sitzbespannung - Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Auswahl aus 8 Sitzbreiten (360 - 500 mm), 8 Sitztiefen (360 - 500 mm), 10 vorderen Sitzhöhen (430 - 520 mm), 10 hinteren Sitzhöhen (400 - 490 mm), 12 Rückenhöhen (330 - 495 mm) und 9 Unterschenkelängen (380 - 460 mm) - Standard-Schiebegriffe, fest, lang - Auswahl aus 4 Standard-Farben - 24" Standard-Hinterräder mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen, leicht, eloxiert - feste Achsposition mit Standard-Achse - Attract-Druckbremse			2.025,00
RAHMEN				
DDY0211	Standard-Rahmen		♦	
SITZKONFIGURATION				
SITZBREITE (SB) 360 - 500 mm				
Doppelkreuzstrebe ab SB 440 mm				
DDY0126	SB 360 mm			○
DDY0128	SB 380 mm			○
DDY0130	SB 400 mm			○
DDY0132	SB 420 mm			○
DDY0134	SB 440 mm			○
DDY0136	SB 460 mm			○
DDY0138	SB 480 mm			○
DDY0140	SB 500 mm			○
SITZTIEFE (ST) 360 - 500 mm				
DDY0412	ST 360 mm ¹⁾			○
DDY0415	ST 380 mm ¹⁾			○
DDY0417	ST 400 mm ²⁾			○
DDY0420	ST 420 mm			○
DDY0422	ST 440 mm			○
DDY0424	ST 460 mm			○
DDY0427	ST 480 mm			○
DDY0429	ST 500 mm			○
1) NC: Hinterradposition 1, Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 2) 2) Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 1 oder 2)				
RÜCKENHÖHE (RH) 330 - 495 mm				
DDY0585	Rückenhöhe abhängig von Positionierungsrücken - bitte auswählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist (NC: winkeleinstellbarer Rücken)			○
DDY0506	RH 330 mm			○
DDY0509	RH 345 mm			○
DDY0512	RH 360 mm			○
DDY0514	RH 375 mm			○
DDY0516	RH 390 mm			○
DDY0518	RH 405 mm			○
DDY0520	RH 420 mm			○



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

211

DDY0522	RH 435 mm			○
DDY0524	RH 450 mm			○
DDY0526	RH 465 mm			○
DDY0528	RH 480 mm			○
DDY0530	RH 495 mm			○

SITZHÖHE VORN (SHv) 430 - 520 mm (bitte die nachfolgende Kombinationstabelle beachten)

Sitzhöhe vorn		
Vorderrad / Vorderradbefestigung	Hoch montierter Höhenadapter	Standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

DDY0845	SHv 430 mm ¹⁾		
DDY0846	SHv 440 mm ¹⁾		
DDY0847	SHv 450 mm ²⁾		
DDY0848	SHv 460 mm ²⁾		
DDY0849	SHv 470 mm ²⁾		
DDY0850	SHv 480 mm		
DDY0851	SHv 490 mm		
DDY0852	SHv 500 mm		
DDY0853	SHv 510 mm		
DDY0854	SHv 520 mm		

1) NC: 6" und 7" Vorderräder

2) NC: 7" Vorderräder

SITZHÖHE HINTEN (SHh 400 - 490 mm)

Allgemein: SHv-SHh = max. 80 mm

Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm""


Bei 90°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 30 mm"

DDY0945	SHh 400 mm ¹⁾		
DDY0946	SHh 410 mm		
DDY0947	SHh 420 mm		
DDY0948	SHh 430 mm		
DDY0949	SHh 440 mm		
DDY0950	SHh 450 mm		
DDY0951	SHh 460 mm		
DDY0952	SHh 470 mm		
DDY0953	SHh 480 mm		
DDY0954	SHh 490 mm		

1) NC: Kleiderschutz und Radspritzschutz fest

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 380 - 460 mm

Unterschenkelänge max. SHv - 20 mm bei 70°-Beinstützen; SHv - 30 mm bei 90°-Beinstützen


Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

DDY1679	UL 380 mm		
DDY1680	UL 390 mm		
DDY1681	UL 400 mm		
DDY1682	UL 410 mm		
DDY1683	UL 420 mm		
DDY1684	UL 430 mm		
DDY1685	UL 440 mm		
DDY1686	UL 450 mm ¹⁾		
DDY1687	UL 460 mm ²⁾		

1) NC: Beinstütze 90°


2) NC: Beinstütze 90°, winkeleinstellbare Fußauflagen

RÜCKEN
RÜCKENAUSFÜHRUNG


DDY0736	Fester Rücken, ohne Lumbalknick			◆
DDY0705	Fester Rücken, mit Lumbalknick 7,5° (NC: Invacare Matrix Rücken)			○
DDY0720	Winkeleinstellbarer Rücken, 82° bis 102°			184,00

WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkeleinstellbarem Rücken)


DDY0707	82° (nur möglich wenn SHv-SHh=80mm)			○
---------	-------------------------------------	--	--	---



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



0705

DDY0718	86°		○
DDY0709	90°		○
DDY0719	94°		○
DDY0711	98°		○
DDY0712	102°		○

RÜCKENPOLSTERUNG

DDY0700	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)		○
DDY0725	Anpassrücken, einstellbar über Klettbander; Schwarz-Grau		◆
DDY0735	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbander	164,00	
DDY0769	Ohne Rückenpolster (bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist) (NC: Rückenstabilisierungsstange)		○

SCHIEBEGRIFFE

DDY0702	Standard-Schiebegriffe fest, lang		◆
DDY0750	Ohne Schiebegriffe (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)		○
DDY0751	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)		○
DDY0703	Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt (NC: Armlehnenrohre)	215,00	
DDY0733	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (NC: Rückenstabilisierungsstange)	195,00	
DDY0704	Schiebegriffe abklappbar (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Rückenstabilisierungsstange)	143,00	

RÜCKENOPTION

DDY1491	Rückenstabilisierungsstange bei hohen RH, abschwenkbar; abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert; Standard-Rückenpolster; RH 330 - 390 mm)	102,00	
---------	--	--------	--

SITZ**SITZBESpannung**

DDY0611	Standard-Sitzbezug, mit 1 zentralen Klettband, soft		◆
---------	---	--	---

SITZKISSEN

DDY0600	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)	92,00	
DDY0662	Invacare Matrx Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	698,00	

Invacare® Matrx® Libra , mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	360	380	400	420	440	460	480	500
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

DDY0606	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen	71,00	
---------	---	-------	--

SITZZUBEHÖR

DDY0616	Sitztasche, klein	30,00	
DDY0617	Sitztasche, groß	40,00	

BEINSTÜTZEN

Besondere Beinstützen, wie Amputationsbeinstützen oder höhenverstellbare Beinstützen können aus dem Produktprogramm von Invacare montiert und geordert werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm"

Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm"

DDY1540	Beinstütze 70°		◆
DDY1542	Beinstütze 90° (NC: 6" / 7"-Vorderräder; UL 450/460 mm, winkeleinstellbare Fußauflage in Verbindung mit SHv <480mm, Fußauflage 2-teilig Kunststoff rückversetzt)		○
DDY1555	Ohne Beinstütze	-49,00	

FUSSAUFLAGEN**2-TEILIGE FUSSAUFLAGEN**

DDY1562	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, vorversetzt		◆
DDY1563	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, rückversetzt		○
DDY1573	Fußauflage 2-teilig, winkeleinstellbar (rückversetzt und vorversetzt montierbar), (NC: 90°-Beinstütze in Verbindung mit SHv <480mm)	246,00	

BÄNDER



DDY1530	Fersenband		◆
DDY1534	Wadenband	20,00	



SEITENTEILE				
SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER (NC: Therapietisch)				
DDY1424	Kunststoff-Seitenteil-Kleiderschutz		○	
DDY1425	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		102,00	
DDY1426	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, fest (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)	◆		
DDY1401	Carbon-Seitenteil - Kleiderschutz		41,00	
DDY1408	Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax		328,00	
DDY1405	Carbon-Radspritzschutz fest, festes Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse)		226,00	
SEITENTEILE MIT ARMLEHNENPOLSTER UND KLEIDERSCHUTZ				
Gesamtbreite + 20 mm				
DDY1416	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz		124,00	
DDY1421	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz		124,00	
DDY1445	Küschall-Armlehne mit schwarz konturriertem Bezug, rückschwenkbar; abnehmbar; höhenverstellbar; mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Radsturz 3°)		195,00	
DDY1411	Armlehnrohre, nicht verriegelnd, höhenstellbar; abnehmbar; wegschwenkbar; gepolster (NC: Alber Anbau Kit, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		41,00	
RAHMENFARBE (Hinterrahmen und Kreuzstrebe sind immer in Attract Schwarz verbaut, Vorderrahmen und Beinstützenoberteile erhalten sie in Ihrer gewählten Farbe)				
DDY0360	Attract Schwarz	◆		Für Farbbeispiele schauen Sie bitte in unseren Katalog oder setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.
DDY0307	Attract Grau	○		
DDY0308	Attract Blau	○		
DDY0311	Attract Rot	○		
VORDERRÄDER				
VORDERRADGRÖSSE				
DDY0810	5" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○	
DDY0863	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○	
DDY0821	6" Luftad (31 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
DDY0820	6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
DDY0822	7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
HINTERRÄDER				
RADSTAND				
DDY0250	Standard-Hinterradbefestigung	◆		
HINTERRADPOSITION				
DDY0264	1. Position von vorn (aktivste Position) (NC: ST 360/380 mm)		○	
DDY0265	2. Position von vorn	◆		
DDY0266	3. Position von vorn (am wenigsten aktive Position) (NC: Alber Anbau Kit)		○	
HINTERRADGRÖSSE				
DDY0902	24"	◆		
RADSTURZ				
DDY0282	0°		○	
DDY0283	3°	◆		
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
DDY0921	24" Standard Hinterräder; Greifreifen Aluminium mit 6-Punkt-Befestigung, 24 Speichen und Nabe in schwarz (NC: Greifreifen, Speichenschutz)	◆		
DDY0915	24" küschall® Starec-Hinterrad, schwarze Nabe und schwarze Felge, silberne Speichen (2 mm), gekreuzt gespeicht		123,00	
DDY0908	24" High-Performance Hinterrad, schwarze Felge und Speichen (1,5 mm), Starec-Nabe, gekreuzt gespeicht		308,00	
DDY0906	24" Spinerger LXX, Nabe, Felge und Speichen (3 mm) in Schwarz		514,00	
DDY0923	24" Hinterräder mit Trommelbremse (NC: Radsturz 3°, Alber Anbau Kit, kurze Standardschiebegriffe, abklappbare Schiebegriffe, ohne Schiebegriffe)		370,00	
ALBER ANBAU KIT (NC: Hinterradposition 3, 3°-Radsturz, Ankipphilfe, Stockhalter, Hinterräder mit Trommelbremse)				
DDY0926	Twion und E-Motion M25 Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER		926,00	
HINTERRADBEREIFUNG				
DDY1014	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe	◆		
DDY1004	24" Pannensicher, Schwarz (NC: High-Performance- und Spinerger LXX Hinterräder)		30,00	
DDY1008	24" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		45,00	
DDY1011	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		50,00	



5" für SHv 430-520 mm
6" für SHv 450-520 mm
7" für SHv 480-520 mm



GREIFREIFEN (NC: 24"-Standard Hinterrad)


DDY1113	24" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm		◆
DDY1102	24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00
DDY1104	24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		50,00
DDY1106	24" Titan, Abstand 30 mm		215,00
DDY1120	24" Carbolife Gekko S, Abstand 30 mm		442,00

**HAND- UND SPEICHENSCHUTZ**

DDY1200	24" Transparent (NC: 24" Standard Hinterrad)		143,00
---------	--	--	--------

SICHERHEIT**BREMSEN**

DDY1311	Zugbremse „attract“; ST360/380 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 2, ST400 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 1 oder 2		○
DDY1312	Druckbremse „attract“		◆
DDY1306	Zugbremse Standard		30,00
DDY1310	Bremshebelverlängerung für Zugbremse Standard		46,00

**SICHERHEITZUBEHÖR**

Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter; Transiträder) gewählt werden

DDY1702	Kippschutz, wegschwenkbar; rechts		123,00
DDY1703	Kippschutz, wegschwenkbar; links		123,00
DDY1704	Kippschutz, wegschwenkbar; beidseitig		242,00
DDY1720	Transportbefestigungs-Kit (Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte)		50,00
DDY1730	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		50,00
DDY1710	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆

SONSTIGES ZUBEHÖR

Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter; Transiträder) gewählt werden

DDY1729	Hinterrahmenschutz, angeschraubt		30,00
DDY1760	Therapietisch einstellbar; Polycarbonat, nur mit langen Armlehnen, höhenverstellbar und abnehmbar (NC: Kleiderschutz, Radspritzschutz)		287,00
DDY1708	Ankipphilfe, rechts (NC: Stockhalter rechts, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1709	Ankipphilfe, links (NC: Stockhalter links, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1718	Ankipphilfe, beidseitig (NC: Stockhalter, Alber Anbau Kit)		98,00
DDY1706	Stockhalter; rechts (NC: Ankipphilfe, rechts, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1707	Stockhalter; links (NC: Ankipphilfe, links, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1719	Stockhalter; beidseitig (NC: Ankipphilfen, Alber Anbau Kit)		98,00
DDY1712	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, rechts		81,00
DDY1713	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, links		81,00
DDY1717	Werkzeugsatz		10,00

**RÄDERTASCHE**

DDY1728	24" Rädertasche für Hinterräder ideal für Transport oder Reise		77,00
---------	--	--	-------

SERVICEPAUSCHALE

I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00
---------	--	--	--------

BEMERKUNGEN