



Invacare® **Comet® Pro** CE  
 Invacare® **Comet® ULTRA** Lagervariante

Benutzergewicht: **max. 160 kg (Comet® Pro), max. 220 kg (Comet® Ultra)**

**Grundpreis: ab 4.696,64 €**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert    ◆ Standard-Option    ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet® PRO	Comet® ULTRA	Preis €	Preis inkl. MwSt (19%)
I676212	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Silber, bis 160 kg			4.696,64	5.589,00
I676210	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Himmelsblau, bis 160 kg			4.696,64	5.589,00
I676211	Invacare® <b>Comet PRO</b> , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Ahornrot, bis 160 kg			4.696,64	5.589,00
I676217	Invacare® <b>Comet ULTRA</b> , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 220 kg			5.373,95	6.395,00

**LIEFERUMFANG**

	Komfort-Sitz <b>Comet PRO</b> , drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510 mm	◆			
	Ultra-Sitz für <b>Comet ULTRA</b> , drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm		◆		
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆			
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar		◆		
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	◆		
	Verstärkte Sitzaufnahme		◆		
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	◆		
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	◆		
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	◆	◆		
	Premium-Rückspiegel links	◆	◆		
	Premium-Rückspiegel rechts	◆	◆		
	Bremshebel	◆	◆		
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	◆			
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		◆		
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		◆		
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	◆		

**WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE**

	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	◆		
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	◆		
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	◆		
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	◆		
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich	◆	◆		
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	◆		
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	◆		
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆			
	Fahrwerk mit 4 HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort		◆		
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	◆		

<b>SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)</b>					
<b>SITZOPTIONEN</b>					
API1518274	Haltegurt mit Schnappverschluss			68,07	81,00
API1521980	Sitzlifter, Einbausatz (12cm), (nicht bei <b>Comet ULTRA</b> ) (NC:Sitzfederung)			552,94	658,00
API1640428	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76	133,00
API1640429	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76	133,00
API1640430	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76	133,00
API1640447	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76	133,00
API1640448	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76	133,00
API1640449	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76	133,00
<b>ZUBEHÖR (beigelegt)</b>					
<b>MOBILTELEFON</b>					
API637912	Halterung für Mobiltelefon			42,02	50,00
<b>HALTER</b>					
API1528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (wird eine Heckmarkierungstafel angebracht, ist die Montage des Stockhalters ausschließlich rechts möglich)			90,76	108,00
API1553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter			206,72	246,00
SPI1580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	○		
API1521594	Getränkehalter			67,23	80,00
<b>RAMMSCHUTZ</b>					
API1528298	Rammsschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31	92,00
API1638967	Rammsschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31	92,00
<b>PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL</b>					
API1543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln			47,90	57,00
<b>BEHÄLTER UND KÖRBE</b>					
API1637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)			68,07	81,00
<b>WIND- UND WETTERSCHUTZ</b>					
API1543160	Windschild			77,31	92,00
API1677531	Faltgarage wasserabweisend, mit Befestigungsriemen (schützt den geparkten Scooter vor Schmutz)			90,76	108,00
API1521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz (nicht für <b>Comet®ULTRA</b> )			59,66	71,00
<b>SONSTIGES</b>					
SPI1541502	Verlängerungsstange (erforderlich für Zubehör bei <b>Comet®ULTRA</b> )		◆		