

Invacare® **Matrix® Elite E2 Deep** €

HMV-Nummer: I8.99.07.0018

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare **Matrix Elite E2 Deep**


Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug

Max. Nutzergewicht: **136 kg**

Konturtiefe (A): 15 cm

Hinweise / Einsatzbereich:Zur Kompensation von Haltungsschwächen
bei Erhalt natürlicher Mobilität.**Rückenschale inkl. Halterung****ab 828,00 €**

Rückenbreite (A)								
	36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	46 cm	48 cm	51 cm	
Passend für Sitzbreite	33 - 38 cm	36 - 41 cm	38 - 41 cm	41 - 46 cm	43 - 48 cm	46 - 51 cm	48 - 53 cm	
15 cm								
20 cm								
26 cm								
31 cm								
36 cm								
41 cm			*		*		*	
Passend für Sitzbreite	33 - 41 cm	36 - 43 cm	38 - 46 cm	41 - 48 cm	43 - 51 cm	46 - 53 cm	48 - 56 cm	
46 cm			*		*		*	
51 cm			*		*		*	

☐ Mini-Set-Halterung (bis Rückenlänge 41)☐ Easy-Set-Halterung (ab Rückenlänge 46)je Rückenschale inkl. Halterung **828,00**je Rückenschale inkl. Halterung
und Montagematerial für Kopfstützenaufnahme **857,00*** optionaler Schutzüberzug
(nur für mit * markierte Größen) **159,00**

Invacare® **Matrix® Elite E2 Deep C€**

Zubehör

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Zubehör**Halterungen**

Mini-Set Halterung mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)	1626822	245,00
Easy-Set Halterung mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle)	1545275	245,00
Mini-Set Halterung Heavy Duty mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)	1632765	299,00
Easy-Set Halterung Heavy Duty mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)	1544776	299,00
Split-Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle)	1545278	245,00
Mini-Set Halterung fest (für Rollstühle mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung)	1632764	349,00
Easy-Set Halterung fest (für Rollstühle mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung)	1632766	599,00

**Kopfstütze Invacare Matrix Loxx (Montage möglich ab einer Rückenhöhe von 36cm)**

Kopfstütze Invacare Matrix Loxx mit weichem Polster inkl. Kopfstützenaufnahme	1634173	399,00
Montagematerial für Kopfstützenaufnahme (ab Rückenhöhe 36 cm inklusive)	1632756	29,00

**Weiteres Zubehör**

BackBone Positionierungskissen	1632759	69,00
Montageplatte für Schultergurte Gr. S für Rückenbreite 360 / 380 mm	1632757	99,00
Montageplatte für Schultergurte Gr. M für Rückenbreite 410 / 510 mm	1632758	99,00
PostureFlex Abdominalstütze Gr. M (Höhe 165 mm x Länge 410-580 mm)	1632760	329,00
PostureFlex Abdominalstütze Gr. L (Höhe 178 mm x Länge 510-810 mm)	1632761	329,00
Kälteschutz-Latz S (33 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 38 - 41 cm)	1551800	69,00
Kälteschutz-Latz M (38 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 43 - 46 cm)	1551903	69,00
Kälteschutz-Latz L (43 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 48 - 51 cm)	1551904	69,00

