

Invacare® AVIVA RX40
Ultra Low Maxx inkl. Sitzlift


HMV-Nummer beantragt
 Elektrorollstuhl mit motorisch betriebener Hubvorrichtung
 Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 19.069,00 €


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Gewicht des Patienten = kg | Beschreibung | Preis |
|----------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| JAA0001 | | Invacare AVIVA RX40 Ultra-Low-Maxx | 19.069,00 |
| JAX1300 | | Sonderbau-Ausführung | auf Anfrage |



| | Individuelle Einstellung | Gemessen von: |
|---|--------------------------------------|---|
| A | Sitzbreite | Vordere linke Ecke bis vordere rechte Ecke der Sitzplatte |
| B | Sitztiefe | Sitzplatte vorne bis zur Rückenhalterung, gemessen am niedrigsten Punkt |
| C | Rückenlehnenhöhe | Sitzplatte bis höchster Punkt Rückenschale |
| D | Höheneinstellung Armlehne links | Sitzplatte bis Armlehnenrohr |
| E | Höheneinstellung Armlehne rechts | Sitzplatte bis Armlehnenrohr |
| F | Sitzhöhe | Sitzplatte bis Boden |
| G | Zentrale Beinstütze | Sitzplatte bis Fußauflage |
| H | Seitlich montierte Beinstütze links | Sitzplatte bis Fußauflage |
| K | Seitlich montierte Beinstütze rechts | Sitzplatte bis Fußauflage |
| H | Pivot Plus Beinstütze links | Sitzplatte bis Fußauflage |
| K | Pivot Plus Beinstütze rechts | Sitzplatte bis Fußauflage |

| CHASSIS | | | |
|---------|---|--|----------|
| JAA2810 | Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 mm, zentrale LNX-Beinstützen in Verbindung mit 9" Vorderrädern, zentrale LNX-Beinstützen in Verbindung mit Radspritzschutz vorne) | | ◆ |
| JAA2830 | Verbreitertes Chassis (635 mm) (NC: Bordsteinheber) | | 823,00 € |

| SITZTYP | | | |
|---------|--|--|---|
| JAA2020 | Ultra-Low-Maxx-Sitz (Sitzsystem mit Sitzlift und elektrischen Sitz- und Rückenwinkelverstellungen) | | ◆ |

| ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNGEN FÜR ULTRA LOW MAXX SITZ | | | |
|---|---|--|---|
| Sitzlift mit Sitzwinkelverstellung | | | |
| JAA2053 | Sitzlift 300 mm mit elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° bis 45°) | | ◆ |

| A SITZHÖHE | | | |
|--|---|--|----------|
| JAA2856 | Sitzhöhe 420 mm (NC: negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5°/10° in Verbindung mit zentraler LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte) | | ○ |
| JAA2857 | Sitzhöhe 435 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung) | | ○ |
| JAA2858 | Sitzhöhe 460 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung) | | ◆ |
| JAA2859 | Sitzhöhe 485 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung) | | ○ |
| Optionen Sitzwinkelverstellung | | | |
| JAA2057 | Standard, kein positiver oder negativer Sitzwinkel voreingestellt | | ◆ |
| JAX2054 | Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = -5°), nur mit zentraler Beinstütze | | 359,00 € |
| JAX2055 | Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 10° (maximaler positiver Sitzwinkel = -10°), nur mit zentraler Beinstütze | | 359,00 € |
| JAX2056 | Positiv voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = +5°), Sitzhöhe vorne = +60 mm (NC: zentrale LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte) | | 359,00 € |
| Rückenwinkelverstellung | | | |
| JAA2060 | Elektrische Rückenwinkelverstellung 90° bis 170°, mit mitlaufendem Rücken, Standardmontage | | ◆ |
| JAA2063 | Elektrische Rückenwinkelverstellung 82° bis 162°, mit mitlaufendem Rücken, 8° negativ voreingestellt | | 205,00 € |
| JAA2066 | Elektrische Rückenwinkelverstellung 60° bis 140°, mit mitlaufendem Rücken, 30° negativ voreingestellt | | 256,00 € |
| Sitzrahmenbreite | | | |
| JAA2021 | Sitzrahmen 405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten) | | ◆ |
| JAA2003 | Sitzrahmen 480 mm - 555 mm (in 25 mm Schritten) | | ○ |
| Sitzrahmentiefe | | | |
| JAA2008 | 405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten) | | ◆ |
| JAA2024 | 480 mm - 580 mm (in 25 mm Schritten) | | ○ |
| B VOREINGESTELLTE SITZBREITE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN | | | |
| JAA2025 | 405 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L) | | ○ |
| JAA2026 | 430 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L) | | ◆ |
| JAA2027 | 455 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx® Libra Sitzkissen, ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L) | | ○ |
| JAA2028 | 480 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx® Libra Sitzkissen, ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) | | ○ |
| JAA2029 | 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx® Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) | | ○ |
| JAA2030 | 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) | | ○ |
| JAA2031 | 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) | | ○ |
| C VOREINGESTELLTE SITZTIEFE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN | | | |
| JAA2035 | 405 mm (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | ○ |
| JAA2036 | 430 mm | | ◆ |
| JAA2037 | 455 mm | | ○ |
| JAA2038 | 480 mm | | ○ |
| JAA2039 | 505 mm | | ○ |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| JAA2040 | 530 mm | | ○ |
| JAA2041 | 555 mm (NC: Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen) | | ○ |
| JAA2042 | 580 mm (NC: Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen) | | ○ |
| SITZKISSEN | | | |
| JAA2144 | Invacare Matrix® Vi Sitzkissen | | 698,00 |
| JAA2145 | Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (max. Nutzergewicht 127 kg) | | ◆ |
| JAA2146 | Invacare Flo-tech® Contour, 100 mm (max. Nutzergewicht 191 kg) | | ○ |
| JAA2147 | Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg), Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage | | 698,00 |
| JAA2140 | Ohne Sitzkissen | | -10,00 € |
| 1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA | | | |
| JAA1980 | Eckkeil vorn/hinten (Paar) | | 69,00 |
| JAA1981 | Abduktionskeil | | 39,00 |
| JAA1982 | Seitlicher Keil | | 49,00 |
| JAA1983 | Vorderer Keil | | 79,00 |
| 2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA | | | |
| JAA1980 | Eckkeil vorn/hinten (Paar) | | 69,00 |
| JAA1981 | Abduktionskeil | | 39,00 |
| JAA1982 | Seitlicher Keil | | 49,00 |
| JAA1983 | Vorderer Keil | | 79,00 |
| Zubehör für Invacare Matrix® Vi | | | |
| JAA1985 | Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente) | | 95,00 € |
| RÜCKENKISSEN | | | |
| Standard-Rücken (Sitzbreite 405 - 505 mm) | | | |
| JAA2050 | Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 405 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm) | | ○ |
| JAA2051 | Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 455 mm | | ◆ |
| JAA2320 | Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 505 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | ○ |
| Invacare Matrix® Elite TR Rücken, Konturtiefe 75 mm (Sitzbreite 405 - 505 mm) | | | |
| JAA2556 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm) | | 772,00 € |
| JAA2557 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 582 / 660 / 685 mm) | | 772,00 € |
| JAA2177 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 772,00 € |
| Invacare Matrix® Elite TR Heavy Duty Rücken, Konturtiefe 75 mm (Sitzbreite 530 - 555 mm) | | | |
| JAA2563 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR Heavy Duty, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung, Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 909,00 € |
| Invacare Matrix® Elite E2 Deep Rücken, Konturtiefe 150 mm (Sitzbreite 405 - 505 mm), (NC: Seitenpelotten) | | | |
| JAA2558 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm) | | 877,00 € |
| JAA2559 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 585 / 660 / 685 mm) | | 877,00 € |
| JAA2178 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 877,00 € |



| Invacare Matrix® PB Rücken, Konturtiefe 125 mm (Sitzbreite 405 - 455 mm) | | | |
|---|---|--|------------|
| JAA2174 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm) | | 725,00 € |
| JAA2175 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 725,00 € |
| Invacare Matrix® PB Deep Rücken, Konturtiefe 175 mm (Sitzbreite 405 - 455 mm), (NC: Seitenpelotten) | | | |
| JAA2560 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm) | | 803,00 € |
| JAA2561 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 803,00 € |
| Invacare Matrix® Elite Deep Heavy Duty Rücken, Konturtiefe 175 mm (Sitzbreite 530 - 555 mm), (NC: Seitenpelotten) | | | |
| JAA2562 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite Deep Heavy Duty, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm) | | 1.043,00 € |
| Invacare Matrix® MAC Rücken | | | |
| JAA2168 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC | | 729,00 € |
| JAA2169 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz | | 749,00 € |
| Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken | | | |
| Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC | | | |
| JAA2380 | 405 mm | | ○ |
| JAA2381 | 455 mm | | ○ |
| JAA2382 | 505 mm | | ○ |
| JAA2383 | 560 mm | | ○ |
| Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC | | | |
| JAA2385 | 90 mm | | 125,00 € |
| JAA2386 | 150 mm | | 130,00 € |
| JAA2387 | 230 mm | | 135,00 € |
| Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC | | | |
| JAA2389 | 90 mm | | 125,00 € |
| JAA2390 | 150 mm | | 130,00 € |
| JAA2391 | 230 mm | | 135,00 € |
| Rückenbreite Invacare Matrix® MAC | | | |
| JAA2393 | Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite | | ○ |
| JAA2394 | Rückenbreite analog zur Sitzbreite | | ○ |
| JAA2395 | Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite | | ○ |
| D | RÜCKENLEHNENHÖHE (gemessen von Sitzplatte bis Oberkante Rückenkissen) | | |
| JAA2070 | 555 mm | | ○ |
| JAA2071 | 585 mm | | ○ |
| JAA2072 | 610 mm | | ◆ |
| JAA2073 | 635 mm | | ○ |
| JAA2074 | 660 mm | | ○ |
| JAA2502 | 685 mm | | ○ |
| ARMLEHNEN | | | |
| JAA2095 | Armlehnen mitlaufend und rückschwenkbar, höhen- und winkeleinstellbar (240 - 330 mm) | | ◆ |
| JAA2096 | Armlehnen mitlaufend und rückschwenkbar, höhen- und winkeleinstellbar (340 - 405 mm) | | ○ |
| JAA2097 | Armlehnen mit Senkrechtstütze, mitlaufend und rückschwenkbar, höheinstellbar (230 - 330 mm) | | 50,00 € |



2174/2175



2168



2169



2095/2096



2097

| | | | | |
|---|---|--------|--------|----------|
| Armlehnenpolster links | | | | |
| JAA2012 | Armlehnenpolster kurz, Startex-Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (255 mm), 40 mm dick | | | ○ |
| JAA2013 | Armlehnenpolster lang, Startex-Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (355 mm), 40 mm dick | | | ◆ |
| JAA2014 | Ergonomische Armlagerungsschale, 30 mm dick (NC: Tische) | | | 123,00 € |
| JAA2015 | Ohne Armlehnenpolster | | | ○ |
| Armlehnenpolster rechts | | | | |
| JAA2016 | Armlehnenpolster kurz, Startex Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (255 mm), 40 mm dick | | | ○ |
| JAA2017 | Armlehnenpolster lang, Startex Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (355 mm), 40 mm dick | | | ◆ |
| JAA2018 | Ergonomische Armlagerungsschale, 30 mm dick (NC: Tische) | | | 123,00 € |
| JAA2019 | Ohne Armlehnenpolster | | | ○ |
| Armlehnenpolster Zubehör | | | | |
| JAA2080 | Flache Handauflage links (nur möglich in Verbindung mit ergonomischer Armlagerungsschale) | | | 143,00 € |
| JAA2083 | Flache Handauflage rechts (nur möglich in Verbindung mit ergonomischer Armlagerungsschale) | | | 143,00 € |
| JAA2082 | Armpolstermontage auf Kugelgelenk links, Armpolstererhöhung um 43 mm | | | 205,00 € |
| JAA2085 | Armpolstermontage auf Kugelgelenk rechts, Armpolstererhöhung um 43 mm | | | 205,00 € |
| E | HÖHENEINSTELLUNG: ARMLEHNE LINKS (Sitzplatte bis Oberkante Armlehne) | | | |
| 230 mm | 240 mm | 250 mm | 260 mm | 270 mm |
| 280 mm | 290 mm | 300 mm | 310 mm | 320 mm |
| 330 mm | 340 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm |
| 380 mm | 390 mm | 405 mm | | |
| F | HÖHENEINSTELLUNG: ARMLEHNE RECHTS (Sitzplatte bis Oberkante Armlehne) | | | |
| 230 mm | 240 mm | 250 mm | 260 mm | 270 mm |
| 280 mm | 290 mm | 300 mm | 310 mm | 320 mm |
| 330 mm | 340 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm |
| 380 mm | 390 mm | 405 mm | | |
| Polster Ellbogenstütze links (NC: ergonomische Armlagerungsschale links) | | | | |
| JAA2347 | Ellbogenstütze XS, Polster 110 x 83 mm links | | | 252,00 € |
| JAA2348 | Ellbogenstütze S, Polster 135 x 90 mm links | | | 252,00 € |
| JAA2349 | Ellbogenstütze M, Polster 145 x 95 mm links | | | 252,00 € |
| JAA2350 | Ellbogenstütze L, Polster 165 x 110 mm links | | | 252,00 € |
| Halterung Ellbogenstütze links | | | | |
| JAA2361 | Halterung links, Vertikal 76 mm / Horizontal 127 mm einstellbar | | | ○ |
| JAA2362 | Halterung links, Vertikal 76 mm / Horizontal 178 mm einstellbar | | | ○ |
| JAA2363 | Halterung links, Vertikal 127 mm / Horizontal 127 mm einstellbar | | | ○ |
| JAA2364 | Halterung links, Vertikal 127 mm / Horizontal 178 mm einstellbar | | | ○ |
| Polster Ellbogenstütze rechts (NC: ergonomische Armlagerungsschale rechts) | | | | |
| JAA2351 | Ellbogenstütze XS, Polster 110 x 83 mm rechts | | | 252,00 € |
| JAA2352 | Ellbogenstütze S, Polster 135 x 90 mm rechts | | | 252,00 € |
| JAA2353 | Ellbogenstütze M, Polster 145 x 95 mm rechts | | | 252,00 € |
| JAA2354 | Ellbogenstütze L, Polster 165 x 110 mm rechts | | | 252,00 € |

| Halterung Ellbogenstütze rechts | | | |
|--|---|--|------------|
| JAA2371 | Halterung rechts, Vertikal 76 mm / Horizontal 127 mm einstellbar | | ○ |
| JAA2372 | Halterung rechts, Vertikal 76 mm / Horizontal 178 mm einstellbar | | ○ |
| JAA2373 | Halterung rechts, Vertikal 127 mm / Horizontal 127 mm einstellbar | | ○ |
| JAA2374 | Halterung rechts, Vertikal 127 mm / Horizontal 178 mm einstellbar | | ○ |
| Seitliche Führung links (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | | |
| JAA2184 | Kniepelotte links, Polstergröße 140 x 100 mm | | 232,00 € |
| JAA2114 | Oberschenkelführung links, Polstergröße 180 x 150 mm | | 237,00 € |
| JAA2186 | Oberschenkelführung links, Polstergröße 230 x 100 mm | | 237,00 € |
| JAA2188 | Oberschenkelführung links, Polstergröße 330 x 100 mm | | 242,00 € |
| Seitliche Führung rechts (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | | |
| JAA2185 | Kniepelotte rechts, Polstergröße 140 x 100 mm | | 232,00 € |
| JAA2115 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 180 x 150 mm | | 237,00 € |
| JAA2187 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 230 x 100 mm | | 237,00 € |
| JAA2189 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 330 x 100 mm | | 242,00 € |
| Montage-Material für seitliche Führungen | | | |
| JAA2164 | Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) | | ○ |
| JAA2165 | Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) | | ○ |
| KOPFSTÜTZE | | | |
| JAA2092 | Kopfstütze Onyx (Auto-Stil), mit Standard-Halterung ¹⁾ | | ◆ |
| JAA2324 | Elan-Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung ¹⁾ | | 494,00 € |
| JAA2325 | Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung ¹⁾ | | 504,00 € |
| JAA1495 | Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden) | | ○ |
| 1) NC: Kopfsteuerungen, Saug- / Blassteuerung für Kopfsteuerung | | | |
| SITZZUBEHÖR | | | |
| Seitenpelotte links | | | |
| JAA2343 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) links | | 308,00 € |
| JAA2345 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) links | | 308,00 € |
| JAA2043 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) links | | 308,00 € |
| JAA2045 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) links | | 308,00 € |
| Seitenpelotte rechts | | | |
| JAA2344 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) rechts | | 308,00 € |
| JAA2346 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) rechts | | 308,00 € |
| JAA2044 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) rechts | | 308,00 € |
| JAA2046 | Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) rechts | | 308,00 € |
| Zubehör Seitenpelotten | | | |
| JAA2049 | Zubehör: Verlängerung für Pelotten, 25 mm, Paar | | 153,00 € |
| ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER | | | |
| JAA0586 | Zentrale Beinstütze, manuell winkeleinstellbar, Länge 310-410 mm (NC: winkelvestellbare einteilige Fußplatte, Bordsteinheber) | | ◆ |
| JAA0589 | Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich, Länge 340-410 mm (NC: Bordsteinheber) | | 1.850,00 € |










| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|--------|--|--------|------------|----------|--|
| JAX0592 | Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit teleskopierbarer Fußplatte, Länge 380-419 mm. Die einstellbare Länge hängt von der Sitzhöhe ab. Individuelle Einstellung, Angabe der nutzerspezifischen Maße erforderlich. (NC: Bordsteinheber) | | | | | | 2.987,00 € | | |
| Fußplatten | | | | | | | | | |
| JAA2365 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S, 127 mm breit x 190 mm lang | | | | | | ○ | | |
| JAA0559 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M, 140 mm breit x 240 mm lang | | | | | | ◆ | | |
| JAA0516 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L, 150 mm breit x 290 mm lang | | | | | | ○ | | |
| JAA0517 | Winkerverstellbare einteilige Fußplatte M, 305 mm breit x 275 mm lang | | | | | | ○ | | |
| G | HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze, Option 0586 u. 0589 (Sitzplatte bis Fußauflage) | | | | | | | | |
| 310 mm | | 325 mm | | 335 mm | | 345 mm | | 355 mm | |
| 364 mm | | 375 mm | | 385 mm | | 410 mm | | | |
| G | HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte (Sitzplatte bis Fußauflage) | | | | | | | | |
| Sonderbau: Bitte sehr aufmerksam messen und auswählen unter Berücksichtigung der Sitzhöhe. Die ausgewählten Maße werden auftragsspezifisch gefertigt und sind im Nachhinein nicht anpassbar. | | | | | | | | | |
| 380 mm | | 393 mm | | 406 mm | | 419 mm | | | |
| SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN | | | | | | | | | |
| Beinstützenoberteil links | | | | | | | | | |
| JAA0539 | ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links | | | | | | | 916,00 € | |
| Beinstützenoberteil rechts | | | | | | | | | |
| JAA0549 | ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts | | | | | | | 916,00 € | |
| Fußplatte links | | | | | | | | | |
| JAA0511 | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links | | | | | | | 110,00 € | |
| Fußplatte rechts | | | | | | | | | |
| JAA0508 | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts | | | | | | | 110,00 € | |
| H | HÖHENEINSTELLUNG: Beinstützenoberteil links (Sitzplatte bis Fußplatte) | | | | | | | | |
| 270 mm | | 280 mm | | 290 mm | | 300 mm | | 310 mm | |
| 320 mm | | 330 mm | | 340 mm | | 350 mm | | 360 mm | |
| 370 mm | | 380 mm | | 390 mm | | 400 mm | | 410 mm | |
| 420 mm | | 430 mm | | | | | | | |
| K | HÖHENEINSTELLUNG: Beinstützenoberteil rechts (Sitzplatte bis Fußplatte) | | | | | | | | |
| 270 mm | | 280 mm | | 290 mm | | 300 mm | | 310 mm | |
| 320 mm | | 330 mm | | 340 mm | | 350 mm | | 360 mm | |
| 370 mm | | 380 mm | | 390 mm | | 400 mm | | 410 mm | |
| 420 mm | | 430 mm | | | | | | | |
| FAHRPULT | | | | | | | | | |
| Fahrpult LiNX | | | | | | | | | |
| JAA2204 | Fahrpult REM216 | | | | | | | ◆ | |
| JAA2205 | Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen | | | | | | | 771,00 € | |
| | | | | | | | | | |



2204



2205

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|--|
| JAA2206 | Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen, Auswahl eines alternativen Joysticks erforderlich. (NC: Standard-Fahrpulthalter, Rhomboid-Fahrpulthalter, Halter abschwenkbar für Four-Switch mit Näherungssensoren, Fahrpulthalter für Begleitperson) | | 1.599,00 € |  | |
| Optionaler Umschalter für REM400 | | | | | |
| JAA2270 | Zuweisbares Kippschaltermodul für REM400 (DLX-SW400TGL) Voreingestellt auf LINKS: Ein/Aus, RECHTS: Geschwindigkeitsskala | | 411,00 € |  | |
| Fahrpulthalter | | | | | |
| JAA1207 | Standard-Halter rechts ¹⁾ | | ◆ |  | |
| JAA1208 | Standard-Halter links ²⁾ | | ○ | | |
| JAA1707 | Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts ¹⁾ | | 256,00 € | | |
| JAA1708 | Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links ²⁾ | | 256,00 € | | |
| JAA1709 | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts) | | 399,00 | | |
| JAA1710 | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links) | | 399,00 | | |
| JAA2209 | Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar, nur für REM500 ^{1) 3) 5)} | | ○ | | |
| JAA2210 | Abschwenkbar links, vielfach einstellbar, nur für REM500 ^{2) 4) 6)} | | ○ | | |
| JAA2075 | Quad link design-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts ^{1) 3)} | | 256,00 € | | |
| JAA2076 | Quad link design-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links ^{2) 4)} | | 256,00 € | | |
| JAA2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 5)} (NC: Tisch links und rechts) | | 926,00 € | | |
| JAA2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 4) 6)} (NC: Tisch links und rechts) | | 926,00 € | | |
| JAA2227 | Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (NC: Begleitsteuerung ACU200, Halterung abnehmbar rechts für Begleitsteuerung) | | 372,00 € | | |
| JAA2228 | Fahrpulthalter für Begleitperson links (NC: Begleitsteuerung ACU200, Halterung abnehmbar links für Begleitsteuerung) | | 372,00 € | | |
| JAX2239 | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage | | |
| 1) NC: Halterungen rechts für Sondersteuerungen, Tisch rechts 2) NC: Halterungen links für Sondersteuerungen, Tisch links 3) NC: Rückspiegel rechts 4) NC: Rückspiegel links 5) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts 6) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links | | | | | |
| Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter | | | | | |
| JAA2219 | Begleitsteuerung ACU200 (NC: Halterung abnehmbar) | | 750,00 € |  | |
| JAA2245 | Intuitive Begleitsteuerung IDC (NC: Standard-Halter) | | 1.026,00 € |  | |
| JAA2259 | Standard-Halter rechts | | ◆ |  | |
| JAA2260 | Standard-Halter links | | ○ | | |
| JAA1221 | Halterung abnehmbar rechts | | ◆ | | |
| JAA1222 | Halterung abnehmbar links | | ○ | | |
| SONDERSTEUERUNGEN + INPUTS + HALTER (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | | | | |
| Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter | | | | | |
| | Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau | | |  | |
| JAA2231 | Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 | | 823,00 € | | |
| JAA2232 | Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg | | 977,00 € | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| JAA2207 | Montage rechts (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tisch rechts) | | ○ |
| JAA2208 | Montage links (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tisch links) | | ○ |
| JAA2265 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts) | 926,00 € | |
| JAA2266 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links) | 926,00 € | |
| JAX2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| Kopfsteuerung LiNX (NC: Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick, HD-Joystick) | | | |
| JAA2230 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel | 5.561,00 € | |
| JAA2247 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel | 6.591,00 € | |
| Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX | | | |
| JAA2257 | Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (NC: Mini-Joystick, HD-Joystick) | 7.209,00 € | |
| JAA2275 | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts) | | ○ |
| JAA2276 | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links) | | ○ |
| JAX2269 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) | | | |
| JAA2249 | Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen | 462,00 € | |
| JAA2250 | Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer | 926,00 € | |
| Weitere Joysticks: Mini-Joystick und Heady-Duty-Joystick LiNX + Halter | | | |
| JAA2233 | Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18g), | 4.634,00 € | |
| JAA2240 | Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 | 1.956,00 € | |
| JAA2285 | Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) rechts ¹⁾ | 565,00 € | |
| JAA2286 | Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) links ²⁾ | 565,00 € | |
| JAA2283 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾ | 926,00 € | |
| JAA2284 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾ | 926,00 € | |
| JAA2287 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾ | 1.441,00 € | |
| JAA2288 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾ | 1.441,00 € | |
| JAX2289 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| 1) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts 2) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links | | | |
| Pädiatrischer-Joystick LiNX + Halter (inkl. Input-Modul) | | | |
| JAA2243 | Proportionaler Pädiatrischer Joystick ASL132 inkl. Input-Modul (NC: Saug- / Blassteuerungen) | 2.572,00 € | |
| JAA2235 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ¹⁾ | 565,00 € | |
| JAA2236 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ²⁾ | 565,00 € | |
| JAA2267 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾ | 926,00 € | |
| JAA2268 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾ | 926,00 € | |



2230



2247



2257



2249



2250



2233



2240



2243

| | | |
|--|--|-------------|
| JAA2241 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾ | 1.441,00 € |
| JAA2242 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾ | 1.441,00 € |
| JAX2277 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage |
| 1) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts 2) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links | | |
| Saug- / Blassteuerung mit Kopfsteuerung LiNX (inkl. Input-Modul) | | |
| JAA2255 | Saug- / Blassteuerung mit Kopfsteuerung ASL109 und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul | 6.591,00 € |
| Saug- / Blassteuerung LiNX (inkl. Input-Modul) | | |
| JAA2256 | Saug- / Blassteuerung und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul | 2.574,00 € |
| Input-Modul LiNX (Montiert und Angeschlossen) | | |
| JAA2271 | Input-Modul DLX-IN500 (SUB D-Eingang und Eingang für Saug- / Blassteuerung) (NC: Pädiatrischer Joystick, Saug- und Blassteuerungen) | 514,00 € |
| Sondersteuerung im Sonderbau | | |
| JAX2216 | Sondersteuerung / Sonder-Joystick / Inputs / Halter im Sonderbau auf Anfrage | auf Anfrage |
| LiNX ZUBEHÖR | | |
| Extra Bedieneinheiten | | |
| JAA2251 | Bedieneinheit mit 10 Tastern | 514,00 € |
| JAA2217 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch rechts) | ○ |
| JAA2218 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch links) | ○ |
| JAA2226 | Halterung für Bedienung durch Begleitperson (montiert auf Rückenverkleidung) | ○ |
| JAA2225 | Ohne feste Montageposition | ○ |
| USB-Ladeanschluss | | |
| JAA2253 | USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | 256,00 € |
| JAA2281 | Montage rechts | ○ |
| JAA2282 | Montage links | ○ |
| Funk-Stop Fahrverriegelung | | |
| JAA2258 | Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 | 926,00 € |
| LiNX Input Modul | | |
| JAA2273 | LiNX Input-Modul (IN200), (Buchsenanschluss für externen Einschaltknopf + Steuereingänge über DB9) | auf Anfrage |
| LiNX Output Modul | | |
| JAA2272 | LiNX Output-Modul (DLX-OUT500) (NC: REM216 Fahrpult) | auf Anfrage |
| Weitere Komponenten / Zubehör | | |
| JAA2300 | Beigelegt, nicht angeschlossen | ○ |
| JAX2301 | Angeschlossen und programmiert (Sonderbau) | auf Anfrage |
| Buddy Buttons | | |
| JAA1685 | Rot | 148,00 € |
| JAA1686 | Gelb | 148,00 € |
| JAA1687 | Grün | 148,00 € |
| JAA1690 | Blau | 148,00 € |
| Eierförmiger Button | | |
| JAA2254 | Schwarz | 153,00 € |
| Piko Buttons | | |
| JAA1711 | Rot | 164,00 € |
| JAA1712 | Gelb | 164,00 € |



2255



2271



2251



2253



2258



| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------|
| JAA1713 | Grün | | 164,00 € |
| JAA1714 | Orange | | 164,00 € |
| JAA1715 | Blau | | 164,00 € |
| JAA1716 | Schwarz | | 164,00 € |
| Bodypoint Joystickaufsätze | | | |
| JAA2721 | Tetragabel, 76 mm breit | | 139,00 € |
| JAA2722 | Tetragabel, 102 mm breit | | 139,00 € |
| JAA2723 | Gummihaube, 66 mm Durchmesser | | 139,00 € |
| JAA2724 | Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser | | 139,00 € |
| ADAPTER | | | |
| JAA1681 | Adapter 5:1 | | 149,00 € |
| FAHREINHEIT | | | |
| Rahmenfarbe | | | |
| JAA2871 | Galaxie-Grau | | ◆ |
| JAA2872 | Merkur-Silber | | ○ |
| JAA2873 | Mars-Rot | | ○ |
| JAA2874 | Neptun-Blau | | ○ |
| JAA2875 | Weltall-Violett | | ○ |
| JAX0299 | Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz) | | auf Anfrage |
| Farbwahl Felgeneinsatz | | | |
| JAA2882 | Unendlich-Schwarz | | ◆ |
| JAA2883 | Merkur-Silber | | ○ |
| JAA2884 | Mars-Rot | | 81,00 € |
| JAA2885 | Neptun-Blau | | 81,00 € |
| JAA2886 | Weltall-Violett | | 81,00 € |
| JAX2887 | Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage) | | auf Anfrage |
| Vorderradgabel | | | |
| JAA2631 | Einseitige Gabel (NC: Verriegelung für Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne) | | 411,00 € |
| JAA2632 | Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder) | | ◆ |
| Vorderräder | | | |
| JAA0835 | 9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei | | ◆ |
| JAA0836 | 9" pannensicher Schwarz, abriebfrei | | 165,00 € |
| JAA0838 | 9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei | | 216,00 € |
| JAA0828 | 8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: DuraWatt Ultra High Speed Motoren 12 km/h) | | ○ |
| Verriegelung für Vorderräder | | | |
| JAA1490 | Verriegelung für Vorderräder | | 184,00 € |
| Hinterräder | | | |
| JAA0704 | 14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei | | ◆ |
| JAA0705 | 14" pannensicher Schwarz, abriebfrei | | 185,00 € |
| JAA0706 | 14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei | | 237,00 € |
| Federung | | | |
| JAA2870 | CTC-Federung (Control-Traction-Comfort) | | ◆ |
| Federungseinstellung | | | |
| JAA1910 | Federung bis 70 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JAA1912 | Federung bis 90 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JAA1911 | Federung bis 110 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JAA1915 | Federung bis 136 kg Nutzergewicht | | ◆ |



2721 / 2722 2723 2724



2632



1490

| Motor | | | |
|--|---|--|----------|
| JAA1282 | Motoren 6 km/h, 4-polig | | ◆ |
| JAA1283 | Motoren 10 km/h, 4-polig | | 823,00 € |
| JAA1224 | Motoren 12 km/h, 4-polig | | 977,00 € |
| Batterien | | | |
| JAA1259 | 60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien | | ◆ |
| JAA1260 | 73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation) | | 401,00 € |
| Stabilitätsprogramm | | | |
| JAA1215 | G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm | | 823,00 € |
| Ladegerät | | | |
| JAA1313 | Ladegerät OptiCharge 10A | | ◆ |
| SICHERHEITSOPTIONEN | | | |
| Kippschutz | | | |
| JAA1205 | Anti-Kippräder | | ◆ |
| Licht | | | |
| JAA1437 | Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux | | ◆ |
| JAA2837 | Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux | | 249,00 € |
| Heckmarkierungstafel | | | |
| JAA1378 | Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h) | | 98,00 € |
| SICHERHEITZUBEHÖR | | | |
| Bordsteinheber | | | |
| JCF1244 | Bordsteinheber, einklappbar | | 309,00 € |
| Transportbefestigung | | | |
| JAA1450 | Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze, Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen) | | 742,00 € |
| JAA1493 | 4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer | | ○ |
| JAA1401 | 6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 | | ◆ |
| Transportbefestigungspunkte | | | |
| JAA2894 | Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl | | 184,00 € |
| Haltegurt | | | |
| JAA2113 | Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen | | 61,00 € |
| Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit) | | | |
| JAA2701 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 174,00 € |
| JAA2702 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 174,00 € |
| JAA2703 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf- Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 129,00 € |
| JAA2704 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf- Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 129,00 € |
| JAA2705 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 102,00 € |
| JAA2706 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 102,00 € |
| Rückspiegel | | | |
| JAA1415 | Rückspiegel rechts | | 50,00 € |
| JAA1339 | Rückspiegel links | | 50,00 € |
| WEITERES ZUBEHÖR | | | |



1205

| Radspritzschutz | | | |
|----------------------|---|--|----------|
| JAA1416 | Radspritzschutz vorne | | 81,00 € |
| JAA1417 | Radspritzschutz hinten | | 102,00 € |
| Tisch | | | |
| JAA1404 | Tisch abschwenkbar, rechts | | 325,00 € |
| JAA1405 | Tisch abschwenkbar, links | | 325,00 € |
| Werkzeugset | | | |
| JAA1333 | Werkzeugset | | 49,00 € |
| Programmierschlüssel | | | |
| SP1602886 | LAK-Programmierschlüssel für LiNX | | 250,00 € |
| SERVICEPAUSCHALE | | | |
| JAA3000 | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig) | | 250,00 € |
| BEMERKUNGEN | | | |



1404 / 1405



SP1602886