

**Invacare® AVIVA RX40
mit Sitzlifter**


Produktlinie (PLn): 1160
 HMV-Nr.: 18.99.06.1133
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch
 betriebener Hubvorrichtung. Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 11.964,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
JCG0011		Invacare AVIVA RX40 mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)	11.964,00
JCX1300		Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS			
JCG2810		Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCG2100		SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen	◆
Sitzrahmen			
JCG2111		Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
Sitzbreiteinstellung			
JCG2121		380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JCG2122		430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JCG2123		480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JCG2124		530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
Rückenaufnahme			
JCG2106		Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	81,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)			
JCG2132		410 mm ¹⁾	○
JCG2134		460 mm ²⁾	◆
JCG2136		510 mm ³⁾	○
¹⁾ NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsgurte ²⁾ NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen ³⁾ NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen			
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCG2142		Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JCG2143		Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	349,00
JCG2147		Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	698,00
JCG2144		Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	698,00
1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
JCG1980		Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00
JCG1981		Abduktionskeil	39,00
JCG1982		Seitlicher Keil	49,00
JCG1983		Vorderer Keil	79,00
2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
JCG1980		Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00



2142



2143
























2147



2144

JCG1981	Abduktionskeil		39,00	
JCG1982	Seitlicher Keil		49,00	
JCG1983	Vorderer Keil		79,00	
Zubehör für Invacare Matrix® Vi				
JCG1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		95,00	
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe				
JCG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		◆	
JCG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe				
JCG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
Rückenbespannung				
JCG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆	
JCG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00	 2171
JCG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00	 2179
JCG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00	
JCG2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00	 2172 / 2173
JCG2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00	
JCG2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00	 2174 / 2175
JCG2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00	
JCG2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		729,00	 2177 2178
JCG2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		749,00	
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC				
Positionierungsrücken				
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC				
JCG2380	405 mm		○	
JCG2381	455 mm		○	
JCG2382	505 mm		○	
JCG2383	560 mm		○	
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC				
JCG2385	90 mm		125,00	
JCG2386	150 mm		130,00	
JCG2387	230 mm		135,00	
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC				
JCG2389	90 mm		125,00	
JCG2390	150 mm		130,00	
JCG2391	230 mm		135,00	
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC				
JCG2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
JCG2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○	
JCG2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
Polsterfarbe				
JCG2151	Schwarz Nylon		◆	
JCG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JCG2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00	
Seitenteile				
JCG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	 2191

JCG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		142,00	
JCG2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		102,00	
JCG2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		411,00	
JCG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhen-einstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		514,00	
JCG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhen-einstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		514,00	
Armlehnenpolster				
JCG2195	Standard (325 mm)		◆	
JCG2196	Verlängert (375 mm)		50,00	
JCG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00	
JCG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		102,00	
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00	
JCG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00	
JCG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00	
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00	
JCG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00	
JCG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00	
Montage-Material für seitliche Führungen				
JCG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	
JCG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)				
JCG1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		269,00	
JCG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		334,00	
JCG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		381,00	
JCG2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhen-einstellbare Elan-Halterung		494,00	
JCG2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhen-einstellbare Elan-Halterung		504,00	
JCG2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhen-einstellbare Elan-Halterung		698,00	
JCG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken)				
JCG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		328,00	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JCG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆	
JCG2053	Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° - 45°) mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		960,00	
Sitzhöhen-einstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCG2857	435 mm		○	
JCG2858	460 mm		◆	
JCG2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JCG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	

JCG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.226,00	
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN				
Zentral montierte Beinstütze				
JCG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten ¹⁾		298,00	
JCG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm), (nur mit 8" Vorderräder) ¹⁾		1.850,00	
JCG2855	Ohne zentrale Beinstütze		◆	
¹⁾ NC: Bordsteinheber				
Fußauflagen				
JCG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○	
JCG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆	
JCG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○	
JCG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○	
Beinstützenoberteile links				
JCG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCG0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		201,00	
JCG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00	
JCG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00	
JCG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00	
JCG0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts ³⁾ NC: Fußplatte fest links				
Beinstützenoberteile rechts				
JCG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCG0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		201,00	
JCG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00	
JCG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00	
JCG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00	
JCG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links ³⁾ NC: Fußplatte fest rechts				
Fußauflagen links				
JCG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCG0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		184,00	
Fußauflagen rechts				
JCG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCG0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		184,00	
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
JCG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)		◆	
JCG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		771,00	
JCG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.599,00	
JCG2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00	
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400				
JCG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆	
JCG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○	
JCG1707	Rhomboid-Halter abschwinkbar rechts ¹⁾		○	
JCG1708	Rhomboid-Halter abschwinkbar links ²⁾		○	

JCG1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)		399,00
JCG1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)		399,00
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾		926,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾		926,00
JCG2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		372,00
JCG2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		372,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts
2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links
3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar
4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar
5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts
6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links

Fahrpulthalter für REM500

JCG2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JCG2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}		926,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}		926,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts
2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links
3) NC: Tisch abschwenkbar rechts
4) NC: Tisch abschwenkbar links

Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter

JCG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		750,00
JCG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.026,00
JCG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JCG2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JCG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆
JCG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○

- 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts
2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links

Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)

Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).

JCG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		823,00
JCG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		977,00
JCG2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JCG2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JCG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		926,00
JCG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}		926,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage

- 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts
2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links
3) NC: Tisch abschwenkbar rechts
4) NC: Tisch abschwenkbar links
5) NC: Rückspiegel rechts
6) NC: Rückspiegel links

Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)

JCG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾		5.561,00
JCG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾		6.591,00

- 1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick



2219



2245



2231








2232




2230




2247


Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)					
JCG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen		462,00	2249	2250
JCG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer		926,00		
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)					
JCG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾		4.634,00	2233	2240
JCG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾		1.956,00		
JCG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾		565,00		
JCG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾		565,00		
JCG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		926,00		
JCG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾		926,00		
JCG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		1.441,00		
JCG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾		1.441,00		
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage		
¹⁾ NC: Taschenhaken ²⁾ NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts ³⁾ NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links					
LiNX Zubehör					
Extra Bedieneinheit					
JCG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker)		514,00		
JCG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)		○	2251	
JCG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)		○		
JCG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)		○		
JCG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)		○		
JCG2225	Ohne feste Montageposition		○		
USB-Ladeanschluss					
JCG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		256,00		
JCG2281	Montage rechts		○	2253	
JCG2282	Montage links		○		
Weitere Komponenten / Zubehör					
JCG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○		
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage		
Buddy Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCG1685	Buddy Button Rot		148,00		
JCG1686	Buddy Button Gelb		148,00	1685 / 1686 / 1687 / 1690	
JCG1687	Buddy Button Grün		148,00		
JCG1690	Buddy Button Blau		148,00		
Eierförmiger Button (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCG2254	Eierförmiger Button Schwarz		153,00		
Piko Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCG1711	Piko Button Rot		164,00		
JCG1712	Piko Button Gelb		164,00	2721 / 2722	
JCG1713	Piko Button Grün		164,00		
JCG1714	Piko Button Orange		164,00		
JCG1715	Piko Button Blau		164,00		
JCG1716	Piko Button Schwarz		164,00		
Bodypoint Joystickaufsätze					
JCG2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00		
JCG2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00	2723	
JCG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00		
JCG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00	2724	


FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCG2871	Galaxie-Grau		◆
JCG2872	Merkur-Silber		○
JCG2873	Mars-Rot		○
JCG2874	Neptun-Blau		○
JCG2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCG2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCG2883	Merkur-Silber		○
JCG2884	Mars-Rot		81,00
JCG2885	Neptun-Blau		81,00
JCG2886	Weltall-Violett		81,00
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JCG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		411,00
JCG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
Vorderräder			
JCG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00
JCG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00
JCG0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: 12 km/h Ultra High Speed Motoren)		○
Verriegelung für Vorderräder			
JCG1490	Verriegelung für Vorderräder		184,00
Hinterräder			
JCG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00
JCG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		237,00
Federung			
JCG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JCG1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCG1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JCG1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JCG1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		823,00
JCG1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		977,00
Batterien			
JCG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		401,00
Stabilitätsprogramm			
JCG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
Ladegerät			
JCG1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JCG1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JCG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
JCG2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		249,00
Heckmarkierungstafel			
JCG1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00






 2631

 2632

 1490

 1205

SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCG1244	Bordsteinheber, einklappbar		309,00
Transportbefestigung			
JCG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		742,00
JCG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)	○	
JCG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19	◆	
Transportbefestigungspunkte			
JCG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		184,00
Haltegurt			
JCG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
JCG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		61,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)			
JCG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		174,00
JCG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		174,00
JCG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		129,00
JCG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		129,00
JCG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		102,00
JCG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		102,00
Rückspiegel			
JCG1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCG1339	Rückspiegel links		50,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCG2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		123,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCG1312	Stockhalter rechts		40,00
JCG1363	Stockhalter links		40,00
Radspritzschutz			
JCG1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		81,00
JCG1417	Radspritzschutz hinten		102,00
Tisch			
JCG1404	Tisch abschwenkbar, rechts		325,00
JCG1405	Tisch abschwenkbar, links		325,00
Werkzeugset			
JCG1333	Werkzeugset		49,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCG3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			


1404 /
1405


SP1602886