

Invacare® **AVIVA RX40**

Produktlinie (PLn): 1160
 HMV-Nr.: 18.50.04.0215
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
 Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 7.309,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JCF0001	Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul)	7.309,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS		
JCF2810	Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCF2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen	◆
Sitzrahmen		
JCF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
Sitzbreiteinstellung		
JCF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JCF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JCF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JCF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
Rückenaufnahme		
JCF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	81,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)		
JCF2132	410 mm ^{1) 2)}	○
JCF2134	460 mm ²⁾	◆
JCF2136	510 mm ³⁾	○
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG		
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)		
JCF2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JCF2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	349,00
JCF2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	698,00
JCF2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	698,00
1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA		
JCF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00
JCF1981	Abduktionskeil	39,00
JCF1982	Seitlicher Keil	49,00
JCF1983	Vorderer Keil	79,00
2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA		
JCF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00



2142



2143



2147



2144

JCF1981	Abduktionskeil		39,00
JCF1982	Seitlicher Keil		49,00
JCF1983	Vorderer Keil		79,00
Zubehör für Invacare Matrix® Vi			
JCF1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		95,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		◆
JCF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JCF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○
Rückenbespannung			
JCF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆
JCF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00
JCF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00
JCF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00
JCF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00
JCF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00
JCF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00
JCF2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		729,00
JCF2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		749,00
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC			
Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
JCF2380	405 mm		○
JCF2381	455 mm		○
JCF2382	505 mm		○
JCF2383	560 mm		○
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
JCF2385	90 mm		125,00
JCF2386	150 mm		130,00
JCF2387	230 mm		135,00
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC			
JCF2389	90 mm		125,00
JCF2390	150 mm		130,00
JCF2391	230 mm		135,00
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC			
JCF2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
JCF2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○
JCF2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
Polsterfarbe			
JCF2151	Schwarz Nylon		◆
JCF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCF2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00



2174 / 2175




























2177

2178



2168

2169

Seitenteile				
JCF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JCF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		142,00	
JCF2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		102,00	
JCF2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		411,00	
JCF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		514,00	
JCF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		514,00	
Armlehnenpolster				
JCF2195	Standard (325 mm)		◆	
JCF2196	Verlängert (375 mm)		50,00	
JCF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00	
JCF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		102,00	
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsurte)				
JCF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00	
JCF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00	
JCF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00	
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsurte)				
JCF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00	
JCF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00	
JCF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00	
Montage-Material für seitliche Führungen				
JCF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	
JCF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)				
JCF1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		269,00	
JCF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		334,00	
JCF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		381,00	
JCF2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		494,00	
JCF2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		504,00	
JCF2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		698,00	
JCF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○	
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken)				
JCF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		328,00	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JCF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.020,00	
JCF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		1.226,00	
JCF2052	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		2.150,00	
Sitzhöhenstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCF2857	435 mm		○	

JCF2858	460 mm		◆	
JCF2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JCF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)			1.226,00
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN				
Beinstützenoberteile links				
JCF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCF0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾			201,00
JCF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾			71,00
JCF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			98,00
JCF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			1.082,00
JCF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts ³⁾ NC: Fußplatte fest links				
Beinstützenoberteile rechts				
JCF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCF0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾			201,00
JCF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾			71,00
JCF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			98,00
JCF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			1.082,00
JCF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links ³⁾ NC: Fußplatte fest rechts				
Fußauflagen links				
JCF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCF0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links			184,00
Fußauflagen rechts				
JCF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCF0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts			184,00
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
JCF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)		◆	
JCF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinenbuchsen			771,00
JCF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinenbuchsen (NC: Fahrpulhalter Maxx Resolve)			1.599,00
JCF2270	Kippschaltermodul für REM400			411,00
Fahrpulhalter für REM216 oder REM400				
JCF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆	
JCF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○	
JCF1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾		○	
JCF1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾		○	
JCF1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)			399,00
JCF1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)			399,00
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾			926,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾			926,00
JCF2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts ⁵⁾			372,00


0565 /
0566


0555 / 0554


0536 /
0546

0537 /
0547

0539 /
0549

0505 /
0502

0511 /
0508


2204

2205



2206



2270

JCF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		372,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links			
Fahrpulthalter für REM500			
JCF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JCF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}		926,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}		926,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JCF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		750,00
JCF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.026,00
JCF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JCF2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JCF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆
JCF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links			
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JCF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		823,00
JCF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		977,00
JCF2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JCF2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JCF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		926,00
JCF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}		926,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links			
Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾		5.561,00
JCF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾		6.591,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick			
Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) , (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen		462,00
JCF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer		926,00
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾		4.634,00
JCF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾		1.956,00



2219



2245



2231



2232



2230



2247



2249



2250



2233



2240

JCF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾		565,00		
JCF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾		565,00		
JCF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		926,00		
JCF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾		926,00		
JCF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		1.441,00		
JCF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾		1.441,00		
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage		
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links					
LiNX Zubehör					
Extra Bedieneinheit					
JCF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker)		514,00	 2251	
JCF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)		○		
JCF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)		○		
JCF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)		○		
JCF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)		○		
JCF2225	Ohne feste Montageposition		○		
USB-Ladeanschluss					
JCF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		256,00	 2253	
JCF2281	Montage rechts		○		
JCF2282	Montage links		○		
Weitere Komponenten / Zubehör					
JCF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○	 1685 / 1686 / 1687 / 1690	
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage		
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCF1685	Buddy Button Rot		148,00	 1685 / 1686 / 1687 / 1690	
JCF1686	Buddy Button Gelb		148,00		
JCF1687	Buddy Button Grün		148,00		
JCF1690	Buddy Button Blau		148,00		
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCF2254	Eierförmiger Button Schwarz		153,00	 2721 / 2722	
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)					
JCF1711	Piko Button Rot		164,00		
JCF1712	Piko Button Gelb		164,00		
JCF1713	Piko Button Grün		164,00		
JCF1714	Piko Button Orange		164,00		
JCF1715	Piko Button Blau		164,00		
JCF1716	Piko Button Schwarz		164,00		
Bodypoint Joystickaufsätze					
JCF2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00	 2724	
JCF2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00		
JCF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00		
JCF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00		
FAHREINHEIT					
Rahmenfarbe					
JCF2871	Galaxie-Grau		◆		
JCF2872	Merkur-Silber		○		
JCF2873	Mars-Rot		○		
JCF2874	Neptun-Blau		○		
JCF2875	Weltall-Violett		○		
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage		

Farbwahl Felgeneinsatz

JCF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCF2883	Merkur-Silber		○
JCF2884	Mars-Rot		81,00
JCF2885	Neptun-Blau		81,00
JCF2886	Weltall-Violett		81,00
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage


Vorderradgabel

JCF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		411,00
JCF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆



2631

Vorderräder

JCF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00
JCF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00



2632

Verriegelung für Vorderräder

JCF1490	Verriegelung für Vorderräder		184,00
---------	------------------------------	--	--------



1490

Hinterräder

JCF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00
JCF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		237,00

Federung

JCF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
---------	---	--	---

Federungseinstellung

JCF1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCF1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCF1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCF1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆

Motor

JCF1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JCF1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		823,00
JCF1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		977,00

Batterien

JCF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		401,00

Stabilitätsprogramm

JCF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
---------	---	--	--------

Ladegerät

JCF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
---------	--------------------------	--	---

SICHERHEITSOPTIONEN
Kippschutz

JCF1205	Anti-Kippräder		◆
---------	----------------	--	---

Licht

JCF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
JCF2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		249,00



1205

Heckmarkierungstafel

JCF1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00
---------	--	--	-------

SICHERHEITZUBEHÖR
Bordsteinheber

JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		309,00
---------	-----------------------------	--	--------

Transportbefestigung

JCF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		742,00
JCF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○

JCF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JCF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		184,00
Haltegurt			
JCF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
JCF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		61,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)			
JCF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		174,00
JCF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		174,00
JCF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		129,00
JCF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		129,00
JCF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		102,00
JCF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		102,00
Rückspiegel			
JCF1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCF1339	Rückspiegel links		50,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		123,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCF1312	Stockhalter rechts		40,00
JCF1363	Stockhalter links		40,00
Radspritzschutz			
JCF1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		81,00
JCF1417	Radspritzschutz hinten		102,00
Tisch			
JCF1404	Tisch abschwengbar, rechts		325,00
JCF1405	Tisch abschwengbar, links		325,00
Werkzeugset			
JCF1333	Werkzeugset		49,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCF3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			


1404 /
1405


SP1602886