

Invacare® **Action<sup>®4</sup><sub>NG</sub> Heavy Duty** €

HMV-Nr.: 18.50.02.3028

Benutzergewicht: **max. 160 kg****Grundpreis: 1.687,00 €**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | Gewicht des Patienten = kg | €               |
|--|---|----------------------------|-----------------|
| CKG0026  | Invacare® <b>Action<sup>®4</sup><sub>NG</sub> Heavy Duty</b>  |                            | <b>1.687,00</b> |
| CKGSPEC  | Sonderbau   |                            | auf Anfrage     |
| <b>ALBER ZUSATZANTRIEBE</b>  |   |                            |                 |
| <b>Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.</b>        |   |                            |                 |
| CKG0080  | Halterung Alber Viamobil 25 (NC: Anti-Kippräder, Ankipphilfe, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflaschen)                                     |                            | 432,00          |
| <b>ANTRIEBSVERSION</b>   |   |                            |                 |
| CKG0100  | Greifreifenantrieb  |                            | ◆               |
| <b>SITZ</b>  |   |                            |                 |
| <b>SITZBREITE</b>  |   |                            |                 |
| CKG0170  | 505 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe  |                            | ◆               |
| CKG0171  | 555 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Therapietisch)                   |                            | 119,00          |
| CKG0172  | 605 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Sitztiefe 400 mm, Therapietisch) |                            | 215,00          |
| <b>SITZTIEFE</b>   |   |                            |                 |
| CKG0180  | 400 mm Sitztiefe  |                            | ○               |
| CKG0190  | 450 mm Sitztiefe  |                            | ○               |
| CKG0195  | 500 mm Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen   |                            | 102,00          |
| CKG0200  | 400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen  |                            | ◆               |
| CKG0201  | 450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen  |                            | 102,00          |
| <b>SITZHÖHE</b>  |   |                            |                 |
| CKG0210  | 510 mm Sitzhöhe   |                            | ○               |
| CKG0220  | 485 mm Sitzhöhe   |                            | ○               |
| CKG0230  | 460 mm Sitzhöhe   |                            | ○               |
| <b>SITZPOLSTER</b>   |   |                            |                 |
| CKG0280  | Nylon ohne Klettstreifen  |                            | ○               |
| CKG0290  | Nylon mit Klettstreifen   |                            | ◆               |
| CKG0295  | Nylon gepolstert  |                            | 61,00           |
| CKG0297  | Mistral 2 Sitzkissen inkl. Nylonsitzgurt  |                            | 148,00          |
| <b>RÜCKEN</b>  |   |                            |                 |
| <b>RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK</b>   |   |                            |                 |
| CKG0330 +0304  | Fester Rücken 7° Lumbaltnick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe  |                            | ◆               |
| <b>RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)</b> |   |                            |                 |
| CKG0333  | Gasdruckfeder; Rücken höhe 390/410/430 inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung (NC: Standard-Rückenpolster)    |                            | 473,00          |
| <b>RÜCKENPOLSTER</b>   |   |                            |                 |
| CKG0360  | Standard, fest (Jemima)   |                            | ◆               |
| CKG0370  | Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbander, Standard-Überwurf  |                            | 160,00          |



| <b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>   |  |  |             |  |
|--|--|--|-------------|--|
| <b>Ohne Beinstütze</b>   |  |  |             |  |
| CKG0380  | Rechts   |  | -25,00      |  |
| CKG0430  | Links  |  | -25,00      |  |
| <b>Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband</b>   |  |  |             |  |
| CKG0390/0490   | Rechts   |  | ◆           |  0390 / 0440  0490 / 0510  |
| CKG0440/0510   | Links  |  | ◆           |  |
| <b>Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband)</b> |  |  |             |  |
| CKG0400/0490   | Rechts   |  | 106,00      |  0400 / 0450  0420 / 0470  0491 |
| CKG0450/0510   | Links  |  | 106,00      |  |
| <b>Amputationsbeinstütze</b>   |  |  |             |  |
| CKG0420  | Rechts   |  | 161,00      |  |
| CKG0470  | Links  |  | 161,00      |  |
| <b>EINTEILIGE FUSSAUFLAGE</b>  |  |  |             |  |
| CKG0491  | Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar  |  | 195,00      |  |
| <b>ARMLEHNEN</b>   |  |  |             |  |
| <b>Armlehnen Nr. 1 „RIO“, abnehmbar, Paar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz</b>             |  |  |             |  0520 / 0580  |
| CKG0520/0580   | Desk (NC: Therapietisch)   |  | ◆           |  |
| <b>Armlehnen Nr. 4, abnehmbar, Paar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz</b>  |  |  |             |  |
| CKG0533/0593   | Desk (NC: Therapietisch)   |  | 153,00      |  0533 / 0593  0536 / 0596  |
| CKG0536/0596   | Lang   |  | 153,00      |  |
| <b>INVACARE SITZKISSEN</b><br>(bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)                        |  |  |             |  |
| CKB0654  | Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch  |  | 65,00       |  0654  |
| <b>SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN</b>  |  |  |             |  |
| CKG0701  | Sitztiefe 400 mm   |  | ○           |  |
| CKG0702  | Sitztiefe 450 mm   |  | ○           |  |
| CKG0703  | Sitztiefe 500 mm   |  | ○           |  |
| <b>WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN</b>   |  |  |             |  |
| CKG0760  | Einstellbares Wadenband  |  | 20,00       |  |
| CKG0785  | Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1   |  | ○           |  |
| <b>Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>   |  |  |             |  |
| <b>RAHMENFARBEN</b>  |  |  |             |  |
| CKG0801  | Schiefergrau   |  | ◆           |  0870   |
| CKG0804  | Perlweiß   |  | ○           |  |
| CKG0806  | Grün-Metallic  |  | ○           |  |
| CKG0807  | Schwarz-Matt   |  | ○           |  |
| CKG0811  | Rot-Matt   |  | ○           |  |
| CKG0815  | Türkis-Blau  |  | ○           |  |
| CKD0816  | Marineblau   |  | ○           |  |
| CKD0817  | Violett  |  | ○           |  |
| CKG0820  | Schwarz-Metallic   |  | ○           |  |
| CKG0821  | Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)   |  | auf Anfrage |  |
| <b>VORDERRÄDER</b>   |  |  |             |  |
| CKG0870  | 8" x 2" pannensicher, Schwarz  |  | ◆           |  |
| <b>VORDERRADGABELN</b>   |  |  |             |  |
| CKG0930  | Höhen- und winkelverstellbare Vorderradgabelaufnahme (3 Positionen)  |  | ◆           |  |
| <b>HINTERRÄDER</b>   |  |  |             |  |
| <b>HINTERRADGRÖSSE</b>   |  |  |             |  |
| CKG0948  | 24"  |  | ◆           |  |
| <b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>   |  |  |             |  |
| CKG0962  | Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) |  | ◆           |  |

|                           |  |  |        |
|---------------------------|--|--|--------|
| CKG0963                   | Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) |  | ○      |
| <b>HINTERRADBEREIFUNG</b> |  |  |        |
| CKG0972                   | I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz  |  | ◆      |
| CKG0974                   | I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz   |  | ○      |
| <b>GREIFREIFEN</b>        |  |  |        |
| CKGI010                   | Greifreifen Edelstahl  |  | 95,00  |
| CKGI020                   | Greifreifen Aluminium  |  | ◆      |
| CKGI030                   | Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung   |  | 81,00  |
| <b>HINTERRADACHSE</b>     |  |  |        |
| CKGI050                   | Steckachse   |  | ◆      |
| <b>HINTERRADPOSITION</b>  |  |  |        |
| CKGI060                   | Standard-Hinterradposition, 2 Positionen (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)   |  | ◆      |
| CKGI070                   | Radstandsverlängerung, 2 Positionen  |  | ○      |
| <b>RADSTURZ</b>           |  |  |        |
| CKG01077                  | Radsturz 0°  |  | ◆      |
| <b>LUFTPUMPE</b>          |  |  |        |
| CKGI090                   | Luftpumpe mit Halter   |  | 10,00  |
| <b>EXTRAS</b>             |  |  |        |
| CKG1110                   | Hand- und Speichenschutz (Schwarz)   |  | 121,00 |
| <b>BREMSEN</b>            |  |  |        |
| CKG1120                   | Druckbremse  |  | ◆      |
| CKG1125                   | Ziehbremse   |  | 26,00  |
| CKG1130                   | Trommelbremse für Begleitperson  |  | 225,00 |
| <b>ZUBEHÖR</b>            |  |  |        |
| CKG1175                   | Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoffflasche)  |  | 36,00  |
| CKG1190                   | Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)   |  | 28,00  |
| CKG1189                   | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung   |  | 101,00 |
| CKG1192                   | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung   |  | 109,00 |
| CKG1193                   | Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung   |  | 130,00 |
| CKG1194                   | Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung   |  | 136,00 |
| CKG1195                   | Anti-Kipprad einfach, rechts montiert (NC: Ankipphilfe rechts)   |  | 41,00  |
| CKG1196                   | Anti-Kippräder einfach, Paar (NC: Ankipphilfe)   |  | 85,00  |
| CKG1200                   | Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)  |  | 102,00 |
| CKG1210                   | Passive Beleuchtung  |  | ◆      |
| CKG1220                   | Bremshebelverlängerung (Paar)  |  | 28,00  |
| CKG1240                   | Stockhalter  |  | ○      |
| CKG1245                   | Ankipphilfe, rechts  |  | 15,00  |
| CKG1246                   | Ankipphilfe, links   |  | 15,00  |
| CKG1252                   | Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)  |  | 123,00 |
| CKG1270                   | Therapietisch, aufschiebbar  |  | 143,00 |
|                           | <b>Summe</b>   |  |        |



## BEMERKUNGEN