

Bestellung



Bestellformular 2026

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Action^{®4} NG Comfort** €

HMV-Nr.: 18.50.02.5055

Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 2.149,00 €

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Gewicht des Patienten = kg | Beschreibung | € |
|--|----------------------------|--|----------|
| CKN0026 | | Invacare® Action ^{®4} NG Comfort | 2.149,00 |
| AUSSTATTUNGSVARIANTE RÜCKEN | | | |
| CKN0333 CKN0370 | | Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Anpassrücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, inkl. Radstandsver- längerung, Rücken- bespannung anpassbar, 7+1 Klettänder, Standard-Überwurf | ♦ |
| CKN0334 CKN0370 | | Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Anpassrücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, inkl. Radstandsverlängerung, Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettänder, Standard-Überwurf | ○ |
| CKN0344 CKN0372 | | Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Laguna-Rücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Sitztiefe 450 mm, Rückenschale Laguna und Radstands- verlängerung, inkl. Positionierungsrücken Laguna (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) | 214,00 |
| ALBER ZUSATZANTRIEBE | | | |
| Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. | | | |
| CKN0080 | | Halterung Alber Viamobil V25 (NC: Anti-Kippräder) | 432,00 |
| CKN0090 | | Halterung Alber Viamobil Eco (120kg) (NC: Anti-Kippräder) | 432,00 |
| ANTRIEBSVERSION | | | |
| CKN0100 | | Greifreifenantrieb | ♦ |
| SITZ | | | |
| SITZBREITEN | | | |
| CKN0130 | | 405 mm Sitzbreite (NC: Sitztiefe anpassbar 450-500 mm) | ○ |
| CKN0140 | | 430 mm Sitzbreite | ○ |
| CKN0150 | | 455 mm Sitzbreite | ○ |
| CKN0160 | | 480 mm Sitzbreite (NC: Laguna-Rückenausführung) | ○ |
| SITZTIEFE | | | |
| CKN0190 | | Sitztiefe 450 mm | ♦ |
| CKN0195 | | Sitztiefe 500 mm (nur mit Nylon Sitzpolster) | ○ |
| CKN0201 | | Sitztiefe 450-500 mm (nur mit Nylon Sitzpolster) | ○ |
| SITZHÖHE | | | |
| CKN0210 | | Sitzhöhe 510 mm | ○ |
| CKN0220 | | Sitzhöhe 485 mm | ○ |
| CKN0230 | | Sitzhöhe 460 mm | ♦ |
| SITZPOLSTER | | | |
| CKN0290 | | Nylon mit Klettstreifen | ○ |
| CKN0297 | | Sitzkissen Mistral 2, mit Klettänder gegen Verrutschen gesichert | ♦ |
| Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler. | | | |
| | | | |

| BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN | | | | |
|---|--|--|--------|---|
| Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern | | | | |
| CKN0390/0490 | Rechts | | | ○ |
| CKN0440/0510 | Links | | | ○ |
| Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern | | | | |
| CKN0400/0490 | Rechts | | | ◆ |
| CKN0450/0510 | Links | | | ◆ |
| <div><div><div>0390 / 0440</div></div><div><div>0400 / 0450</div></div></div> | | | | |
| <div><div><div>0490 / 0510</div></div><div><div>0536 / 0596</div></div></div> | | | | |
| ARMLEHNEN / SEITENTEILE | | | | |
| Armlehnen Nr. 4 „KOMFORT“ abnehmbar, gepolstert, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz | | | | |
| CKN0536/0596 | Lang | | | ◆ |
| WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN | | | | |
| CKN0716 | Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe | | | ◆ |
| CKN0717 | Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe | | 256,00 | |
| <div><div><div>0716</div></div><div><div>0870</div></div></div> | | | | |
| <div><div><div>0717</div></div></div> | | | | |
| RAHMENFARBEN | | | | |
| CKN0801 | Schiefergrau | | | ◆ |
| VORDERRÄDER | | | | |
| CKN0870 | 8" x 2" pannensicher, Schwarz | | | ◆ |
| HINTERRÄDER | | | | |
| HINTERRADGRÖSSE | | | | |
| CKN0948 | 24" | | | ◆ |
| HINTERRADAUSFÜHRUNG | | | | |
| CKN0961 | Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) | | | ◆ |
| CKN0963 | Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) | | | ○ |
| <div><div><div>0972</div></div></div> | | | | |
| HINTERRADBEREIFUNG | | | | |
| CKN0972 | I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz | | | ◆ |
| GREIFREIFEN | | | | |
| CKN1020 | Greifreifen Aluminium | | | ◆ |
| HINTERRADACHSE | | | | |
| CKN1050 | Steckachse | | | ◆ |
| HINTERRADPOSITION | | | | |
| CKN1070 | Radstandsverlängerung | | | ◆ |
| <div><div><div>1070</div></div><div><div>1175/1176</div></div></div> | | | | |
| BREMSEN | | | | |
| CKN1120 | Druckbremse | | | ◆ |
| CKN1130 | Trommelbremse für Begleitperson | | 225,00 | |
| <div><div><div>1189/1192</div></div><div><div>1193/1194</div></div></div> | | | | |
| ZUBEHÖR | | | | |
| CKN1175 | Transportbefestigungshaken | | 36,00 | |
| CKN1176 | Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt | | 46,00 | |
| CKN1190 | Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte) | | 28,00 | |
| CKN1189 | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung | | 101,00 | |
| CKN1192 | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung | | 109,00 | |
| CKN1193 | Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung | | 130,00 | |
| CKN1194 | Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung | | 136,00 | |
| CKN1200 | Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar) | | | ◆ |
| CKN1210 | Passive Beleuchtung | | | ◆ |
| <div><div><div>1200</div></div><div><div>1210</div></div></div> | | | | |