

Invacare® **Action®⁴** NG

CE

HMV-Nr.: 18.50.02.2087

Benutzergewicht: **max. 125 kg****Grundpreis: 1.568,00 €**

Kunden-Nr.:













Ansprechpartner:







Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten =	kg		
Art.-Nr.	Beschreibung		€	
CKB0026	Invacare® Action®⁴ NG		1.568,00	
CKBSPEC	Sonderbau		auf Anfrage	
ALBER ZUSATZANTRIEBE				
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.				
CKB0070	Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Standard, Verstärkt oder Leichtgewicht und Standard-Greifreifenantrieb), (NC: SH 385 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage, Hemi-Armlehnen, pannensichere Bereifung, feste Hinterradachse, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen, Transportbefestigungshaken /-Kit, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflasche)		432,00	
CKB0080	Halterung Alber Viamobil V25 (nur mit Standard-Greifreifenantrieb), (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, abklappbare Rücken, Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Matrix® Kopfstütze, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflasche)		432,00	
CKB0090	Halterung Alber Viamobil Eco V14 (120kg) (nur mit Standard-Greifreifenantrieb), (NC: Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Matrix® Kopfstütze, faltbare Rückenstrebe, aktive Hinterradposition, Amputationsposition, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfen, Halter für Sauerstoffflasche)		432,00	
ANTRIEBSVERSION				
CKB0100	Greifreifenantrieb		◆	
CKB0113	Doppelgreifreifen rechts, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, Hemi-Armlehne rechts, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse links, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Stockhalter)		553,00	
CKB0114	Doppelgreifreifen links, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, Hemi-Armlehne links, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse rechts, Trommelbremse mit Einhandbremse, Stockhalter)		553,00	
CKB0115	Einhandhebelantrieb rechts, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch rechts)		752,00	
CKB0116	Einhandhebelantrieb links, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch links)		752,00	
SITZ				
SITZBREITEN				
CKB0120	380 mm Sitzbreite (NC: einstellbare Sitztiefe 450 - 500 mm, Laguna-Rückenausführungen)		○	



CKB0130	405 mm Sitzbreite (NC: einstellbare Sitztiefe 450 - 500 mm)			○	<div>1) NC: Fußplatten Einschubrohr lang, Trommelbremse, Antikippträger einfach, Ankipphilfe</div> <div>2) NC: Fußplatten Einschubrohr lang, Trommelbremse, Antikippträger einfach, Ankipphilfe</div> <div>3) NC: Trommelbremse</div>	
CKB0140	430 mm Sitzbreite			○		
CKB0150	455 mm Sitzbreite			○		
CKB0160	480 mm Sitzbreite (NC: Laguna-Rückenausführungen)			○		
SITZTIEFE						
CKB0200	400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe			◆		
CKB0201	450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe (NC: Laguna-Rückenausführungen, SH 385 mm, Invacare® Flo-tech® Sitzkissen, Invacare® Matrx® Kopfstütze)			102,00		
SITZHÖHE						
Vorder- rad/Hin- terrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)					
	385	410	435	460		485
8" - 24"						
8" - 22"						
6" - 24"		1)	3)			
6" - 22"		1)				
5,5" - 22"						
5" - 22"	2)	1)				
SITZPOLSTER						
CKB0290	Nylon mit Klettstreifen			◆		
RÜCKEN						
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK						
CKB0330 +0304	Fester Rücken 7° Lumbalknick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+I Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, Armlehnen Nr. 2 und Nr. 3, Rückenstrebe, Kopfstütze, Nackenstütze, Infusionshalter)			◆		
CKB0330 +0305	Fester Rücken 7° Lumbalknick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe, nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+I Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, Armlehnen Nr. 2 und Nr. 3, Rückenstrebe, Kopfstütze, Nackenstütze, Radstandsverlängerung, Amputationsposition, Infusionshalter)			232,00		
CKB0311	Fester Rücken 7° Lumbalknick, 2 Höhen 400 / 430 mm, feste Schiebegriffe (NC: Standard-Rückenpolster; faltbare Rückenstrebe)			○		
CKB0312	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Höhe 510 mm, feste Schiebegriffe (NC: Standard-Rückenpolster; faltbare Rückenstrebe)			○		
CKB0314	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Höhe 430 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (NC: Invacare Matrx®-Rücken, Standard-Rückenpolster; faltbare Rückenstrebe)			102,00		
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+I Klettbänder, CKB0367)						
CKB0317	7°, winkleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: Kopfstütze, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Infusionshalter)			205,00		
CKB0318	7°, winkleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: Kopfstütze, Nackenstütze)			205,00		
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)						
CKB0320	Rastermechanismus, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, Schiebegriffe fest, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster)			348,00		
CKB0333	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster)			473,00		
CKB0334	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster)			473,00		
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN						
CKB0341	Höhe 400 / 430 mm, Schiebegriffe fest (NC: Invacare Matrx® Rücken bis Rückenhöhe 310 mm, Standard-Rückenpolster; faltbare Rückenstrebe)			174,00		
CKB0342	Höhe 510 mm, Schiebegriffe fest (NC: Invacare Matrx® Rücken bis Rückenhöhe 310 mm, Standard-Rückenpolster; Anpassrücken, 7+I Klettbänder; faltbare Rückenstrebe)			175,00		
CKB0345	Winkelverstellbar 0° bis 30° über Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390/410/430 mm, inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, Standard-Rückenpolster)			473,00		

RÜCKENAUSFÜHRUNG: FÜR LAGUNA POSITIONIERUNGS-RÜCKENSCHALE (winkeleinstellbare Rücken nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)				 0313		 0344																																																																		
CKB0313	Fest 7°, Höhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter, Invacare® Matrx®-Rücken)		102,00																																																																					
CKB0344	Winkerverstellbar 0° bis 30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter)		411,00																																																																					
INVACARE MATRX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (-20mm Sitztiefe bei wvst. Rücken über Gasdruckfeder)																																																																								
NC: Armlehnen Nr. 4, Rückenstreben																																																																								
CKB0321	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		725,00	 0313  0344																																																																				
CKB0322	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		725,00																																																																					
CKB0323	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		725,00																																																																					
CKB0324	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		725,00																																																																					
CKB0325	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		725,00																																																																					
CKB0351	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		725,00																																																																					
CKB0352	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		725,00																																																																					
CKB0326	Invacare Matrx® Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		725,00																																																																					
CKB0327	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		877,00																																																																					
CKB0328	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		877,00																																																																					
CKB0329	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		877,00																																																																					
CKB0336	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		877,00																																																																					
CKB0337	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		877,00																																																																					
CKB0353	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		877,00																																																																					
CKB0354	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		877,00																																																																					
CKB0338	Invacare Matrx® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		877,00																																																																					
RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN																																																																								
CKB0355	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○																																																																					
CKB0356	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																																																																					
CKB0357	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																																																																					
CKB0358	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																																																																					
CKB0359	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																																																																					
CKB0361	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○																																																																					
CKB0362	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○																																																																					
	<table><tr><td></td><td colspan="6">Sitzbreite in mm</td></tr><tr><td></td><td>mm</td><td>380</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>480</td><td>505</td></tr><tr><td rowspan="7">Invacare Matrx® Rückenbreite</td><td>360</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>380</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>410</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>430</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>460</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>480</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>510</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>		Sitzbreite in mm							mm	380	405	430	455	480	505	Invacare Matrx® Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓						
	Sitzbreite in mm																																																																							
	mm	380	405	430	455	480	505																																																																	
Invacare Matrx® Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																	
	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																																																	
	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																																	
	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																																																	
	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗																																																																	
	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																																																	
	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓																																																																	
RÜCKENPOLSTER																																																																								
CKB0360	Standard, fest (Jemima)		◆	 0365 / 0369  0370																																																																				
CKB0364	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		20,00																																																																					
CKB0365	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Standard-Überwurf		○																																																																					
CKB0367	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CKB0317/CKB0318)		111,00																																																																					
CKB0368	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		111,00																																																																					
CKB0369	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		96,00																																																																					
CKB0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB 0780 Rückenstrebe)		160,00																																																																					
CKB0375	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		173,00																																																																					

CKB0372	Positionierungsrücken Laguna (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), nur mit Sitzkissen Standard, Kopfstütze Dartex (NC: Rückenstrebe, faltbare Rückenstrebe, Infusionshalter)		210,00		0372
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN					
Ohne Beinstütze					
CKB0380	Rechts		-25,00		
CKB0430	Links		-25,00		
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern					
CKB0390/0490	Rechts		◆		0390 / 0440
CKB0440/0510	Links		◆		
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)					
CKB0400/0490	Rechts		106,00		0400 / 0450
CKB0450/0510	Links		106,00		
Amputationsbeinstütze					
CKB0420	Rechts		161,00		
CKB0470	Links		161,00		
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE					0420 / 0470
CKB0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: Einschubrohr lang, Höhenadapter für kurze UL)		195,00		
ARMLEHNEN / SEITENTEILE					
Armlehnen Nr. 1 „RIO“, Paar, abnehmbar, höheinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz					
CKB0520/0580	Desk (NC: Therapietische)		○		0520 / 0580
CKB0530/0590	Lang		○		
Armlehne Nr. 1 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höheinstellbar 200 - 280 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz					
CKB0531	Rechts (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		26,00		konkav geformtes Polster kurz für Armlehne Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4
CKB0591	Links (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		26,00		
Armlehne Nr. 1 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, abnehmbar, höheinstellbar 200 - 280 mm, tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)					
CKB0532	Rechts (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		267,00		0537 / 0597
CKB0592	Links (NC: Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		267,00		
Armlehnen Nr.2, Paar, abschwengbar, abnehmbar, in Schwarz					
CKB0537/0597	Desk (NC: Therapietische, aktive Hinterradposition)		◆		
CKB0538/0598	Lang (NC: Aktive Hinterradposition)		○		
Armlehnen Nr. 3, Paar, abnehmbar, höhenverstellbar und abschwengbar, 170 - 295 mm, in Schwarz					
CKB0539/0599	Desk (NC: Therapietische, aktive Hinterradposition)		212,00		0539 / 0599
CKB0540/0600	Lang (NC: halbseitige Therapietische, aktive Hinterradposition)		212,00		
Armlehne Nr. 3 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höhenverstellbar und abschwengbar, 170 - 295 mm, in Schwarz					
CKB0542/0602	langes Polster (NC: Therapietische, Aktive Hinterradposition)		215,00		konkav geformtes Polster lang für Armlehne Nr. 3 und Nr. 4
CKB0543/0603	kurzes Polster (NC: Therapietische, Aktive Hinterradposition)		215,00		
Armlehne Nr. 3 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, abnehmbar, höhenverstellbar 170 - 295 mm, abschwengbar, tiefeinstellbar, in Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)					
CKB0544	Rechts (NC: aktive Hinterradposition, Therapietisch, halbseitiger Therapietisch rechts)		401,00		
CKB0604	Links (NC: aktive Hinterradposition, Therapietisch, halbseitiger Therapietisch links)		401,00		
Armlehnen Nr. 4, Paar, abnehmbar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz					
CKB0533/0593	Desk (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, Therapietische)		153,00		0533 / 0593
CKB0536/0596	Lang (NC: Invacare® Matrx®-Rücken, halbseitige Therapietische)		153,00		
Armlehne Nr. 4 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höheinstellbar, in Schwarz					
CKB0534/0594	langes Polster (NC: Therapietische)		204,00		
CKB0535/0595	kurzes Polster (NC: Therapietische)		204,00		
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, in Schwarz					
CKB0555	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		134,00		

CKB0615	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		134,00	 0555 / 0615  0564/0624  0562/0622  0566/0626
Form der Hemi-Handauflage rechts für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3				
CKB0562	Flach		77,00	
CKB0564	Gewölbt		77,00	
CKB0566	Anatomisch geformt		77,00	
Form der Hemi-Handauflage links für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3				
CKB0622	Flach		77,00	
CKB0624	Gewölbt		77,00	
CKB0626	Anatomisch geformt		77,00	
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		65,00	 0654  0659  0681  0693  0716  0717  0718  0719  0760
CKB0659	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00	
CKB0681	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00	
CKB0693	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm		698,00	
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CKB0701	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>	
CKB0702	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>	
CKB0703	Sitztiefe 500 mm		<input type="radio"/>	
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CKB0716	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		81,00	
CKB0717	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		256,00	
CKB0718	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), mit Kinnunterstützung, inkl. Rückenstrebe		256,00	
CKB0719	Kopfstütze Invacare Matrix®, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare Matrix®-Rücken, nicht mit Rückenstrebe und faltbarer Rückenstrebe)		369,00	
CKB0760	Einstellbares Wadenband		20,00	
CKB0770	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		25,00	
CKB0771	Höhenadapter für kurze Unterschenkelängen, Paar, ermöglicht UL 230 mm - 430 mm, Auslieferung mit Standard-Fußplatte		71,00	
CKB0780	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+I und 7+I Klettbänder)		61,00	
CKB0782	Faltbare Rückenstrebe		98,00	
CKB0785	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>	
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				
RAHMENFARBEN				 0845  0850 / 0870 / 0890  0895  0905  0925
CKB0801	Schiefergrau		◆	
CKB0804	Perlweiß		<input type="radio"/>	
CKB0806	Grün-Metallic		<input type="radio"/>	
CKB0807	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>	
CKB0811	Rot-Matt		<input type="radio"/>	
CKB0815	Türkis-Blau		<input type="radio"/>	
CKB0816	Marineblau		<input type="radio"/>	
CKB0817	Violett		<input type="radio"/>	
CKB0820	Schwarz-Metallic		<input type="radio"/>	
CKB0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage	
VORDERRÄDER				
CKB0845	8" x 1 ¼" Luftbereifung, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0850	8" x 1 ¼" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0890	6" x 1 ¼" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0895	6" x 1 ¼" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0905	5 ½" x 1 ¾" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>	
CKB0925	5" x 1" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
VORDERRADGABELN				
CKB0930	Höhen- und winkelverstellbare Vorderradgabelaufnahme (3 Positionen)		◆	


HINTERRÄDER			
HINTERRADGRÖSSE			
CKB0946	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)		○
CKB0948	24"		◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
CKB0961	Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm), (NC: feste Hinterradachse)		◆
CKB0962	Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)		153,00
CKB0963	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)		○
CKB0965	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, feste Hinterradachse, Hand- und Speichenschutz, Stockhalter)		○
CKB0966	Leichtgewicht mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm), (NC: feste Hinterradachse, Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)		153,00
HINTERRADBEREIFUNG			
CKB0972	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CKB0974	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
CKB0978	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○
CKB0982	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für 24" Hinterrad Leichtgewicht		○
GREIFREIFEN			
CKBI010	Greifreifen Edelstahl		95,00
CKBI020	Greifreifen Aluminium		◆
CKBI030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		81,00
HINTERRADACHSE			
CKBI040	Feste Achse		○
CKBI050	Steckachse		◆
HINTERRADPOSITION			
CKBI055	Aktive Hinterradposition, 8 Positionen (NC: Trommelbremsen, Halter für Sauerstoff-Flasche)		24,00
CKBI060	Standard Hinterradposition, 2 Positionen (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆
CKBI070	Radstandsverlängerung, 2 Positionen		○
CKBI075	Amputationsposition, 8 Positionen (NC: Ziehbremse, Trommelbremsen)		24,00
RADSTURZ			
CKB01077	Radsturz 0°		◆
LUFTPUMPE			
CKBI090	Luftpumpe mit Halter		10,00
EXTRAS			
CKBI110	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24" Hinterräder		121,00
CKBI111	Hand- und Speichenschutz, Transparent für 22" & 24" Hinterräder		121,00
BREMSEN			
CKBI120	Druckbremse		◆
CKBI125	Ziehbremse		26,00
CKBI130	Trommelbremse für Begleitperson		225,00
CKBI150	Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		83,00
CKBI160	Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		83,00
CKBI161	Trommelbremse mit Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		312,00
CKBI162	Trommelbremse mit Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		312,00
ZUBEHÖR			
CKBI175	Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		36,00
CKBI176	Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt (NC: Armlehnen Nr. 2 und Nr. 3, Halter für Sauerstoff-Flasche)		46,00
CKBI190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		28,00



0972 0974 0978




0982



1055

1060



1070

1075



1120



1175 & 1176

1189 / 1192

1193 / 1194

1195

1200

1210

1220

1241

1245 / 1246

1252

1270

1271 / 1272