

Rea® Azalea® Major



HMV-Nr.: 18.50.02.7065

Benutzergewicht: **max. 135 kg****Grundpreis: 3.503,00 €**




Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:



Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
BNH0019	Rea® Azalea® Major		3.503,00
BNH8000	Sonderbau		auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION			
BNH0020	16" inkl. Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse		289,00
BNH0025	24" mit Standard-Radnabe		◆
BNH0030	24" mit Trommelbremse, Bedienung durch Begleitperson		225,00
RAHMEN			
BNH0036	Major (+50 mm Sitzhöhe und Rahmenlänge), (NC: Anbauhalterung für Viamobil Plus)		◆
SITZ			
SITZBREITE			
BNH0040	390 mm (-20 mm als Option)		○
BNH0050	440 mm (-20 mm als Option)		◆
BNH0060	490 mm (-20 mm als Option), (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZBREITENVERSTELLUNG			
BNH0065	Sitzbreitenverstellung + 50 mm		◆
BNH0075	Sitzbreitenverstellung + 100 mm (nur mit 16" Transiträdern), (NC: Einhandbremse)		○
BNH0085	ohne Sitzbreitenverstellung (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZTIEFE			
BNH0105	480 - 550 mm inkl. Rahmenverlängerung		◆
SITZHÖHE			
BNH0125	500 mm (NC: Anbauhalterung für Viamobil Plus)		◆
SITZWINKEL			
BNH0127	Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°) (NC: elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		○
SITZTYP			
BNH0130	Tiefenverstellbar		◆
SITZKISSEN			
BNH0165	Sitzkissen Flo-Shape		◆
BNH0168	Sitzkissen Invacare Matrix® Libra inkl. Standardbezug		698,00
BNH0180	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		-25,00
SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRIX LIBRA SITZKISSEN			
BNH0182	Kurz: 405 mm		○
BNH0183	Lang: 455 mm		○
SITZPOLSTERUNG			
BNH0191	Schwarz Velours		○
BNH0201	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BNH0202	Schwarz atmungsaktiv		○
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			



0165

RÜCKEN FLEX III																																							
RÜCKENBREITENERWEITERUNG																																							
BNH0205	+ 50 mm (NC: Invacare® Matrix® Positionierungsrücken)			m																																			
BNH0206	+ 100 mm (NC: Ergorücken, Invacare® Matrix® Positionierungsrücken)			○																																			
BNH0207	Ohne Rückenbreitenerweiterung			◆																																			
RÜCKENAUSFÜHRUNG																																							
BNH0210	Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: laterale Positionierungspads, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen)			◆																																			
BNH0220	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen)		270,00																																				
																																							
INVACARE MATRIX POSITIONIERUNGSRÜCKEN																																							
NC für alle Invacare® Matrix® Positionierungsrücken: Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile)																																							
BNH0221	Invacare® Matrix® Elite E2, inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		725,00																																				
BNH0223	Invacare® Matrix® Elite E2 Deep, inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		877,00																																				
BNH0225	Invacare® Matrix® PB, inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt (NC: Invacare Matrix® Rückenhöhe 460 mm, Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstützen)		725,00																																				
BEI WAHL EINES Invacare® Matrix®-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:																																							
BNH0233	410 mm			○																																			
BNH0235	460 mm			○																																			
BNH0234	510 mm			○																																			
BEI WAHL EINES Invacare® Matrix® Elite E2 / E2 Deep POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN:																																							
BNH0241	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)			○																																			
BNH0242	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)			○																																			
BNH0243	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)			○																																			
BNH0244	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)			○																																			
BNH0245	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)			○																																			
BNH0246	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)			○																																			
BNH0247	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			○																																			
<table border="1" data-bbox="1133 985 1500 1097"> <thead> <tr> <th>Sitzbreite in mm</th> <th colspan="6">Rückenbreite Invacare Matrix Rücken</th> </tr> <tr> <th></th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>490</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrix Rücken							380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	✗	✗	✗	✗	440	✗	✓	✓	✓	✗	✗	490	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrix Rücken																																						
	380	410	430	460	480	510																																	
390	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																	
440	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																	
490	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																	
RÜCKENBEZUG / KISSEN																																							
BNH0240	Überzug für Ergorücken			○																																			
BNH0250	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)			◆																																			
BNH0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung) (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, Seitenpelotten Standard, laterale Positionierungspads)		205,00																																				
BNH0270	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstützen), (NC: laterale Positionierungspads)		205,00																																				
BNH0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-35,00																																				
BNH0305	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)			○																																			
RÜCKENPOLSTERUNG																																							
BNH0311	Schwarz Velours			○																																			
BNH0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material			◆																																			
BNH0322	Schwarz, atmungsaktiv			○																																			
SCHIEBEGRIFFE																																							
BNH0335	Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstützen			◆																																			
BNH0343	Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen																																						
BNH0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		205,00																																				
																																							
SITZEINHEIT																																							
SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG																																							
BNH0350	Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)			◆																																			
BNH0360	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		718,00																																				

VERRIEGELUNG				
BNH1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		○	
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
ZENTRALE BEINSTÜTZE				
BNH0370	Einteilige Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatten (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflagen, Bodypoint Ankle Huggers, Abduktionskeil, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)		256,00	
BEINSTÜTZENAUFNAHME				
BNH0375	Niedrig, Standard		◆	
BNH0376	Hoch, für lange Beinlängen		○	
BNH0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE LINKS				
BNH0380	Beinstützenoberteil hochschwenkbar inkl. Waden- und Kniepolster; links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	
BNH0390	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar; links - Alu 2003 (NC: 50 mm Rahmenverlängerung)		○	
BNH0400	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar; links - Alu 2003 nur mit tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte links mit kurzem Einsteckrohr (NC: Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○	
BNH0410	Amputationsbeinstütze, links		155,00	
BNH0420	Ohne Beinstütze, links		- 45,00	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE RECHTS				
BNH0430	Beinstützenoberteil hochschwenkbar inkl. Waden- und Kniepolster; rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	
BNH0440	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar; rechts - Alu 2003 (NC: 50 mm Rahmenverlängerung)		○	
BNH0450	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar; rechts - Alu 2003 (NC: feste Fußplatten rechts, Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar rechts mit langem Einsteckrohr; Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○	
BNH0460	Amputationsbeinstütze rechts		155,00	
BNH0470	Ohne Beinstütze, rechts		- 45,00	
EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)				
BNH0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr		195,00	
BNH0476	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, langes Einsteckrohr		195,00	
FUSSKASTEN, GEPOLSTERT				
BNH0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenbänder, Bodypoint Ankle Huggers)		864,00	
FUSSPLATTEN LINKS				
BNH0480	Fußplatte fest mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	
BNH0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)		40,00	
BNH0510	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNH0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)		40,00	
FUSSPLATTEN RECHTS				
BNH0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	
BNH0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)		40,00	
BNH0570	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNH0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)		40,00	
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
ARMLEHNEN LINKS				
BNH0600	Höhenverstellbare Armlehne links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		36,00	




0370




0380/0430




0390/0440



0410 / 0460



0475/0476


















0477



Fußplatte fest

Fußplatte verstellbar
für festes Beinstützen-
oberteilFußplatte verstellbar für hoch-
schwenkbare Beinstützenoberteile

BNH0605	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster links (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch links)		36,00	 0600 / 0630  0605 / 0635	
BNH0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆		
BNH0607	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm), höhenverstellbar, breites Polster links (nur mit 16" Hinterrädern) (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch, links, Verriegelung für Therapietisch)		102,00		
BNH0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert links (SB-20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch, links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		71,00		
BNH0615	Hemi-Armauflage links (NC: Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		229,00		
BNH0620	Ohne Armauflage, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		-35,00		
ARMLEHNEN RECHTS					
BNH0630	Höhenverstellbare Armlehne rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		36,00	 0610 / 0640  0606/0636	
BNH0635	Höhenverstellbare Armlehne, breites Polster rechts (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		36,00		
BNH0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆		
BNH0637	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm), höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)		102,00		
BNH0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB-20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		71,00		
BNH0645	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		229,00		
BNH0650	Ohne Armauflage, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		-35,00		
ARMLEHNENZUBEHÖR					
BNH0680	Seitenteilbezug		◆	 0720  0730  0750	
BNH0690	Innenkissen für Seitenteilbezug		33,00		
SITZUBEHÖR					
BNH0710	Inkontinenzbezug		45,00		
BNH0720	Abduktionskeil		133,00		
KOPFSTÜTZEN					
BNH0730	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung) (NC: Matrx® Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		102,00		
BNH0750	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung) (NC: Matrx® Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		149,00		
BNH0731	Invacare Matrx® Elan Standard-Polster (260 mm)		195,00		
BNH0732	Invacare Matrx® Elan Standard-Polster (360 mm)		195,00		
BNH0733	Invacare Matrx® Elan Nacken-Polster (230 mm)		205,00		
BNH0734	Invacare Matrx® Elan Nacken-Polster (310 mm)		205,00		
BNH0735	Invacare Matrx® Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		399,00		
BNH0736	Invacare Matrx® Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		399,00		
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER					
BNH0742	Invacare Matrx® Elan Montagematerial		299,00	 0770  0800	
BNH0744	Invacare Matrx® Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		349,00		
BNH0746	Invacare Matrx® Loxx Montagematerial		229,00		
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR					
BNH0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung		36,00		
BNH0770	Nackenstütze einstellbar (NC: Matrx® Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		◆		
BNH0790	Klinik-Kit für Kopfstützen		○		
RÜCKENZUBEHÖR					
BNH0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar ¹⁾		150,00		
BNH0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar ¹⁾		150,00		
BNH0820	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		164,00		

BNH0830	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		164,00	 0850  0880
BNH0840	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾		66,00	
BNH0850	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾		66,00	
BNH0880	Seitenpelotte Version 2025, links, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		132,00	
BNH0890	Seitenpelotte Version 2025, rechts, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		132,00	
BNH0900	Seitenpelottenbefestigung		○	
BNH0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00	
BNH0920	Rückeneinlegekeile (Paar)		20,00	
1) Seitenpelottenbefestigung				
BEINSTÜTZENZUBEHÖR				
BNH0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00	 0950
BNH0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		25,00	
BNH0941	Schutzbezug für Fußauflagen		50,00	
BNH0942	Wadenband, gepolstert		30,00	
BNH0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○	
BNH0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		184,00	
BNH0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		184,00	
BNH0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		184,00	
RAHMEN				
RAHMENFARBE				
BNH0944	Perlgrau		◆	
BNH0946	Mitternachtsblau		○	
BNH0947	Sandfarben (Special)		○	
BNH0948	Limetten-Grün (Special)		○	
BNH0949	Rot-Metallic (Special)		○	
RAHMENVERLÄNGERUNG				
BNH0950	Rahmenverlängerung 50 mm		◆	
VORDERRADBEFESTIGUNG				
BNH0960	Fest		◆	
VORDERRÄDER				 1092  1082  1086
BNHI015	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○	
BNHI022	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○	
BNHI025	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆	
HINTERRADGRÖSSE				
BNHI047	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse und 1 3/8" pannensicherer Bereifung), (NC: Einhandbremsen)		○	
BNHI062	24", mit Steckachse		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BNHI072	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆	
BNHI074	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		153,00	
BNHI076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		○	
HINTERRADBEBERIFUNG				
BNHI082	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
BNHI086	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
BNHI092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
GREIFREIFEN				
BNHI100	Aluminium		◆	
BNHI120	Kunststoffbezogen		102,00	
RADZUBEHÖR				
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
BNHI160	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		123,00	

SICHERHEIT			
BREMSEN			
BNHI170	Standardbremse		◆
BNHI180	Einhandbremse, links		359,00
BNHI185	Einhandbremse, rechts		359,00
GURTE			
BNHI200	Haltegurt		59,00
BNHI201	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		101,00
BNHI202	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		109,00
BNHI203	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		130,00
BNHI204	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		136,00
BNHI206	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		189,00
BNHI207	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		199,00
ZUBEHÖR			
BNHI230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		157,00
BNHI231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster, inkl. Montage-Kit		174,00
BNHI232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00
BNHI233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		205,00
BNHI240	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		339,00
BNHI245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)		363,00
BNHI235	Auflagekissen für Therapietisch		153,00
BNHI237	Polster für halbseitigen Therapietisch		61,00
BNHI250	Verriegelung für Therapietisch		27,00
BNHI266	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
BNHI268	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		370,00
BNHI290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		26,00
BNHI295	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		41,00
BNHI320	Infusionsständer		92,00
	Summe		
BEMERKUNGEN			



1200