

Rea® **Dahlia® 45°**

HMV-Nr. 20"/22"/24": 18.50.02.7067

HMV-Nr. 16": 18.50.01.3005

Benutzergewicht: **max. 135 kg****Grundpreis: 4.245,00 €**

Kunden-Nr.:


Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€																																																																																																
BXA0015		Rea® Dahlia® 45°	4.245,00																																																																																																
BXA8000		Sonderbau	auf Anfrage																																																																																																
ANTRIEBSVERSION																																																																																																			
BXA0020		16" Transiträder für Trommelbremse (nur mit pannensicherer Bereifung), (NC: SH 400-450 mm, Einhandbremsen)	79,00																																																																																																
BXA0035		20", 22", 24" mit Standard-Radnabe (NC: + 100 mm Sitz- und Rückenbreitenverstellung, SH 500 mm)	◆																																																																																																
BXA0042		Doppelgreifreifen rechts (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder; Anbauhalterung Viamobil)	977,00																																																																																																
BXA0044		Doppelgreifreifen links (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder; Anbauhalterung Viamobil)	977,00																																																																																																
SITZ																																																																																																			
SITZBREITE																																																																																																			
BXA0050		390 mm (NC: Anbauhalterung Viamobil)	○																																																																																																
BXA0060		440 mm	◆																																																																																																
BXA0070		490 mm	○																																																																																																
SITZBREITENVERSTELLUNG																																																																																																			
BXA0080		+ 50 mm	◆																																																																																																
BXA0090		+ 100 mm (NC: Einhandbremse)	○																																																																																																
BXA0100		Ohne Sitzbreitenverstellung (NC: Rückenbreitenerweiterungen)	○																																																																																																
SITZTIEFE																																																																																																			
BXA0110		430 - 500 mm	◆																																																																																																
SITZHÖHE (bitte die nachfolgende Tabelle beachten für die Wahl der passenden Radausführungen)																																																																																																			
BXA0120		350 mm (NC: zentrale Beinstütze)	○																																																																																																
BXA0130		380 mm (NC: zentrale Beinstütze)	○																																																																																																
BXA0140		400 mm (NC: zentrale Beinstütze)	○																																																																																																
BXA0150		430 mm (NC: zentrale Beinstütze)	○																																																																																																
BXA0160		450 mm	○																																																																																																
BXA0170		480 mm	○																																																																																																
BXA0180		500 mm (NC: Einhandbremsen, Beinstützenoberteile 90° abschwenkbar)	○																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="7">Sitzhöhe in mm</th> </tr> <tr> <th>Hinterräder</th> <th>350</th> <th>380</th> <th>400</th> <th>430</th> <th>450</th> <th>480</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>20"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>22"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>Vorderräder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4"</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5,5"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>8"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Sitzhöhe in mm							Hinterräder	350	380	400	430	450	480	500	16"	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	20"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	22"	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	24"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	Vorderräder								4"	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	5"	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	5,5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	8"	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	Sitzhöhe in mm																																																																																																		
Hinterräder	350	380	400	430	450	480	500																																																																																												
16"	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓																																																																																												
20"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																																																												
22"	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗																																																																																												
24"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗																																																																																												
Vorderräder																																																																																																			
4"	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																																																																																												
5"	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																																												
5,5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																																																												
6"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																																																												
8"	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓																																																																																												

BESCHRÄNKUNG DES SITZWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)			
BXA0190	Reduzierter Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 30°		○
BXA0200	Voller Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 45°		◆
BESCHRÄNKUNG DES RÜCKENWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)			
BXA0203	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 10°		○
BXA0205	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 20°		○
BXA0207	Voller Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 30°		◆
SITZTYP			
BXA0210	Tiefenverstellbar 430-500 mm		◆
SITZKISSEN			
BXA0230	Sitzkissen Flo-shape		◆
BXA0243	Sitzkissen Invacare® Matrx® Libra inkl. Standardbezug		698,00
BXA0280	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		-25,00
SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRX LIBRA SITZKISSEN			
BXA0324	Kurz: 405 mm		○
BXA0325	Lang: 455 mm		○
SITZPOLSTERUNG			
BXA0290	Schwarz Velours		○
BXA0300	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BXA0305	Schwarz atmungsaktiv		○
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
RÜCKENROHRE			
BXA0320	Gerade (für Flex3 und Invacare® Matrx®-Rücken)		◆
Gelenk für Rückenbreitenerweiterung			
BXA0330	+ 50 mm (NC: Invacare® Matrx® Elite E2/E2 Deep Rücken, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		50,00
BXA0340	Ohne Gelenk für Rückenbreitenerweiterung		◆
INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN			
NC für alle Invacare® Matrx® Positionierungsrücken: Rückenbreitenerweiterungen, Schiebegriffe mit Bügel ohne Kopfstützenaufnahme, Halterungen für Kopf- und Nackenstütze, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile			
BXA0350	Invacare® Matrx® Elite E2, inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		725,00
BXA0360	Invacare® Matrx® Elite E2 Deep, inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		877,00
RÜCKEN FLEX 3			
BXA0390	Flex3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Überzüge für Ergorücken, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme, laterale Positionierungspads)		◆
BXA0400	Flex 3 Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme)		270,00
BXA0410	Rückenrohre ohne Rückenpolster, nur mit Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstütze (NC: Rückenbreitenerweiterungen, Überzüge für Ergorücken, Rückenkissen, Rückenpolsterungen, Kopfstützen, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Lordosekissen, Rückeneinlegekeile)		○
BEI WAHL EINES Invacare® Matrx®-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:			
BXA0413	410 mm		○
BXA0415	460 mm		○
BXA0417	510 mm		○
BEI WAHL EINES INVACARE MATRX® POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN: (Bitte nebenstehende Tabelle beachten)			
BXA0421	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○
BXA0422	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○
BXA0423	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○
BXA0424	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○
BXA0425	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○




Sitzbreite in mm	380	410	430	460	480	510
390	✓	✓	✗	✗	✗	✗
440	✗	✓	✓	✓	✗	✗
490	✗	✗	✗	✓	✓	✓


BXA0426	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			○
RÜCKENBREITENERWEITERUNG FLEX 3				
BXA0420	+ 50 mm			○
BXA0430	+ 100 mm (NC: Einhandbremse)			○
BXA0440	Ohne Rückenbreitenerweiterung			◆
RÜCKENBEZUG / -KISSEN				
BXA0450	Überzug für Ergorücken			○
BXA0460	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)			◆
BXA0470	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads)		205,00	
BXA0480	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstütze) , (NC: laterale Positionierungspads)		205,00	
BXA0510	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-35,00	
BXA0515	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)			○
RÜCKENPOLSTERUNG				
BXA0520	Schwarz Velours			○
BXA0530	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material			◆
BXA0535	Schwarz atmungsaktiv			○
SCHIEBEGRIFFE				
BXA0540	Schiebebügel, winkeleinstellbar		205,00	
BXA0550	Schiebegriffe			○
BXA0560	Schiebegriffe mit Bügel, ohne Aufnahme für Kopfstütze			◆
BXA0570	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze		50,00	
SITZEINHEIT				
SITZWINKELVERSTELLUNG				
BXA0580	Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson per Hand)			◆
BXA0595	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung (NC: zentrale Beinstütze, Anbauhalterung für Viamobil, Multifunktionsplattform)		718,00	
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG				
BXA0600	Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)			◆
BXA0620	Rückenwinkelverstellung über Feststellschraube			○
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
EINTEILIGE BEINSTÜTZE				
BXA0630	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, einteiliges Fußbrett, Fußplatten, Abduktionskeil, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband, Bodypoint Ankle Huggers, Klinik-Kit)		256,00	
BEINSTÜTZENAUFNAHME				
BXA0640	Niedrig, Standard			◆
BXA0650	Hoch, für lange Beinlängen (+50 mm)			○
BXA0655	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)			○
BEINSTÜTZENOBerteile LINKS				
BXA0660	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenband für einteiliges Fußbrett)			◆
BXA0670	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar, links, Alu 2003			○
BXA0680	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, links, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr, links (NC: 8" Vorderräder)			○
BXA0690	Amputationsbeinstütze, links, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		302,00	
BXA0700	Ohne Beinstütze, links (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-45,00	
BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS				
BXA0710	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenband für einteiliges Fußbrett)			◆
BXA0720	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar,rechts, Alu 2003			○
BXA0730	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, rechts, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem insteckrohr, rechts (NC: 8" Vorderräder)			○




0450




0460




0470




0480




0630










0660/0710







0670/0720




0690/0740

BXA0740	Amputationsbeinstütze, rechts, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		302,00	 0760/0770	
BXA0750	Ohne Beinstütze, rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-45,00		
EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)					
BXA0760	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr		195,00		
BXA0770	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, langes Einsteckrohr		195,00		
FUSSPLATTEN LINKS					
BXA0780	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links; hoch-/wegklappbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	◆			
BXA0790	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links		40,00		
BXA0800	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	○			
BXA0810	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links		40,00		
FUSSPLATTEN RECHTS					
BXA0820	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts; hoch-/wegklappbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	◆		 Fußplatte fest	
BXA0830	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts		40,00		 Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil
BXA0840	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	○			
BXA0850	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts		40,00		 Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil
ARMLEHNEN					
ARMLEHNEN LINKS				 0870/0930	
BXA0860	Armlehne gerade, schmales Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		81,00		
BXA0870	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		36,00		
BXA0875	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		92,00		
BXA0880	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		102,00		
BXA0885	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)	◆			
BXA0890	Hemi-Armauflage, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		229,00		
BXA0910	Ohne Armlehne, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-35,00		
ARMLEHNEN RECHTS					
BXA0920	Armlehne gerade, schmales Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		81,00		 0880/0940
BXA0930	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		36,00		
BXA0935	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		92,00		
BXA0940	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		102,00		
BXA0945	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	◆			
BXA0950	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		229,00		
BXA0970	Ohne Armlehne, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-35,00		
ARMLEHNENZUBEHÖR				 0885/0945	
BXA0975	Seitenteil verstärkt		61,00		
BXA0980	Polsterung für Seitenteil		33,00		
SITZZUBEHÖR					
BXA0990	Inkontinenzbezug		45,00		


BXA1000	Abduktionskeil (NC: 20 mm Sitzplattenerhöhung)		133,00
BXA1010	Sitzplattenverlängerung für Breite, vorne, hinten oder asymmetrisch (Kit beinhaltet zwei Platten)		71,00
BXA1020	Sitzplatte um 20 mm erhöht		92,00
KOPFSTÜTZEN			
BXA1040	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung)		102,00
BXA1060	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung)		149,00
BXA1041	Invacare Matrx® Elan Standard-Polster (260 mm)		195,00
BXA1042	Invacare Matrx® Elan Standard-Polster (360 mm)		195,00
BXA1043	Invacare Matrx® Elan Nacken-Polster (230 mm)		205,00
BXA1044	Invacare Matrx® Elan Nacken-Polster (310 mm)		205,00
BXA1045	Invacare Matrx® Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		399,00
BXA1046	Invacare Matrx® Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		399,00
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER			
BXA1047	Invacare Matrx® Elan Montagematerial		299,00
BXA1048	Invacare Matrx® Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		349,00
BXA1049	Invacare Matrx® Loxx Montagematerial		229,00
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR			
BXA1050	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		36,00
BXA1070	Nackenstütze höhen- und tiefenverstellbar		◆
BXA1090	Klinik-Kit für Kopf- / Nackenstütze		○
RÜCKENZUBEHÖR			
BXA1100	Seitenpelotte vielfach einstellbar, links ¹⁾		150,00
BXA1110	Seitenpelotte vielfach einstellbar, rechts ¹⁾		150,00
BXA1120	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, links ¹⁾		164,00
BXA1130	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, rechts ¹⁾		164,00
BXA1140	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾		66,00
BXA1150	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾		66,00
BXA1180	Seitenpelotte Version 2025, links, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		132,00
BXA1190	Seitenpelotte Version 2025, rechts, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		132,00
BXA1220	Seitenpelottenbefestigung		○
BXA1225	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00
BXA1240	Rückeneinlegekeile (Paar)		20,00
1) Seitenpelottenbefestigung			
BEINSTÜTZENZUBEHÖR			
BXA1270	Fußplattenverlängerung, links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützen-oberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		25,00
BXA1280	Fußplattenverlängerung, rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützen-oberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		25,00
BXA1290	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○
BXA1300	Schutzbezug für Fußauflagen		50,00
BXA1310	Wadenband, gepolstert		30,00
BXA1311	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		184,00
BXA1312	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		184,00
BXA1313	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		184,00
RAHMEN			
FARBSTREIFEN RAHMEN			
BXA1320	Blau		○
BXA1330	Silber		◆
BXA1340	Rot		○
BXA1350	Champagner		○
BXA1360	Petroleum-Grün		○
BXA1365	Ohne Farbstreifen		○
VORDERRADBEFESTIGUNG			
BXA1370	Fest		◆




VORDERRÄDER			
BXA1395	100x30 (4'') weich, Schwarz		○
BXA1400	125x27 (5'') mittelhart, Schwarz		○
BXA1415	140x40 (5,5'') weich, Schwarz		○
BXA1435	150x30 (6'') mittelhart, Schwarz		○
BXA1455	200x30 (8'') pannensicher, Schwarz		○
BXA1465	200x32 (8'') Luftbereifung, Schwarz		○
BXA1475	200x45 (8'') pannensicher, Schwarz		◆
HINTERRADGRÖSSE			
BXA1505	20'', mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt), (NC: 1 3/8'' pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)		○
BXA1515	20'', mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt (NC: 1 3/8'' pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)		○
BXA1525	22'', mit Steckachse (NC: Greifreifen Edelstahl)		○
BXA1535	24'', mit Steckachse		◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
BXA1542	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (nur mit Greifreifen Aluminium)		◆
BXA1544	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		153,00
BXA1546	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1'' Luftbereifung Leichtlauf)		225,00
BXA1548	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8'' Luftbereifung mit Profil, Hand- und Speichenschutz)		○
HINTERRADBEREIFUNG			
BXA1565	1 3/8'' Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
BXA1585	1 3/8'' pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
BXA1595	1'' Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
BXA1610	Aluminium		◆
BXA1620	Kunststoffbezogen		102,00
BXA1630	Edelstahl (nur mit 24'' Hinterrad)		81,00



158515651595



1610

RADZUBEHÖR			
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
BXA1670	Hand- und Speichenschutz, gefrostet	123,00	
SICHERHEIT			
BREMSEN			
BXA1680	Standardbremse	◆	
BXA1685	Einhandbremse links	359,00	
BXA1687	Einhandbremse rechts	359,00	
SICHERHEITZUBEHÖR			
BXA1690	Haltegurt	59,00	 <div>1690</div>
BXA1691	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M	101,00	
BXA1692	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L	109,00	
BXA1693	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M	130,00	
BXA1694	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L	136,00	
BXA1696	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)	189,00	
BXA1697	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)	199,00	
ZUBEHÖR			
BXA1710	Therapietisch inkl. Montagekit	157,00	
BXA1715	Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Montagekit für Therapietisch)	174,00	
BXA1716	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)	205,00	
BXA1717	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)	205,00	
BXA1730	Wegschwenkbarer Therapietisch (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	339,00	
BXA1735	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	363,00	




1585



1565



1595



1610

BXA1720	Auflagekissen für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)		153,00
BXA1725	Polster für halbseitigen Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)		61,00
BXA1740	Verriegelung für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)		27,00
BXA1750	Montagekit für Therapietisch		20,00
BXA1770	Anbauhalterung Viamobil (NC: Stockhalter, Ankipphilfe, Multifunktionsplattform)		370,00
BXA1800	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben)		26,00
BXA1810	Aufnahme für Haltegurt, Paar (befestigt am Sitz vorne)		40,00
BXA1820	Aufnahme für Haltegurt (befestigt am Rücken, oben)		40,00
BXA1830	Ankipphilfe (NC: Multifunktionsplattform)		◆
BXA1850	Transportbefestigungs-Kit zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß DIN ISO 7176-19		40,00
BXA1860	Multifunktionsplattform		267,00
BXA1880	Infusionsständer		92,00
BXA1890	Kit zur Reduzierung von Sitz- und Rückenwinkel		61,00
	Summe		

Sitzhöhe	Hinterrad- größen	Mögliche Vorderräder	Std. Sitzwinkel- verstellung bis:	Std. Rückenwinkel- verstellung bis	max. erzielbare Sitzwinkel- verstellung*	Max. erzielbare Rücken- winkelverstellung**
350mm	16"	4"	45	30	45	30
	20"	4"	30	30	30	30
380mm	16"	5"	45	30	45	30
	20"	5"	45	10	45	30
	22"	5"	30	30	30	30
400mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
430mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
450mm	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6"	45	30	45	30
480mm	16"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
500mm	16"	8"	45	30	45	30

*Die maximal erzielbare Sitzwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Rückenwinkels

**Die maximal erzielbare Rückenwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Sitzwinkels